

GEHWOL

GESAMTKATALOG 2024

gleich
stabi
sprun

ge
li
gt

wic
tä
ht
ed
er
+

Tragfläche, Stopp
pfer. Laufen, springen,
fallen, rutschen,
rollen. Greifen, ab-
26 Knochen, 33
Gelenke. Über 33
Muskeln. Mehr als
300 Bänder und
sehnen. Über
70.000 Nerven-
enden. Belastbar
& sensibel. So aus-
drucksstark wie
dein Gesicht. So
individuell wie
dein Fingerabdruck.
Pauke deinen
Füßen jeden Tag.
Mit der Pflege,
die sie
verdienen.

”

**DAS LEBEN IST WIE FAHRRAD FAHREN.
UM DIE BALANCE ZU HALTEN, MUSS MAN IN
BEWEGUNG BLEIBEN.**

Albert Einstein

SEIT ÜBER 150 JAHREN vertrauen Fußspezialisten auf Produkte der Eduard Gerlach GmbH. In dieser Zeit hat sich viel getan: Industrialisierung, Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel, Pandemie.

Viele Unternehmen haben dabei ihre Balance verloren – wir sind stabil geblieben, ja, expandieren sogar. Denn bei aller Tradition zahlt es sich aus, in bewegten Zeiten selbst beweglich zu bleiben, ohne auf die Basis zu verzichten, die ein Unternehmen erfolgreich macht: die exzellente Qualität der Produkte, der Mitarbeitenden und unserer Kundinnen und Kunden – Sie.

Um Sie und Fußspezialisten in aller Welt zukünftig bestmöglich zu unterstützen, bewegen wir uns weiter. Sie dürfen sich auf unseren neuen Markenauftritt freuen, im Zuge dessen unser Verpackungsdesign und alle weiteren Kommunikationsmaßnahmen sukzessive umgestellt und erneuert werden. Den Anfang macht dabei GEHWOL FUSSKRAFT. Ein starkes Logo, moderne Verpackungen, exklusive Stilelemente, eine ästhetische Bildsprache und neue Werbemittel – all dies macht die neue GEHWOL Produktwelt aus. So gehen wir für Sie den nächsten Schritt in eine für uns alle erfolgreiche Zukunft.



Timor Gerlach-von Waldthausen
Familienunternehmer in 7. Generation



Gleich
stabi
sprun

ge
li
gt

wic
tä
ht
ed
er, +

Tragfläche, Stopp
Pfer. Laufen, springen
fallen, rutschen
rollen. Greifen, ab-
26 Knochen
Gelenke. Über 33
Muskeln. Mehr als 20
300 Bänder und
sehnen. Über
70.000 Nerven-
enden. Belastbar
& sensibel. So aus-
drucksstark wie
dein Gesicht. So
individuell wie
dein Fingerabdruck
pauke deinen
füßen jeden Tag.
Mit der Pflege
die sie
verdienen

FUSSMANIFEST

FÜSSE SIND DAS FUNDAMENT UNSERES KÖRPERS. Sie geben uns Stabilität und Gleichgewicht, im Stehen, bei jeder Bewegung, jeden Tag. Sie sind Tragflächen, Stoßdämpfer und Sprungfedern. Sie sind wichtiger Teil unseres sensorischen Systems. Mehr als 70.000 Nervenenden geben uns Informationen über den Boden, sodass wir unser Körpergewicht gleichmäßig verteilen, unsere Haltung anpassen und uns davor schützen können, auszurutschen oder zu fallen.

Kein Fuß gleicht dem anderen. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Man kann Füße lesen wie Gesichter. Im Laufe der Jahre zeigen sie Spuren des Alters, der Lebensweise, der Gesundheit, aber auch, welche Bedeutung ihnen beigemessen wird. Je mehr Wertschätzung wir unseren Füßen geben, desto zuverlässiger dienen sie uns.

Deshalb setzt sich GEHWOL seit 1868 weltweit für gesunde und gepflegte Füße ein. Deshalb entwickelt, produziert und vertreibt GEHWOL Produkte, die nicht nur mit der Zeit, sondern immer weiter gehen, um alle zu unterstützen, denen das Wohl der Füße täglich wichtig ist.

HINTERM

HORIZONT

GEHT'S WEITER



IN LÜBBECKE, dem Stammsitz von Gerlach, steht seit 2021 ein Neubau, der manifestiert, was das Unternehmen seit jeher lebt: Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen, mit der Natur und der konsequente Wille zur Innovation bei höchsten Ansprüchen an Wirkung und Qualität.





AM RAND DES LÜBBECKER MOORS liegt das großzügig angelegte Gebäude mit teilbegrüntem Dach. Darunter versammeln sich Entwicklung, Technik, Qualitätskontrolle, Produktion, Lager und Servicewerkstatt. Im gesamten Gebäude werden Nachhaltigkeit und Innovation sichtbar: vom Fundament aus wasserdurchlässigen Kies-Stopfsäulen über die innovative Wasserrückgewinnungsanlage bis zur Wärmepumpe. Die Gebäudeisolation mit mineralischen Dämmstoffen übertrifft sogar die üblichen Maßstäbe. Die bodenlangen Fenster in der geräumigen, modern eingerichteten Lounge schenken den Mitarbeitenden einen freien Blick auf das firmeneigene Lavendelfeld als Hommage an die Natur, deren Kraft GEHWOL Produkte so wirksam macht.

GEHWOL ACADEMY

BLEIBEN SIE QUALIFIZIERT

Qualität ist das A und O einer erfolgreichen Praxis. Damit Sie in Ihrem Praxisalltag immer auf dem aktuellsten Stand sind und auch die höchsten Ansprüche erfüllen können, bieten wir Ihnen mit der GEHWOL ACADEMY zielgerichtete Fortbildungen an.

In der GEHWOL ACADEMY vermitteln wir die Grundlagen der Hygiene, geben in Fortgeschrittenenkursen und Sachkundelehrgängen Sicherheit in der Aufbereitung von Medizinprodukten oder vertiefen Ihr Fachwissen und Können in einer Fortbildung – immer passend zu Ihrer Qualifikation.

Je nach Thema finden die Fortbildungen an unterschiedlichen Orten oder online statt. Nach erfolgreichem Abschluss des jeweiligen Seminars erhalten Sie zudem ein Zertifikat mit den erreichten Fortbildungspunkten. Unsere Referenten und Referentinnen sind Profis auf ihrem Gebiet und unterstützen Spezialisten aus Podologie und Fußpflege Tag für Tag – auch Sie!

Themenübersicht aus der GEHWOL ACADEMY:

- Hygiene-Basics in der Fußpflege: Reinigen, desinfizieren oder sterilisieren
- Hygiene (be-)greifbar machen: Interaktiver Sachkundelehrgang zur Aufbereitung von Medizinprodukten
- VHO-Osthold-Spange PERFECT und GTO-Spange
- NASPAN® Platinium – Das erste selbstregulierende Nagelkorrektursystem

Mit der GEHWOL ACADEMY bleiben Sie hochqualifiziert!

Das aktuelle Programm
finden Sie online unter
www.gehwol.de/academy



STARKE PERFORMANCE DURCH KOMPETENTE BERATUNG



© stock.adobe.com | New Africa

DER SERVICEGEDANKE BEI GERLACH wird durch eine flächendeckende Außendienststruktur, ein Netz an Servicewerkstätten sowie persönliche Ansprechpartner im Innendienst gelebt.



IHR GERLACH ANSPRECHPARTNER IM AUSSENDIENST berät Sie bei Fragen der Praxisausstattung, weist Sie in die Handhabung neuer Geräte, Instrumente oder auch Behandlungstechniken ein und steht bei verpflichtenden Aufgaben etwa im Bereich der Hygiene, der Wartung oder der Validierung von Medizinprodukten unterstützend zur Seite. Ein Teil der Gerlach-Fachhandelsberater selbst sind ausgebildete Podologen, die neben ihrer Praxistätigkeit Aus- und Fortbildungsaufgaben in Schulen, auf Messen oder bei Seminaren übernehmen. Kompetente Beratung ermöglicht eine starke Performance gegenüber Kunden, die Wert auf professionelle Fußpflege und qualitative Produkte legen.

KUNDENNÄHE SCHAFFT VERTRAUEN

Kundenzufriedenheit ist ein wichtiger Faktor für die Stärkung des Markenimage. Deshalb legen wir viel Wert darauf, Sie als unsere Fachhandelspartner gut zu beraten, Ihnen Informationen und Material für die tägliche Arbeit zur Verfügung zu stellen, um den Kunden gegenüber professionell auftreten zu können. Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig, regelmäßig Feedback zu Produkten und zur Unternehmenskommunikation zu

IHR BERATUNGS-TEAM

IHRE ANSPRECHPARTNER IM SERVICE

Sollte es einmal ein technisches Problem geben, hilft Ihnen die hauseigene Reparaturwerkstatt oder eine Servicewerkstatt in der Nähe. Muss Ihr Fußpflegegerät repariert oder gewartet werden, sorgt das Service-Team dafür, dass Sie ein einwandfreies Leihgerät erhalten.





IHRE ANSPRECHPARTNER IM VERTRIEB

Wir haben für Sie immer ein offenes Ohr und stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Sie können uns jederzeit anrufen oder mit einem unserer Außendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe Kontakt aufnehmen.



WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.

Sie haben eine Frage, brauchen Service, Beratung oder möchten einen Auftrag erteilen?
Rufen Sie uns einfach in Lübecke an: Mo. – Do. 7:30 – 18:00 Uhr und Fr. 7:30 – 17:00 Uhr.*

FACH- BERATUNG NORD


	
Jessica Tralls 05741 330-131	Elke Felber 05741 330-156

FACH- BERATUNG MITTE

	
Natascha Glavonjic-Milutinovic 05741 330-133	Pascal Post 05741 330-155

FACH- BERATUNG SÜD

	
Sabine Dreier 05741 330-139	Miriam Hildebrandt 05741 330-122



EDUARD GERLACH GmbH // Bäckerstraße 4–8 // 32312 Lübecke
Telefon 05741 330-0 // Telefax 05741 330-400 // info@gehwo.de
www.gewol.de

ZENTRALE



Elvira Schwittay
05741 330-0



Katharina Klippenstein
05741 330-0



Matthias Borchert
05741 330-152



Rita Hartmann
05741 330-175



Eduard Hüberr
05741 330-188

TECHNISCHER KUNDENDIENST


* Erreichbarkeit

Technischer Kundendienst

Mo – Do 7:30 – 16:15, Fr 7:30 – 13:45



Im eShop können Sie unsere Produkte jederzeit online bestellen. Einfach einmalig registrieren und los geht's!
www.gewol.de/customer-login



* mit Ausstellungsraum


AUSSEN- DIENST NORD

1
Florian Piening




32312 Lübbecke
Bäckerstraße 4-8
Mobil 0160 92537182
florian.piening
@gehwo.de
www.gehwo.de

2 *
Andreas Passehl



18211 Börgerende-
Rethwisch
Storchenwiese 6
Mobil 0152 54 76 28 92
passehla62@gmail.com

3
Hans-Dieter Dyllus




28865 Lilienthal
Falkenberger Landstr. 14
Tel. 04298 6978872
Fax 04298 6978873
Mobil 0177 4058367
hd-dyllus@ewetel.net

4
Thomas Goede



14974 Ludwigsfelde/
OT Ahrensdorf
An der Koppel 14
Tel. 03378 5100800
Fax 03378 5100801
Mobil 0178 9199564
th.goede@arcor.de

5
Olaf Berzik



30179 Hannover
Vahrenwalder Str. 269a
Tel. 0511 9666818
Fax 0511 9666819
Mobil 0172 3803335
hvberzik@web.de

6
Gudrun Meusel



16548 Glienicke
Eichhornstraße 18
Tel. 033056 778 14
Mobil 0176 80120377
meusel.gudrun@web.de

7 *
R. und G. Schmidt



01594 Staucha-Treben
Kurze Straße 7
Tel. 035268 82436
Fax 035268 81359
fachberatung.schmidt
@icloud.com
*Präsentations- und
Schulungszentren


8 *
Andreas Schmidt



01594 Staucha-Treben
Kurze Straße 7
Tel. 035268 82436
Fax 035268 81359
fachberatung.schmidt
@icloud.com
*Präsentations- und
Schulungsleiter
Schulungszentrum

AUSSEN- DIENST MITTE

9
Dirk Lehnertz



47803 Krefeld
Dahlerdyk 48 b
Tel. 02151 655525
Fax 02151 655526
Mobil 0163 6301163
info@dirklehnertz.de

10
Ingo Müller




39124 Magdeburg
Am Vogelgesang 6
Tel. 0391 2545376
Fax 0391 25443797
gehwo
@handelsvertretung-
mueller.com

11
Marc Ritter



59427 Unna-Massen
Im Kamp 2
Tel. 02303 50736
Fax 02303 58159
Mobil 0176 20941482
info@hvritter.de
www.hvritter.de

12
Torsten Rehborn



41564 Kaarst
Iltisweg 2
Tel. 02131 2982666
Fax 02131 2982667
Mobil 0171 3413230
info@hv-rehborn.de

13 *
Ralf Grotstollen



45134 Essen
Schellstraße 6
Tel. 0201 3195893
Fax 0201 3195894
Mobil 0172 8187442
ralf-grotstollen
@t-online.de
www.grotstollen.de

14
Jürgen Frank



34253 Lohfelden
Herchenbachstr. 18
Tel. 0561 81679563
Fax 0561 81683545
Mobil 0173 3808694
gehwo@hv-frank.de
www.hv-frank.de

15
Bernd Hielscher



99084 Erfurt
Johannesstraße 35
Tel. 0361 6449363
Fax 0361 6449364
Mobil 0177 2784874
b.hielscher@gmx.net


16 *
Norbert Ulm



51789 Lindlar
Im Rosengarten 11
Tel. 02266 44382
Fax 02266 45175
hv.ulm@t-online.de
www.hv-ulm.de

AUSSEN- DIENST SÜD

17 *
Matthias Wesner




63477 Maintal
Berliner Straße 71-75
Tel. 06181 431610
Mobil 0151 23982448
wesner3005
@t-online.de
www.wesner3005.de

18 *
Uwe Gärtner



55263 Ingelheim
Wackenheim
In den 30 Morgen 39b
Tel. 06132 8997740
Fax 06132 7135584
Mobil 0172 3089220
handelsvertretung.
gaertner@t-online.de

19 *
Heike Starker



92318 Neumarkt
Paul-Keller-Straße 35c
Tel. 09181 8188
Fax 09181 290448
Mobil 0160 7052284
h.starker@web.de
www.starker-hv.de

20
Jens Scheid




71065 Sindelfingen
Eyachstraße 17
Tel. 07031 7359100
Fax 07031 7359101
Mobil 0172 8598713
hv-scheid@gmx.de
Christine Scheid
Tel. 0178 5616312

21
Thord Schick



89081 Ulm
Bei der Wiege 39
Tel. 0731 6026066
Fax 0731 6026067
Mobil 0176 8018 69 69
schick-gehwo@gmx.de

23
Silvia Maibohm



32312 Lübbecke
Bäckerstraße 4-8
Mobil 0151 23797339
silvia.maibohm
@gehwo.de
www.gehwo.de

24
Thomas Jobst



93346 Ihrlerstein
Am Wiesengrund 1
Tel. 09441 7039044
Fax 09441 7039045
Mobil 0160 7486610
thomas.jobst@gmx.net

* mit Ausstellungsraum

SERVICEWERKSTÄTTEN

Nordrhein-Westfalen
EDUARD GERLACH GmbH
Bäckerstraße 4-8
32312 Lübbecke
Telefon: 05741 330-0
Telefax: 05741 330-400
E-Mail: info@gehwo.de
Internet:www.gehwo.de

Bremen
M & B-Technische Dienstleistungen,
E. Meseck
Osterholzer Heerstraße 37
28307 Bremen
Telefon: 0421 414407
Technik: 0421 4585840
Telefax: 0421 413210
Mobil: 0176 45626508
E-Mail: meseck-bremen@ewetel.net

Hamburg
Hermann Steffen GmbH
Reparatur-Service
Flachsland 35
22083 Hamburg
Telefon: 040 290636
Telefax: 040 29820550
E-Mail: info@hermann-steffen.de
Internet: www.hermann-steffen.de

Mecklenburg-Vorpommern
Schmoltdt Elektrik und Elektronik
Waldemarstraße 42
18057 Rostock
Telefon: 0381 4997499
Telefax: 0381 4997095
Mobil: 0172 3203007
E-Mail: info@schmoltdt-elektro.de
Internet:www.schmoltdt-elektro.de

Berlin
Weiße Ware Service Berlin
Christian Peltz
Schillerpromenade 6
12459 Berlin
Telefon: 030 53790240
Telefax: 030 53790242
E-Mail: wwsberlin@t-online.de
Internet:www.wws-berlin.de

Berlin/Brandenburg
DLGS24 GmbH
Meyerstraße 15
14776 Brandenburg an der Havel
Telefon: 03381 2833396
Telefax: 03381 2833399
E-Mail: mail@dlgs24.de
Internet: www.dlgs24.de

Sachsen West und Thüringen
ESRA GmbH
Friedensstraße 64
08468 Reichenbach
Telefon: 03765 78900 (Büro)
Telefon: 03765 78933 (Werkstatt)
Telefax: 03765 789012
E-Mail: medizintechnik@esra.de
Internet:www.esra.de

Sachsen Ost / Brandenburg Süd
Medizin-Labortechnik Möbius
Birkwitzer Straße 13
01796 Pirna
Telefon: 03501 524236
Telefax: 03501 585932
E-Mail: mail@medizin-labortechnik.de
Internet:www.medizin-labortechnik.de

Sachsen-Anhalt
Medizintechnik Ziems
Mario Ziems
Menzer Weg 1
39175 Königsborn
Telefon: 039292 697190
Mobil: 0172 3944592
E-Mail: info@medizintechnik-ziems.de
Internet:www.medizintechnik-ziems.de

Hessen Nord
Elektrotechnik Jungermann Dörbaum
Sascha Dörbaum / Björn Jungermann
Am Posthof 3
34281 Gudensberg
Telefon: 05603 918871
Mobil: 0172 5661839
E-Mail: info@e-jd.de
Internet:www.e-jd.de

Niedersachsen
Elektro-Hardel
Stefan Hardel
Dresdener Straße 19
30853 Langenhagen
Telefon: 0511 778188
Telefax: 0511 722774
E-Mail: info@elektro-hardel.de
Internet:www.elektro-hardel.de
Nur Einrichtungen.

Bayern
Bonath Dental e.K.
Obere Bahnhofstraße 24
90556 Cadolzburg
Telefon: 09103 4957250
Telefax: 09103 4957254
E-Mail: kontakt@bonath-dental.de
Internet:www.bonath-dental.de

Bayern
Elektroanlagen Gruber GmbH
Werner Gruber
Ludwig-Ganghofer-Weg 9
84137 Vilsbiburg
Telefon: 08741 8154
Mobil: 0177 8890082
E-Mail: elektro-werner-gruber@web.de

Baden-Württemberg
Dental Industrieservice
Elvis Luik
Am Sportplatz 1
73269 Hochdorf
Telefon: 07153 54789
Telefax: 07153 58210
E-Mail: info@dental-service-bw.de
Internet:www.dental-service-bw.de

Saarland
Dental- und Labortechnik KLOS
Birkenweg 26
66127 Saarbrücken
Telefon: 06898-8520901
E-Mail: klos-dentalservice@t-online.de
Internet:www.dentalservicebetriebe.de
Nur Einrichtungen.

Hessen Süd
Elektro Köhler Service
Jens Köhler
Langstraße 12
63549 Ronneburg
Telefon: 06184 92750
Telefax: 06184 927520
E-Mail: info@elektrokoehler.de
Internet:www.elektrokoehler.de

Nordrhein-Westfalen
gsd geräte service dirks
Ludger Dirks
Hoher Weg 20
46348 Raesfeld
Telefon: 02865 6030930
Mobil: 0151 41225482
E-Mail: service@gsdraesfeld.de
Internet:www.gsdraesfeld.de

Nordrhein-Westfalen
Fußpflegeservice Nickel
Straßburger Straße 11
44137 Dortmund
Telefon: 0231 129516
Mobil: 0157 50627189
E-Mail: service.nickel@gmx.de

Nordrhein-Westfalen
Patrick Adolfs
An der Brandshütte 14
40699 Erkrath
Telefon: 0163 7799101
E-Mail: patrick.adolfs@gerlachserviceadolfs.de
Internet:www.gerlachserviceadolfs.de

DAS UNTERNEHMEN GERLACH LIVE ERLEBEN

Seit 1889 nimmt Gerlach an Messen weltweit teil, um den Interessenten und Kunden seine Produkte und Innovationen vorzustellen. Der Firmengründer Eduard Gerlach reiste durch Weltausstellungen von Berlin nach Wien, Nizza, Brüssel, Chicago, Paris und Kairo.

Heute sind wir auf Fachmessen für Kosmetik und Fußpflege in Deutschland vertreten. Die Präsentation der Produkte und Innovationen auf Auslandsmessen übernehmen unsere internationalen Vertriebspartner in vielen Ländern der Welt.

Besuchen Sie uns auf den Fachmessen und lernen Sie das Unternehmen Gerlach und seine Marken kennen. Probieren Sie unsere Produkte aus und lassen Sie sich von unserem Messteam kompetent beraten.



Auf welchen Messen Sie uns
aktuell treffen können, finden Sie
unter: [https://www.gehwol.de/
Unternehmen/Fachmessen](https://www.gehwol.de/Unternehmen/Fachmessen)



INNOVATION AUS TRADITION, NACHHALTIGKEIT AUS VERANTWORTUNG

NEUE EFFIZIENTE VERFAHREN und Analysemethoden, neue Expertise im Führungsteam, neue Produktionsanlagen – schon heute erfüllt Gerlach die Anforderungen von morgen. Sensible Bereiche wie die Produktion werden unter leichtem Überdruck betrieben, damit keine Verunreinigungen von außen eindringen. Die Arbeitsbedingungen gleichen denen eines Reinraums: mit persönlicher Schutzausrüstung, Personal- und Materialschleusen. Moderne Filteranlagen sorgen für keimarme Bedingungen – für sichere Produktion und sichere Produkte.






*Jede Sekunde wird eine
Verpackung fertig
konfektioniert.*

SO GERÜSTET steht GEHWOL die Welt offen. Schon heute zählt GEHWOL Importeure aus 55 Ländern – und es werden mehr. Denn überall verdienen Menschen gesunde Füße. Deswegen schließt die Ausrichtung von GEHWOL auch die Herstellung von Medizinprodukten und Arzneimitteln ein.

AUCH DIE LABORE für Forschung, Entwicklung und die Qualitätseinheit wurden nach modernsten Gesichtspunkten ausgestattet, um die stetig steigenden Anforderungen an die Hygiene und die Qualität der Inhaltsstoffe zu erfüllen oder zu übertreffen. Servicewerkstatt und Logistik stehen dem hohen Niveau in nichts nach.



WIR GEHEN VORAN, DAMIT IHR UMSATZ LÄUFT

FUSSSPEZIALISTEN VER- TRAUEN DARAUF,

das unsere Präparate wirken und dass Technik und Ausstattung ihre Arbeit zuverlässig erleichtern. Dieser Verantwortung und der gelebten intensiven Partnerschaft mit der Profession sehen wir uns verpflichtet. Die Eduard Gerlach GmbH arbeitet seit jeher nach Standards, die mit denen der Arzneimittelherstellung vergleichbar sind. Das ist in der Fußkosmetik nicht selbstverständlich. Mit GEHWOL bleiben Sie nicht nur sicher auf der Höhe der Zeit, sondern sind immer einen Schritt voraus.



In der Qualitätskontrolle wird die Reinheit und Zusammensetzung von Rohstoffen bestimmt.




WIRKSTOFFE - DEREN AUSWAHL UND BEDEUTUNG

Anders als arzneilich wirksame Substanzen dürfen kosmetische Wirkstoffe nur das Hautorgan beeinflussen. Sie dienen der Reinigung, Pflege und dem Schutz der gesunden oder der gestörten Haut. Mehr als der einzelne Stoff entscheidet oft die Gesamtrezeptur über die Wirksamkeit und den Nutzen eines Pflegeproduktes.

Die in Gerlach-Präparaten eingesetzten Wirkstoffe werden sorgfältig ausgewählt und verarbeitet. Dabei kommen immer wieder innovative Wirkstoffe zum Einsatz, wie z. B. das MicroSilver BG™ in der Rezeptur von GEHWOL MED Sensitive oder der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® in der GEHWOL und GERLASAN balance Pflege-Serie. In ihrer Kombination mit weiteren Wirkstoffen stellen sie das Gesamtkonzept der innovativen Rezepturen dar.

kennt. BIOTILYS® wirkt sowohl antimikrobiell wie auch als Radikalfänger und beruhigt die Haut. Zudem unterstützt das Probiotikum die Hautbarriere bei der Hautbefeuchtung (Hydratation) und schützt vor Verlust von Feuchtigkeit (TEWL). Placebokontrollierte, klinische Studien¹ belegen, dass der TEWL durch BIOTILYS® auf ein Drittel sinkt und die Hautbarriere wiederhergestellt wird. Zudem ergaben die In-vivo-Untersuchungen eine deutliche Zunahme der Hydratation (Hautfeuchtigkeit). Der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® in GEHWOL und GERLASAN balance Produkten fördert die natürliche Vermehrung gesunder Bakterien der Hautflora und bringt diese wieder in Balance. Er regeneriert und stärkt die natürliche Hautbarriere und schützt die Haut.

Quelle: 1 Rachida Nachat-Kappes, Aurélie Gardarin, Laurent Rios, Edwige Ranouille, Magali Favre-Mercuret, Véronique Jay-Debaut, Jean-Yves Berthon: „Probiotische Fraktionen“, Greentech S.A., Frankreich



Dreifach-Schutz mit BIOTILYS®

1. Schutz der natürlichen Hautbarriere vor äußeren Einflüssen.
2. Senkung des transepidermalen Wasserverlustes (TEWL), das heißt Verbesserung der Wasserspeicherung der Haut.
3. Verbesserung des Feuchtigkeitsgehaltes der Haut.

Hautbarriere-Stärker: Probiotisches BIOTILYS®

Der innovative Inhaltsstoff BIOTILYS® wird aus dem Lactobacillus pentosus gewonnen, das zur Familie grampositiver Bakterien der Ordnung Lactobacillales (Milchsäurebakterien) gehört. Durch Fermentation entsteht Milchsäure, deren schützende und regenerierende Wirkung die Medizin schon seit Längerem

DIE SENSITIVFORMEL FÜR SYMPTOM- UND INFEKTIONSSCHUTZ MIT MICROSILVER BG™

Hochreines Mikrosilber (MicroSilver BG™) mit Depot-Effekt sorgt für eine normale Hautflora. Silberionen stören den Zellstoffwechsel von Bakterien und Pilzen, die sich nicht mehr ausbreiten und das natürliche Mikroklima auf der Haut aus dem Gleichgewicht bringen können. Inspiriert von den beruhigenden Naturkomponenten wilder Pistazie lindert der darin enthaltene Wirkstoff SymSitive®* Juckreiz und Hautbrennen. SymRelief®* ist die Verbindung aus organisch kultiviertem Ingwerextrakt und Bisabolol und ist die beruhigende Komponente gegen Rötungen. Eingesetzt in der Rezeptur der GEHWOL MED Sensitive stellt der Wirkstoff die Sensitivformel für Symptom- und Infektionsschutz.

*eingetragene Unionsmarke der Symrise AG, Deutschland



MicroSilver BG™ lagert sich depotartig im Hautrelief an, ohne die Haut zu durchdringen.



Rötungen sind eine entzündliche Reaktion der Haut auf bakterielle oder allergene Reize.



Verbesserung des Hautbildes nach Pflege mit einer MicroSilver BG™-haltigen Creme.

CREME-GRUNDLAGEN

AVOCADOÖL



ist ein wirkstoffreiches Öl, besonders mild und hautglättend. Von der Haut wird es schnell aufgenommen und dringt gut ein, insbesondere bei trockener und schuppiger Haut.

DISTELÖL



Distelöl ist reich an zweifach ungesättigten Fettsäuren, die essenziell für eine gesunde Haut sind. Es wirkt rückfettend und entzündungshemmend und verleiht der Haut mehr Elastizität.

JOJOBAÖL



ist ein hautpflegendes Öl. Es erzeugt ein samtiges, weiches Hautgefühl, wird schnell von der Haut aufgenommen und hält die Haut glatt und geschmeidig.

LANOLIN



ist ein hautfettähnlicher Stoff mit hervorragenden pflegenden Eigenschaften und enthält Provitamin D. Der Inhaltsstoff ist in besonders gekennzeichneten GEHWOL Präparaten enthalten.

MANDELÖL




wird aus den reifen, schalenfreien Samen des Mandelbaums gewonnen. Es enthält ca. 90 % ungesättigte Fettsäuren, wovon 20-30 % den Anteil an Linolsäure darstellt. Durch die Fähigkeit, gut in die Haut einzudringen, ist das Mandelöl ein guter Wirkstoffträger und erhöht somit die Pflegewirkung einer Formulierung. Es eignet sich gut für empfindliche Haut und beruhigt gereizte Hautpartien.

MORINGAÖL



ist ein leichtes, gut spreitendes Öl, das von der Haut gut aufgenommen wird. Es wirkt hautpflegend, feuchtigkeitsspendend und barriestärkend.

NACHTKERZENÖL



Nachtkerzenöl ist reich an zwei- und dreifach ungesättigten Fettsäuren und dadurch essenziell für eine gesunde Haut. Dank seiner entzündungs- und juckreizmindernden Eigenschaften eignet es sich speziell bei sehr trockener Haut und Neurodermitis.

SANDDORNÖL



pflegt mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und Vitaminen. Es regeneriert die Haut und wirkt entzündungshemmend.

SESAMÖL



zieht schnell in die Haut ein, schützt die natürliche Hautbarriere und ist ein guter Wirkstoffträger in den Rezepturen.

SHEABUTTER



ist eine pflanzliche Fettkomponente mit einem besonders hohen Anteil unverseifbarer Bestandteile zur Pflege beanspruchter Haut. Sie gibt der Haut Geschmeidigkeit, Elastizität und bindet Feuchtigkeit in der Oberhaut.

WEIZENKEIMÖL



ist ein vitaminreiches Öl, das die Haut geschmeidig macht und einen günstigen Einfluss auf brüchige Nägel hat.

NATÜRLICHE ÄTHERISCHE ÖLE

BERGKIEFERÖL



belebt und erfrischt und hat eine desinfizierende und desodorierende Wirkung.

CITRONELLÖL



wirkt stark antiseptisch, erfrischt, regt an und heilt.

EUKALYPTUSÖL



wirkt aktivitätserhöhend, antiseptisch und wundheilend.

KAMPFER



wirkt antimikrobiell und antiseptisch. Hat wärmende, durchblutungsfördernde sowie juckreizlindernde Eigenschaften.

LAVENDELÖL/ LAVANDINÖL



wirkt beruhigend, heilungsfördernd, keimtötend und gibt Wohlbefinden.

MENTHOL



hat kühlende, erfrischende und juckreizlindernde Eigenschaften und wirkt antimikrobiell.

MINZÖL



kühlt, erfrischt, wirkt antimikrobiell, juckreizlindernd, krampflösend und tonisierend.

ROSMARINÖL



ist bakterizid, belebend, steigert das Wohlbefinden, aktiviert und fördert die Durchblutung.

THYMIANÖL



ist aktivitätssteigernd und desinfiziert in hohem Maße.

GEHWOLK WIRKSTOFFE

ALGEN-EXTRAKTE



fördern die Hautdurchblutung, wirken vitalisierend und straffend. Der Feuchtigkeitshaushalt der Haut wird positiv beeinflusst, Hornhaut wird geschmeidiger.

ALLANTOIN



ist ein Inhaltsstoff der Rosskastanie und wirkt heilungsfördernd.

ALOE VERA GEL



Aloe vera ist eine seit Jahrhunderten verwendete Heilpflanze. Sie enthält eine Vielzahl von Inhaltsstoffen, wie Vitamine und Mineralien, die die feuchtigkeitsspendende und entzündungshemmende Wirkung des Gels ausmachen.

BAMBUS-PULVER



ist ein fein gemahlene Pulver aus dem Inneren des Bambus. Es entfernt sanft Hautschüppchen.

BISABOLOL




Kamillwirkstoffe wie Bisabolol haben entzündungshemmende, heilungsfördernde sowie keimtötende Eigenschaften und sind ausgezeichnet hautverträglich.

CERAMIDE



Es handelt sich um eine Mischung aus Ceramiden und Phytospingosin. Das hautidentische Lipidkonzentrat stellt die schützende Hautbarrierefunktion wieder her und erreicht auch tiefere Hautschichten.

FARNESOL



aus der Natur bekannter, gut verträglicher Deostoff, der durch bakterio-statische Wirkung die Entstehung von Fußgeruch unterbindet.

GRANATAPFEL




enthält bioaktive Substanzen, insbesondere Polyphenole und Flavonoide. Sie wirken entzündungshemmend, antioxidativ und hautpflegend.

HAFER-EXTRAKT




Der standardisierte Extrakt enthält hautberuhigende und anti-irritative Avenanthramide. Zusammen mit anderen Bestandteilen begünstigen sie die Hautelastizität und reduzieren Hautreizungen.

HAMAMELIS-EXTRAKT



kräftigt die Gefäße, adstringiert und fördert die Granulation.

HONIG-EXTRAKT



reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und wirkt hautberuhigend.

HYALURON-SÄURE




in einer speziellen, tiefenwirksamen Molekülgröße kann von der Haut aufgenommen werden, die Hautregeneration unterstützen und die hauteigenen Abwehrkräfte stärken.

INGWER-EXTRAKT



regt die Wärmerezeptoren der Haut an und sorgt für warme Füße.

LACTOBACILLUS PENTOSUS



Der Lactobacillus Pentosus fördert die natürliche Vermehrung gesunder Bakterien der Hautflora und bringt diese bei Abweichungen wieder ins Gleichgewicht. Dadurch wird die natürliche Hautbarriere gestärkt, gereizte und empfindliche Bereiche beruhigt und die Haut gepflegt und geschützt.

LECITHIN



Lecithin bildet liposomenartige Strukturen und bringt dadurch Wirkstoffe und Öle schnell in tiefe Hautschichten. So wirkt es pflegend und regenerierend.

MANUKA-KONZENTRAT



Das Konzentrat aus dem Öl des Manuka-Strauches beinhaltet die zur Bekämpfung von Fußgeruch besonders wirksamen Komponenten in hoher Konzentration. Es hat eine Breitbandwirkung gegen Bakterien und Pilze und ist deshalb für die Fußhygiene besonders geeignet.

MED. SPEZIAL-SEIFE




wirkt auf osmotischem Wege der Blasenbildung entgegen, kräftigt die Haut und hält sie elastisch. Die Schweißbildung wird normalisiert.

MILCH



Das Hydrolysat aus Milchproteinen besitzt feuchtigkeitsbindende, hautglättende und weichmachende Eigenschaften.

MOOR-PFLANZEN



Der Extrakt aus Isländisch Moos, Torfmoos und dem Farrngewächs Engelsüß hat feuchtigkeitsbindende und hautglättende Eigenschaften.

PANTHENOL



Provitamin B5 besitzt ausgeprägte, heilungsfördernde Eigenschaften und beschleunigt das Zellwachstum.

PAPRIKA-EXTRAKT



stimuliert die Wärmerezeptoren der Haut und verursacht dadurch ein Wärmegefühl.

PERLMUTT PULVER




ist ein fein gemahlenes Pulver aus dem Inneren der Muschelschale. Es entfernt sanft Hautschüppchen.

SEIDE



Das Hydrolysat aus Seidenproteinen besitzt feuchtigkeitsbindende und hautglättende Eigenschaften.

SILBER (MIKRONISIERT)



Durch die Depotbildung nach dem Auftragen in den Hautfalten, wird die Hautflora regeneriert. Der Wirkstoff hat eine antimikrobielle Wirkung gegen eine Vielzahl an Keimen und ist frei von Nanopartikeln.

TAPIOKA-STÄRKE



ist ein Naturprodukt aus Maniokwurzel. Die runden Stärkepartikel vermitteln ein glattes und softes Hautgefühl. Tapiokastärkepartikel wirken im Hautrelief als Puffer für den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Haut und Umgebung.

UREA (HARNSTOFF, CARBAMID)



wird aufgrund seiner besonderen Hautfreundlichkeit in medizinischen und kosmetischen Präparaten mit großem Erfolg eingesetzt. Dieser körpereigene, hochverträgliche Stoff wirkt hornhauterweichend, antibakteriell und juckreizlindernd. Der Feuchtigkeitshaushalt der Haut wird in idealer Weise reguliert.

VANILLE



besitzt adstringierende und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. (Soft Feet)

VITAMIN-E-ACETAT



schützt die Haut vor vorzeitiger Hautalterung.

WASSERLILIE



Der Extrakt enthält Flavonoide und Tannine, die leicht adstringierend und hautglättend sind. (Soft Feet)

WEISSER TEE




Der Tee-Extrakt enthält Polyphenole sowie Tannine und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.

ZINKOXID



ist ein in der Pflege empfindlicher Haut hervorragend bewährter Wirkstoff mit antimikrobiellen, schwach adstringierenden und hautschützenden Eigenschaften. Durch die besondere Aktivierung wurde die Wirkung gegen viele schweißersetzende Hautkeime um ein Vielfaches gesteigert.



PRÄPARATEÜBERSICHT

● Hauptanwendung
○ Zusatzwirkung

		Beschreibung siehe Seite für Diabetiker geeignet	sehr empfindliche Haut	normale Haut	trockene Haut	sehr trockene Haut	gegen Schweißgeruch	gegen Fußschweiß	Schutz vor Fußpilz	feuchtigkeitsspendend	erfrischend	kühlend	belebend	hautkräftigend	gegen kalte Füße	gegen Blasen laufen	gegen Druckstellen	Nagelschutz	reinigend	rückfettend	gegen Hornhaut	gegen Hühneraugen	gegen Schrüden
Cremes																							
GEHWOL Balsam, normale Haut	59	○	●		●			○	○	●		○								○			
GEHWOL Balsam, trockene Haut	60	○	○	●	○			○	●	○		○								●			
GEHWOL Bein-Balsam	59	○	○	●	●		○	○	○	●		○								○			
GEHWOL Emulsion zur Fußmassage (Praxisware)	99	○			○			○	○	○		○								○			
GERLACHS GEHWOL Extra	68	○		○	●	●	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	
GEHWOL Frische-Balsam	61	○	●					○	○	○	○	○								○			
GERLACHS GEHWOL Fusskrem	68	○		○	●	●	○	○	○				○	○	○	○	○				○	○	
GEHWOL Softening-Balsam	58	○			○			○	○	○										○	○	○	
GEHWOL Wärme-Balsam	60	○	○	●				○	○			○		○						○	○		
GEHWOL MED Antitranspirant	53	○	●		○	○		○	○											○			
GEHWOL MED Fußdeo-Creme	52	○	○	○	○	○		○	○											○	○	○	
GEHWOL MED Hornhaut-Creme	52	○		○	○			○	○											○	○	○	
GEHWOL MED Lipidro-Creme	51	○	○		○			○	○											○	○	○	
GEHWOL MED Nagel- und Hautschutz-Creme	54	○			○			○	○					○			○				○	○	
GEHWOL MED Schrüden-Salbe	51	○			○			○	○				○	○		○				○	○	○	○
GEHWOL MED Sensitive	50	○	○	○	○			○	○				○			○				○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Repair Creme	42	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Bein Vital Creme	44	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Intensiv Creme	42	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Pflege Creme	43	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Hydro Lipid Lotion	45	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Frische Creme	43	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Wärme Creme	44	○	○	○	○			○	○				○		○					○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme	36	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion	37	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Butter	36	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL balance Fußcreme	138	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL balance Bein & Fußlotion	138	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GERLASAN balance Handcreme	139	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GERLASAN Handcreme	142	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GERLAVIT Moor Vitamin Creme	142	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
Schäume																							
GEHWOL MED Express Pflege-Schaum	50	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Schaum	37	○	○	○	○			○	○				○							○	○	○	
Sprays																							
GEHWOL Fuß + Schuh Deo	61	○						○	○														
GEHWOL pflegendes Fußdeo	62	○						○	○				○		○						○	○	
GEHWOL pflegendes Fußspray	62	○						○	○				○		○						○	○	
GEHWOL Lotion (Praxisware)	100	○						○	○				○		○				○		○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuter Spray	46	○						○	○				○		○						○	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Nagel- und Hautschutz-Spray	45	○						○	○				○		○						○	○	
GERLASAN achselfrisch	143	○	○	○	○			○	○				○		○					○	○	○	

● Hauptanwendung
○ Zusatzwirkung

		Beschreibung siehe Seite für Diabetiker geeignet	sehr empfindliche Haut	normale Haut	trockene Haut	sehr trockene Haut	gegen Schweißgeruch	gegen Fußschweiß	Schutz vor Fußpilz	feuchtigkeitsspendend	erfrischend	kühlend	belebend	hautkräftigend	gegen kalte Füße	gegen Blasen laufen	gegen Druckstellen	Nagelschutz	reinigend	rückfettend	gegen Hornhaut	gegen Hühneraugen	gegen Schrunden
			Hauttyp					desinfizierend		erfrischend/belebend								hautschützend/hautpflegend					
Flüssigpräparate																							
GEHWOL Fluid	72	○		●				○	●												●	○	
GEHWOL Hornhauterweicher (Praxisware)	100																				●		
GEHWOL Hornhautgelee (Praxisware)	101																				●		
GEHWOL Hühneraugen-Tinktur (Arzneimittel)	72		●																		●	●	
GEHWOL Nagelmasse	74							○									●						
GEHWOL Nagelweicher	73		●															●				○	
GEHWOL MED Nagel- und Hautschutz-Öl	54	○			●			○	●				●					●			●		
GEHWOL MED Nagelweicher	55		●						●									●				○	
GEHWOL MED Nagelschutz-Stift	53	○						○	●				●					●			●		
GEHWOL FUSSKRAFT Hornhauterweicher (Praxisware)	93								●													●	
GEHWOL Nagelpflege	73	○			●				●									●			●		
GERLASAN Soft Waschgel	101	○				●			●										●	○			
Bäder und Dusche																							
GEHWOL Badesalz	64	○	●	○		○		○	●			●	●	●					●				
GEHWOL Creme Fußbad	65	○	●	○		○		○	●		●	○							●	○			
GEHWOL Frische-Fußbad	63	○	●	○	●				●	●	●								●		●	○	
GEHWOL Fußbad	64	○	○	●	●			○	●		○	●				○			●		●	○	
GEHWOL Perlmutter-Peeling	58	○	○	●					○		○								○	○			
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling	38	○	○	●					○		○								○	○			
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad	38	○	○	●	●														●	●			
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuter Bad	46	○	○	●	○	●			○		●								●		●	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad-Konzentrat	47	○	○	●	●	●			○		●		●						●	●	○		
Puder																							
GEHWOL Fußpuder	63	○	○	●		●	●	○	●						○								
GEHWOL MED Fußpuder	55	○	○	●		●	●	○	●						○								
Druckschutz																							
GEHWOL Hühneraugen-Pflaster mit Salicylsäure	117																				●	●	



**54 GEHWOL REZEPTUREN OHNE
TIERISCHE INHALTSSTOFFE
UND FÜR VEGANER GEEIGNET!**

Rund eine Million Menschen in Deutschland leben vegan. Das bedeutet, dass sie auf Produkte verzichten, die von oder aus Tieren produziert werden. Bei überzeugten Veganern gilt das auch für die Fußpflegeprodukte. GEHWOL ist mit seinem breiten Sortiment für diesen Trend gewappnet.

GEHWOL balance Fußcreme
GEHWOL balance Bein & Fußlotion
GERLASAN balance Handcreme

GEHWOL FUSSKRAFT Bein Vital Creme
GEHWOL FUSSKRAFT Pflege Creme
GEHWOL FUSSKRAFT Hornhauterweicher
GEHWOL FUSSKRAFT Hydro Lipid Lotion
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuter Spray
GEHWOL FUSSKRAFT
Nagel- und Hautschutz Spray
GEHWOL FUSSKRAFT Frische Creme

GEHWOL FUSSKRAFT Kräuter Bad
GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad-Konzentrat

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Butter
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Schaum

GEHWOL MED Antitranspirant
GEHWOL MED Express Pflege-Schaum
GEHWOL MED Fußdeo-Creme
GEHWOL MED Fußpuder
GEHWOL MED Lipidro Creme
GEHWOL MED Nagel- und Hautschutz-Öl
GEHWOL MED Nagel- und Hautschutz-Stift
GEHWOL MED Nagelweicher
GEHWOL MED Sensitive

GEHWOL Badesalz
GEHWOL Balsam NORMALE HAUT
GEHWOL Bein-Balsam
GEHWOL Creme Fußbad
GEHWOL Emulsion
GEHWOL Fluid
GEHWOL Frische-Balsam

GEHWOL Frische-Fußbad
GEHWOL Fuß und Schuh Deo
GEHWOL Fußbad
GEHWOL pflegendes Fußdeo
GEHWOL Lotion
GEHWOL Fußpuder
GEHWOL Hornhauterweicher
GEHWOL Hornhaut-Gelee
GEHWOL Nagelmasse
GEHWOL Nagelpflege
GEHWOL Nagelweicher
GEHWOL Nail repair Gel klar M
GEHWOL Nail repair Gel rosa M
GEHWOL Nail repair Gel opal M
GEHWOL Nail repair Gel klar H
GEHWOL Nail repair Gel rosa H
GEHWOL Nail repair Gel opal H
GEHWOL Nail repair Cleaner
GEHWOL pflegendes Fußspray

GERLAVIT Moor Vitamin Creme
GERLASAN achselfrisch
GERLASAN Handcreme
GERLASAN Soft Waschgel

**GEHWOL Produkte mit veganen Rezepturen Jetzt
QR-Code scannen oder Produktliste aufrufen unter:
[https://www.gehwol.de/WebRoot/Store/Shops/
gehwol/MediaGallery/gehwol/Fussprobleme_und_
Fusspflege/2024_Produktliste_vegan_DE.pdf](https://www.gehwol.de/WebRoot/Store/Shops/gehwol/MediaGallery/gehwol/Fussprobleme_und_Fusspflege/2024_Produktliste_vegan_DE.pdf)**



VEGAN.

AUCH MIT UNS.

Veganer führen längst kein Nischendasein mehr. Wurde ihre Frage nach veganen Speisen früher noch mit Stirnrünzeln von Bedienungen quittiert, finden sie heute sogar in Schnellrestaurants vegane Angebote vor. Doch Veganer machen sich nicht nur Gedanken um ihr Essen und was dieses an Zutaten beinhalten mag. Auch den Ursprung ihrer Kleidung und Kosmetik hinterfragen viele von ihnen.

Vegane Rezepturen von GEHWOL Liebhaber von veganer Kosmetik sind bei GEHWOL an der richtigen Adresse. Ganze 54 Rezepturen aus dem umfangreichen Sortiment sind frei von tierischen Inhaltsstoffen. Darunter befinden sich zum einen bewährte Produkte wie etwa das GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray oder das GEHWOL Soft Feet Pflegebad. Zum anderen liegen aber auch die neuesten Produkteinführungen wie der GEHWOL MED Express Pflege-Schaum mit 4-fach HYDRO-Komplex sowie die probiotische Pflege-Serie GEHWOL und GERLASAN balance voll im Veggie-Trend.

WEITERES PRÄVENTIVES POTENZIAL INSBESONDERE FÜR DIABETIKER ENTDECKT INTENSIVPFLEGE BEI TROCKENER HAUT

Die Pflege trockener Haut ist wichtig, insbesondere für Diabetiker. Sie hilft Fußproblemen vorzubeugen, so etwa dem diabetischen Fußsyndrom. Aktuelle Studienergebnisse¹ mit Typ-2-Diabetikern liefern neueste Erkenntnisse über die bereits seit Jahren am Markt etablierte GEHWOL MED Lipidro Creme.

HAUTDURCHBLUTUNGSFÖRDERNDE EFFEKTE BEI GESTÖRTER PERIPHERER HAUTDURCHBLUTUNG ERZIELEN

Trockene Haut kann eine Folge von Durchblutungs-mangel sein. Besonders Diabetiker sind häufig von einer peripheren Hautdurchblutung betroffen. Durch die sechswöchige Applikation mit der GEHWOL MED Lipidro Creme wurde durch die Zunahme des Blutflusses auch die Mikrozirkulation der Haut signifikant verbessert.

> +16 % mehr Hautdurchblutung

BARRIERESTABILITÄT DURCH ABNAHME DES TRANSEPIDERMALEN WASSER- VERLUSTES VERBESSERN

Ein Feuchtigkeitsmangel liegt in der Regel an einer gestörten Hautbarriere. Diese ist wiederum für die ungenügende Feuchtigkeitsbindung und mangelnde Feuchtigkeitszufuhr verantwortlich. Durch erhöhte Feuchthaltekapazitäten und somit verbesserte Barriereeigenschaften konnte der transepidermale Wasserverlust (TEWL) reduziert werden.

> -14 % weniger Wasserverlust

HYDRATATION MIT UREA, ALGEN- EXTRAKT UND LIPIDEN ERHÖHEN

Durch die spezielle Formulierung von Urea (10 %), Algenextrakt und Lipiden konnte nach sechswöchiger Applikation ein signifikanter Anstieg des Feuchtigkeitsgehalts der Hornschicht festgestellt werden.

> +12 % mehr Feuchtigkeit

¹ Braun N et al. Akt Dermatol 2018, doi:10.1055/s-0043-123149

NATÜRLICHE TRANSPIRATIONSFÄHIGKEIT DER HAUT BEIBEHALTEN

Um die natürliche Transpirationsfähigkeit der Haut zu erhalten, sollten durch die Feuchtigkeit keine okklusiven Effekte auftreten, um eine Erhöhung der Keimdichte zu vermeiden. Durch die thermostabile Wirkung blieb die Hauttemperatur an Fußsohlen und Fußrücken während der sechswöchigen Applikation konstant.




Abb. Messungen der Hauttemperatur an den Fußsohlen (Thermografie).

HAUT AUCH IN DEN ZEHENZWISCHEN- RÄUMEN PFLEGEN

Das Eincremen zwischen den Zehen kann möglicherweise Mazerationseffekte und damit ein erhöhtes Infektionsrisiko begünstigen. Die Emulsion mit Feuchthaltesubstanzen und Lipiden wirkt bakterio-statisch, daher wurde keine Erhöhung der Keimbese-dlung zwischen den Zehen während der Anwendung mit der Lipidro Creme festgestellt.

96%
der Diabetiker
bestätigen ein sehr
gutes oder gutes
Hautgefühl




Download der vollumfänglichen Studie
mit 360° Betrachtung der Füße unter:
[http://gehwol.de/downloads/
Lipidro-Studie-2018.pdf](http://gehwol.de/downloads/Lipidro-Studie-2018.pdf)



MÜSSEN FUSSPFLEGEPRODUKTE PH-NEUTRAL SEIN?

ERSTE KLINISCHE STUDIE ZU EINEM ALTEN MYTHOS



Gesunde Haut besitzt ein eher saures Milieu, ihr pH-Wert liegt im Bereich zwischen pH 4 und pH 6. In diesem für Pilze und Keime nachteiligen Bereich kann die Haut ihre schützende Barrierefunktion optimal ausüben. So auch an den Füßen. Jedoch können Pflegeprodukte leicht höhere pH-Werte aufweisen, wenn dies aus Gründen der galenischen Stabilität bzw. der verwendeten Inhaltsstoffe und ihrer Eigenschaften notwendig ist. Ob Produkte mit abweichendem pH-Wert das Haut-Milieu allerdings verändern, ist umstritten und wurde daher jetzt für den Bereich der Füße erstmals in einer kontrollierten Studie klinisch untersucht. Die von der Eduard Gerlach GmbH (GEHWOL)

beauftragte Untersuchung soll die Evidenz in dieser für beratende Fachkreise ebenso wie für Verbraucher wichtigen Verständnisfrage zur Wirkung kosmetischer Formulierungen verbessern. Denn das Ergebnis zeigt, dass der pH-Wert einer Formulierung keinen physiologisch relevanten Einfluss auf den pH-Wert der Haut hat. Diese ist dank ihrer Pufferkapazität imstande, pH-Wert-Schwankungen kurzfristig auszugleichen. Folglich haben unterschiedliche pH-Werte auch keinen signifikanten Einfluss auf gewünschte Pflegeziele wie z. B. die Hautbefeuchtung. In der Studie erwiesen sich alle Produkte unabhängig von ihrem pH-Wert als vergleichbar wirksam und verträglich.

KONDITIONEN

10 % BAR-RABATT

AUF JEDE VERKAUFSEINHEIT ERHALTEN SIE EINEN BAR-RABATT IN HÖHE VON 10%! ZUSÄTZLICH PROFITIEREN SIE VON UNSEREN MONATLICHEN AKTIONSANGEBOTEN. DIESE ERHALTEN SIE ÜBER DEN KOSTENLOSEN GEHWOL NEWSLETTER. HIER KÖNNEN SIE DEN NEWSLETTER ABONNIEREN: [HTTPS://WWW.GEHWOL.DE/NEWSLETTER](https://www.gehwol.de/newsletter)



BIS ZU 7 % JAHRESBONUS SCHON AB EINEM JAHRESNETTOUMSATZ VON 1.200,- EURO MIT GEHWOL Verkaufswaren/ GEHWOL Pflastern und Druckschutzmitteln erhalten Sie **5 % als Warengutschein**. Ab 3.000,- Euro Jahresnettoumsatz erhalten Sie sogar **7 % als Warengutschein** von uns. Davon ausgenommen sind Sondergrößen/Portionspackungen und Proben. Der Natural-Jahresbonus wird Ihnen zusammen mit einem Auftrag **im Folgejahr in Verkaufsware vergütet** (Abrechnungszeitraum: 1 Kalenderjahr).

DIE LIEFERUNG erfolgt bei Bestellungen ab € 150,- netto frachtfrei und einschließlich Verpackung. Für Aufträge mit einem Gesamtwert von unter € 25,- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 2,50. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Berechnet werden jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Preisänderungen ohne vorherige Anzeige müssen wir uns vorbehalten.

EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Bezahlung Eigentum der Firma GERLACH. Der Eigentumsvorbehalt erlischt erst mit der völligen Bezahlung des Kaufpreises.

LEASING Aktuelle Leasingangebote oder Finanzierungsmöglichkeiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachberater.

ZAHLUNGSZIEL Netto Kasse innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum. Innerhalb 8 Tagen oder bei Nachnahme mit 2 % Skonto. Bei Bankeinzugsverfahren oder Vorkasse 3 % Skonto. Für Reparaturen, Ersatzteile sowie Versandkosten gewähren wir kein Skonto.

ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

für Lieferungen und Zahlungen ist Lübbecke (Westf.). Der Käufer willigt ein, dass der Verkäufer Daten aus den Vertragsunterlagen und der Vertragsdurchführung an eine Kreditschutzorganisation weitergibt. Die Weitergabe der Daten durch den Verkäufer ist nur zulässig, wenn der Käufer seine Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß erfüllt.



Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter: <https://www.gehwol.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen>

DAS GEHWOL LOGO wurde nach 45 Jahren einer Überarbeitung unterzogen. Der Fußabdruck der Marke bleibt erhalten, tritt aber nun selbstbewusst und frei neben dem Schriftzug auf. Die neue Wort-Bild-Marke wirkt souverän und modern zugleich.

GEHWOL BEWEGT. Der Fuß bewegt uns und GEHWOL bewegt Menschen. Das gilt für Fußspezialisten genauso wie für die, deren Füße von GEHWOL profitieren. Denn GEHWOL wirkt, aktiviert und ermuntert zu mehr Bewegung und Lebendigkeit. All das meint der GEHWOL Claim.

ALLE UNTERMARKEN VON GEHWOL erhalten teils neue Bezeichnungen und eine Farbzuoordnung aus einem Spektrum zwischen Silber, Blau und Grün: GEHWOL FUSSKRAFT (inkl. SOFT FEET), GEHWOL CLASSIC, GEHWOL MED, GEHWOL TECH, GEHWOL PROFESSIONAL und GEHWOL ACADEMY. Dort, wo GEHWOL als Dachmarke kommuniziert, erscheinen die sechs Farbtöne der Geschäftsfelder in einem Verlauf als Streifen oder Fläche ineinanderfließend. Alle Kommunikationsmittel der Dachmarke und der Untermarken werden sukzessive umgestellt und schnellstmöglich aktualisiert.

GEHWOL  [®]
BEWEGT.

GEHWOL

MARKENARCHITEKTUR

UNTER DEM DACH DER EDUARD GERLACH GMBH versammeln sich seit jeher unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen. Im Zuge der weiterentwickelten Positionierung des Unternehmens wurden einige Bereiche neu strukturiert. GEHWOL FUSSKRAFT mit SOFT FEET bleibt eine Untermarke, deren Produkte exklusiv den Fußspezialisten vorbehalten sind. Sie stärkt GEHWOL neben neu gestalteten Verpackungen mit einem eigenen Auftritt in der Kommunikation.

DACHMARKE



UNTERMARKEN

Produktlinie




Präparate



Weitere Produkte

ALLE UNTERMARKEN VON GEHWOL erhalten teils neue Bezeichnungen und eine Farbzuoordnung aus einem Spektrum zwischen Silber, Blau und Grün: GEHWOL FUSSKRAFT (inkl. SOFT FEET), GEHWOL CLASSIC, GEHWOL MED, GEHWOL TECH, GEHWOL PROFESSIONAL und GEHWOL ACADEMY. Dort, wo GEHWOL als Dachmarke kommuniziert, erscheinen die sechs Farbtöne der Geschäftsfelder in einem Verlauf als Streifen oder Fläche ineinanderfließend. Alle Kommunikationsmittel der Dachmarke und der Untermarken werden sukzessive umgestellt und schnellstmöglich aktualisiert.



FUSSKRAFT SOFT FEET

FUSSKRAFT

MED

CLASSIC

PRAXISWARE PRÄPARATE

DRUCKSCHUTZ

PRAXISWARE DRUCKSCHUTZ

BALANCE

GERLAVIT/GERLASAN

WERBEMITTEL

FUSSPFLEGE

35 GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet
Produkte zum Wohlfühlen

41 GEHWOL FUSSKRAFT
die Produkt-Serie mit ätherischen Ölen

49 GEHWOL MED
für jedes Fußproblem eine Lösung

57 GEHWOL CLASSIC

67 GEHWOL Spezial-Cremes

71 GEHWOL Spezial-Präparate

77 GEHWOL Nail repair

85 **PRAXISWARE PRÄPARATE**

86 GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet

89 GEHWOL FUSSKRAFT

94 GEHWOL MED

97 GEHWOL CLASSIC

DRUCKSCHUTZ

105 GEHWOL – die Druckschutz-Produkte

123 GEHWOL Praxisware
Druckschutz-Produkte

KÖRPERPFLEGE

137 GEHWOL / GERLASAN balance

142 GERLAVIT Moor Vitamin Creme

142 GERLASAN

145 **WERBEMITTEL**



FUSSKRAFT



PRODUKTE ZUM WOHLFÜHLEN

Die Wohlfühlpflege-Serie von GEHWOL verwöhnt mit feinen Rezepturen, die tiefenwirksames Hyaluron und ausgewählte Extrakte enthalten, z. B. von Aloe vera, Milch und Honig oder Wasserlilie. Sie werden ausschließlich über die professionelle Fußpflege verkauft.



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 86*

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET CREME MILCH & HONIG FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Mit Milchpeptiden und Honigextrakt für spürbar geschmeidige und sichtbar glatte Haut
- Tiefenwirksames Hyaluron unterstützt die Hautregeneration und stärkt die hauteigenen Abwehrkräfte
- Enthält vitaminreiches Avocadoöl und weitere wertvolle Lipide
- In Kombination mit Urea bindet Hyaluron Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten und schützt vor Hornhautbildung
- Spendet der Haut Feuchtigkeit, zieht schnell ein und hinterlässt ein samtweiches Hautgefühl
- Der angenehme Duft erfrischt
- Schützt vor Fußpilz

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 240 200	40 ml	Tube (VE = 24 Stck.)
101 240 700	125 ml	Tube
101 241 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET BUTTER GRANATAPFEL & MORINGA FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Die reichhaltige Formulierung mit Granatapfelextrakt und Moringaöl macht die Haut geschmeidig
- Rückfettende Sheabutter verleiht der Haut ein angenehm weiches Hautgefühl und stärkt die Hautbarriere
- Feuchtigkeit wird in tieferen Hautschichten gebunden und die Haut wird vor Hornhautbildung geschützt
- Tiefenwirksames Hyaluron wird von der Haut aufgenommen und kann in Verbindung mit Vitamin E und Avocadoöl die Hautregeneration unterstützen und die hauteigenen Abwehrkräfte stärken
- Füße und Beine werden intensiv gepflegt



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 86*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 290 600	100 ml	Tiegel
101 291 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 87*

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET LOTION

WASSERLILIE & SEIDE FÜR GEPFLEGTE BEINE UND FÜSSE

Produktvorteile:

- Mit Wasserlilie für beruhigende sowie adstringierende Wirkung und mit glättendem Seidenextrakt
- Tiefenwirksames Hyaluron speichert Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten
- Wohltuend bei müden, schweren Beinen durch erfrischende und pflegende Wirkstoffe aus der Rotalge *Palmaria Palmata*
- Avocadoöl und Phytosqualan wirken gegen trockene, raue und schuppige Haut und reduzieren den Feuchtigkeitsverlust
- Lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 250 700	125 ml	Tube
101 251 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 87*

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET SCHAUM

ALOE-VERA & OLIVE FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Hochkonzentrierter Aloe vera Extrakt füllt in Kombination mit Urea leere Feuchtigkeitsdepots
- Tiefenwirksames Hyaluron dringt effektiv in die Haut ein und versorgt sie langanhaltend mit Feuchtigkeit
- Wertvolles Oliven- sowie Avocadoöl macht die Haut geschmeidig, sichtbar glatter und reduziert nachhaltig die Hautrauigkeit
- Gut geeignet für die schnelle Wellness-Pflege zwischendurch
- Der frische Duft sorgt für ein besonderes Pflegeerlebnis

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 280 700	125 ml	Dose
101 282 700	300 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 88*

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET PEELING

BAMBUS & JOJOBA FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Mit natürlichem Bambusgranulat und Jojobawachs für eine schonende Massage und Aktivierung der Hautdurchblutung
- Zuckerkristalle erleichtern die schnelle Ablösung von größeren Hautschuppen, das Bambusgranulat führt die Feinglättung durch
- Avocadoöl und Honigextrakt versorgen die Haut mit wertvollen Pflegestoffen
- Vitamin E schützt die Haut und verhindert die vorzeitige Hautalterung
- Entfernt sanft und gründlich abgestorbene Hautzellen
- Erneuert die Hautoberfläche und glättet sie
- Einfache Anwendung des Peelings in der Dusche

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 120 700	125 ml	Tube
101 121 101	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 88*

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET PFLEGEBAD

MANDEL & VANILLE FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Mit beruhigendem Mandelöl und verführerischer Vanille
- Mandelöl macht die Haut schön weich und gibt ihr Schutz
- Vanille zusammen mit Vitamin E sowie Pflegeölen aus Avocado und Rizinus spenden viel Feuchtigkeit, erweichen Hornhaut und sorgen für ein glattes, vitales Hautbild
- Besitzt ein speziell für sensible Haut entwickeltes Netzmittel für eine gleichmäßige Verteilung der Pflegeöle im Wasser
- Milchschrimmernde, angenehm duftende Emulsion
- Spendet intensiv Feuchtigkeit und schützt die Hautflora
- Für jeden Hauttyp geeignet
- Auch als Dusch- oder Vollbad anwendbar

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 262 000	200 ml	Flasche
101 261 200	1.000 ml	Flasche

PRODUKT- LINIE

FRISCHER, ZEITGEMÄSSER, ATTRAKTIVER

Das neue Design der Verpackungen ordnet die GEHWOL Produktlinien mit klaren Farbzunordnungen. In der FUSSKRAFT Linie erhielten die Klassiker neue Bezeichnungen, um den Nutzen schneller und klarer zu kommunizieren.

GEHWOL FUSSKRAFT SOFT FEET

Jedes SOFT FEET Produkt erhält eine eigene Zusatzfarbe, passend zum Hauptwirkstoff – hier: Gelb für Honig.

Neues
Design
ab Sommer 2024





FUSSKRAFT

DIE FUSSPFLEGE DER SPEZIALISTEN MIT DER KRAFT DER NATUR

Seit über 60 Jahren vertrauen Fußspezialisten und ihre Kunden auf die bewährten Produkte, die exklusiv in Fußpflegepraxen und -instituten erhältlich sind.

Ihre Komposition aus ätherischen Ölen mit Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel belebt, fördert das Wohlbefinden und schenkt der Serie den typischen Duft.

Alle GEHWOL FUSSKRAFT Produkte sind dermatologisch geprüft und auch für Diabetiker geeignet. Ab 2024 erscheint die bewährte Pflegeserie in einem neuen, modernen Look.

Neu



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 89*

GEHWOL FUSSKRAFT® REPAIR CREME

FÜR SEHR TROCKENE HAUT

Die Repair Creme mit pflanzlichem Lecithin pflegt sehr trockene, geschädigte Haut tiefenwirksam – ohne zu fetten.

- Nährende Reparaturpflege für sehr trockene, strapazierte und geschädigte Haut
- Besonders reichhaltige, schnell einziehende Textur mit neuartiger Wasser-in-Öl Formulierung
- Mit hocheffektivem Wirkstoffkomplex aus natürlichem Soja-Lecithin, Distel- sowie Nachtkerzenöl zur Wiederherstellung einer intakten Hautbarriere
- Vitamin E Acetat sowie Tocopherol schützen vor freien Radikalen
- 5 % Panthenol und 3 % Niacinamid unterstützen die Wundheilung
- Hochverträgliche parfümfreie Formulierung: Ideal als therapiebegleitende Pflege bei atopischer und entzündlicher Haut
- Neben der Fußhaut auch für die komplette Körperpflege geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 140 500	75 ml	Tube
151 140 700	125 ml	Tube
151 141 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 89*

GEHWOL FUSSKRAFT® INTENSIV CREME

STÄRKT UND NÄHRT RAUE, SPRÖDE FÜSSE

Die INTENSIV CREME mit natürlichem Lanolin pflegt die Füße spürbar weicher und geschmeidiger.

- Reichhaltige, rückfettende Formel für ein elastisches und glattes Hautgefühl
- Aloe vera und Urea spenden Feuchtigkeit
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben der INTENSIV CREME ihren charakteristischen Duft
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 020 500	75 ml	Tube
151 020 700	125 ml	Tube
151 021 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® PFLEGE CREME

DESODORIERT UND SCHÜTZT BEANSPRUCHE FÜSSE

Die PFLEGE CREME mit Deozinc®-Formel pflegt die Füße und reduziert zuverlässig Fußgeruch.

- Schnell einziehende, leichte Formulierung
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben der PFLEGE CREME ihren charakteristischen Duft
- Aloe vera und Urea spenden Feuchtigkeit
- Jojobaöl und Sheabutter schenken Geschmeidigkeit und ein glattes Hautgefühl
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 90*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 010 500	75 ml	Tube
151 010 700	125 ml	Tube
151 011 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® FRISCHE CREME

KÜHLT UND VITALISIERT MÜDE FÜSSE

Die FRISCHE CREME mit Minzöl und Menthol belebt schmerzende Füße.

- Die leichte, gelartige Konsistenz fettet nicht und zieht sofort ein
- Beugt Fußgeruch vor
- Aloe vera und Urea spenden Feuchtigkeit
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben der FRISCHE CREME ihren charakteristischen Duft
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 90*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 040 500	75 ml	Tube
151 040 700	125 ml	Tube
151 041 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 91*

GEHWOL FUSSKRAFT® WÄRME CREME

WÄRMT UND REGENERIERT KALTE FÜSSE

Die WÄRME CREME mit Extrakten aus Chili und Ingwer spendet kalten Füßen ein angenehmes Wärmegefühl.

- Die cremige Textur pflegt die Füße intensiv, speziell bei trockener Haut
- Hautfreundliche Lipide verleihen ein elastisches und glattes Hautgefühl
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben der WÄRME CREME ihren charakteristischen Duft, Kampfer regt die Durchblutung an
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen

Um die Wärmewirkung zu verstärken, wird vor dem Eincremen ein warmes Fußbad empfohlen. So wird die Haut optimal auf die nachfolgende Pflege vorbereitet und kann die Wirkstoffe besser aufnehmen.

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 230 500	75 ml	Tube
151 230 700	125 ml	Tube
151 231 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 91*

GEHWOL FUSSKRAFT® BEIN VITAL CREME

BELEBT UND STRAFFT BEINE UND FÜSSE

Die BEIN VITAL CREME mit Avocado und Alge aktiviert schwere, beanspruchte Beine und regeneriert müde Füße.

- Fettet nicht, zieht schnell ein und spendet Feuchtigkeit
- Die Formel mit Vitamin-E-Acetat beugt vorzeitiger Hautalterung vor und verleiht eine glatte, geschmeidige Haut
- Hamamelis und Bisabolol wirken hautberuhigend, straffend und reizlindernd
- Farnesol wirkt desodorierend und schützt vor Fußpilz

Tipp: Eine leichte Beinmassage unterstützt die belebende Wirkung.

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 110 700	125 ml	Tube
151 111 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® HYDRO LIPID LOTION

INTENSIVE FEUCHTIGKEIT FÜR FÜSSE UND BEINE

Die HYDRO LIPID LOTION mit 10 % Urea spendet trockener Haut intensive Feuchtigkeit.

- Lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein
- Glycerin und Urea binden die Feuchtigkeit nachhaltig, auch in tieferen Hautschichten
- Hafer, Avocado- und Jojobaöl vermindern spürbar die Anzeichen trockener Haut, Spannungsgefühle werden reduziert
- Ceramide stärken die natürliche Hautbarriere
- Farnesol wirkt desodorierend und schützt vor Fußpilz



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 92*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 100 700	125 ml	Tube
151 101 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® NAGEL- UND HAUTSCHUTZ SPRAY

SCHÜTZT WIRKUNGSVOLL, PFLEGT NÄGEL UND HAUT

Das NAGEL- UND HAUTSCHUTZ SPRAY mit Panthenol und Vitamin E verbessert die Elastizität, Stabilität und das Erscheinungsbild des Nagels und der Nagelhaut.

- Die pflegende Formel fördert die Regeneration von Haut und Nägeln
- Bisabolol und Clotrimazol beugen Entzündungen vor und schützen vor Haut- und Nagelpilz

Mit Überkopfsprüher – sprüht in jeder Lage.



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 160 600	100 ml	Dose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 92*

GEHWOL FUSSKRAFT® KRÄUTER SPRAY

BELEBT UND ERFRISCHT MÜDE FÜSSE

Das KRÄUTER SPRAY mit Urea hält die Füße glatt und geschmeidig.

- Bisabolol beruhigt die Haut
- Panthenol und Allantoin regenerieren und pflegen die Haut, Fußbrennen wird gelindert
- Menthol und Farnesol erfrischen und schützen vor Fußgeruch
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben dem KRÄUTER SPRAY seinen charakteristischen Duft
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen

Mit Überkopfsprüher – sprüht in jeder Lage. Umweltfreundliches Pumpspray ohne Treibgas.

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 130 800	150 ml	Flasche
151 131 100	500 ml	Praxisflasche



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 93*

GEHWOL FUSSKRAFT® KRÄUTER BAD

WEICHT HORNHAUT AUF UND BESEITIGT UNANGENEHMEN FUSSSCHWEISS UND FUSSGERUCH

Das KRÄUTER BAD mit Urea weicht Hornhaut auf und beseitigt unangenehmen Fußschweiß und Fußgeruch.

- Hautfreundliche Tenside reinigen intensiv
- Geeignet bei rauen, rissigen Füßen
- Schwielen und Hühneraugen werden gründlich erweicht
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben dem KRÄUTER BAD seinen charakteristischen Duft

Es verbleibt ein entspanntes und langanhaltendes Wohlfühlgefühl. Um die Pflegewirkung zu optimieren, wird nach dem Baden die Pflege mit einer Creme aus der FUSSKRAFT-Serie empfohlen.

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 152 000	10 x 20 g	Portionsbeutel
151 151 000	250 g	Beutel
151 151 600	400 g	Beutel
151 151 300	5 kg	Eimer
151 151 400	10 kg	Eimer



GEHWOL FUSSKRAFT® WÄRMEBAD-KONZENTRAT

ZUM DURCHWÄRMEN KALTER FÜSSE

Produktvorteile:

- Enthält natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel sowie Extrakte aus Paprika und Ingwer
- Es regt die Durchblutung an und sorgt für direkte und anhaltend wohltuende Wärme an den Füßen
- Lavendel beruhigt und entspannt
- Milde Tenside, pflegendes Avocadoöl und wertvolles Vitamin E verhindern das Austrocknen der Haut, sodass ihre Elastizität erhalten bleibt

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 180 800	150 ml	Flasche



MED

FÜR JEDES FUSSPROBLEM EINE LÖSUNG

Das medizinische Pflegekonzept richtet sich nach besonderen Anforderungen in der Fußpflege, zum Beispiel bei Diabetikern. Normale, trockene und empfindliche Haut wird so optimal versorgt.



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 94*

GEHWOL MED® SENSITIVE

MEDIZINISCHE PFLEGE FÜR EMPFINDLICHE, JUCKENDE ODER GERÖTETE HAUT

Produktvorteile:

- Spezial-Pflege mit hochreinem MicroSilver BG™
- Das nano-freie Mikrosilber bildet ein Depot in den Hautfalten und gibt Silberionen dosiert ab, die den Zellstoffwechsel von Bakterien und Pilzen stören
- Lindert Juckreiz, Hautbrennen und reduziert Rötungen
- Regeneriert die natürliche Mikroflora der Haut
- Wirkt übermäßiger Keimverbreitung entgegen
- Hautidentische Ceramide regenerieren die natürliche Barrierefunktion der Haut und schützen sie vor dem Austrocknen
- Mandelöl beruhigt die Haut, pflegt sie geschmeidig und spendet Feuchtigkeit
- Auch für therapiebegleitende Pflege bei Neurodermitis, Fuß- und Nagelpilz
- Ohne Parabene, Duftstoffe, PEG Emulgatoren und Silikonöle

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 130 500	75 ml	Tube
104 130 700	125 ml	Tube
104 131 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL MED® EXPRESS PFLEGE-SCHAUM

BASISPFLEGE FÜR NORMALE BIS TROCKENE HAUT

Produktvorteile:

- 4-fach Hydro-Komplex aus Nachtkerzenöl, Moorpflanzenextrakt, Urea und Avocadoöl
- Nachtkerzenöl unterstützt die natürliche Hautfeuchte-Balance, stärkt die Hautbarriere und somit die natürliche Schutzfunktion der Haut
- Moorpflanzenextrakt füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf und macht sie geschmeidig
- Urea versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, mindert Druckstellen und hilft, Verhornungen vorzubeugen
- Avocadoöl schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und regt die Zellregeneration an
- Zieht schnell ein, fettet nicht und pflegt die Haut in Express-Geschwindigkeit
- Ohne Parabene, Silikone und PEG-Emulgatoren
- Unparfümiert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 140 700	125 ml	Dose



GEHWOL MED® LIPIDRO® CREME

INTENSIVPFLEGE FÜR TROCKENE HAUT UND SCHUTZ VOR HORNHAUT

Produktvorteile:

- Nachhaltige Pflege mit Urea (10 %), Algenextrakt, Allantoin, Sanddornöl und Avocadoöl gleicht den Mangel an Lipiden und Feuchtigkeit aus
- Harnstoff bindet Wasser in tieferen Hautschichten
- Allantoin fördert die Hautregeneration
- Farnesol wirkt antibakteriell und desodorierend
- Bringt die Schutzfunktion der Haut ins natürliche Gleichgewicht
- Verbessert die Feuchthaltekapazitäten der Haut und fördert die Hautdurchblutung
- Erweicht die Hornhaut und reduziert übermäßige Neubildung
- Schützt vor Fußgeruch, Fußpilz und wirkt entzündungshemmend
- Unparfümiert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 080 201	40 ml	Tube (VE = 24 Stck.)
104 080 500	75 ml	Tube
104 080 700	125 ml	Tube
104 081 100	500 ml	Praxisdose

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 94*



GEHWOL MED® SCHRUNDEN-SALBE

REGENERIERENDE PFLEGESALBE FÜR STARK VERHORNT, RISSIGE, TROCKENE UND RAUE HAUT

Produktvorteile:

- Salbengrundlage aus medizinischer Spezialseife, Lanolin und Panthenol
- Kombiniert mit natürlichen ätherischen Ölen und entzündungshemmendem Bisabolol
- Durch regelmäßige Anwendung erhält die Haut ihre natürliche Elastizität und Widerstandskraft zurück und wird geschützt

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 010 500	75 ml	Tube
104 010 700	125 ml	Tube
104 011 100	500 ml	Praxisdose

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 95*



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL MED® HORNHAUT-CREME

ZUR ENTFERNUNG ÜBERMÄSSIGER HORNHAUT

Produktvorteile:

- Pflege-Komplex mit Urea (18 %), Glycerin, Allantoin, Seidenextrakt und Avocadoöl
- Lockert den Zellverbund der harten Hornschichten
- Sofortige Erweichung und spürbare Reduzierung der Hornhaut innerhalb weniger Tage
- Lipide schützen und stärken
- Seidenextrakt spendet Feuchtigkeit und glättet die Hautoberfläche
- Normalzustand der Haut wird im Allgemeinen in 28 Tagen erreicht

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 120 500	75 ml	Tube
104 120 700	125 ml	Tube



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 95*

GEHWOL MED® FUSSDEO-CREME

ZUR BESEITIGUNG DES FUSSGERUCHS FÜR 24 STUNDEN

Produktvorteile:

- Mit hochkonzentriertem Wirkstoffextrakt aus Manukaöl, welches sich besonders durch die Wirkung gegen Bakterien und Pilzen auszeichnet
- Beseitigt langanhaltend starken Fußgeruch
- Feuchtigkeitsspendend und pflegend mit Jojobaöl und Aloe vera
- Antimikrobielle und hautschützende Eigenschaften durch Zinkoxid
- Ungesättigte Fettsäuren unterstützen die natürlichen Hautfunktionen
- Sorgt bei regelmäßiger Anwendung für geruchlose Füße, geschmeidige Haut und schützt vor Fußpilz

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 070 500	75 ml	Tube
104 070 700	125 ml	Tube
104 071 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL MED® ANTITRANSPIRANT CREMELOTION ZUR SCHWEISSREDUZIERUNG

Produktvorteile:

- Aloe vera, Avocadoöl und Glycerin pflegen die Haut
- Aluminiumchlorohydrat reduziert die Schweißbildung
- Zink-Ricinoleat beseitigt Gerüche und Natrium-PCA schützt die Haut vor Austrocknung
- Schützt die Haut vor schweißzersetzenen Mikroorganismen, vor Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen
- Führt bei regelmäßiger, täglicher Anwendung zu trockeneren, geruchsfreien Füßen

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 110 700	125 ml	Tube



GEHWOL MED® NAGELSCHUTZ-STIFT ZUR PFLEGE DER NÄGEL UND ZUM SCHUTZ VOR PILZBEFALL

Produktvorteile:

- Enthält die hochwertigen Pflegestoffe Jojobaöl, Vitamin E-Acetat, Panthenol und Bisabolol
- Pflegt die Nägel nachhaltig, macht sie schön und elastisch
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall
- Mit drei Ersatzspitzen zum Auswechseln

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 102 300	3 ml	Stift



GEHWOL MED® NAGEL- UND HAUTSCHUTZ-ÖL

ZUR PFLEGE DER NÄGEL UND HAUT SOWIE ZUM SCHUTZ VOR PILZBEFALL

Produktvorteile:

- Enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- Brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 96*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 020 100	15 ml	Flasche
104 020 300	50 ml	Flasche



GEHWOL MED® NAGEL- UND HAUTSCHUTZ-CREME

ZUR PFLEGE DER NÄGEL UND HAUT SOWIE ZUM SCHUTZ VOR PILZBEFALL

Produktvorteile:

- Enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- Brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 030 100	15 ml	Tube

GEHWOL MED® NAGELWEICHER

VERHÜTET DAS EINWACHSEN DER NÄGEL UND STARKE VERHORNUNGEN

Produktvorteile:

- Erweicht schnell und schonend Verhornungen
- Beschwerden durch eingewachsene Zehennägel werden gelindert
- Beseitigt schmerzhaften Druck des Nagels auf das beanspruchte Gewebe
- Macht die Nagelhaut elastisch
- Enthält entzündungshemmendes Bisabolol



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 96*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 040 100	15 ml	Flasche
104 040 300	50 ml	Flasche

GEHWOL MED® FUSSPUDER

SCHÜTZT VOR PILZBEFALL UND DESODORIERT

Produktvorteile:

- Enthält die hochwertigen Pflegestoffe Tapiokastärke, Zinkoxid und Bisabolol
- Schützt vor Fußgeruch und Fußschweiß
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall
- Hält die Füße trocken



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 090 600	100 g	Streudose



CLASSIC

DIE BASISPFLEGE FÜR JEDEN TAG

Für alle, die ihren Füßen und Beinen Gutes tun und ihre Haut regenerieren möchten, bietet dieses Sortiment eine große Auswahl an Pflegeprodukten.



GEHWOL® SOFTENING-BALSAM

PFLEGEALSAM FÜR SEIDENWEICH GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Mit Aktivstoffen aus Milch und Honig
- Enthält 10 % Urea und hautfreundliche Lipide
- Proteine aus Milch- und Honigextrakt machen die Haut spürbar geschmeidiger und sichtbar glatter
- Tiefenwirksames Hyaluron unterstützt die Hautregeneration
- Hyaluron und Urea binden Feuchtigkeit bis in die tiefen Hautschichten und erweichen harte Hautstellen
- Die Hautfeuchtigkeit wird intensiv gesteigert
- Hautfreundliche Lipide und Avocadoöl pflegen die Haut, unterstützen die Hautregeneration und stärken die Abwehrkräfte der Haut

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 340 700	125 ml	Tube



GEHWOL® PERLMUTT-PEELING

PFLEGENDES PEELING FÜR BEINE UND FÜSSE

Produktvorteile:

- Mit Perlmutterpulver, feinen Zuckerkrystallen und massierenden Jojobawachskügelchen
- Enthält entzündungshemmendes Bisabolol, hautberuhigendes Panthenol, Algenextrakt und Jojobaöl
- Entfernt Hautschüppchen und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit
- Macht die Haut glatt und geschmeidig

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 540 700	125 ml	Tube



GEHWOL® BEIN-BALSAM

WOHLTUEND-PFLEGENDER HEILKRÄUTERBALSAM FÜR BEINE UND FÜSSE

Produktvorteile:

- Enthält heilungsförderndes Allantoin, ein Wirkstoff der Rosskastanie
- Mit adstringierendem Hamamelisextrakt sowie mit reizlinderndem Menthol und Panthenol
- Enthält entzündungshemmendes Bisabolol, ein Bestandteil der Kamille
- Zieht schnell ein, fettet nicht und gibt sofort ein wohltuendes Gefühl der Frische gegen schwere, müde Beine
- Eine leichte Massage kräftigt die Venen und lindert Beinbeschwerden
- Sorgt bei regelmäßiger Anwendung für glatte und geschmeidige Haut
- Schützt vor Fußpilz

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 97*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 430 700	125 ml	Tube
102 431 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL® BALSAM

ERFRISCHEND BELEBENDER FUSS-BALSAM FÜR NORMALE HAUT

Produktvorteile:

- Enthält kühlendes Menthol und natürliche ätherische Öle aus Rosmarin und Lavendel
- Jojobaöl und Aloe vera pflegen die Haut und machen sie widerstandsfähig
- Lindert Fußbrennen und Ermüdungserscheinungen
- Zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehm gepflegtes Hautgefühl
- Versorgt die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit
- Verhindert nachhaltig Fußgeruch und bietet wirksamen Schutz vor Fußpilz

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 420 500	75 ml	Tube
102 420 700	125 ml	Tube



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL® BALSAM

ERFRISCHEND BELEBENDER FUSS-BALSAM FÜR TROCKENE, SPRÖDE HAUT

Produktvorteile:

- Enthält kühlendes Menthol und natürliche ätherische Öle aus Rosmarin und Lavendel
- Mit hautfreundlichen Pflegestoffen wie Avocadoöl und Lanolin
- Rissige und raue Haut wird wieder glatt und geschmeidig
- Aloe vera bindet zusätzliche Feuchtigkeit
- Lindert Fußbrennen und Ermüdungserscheinungen
- Verhindert nachhaltig Fußgeruch und bietet wirksamen Schutz vor Fußpilz

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 470 500	75 ml	Tube
102 470 700	125 ml	Tube



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL® WÄRME-BALSAM

FEUCHTIGKEITSSPENDENDE PFLEGE GEGEN KALTE FÜSSE

Produktvorteile:

- Mit Extrakten aus Algen, Paprika und Ingwer sowie ätherischen Ölen aus Rosmarin, Lavendel und belebendem Kampfer
- Enthält Pflegestoffe wie Avocadoöl, Bienenwachs, Aloe vera, Urea und Glycerin
- Regt die Durchblutung an und spendet ein angenehmes Wärmegefühl
- Hilft der Haut, die natürliche Feuchtigkeit zu speichern und zu binden
- Schützt vor Fußgeruch und Fußpilz sowie vor Juckreiz zwischen den Zehen
- Pflegt normale und trockene Haut intensiv, macht sie glatt und geschmeidig

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 440 500	75 ml	Tube



GEHWOL® FRISCHE-BALSAM

KÜHLENDE CREME FÜR MÜDE, BRENNENDE FÜSSE

Produktvorteile:

- Mit Pfefferminzöl, Menthol sowie den Pflegestoffen Jojobaöl, Urea und Glycerin
- Erfrischt müde, brennende und stark beanspruchte Füße und Beine
- Belebt sofort, kühlt und desodoriert langanhaltend
- Reguliert die Feuchtigkeit der Haut und macht verhärtete Hautpartien wieder elastisch
- Schützt vor Fußgeruch und Fußpilz sowie Juckreiz zwischen den Zehen
- Zieht schnell ein und fettet nicht

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 370 500	75 ml	Tube



GEHWOL® FUSS + SCHUH DEO

FÜR HYGIENISCHE FRISCHE UND SCHUTZ

Produktvorteile:

- Zink-Ricinoleat beseitigt und verhindert Schweißgeruch
- Für Sport und unterwegs, z. B. in Hotelzimmern, Bädern, beim Anprobieren von Schuhen etc.
- Angenehme Parfümierung gibt Sicherheit
- Antimikrobielle Wirkstoffe schützen vor Fußpilz
- Kann auf die Füße und in die Schuhe gesprüht werden

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 360 800	150 ml	Dose



GEHWOL® PFLEGENDES FUSSSPRAY

ERFRISCHT, DESODORIERT, SCHÜTZT UND PFLEGT

Produktvorteile:

- Enthält Urea und Allantoin
- Erfrischt und desodoriert die Füße und schützt wirksam vor Fußpilz
- Pflegt die Füße und gibt der Haut die notwendige Feuchtigkeit
- Die Haut bleibt glatt und gepflegt

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 380 800	150 ml	Flasche



GEHWOL® PFLEGENDES FUSSEDEO

DESODORIERT, ERFRISCHT, SCHÜTZT UND PFLEGT

Produktvorteile:

- Enthält natürliche Heilpflanzenöle aus Rosmarin und Lavendel in ausgewogener Kombination mit Bisabolol und Menthol sowie mit dem Hautvitamin Panthenol
- Mit Urea
- Erfrischt langanhaltend, beseitigt Fußgeruch nachhaltig und schützt vor Fuß- und Nagelpilz
- Macht Hornhaut geschmeidig
- Das Pumpspray sprüht mit dem Überkopfsprüher in jeder Lage

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 380 800	150 ml	Flasche

GEHWOL® FUSSPUDER**DESODORIERENDES SPEZIALPUDER****Produktvorteile:**

- Hält die Füße trocken, geschmeidig und geruchlos
- Schützt vor Fußpilz
- Duftet sauber und frisch
- Kann zusätzlich in die Strümpfe gestreut werden



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 480 600	100 g	Dose

GEHWOL® FRISCHE-FUSSBAD**ERFRISCHENDES FUSSBAD FÜR MÜDE,
BRENNENDE FÜSSE****Produktvorteile:**

- Enthält Algenextrakt sowie Pflegestoffe wie Sojaöl und Urea
- Kühlendes Menthol sorgt für ein langanhaltendes Frische-Gefühl
- Urea und Algenextrakt spenden bei trockener, rissiger Haut Feuchtigkeit
- Reinigt die Haut intensiv und wirkt hornharterweichend
- Hornhaut oder Schwielen werden weich und können leicht entfernt werden
- Wirkt gegen Fußgeruch



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 552 600	330 g	Dose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 97*

GEHWOL® BADESALZ

BELEBENDER, ERFRISCHENDER ROSMARINBADEZUSATZ

Produktvorteile:

- Enthält Rosmarinöl
- Reinigt die Füße sanft und gründlich
- Regt die Durchblutung an und belebt
- Schützt vor Fußgeruch
- Anwendbar für Fuß- und Vollbäder
- Regelmäßige Anwendung schützt vor Fußpilz

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 522 200	10 x 25 g	Portionsbeutel
102 521 200	1.000 g	Flasche



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 98*

GEHWOL® FUSSBAD

BELEBENDES KRÄUTERÖLBAD FÜR MÜDE FÜSSE

Produktvorteile:

- Enthält natürliche ätherische Öle aus Lavendel, Rosmarin und Thymian
- Fördert die Durchblutung, beseitigt Fußbrennen und belebt müde Füße langanhaltend
- Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen werden erweicht
- Die Haut wird widerstandsfähiger und bleibt geschmeidig
- Desodoriert Füße nachhaltig
- Porentiefe Reinigung der Haut

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 492 000	10 x 20 g	Portionsbeutel
102 491 000	250 g	Beutel
102 491 600	400 g	Beutel
102 491 300	5 kg	Eimer
102 491 400	10 kg	Eimer



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 98*

GEHWOL® CREME-FUSSBAD

PFLEGENDES BADEKONZENTRAT FÜR MÜDE FÜSSE

Produktvorteile:

- Mit Lavendel, Menthol und dem Duft nach Speik
- Tut müden, schmerzenden und überanstrengten Füßen gut
- Rückfettende Inhaltsstoffe machen die Fußhaut geschmeidig
- Der frische Duft nach Speik und Lavendel beruhigt und entspannt
- Beugt bei regelmäßiger Anwendung Fußpilz vor und desodoriert nachhaltig

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 500 800	150 ml	Flasche
102 501 200	1.000 ml	Flasche
102 501 400	2.000 ml	Flasche
102 501 300	5.000 ml	Flasche



SPEZIAL-CREMES

WIRKSAME PFLEGE FÜR STRAPAZIERTE FÜSSE

Seit 1882 wird GERLACHS GEHWOL Fusskrem millionenfach zur vorbeugenden Pflege strapazierter Füße angewendet. GERLACHS GEHWOL Extra pflegt intensiv und kräftigt.



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GERLACHS GEHWOL® FUSSKREM

FÜR STRAPAZIERTE FÜSSE UND STARK BEANSPRUCHTE HAUT, SCHUTZ VOR WUND- UND BLASENLAUFEN

Produktvorteile:

- Mit medizinischer Spezialseife und Vaseline
- Menthol verhindert Fußbrennen, Talkum bindet den Fußschweiß
- Thymian-, Citronell- und Lavendelöl wirken desodorierend und antimikrobiell
- Schützt die Haut bei starker Beanspruchung
- Kräftigt die Haut, macht sie widerstandsfähig
- Präventiv, insbesondere vor Sport- und Outdoor-Aktivitäten einsetzbar
- Bildet eine Art Schutzschicht auf der Haut
- Verbessert die Gleitfähigkeit der Haut im geschlossenen Schuhwerk
- Reibungswiderstand sinkt, die Haut bleibt vor Wundlaufen und Blasen geschützt
- Bieten einen Schutz vor Frostbeulen und kalten Füßen
- Schützt auch Hände bei starker Beanspruchung

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 400 500	75 ml	Tube
102 402 300	55 ml	Dose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GERLACHS GEHWOL® EXTRA

UNIVERSAL-FUSSPFLEGE-CREME FÜR DIE TÄGLICHE INTENSIV-PFLEGE

Produktvorteile:

- Mit natürlichen ätherischen Ölen aus Eukalyptus, Rosmarin, Lavendel und Thymian
- Pflegt und kräftigt belastete Füße intensiv
- Desodoriert und desinfiziert die Fußhaut
- Belebt die Füße und steigert ihre Leistungsfähigkeit
- Regt die Durchblutung an und schützt gegen kalte und feuchte Füße
- Schützt vor Fußbrennen, Fußpilz, Fußgeruch, Hornhaut, Wund- und Blasenlaufen
- Macht trockene, rissige Haut geschmeidig

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 410 500	75 ml	Tube



Höchste Belastung: 250 Kilometer unterwegs im Sand der Sahara – beim härtesten Wüstenlauf der Welt

WIE WEIT DIE FÜSSE TRAGEN?

BIS INS ZIEL OHNE BLASEN UND SCHWIELEN!

Wer läuft, fördert Schritt für Schritt seine Gesundheit. Trotzdem können gerade beim Laufen unangenehme Beschwerden wie Blasen oder Schwielen auftreten. Ultraläufer Maik Becker legt daher großen Wert auf Prävention.

Wer kennt es nicht: Blasen, Schwielen und Verdickungen an den Füßen, die jeden Schritt zur Qual machen. Mit dem passenden Equipment sowie dem Abkleben empfindlicher Hautpartien kann man diesen Problemen vorbeugen. Ultraläufer Maik Becker, der mehr als 2.000 Wettkampfkilometer pro Jahr absolviert, hat aber noch einen ganz besonderen Tipp:

»Seit ich GEHWOL Fusskrem benutze, habe ich keine Blasen mehr. Trotz Distanzen von bis zu 100 Meilen am Stück in Wasser, Sand, bei Hitze und Kälte, die Fusskrem bildet so etwas wie eine zweite Haut um den Fuß. Was bei solch extremen Belastungen hilft, schützt empfindliche Füße auch bei kürzeren Distanzen.«

Seit 138 Jahren bietet GERLACHS GEHWOL® Fusskrem eine nahezu unveränderte Rezeptur mit bewährten Wirkstoffen zum Schutz vor Wundscheuern und Blasen, auch beim Wandern und anderen Sportarten. Aufgetragen bildet die Krim eine weiße Schutzschicht um den Fuß, durch die sich die Gleitfähigkeit der Haut im geschlossenen Schuhwerk verbessert. Das Risiko der Blasenbildung sinkt.

GERLACHS GEHWOL® Fusskrem ANWENDUNGSTIPPS

- Immer vor dem Sport 1-2 mm dick auf die Füße auftragen
- Aufgerollte Socken vorsichtig über die Füße abrollen, damit die Schutzschicht erhalten bleibt
- Hände mit kaltem Wasser und ohne Seife abwaschen

In der 55-ml-Dose und als 75-ml-Tube erhältlich



GERLACHS GEHWOL® Fusskrem ist in Apotheken und bei Fußspezialisten erhältlich.



Ultraläufer
Maik Becker



SPEZIAL-PRÄPARATE

ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG

Diese Produktserie bietet einzelne Präparate für gezielte Anwendungen zur Vorbeugung von oder bei speziellen Fußproblemen.

GEHWOL® HÜHNERAUGEN-TINKTUR**WIRKSTOFF: SALICYLSÄURE (PH.EUR.)**

- Zur äußerlichen Anwendung gegen Hühneraugen
- Lösung zur Anwendung auf der Haut

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 454)

Freiverkäufliches Arzneimittel



Warnhinweis: Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

Arzneimittel

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 590 100	15 ml	Flasche

GEHWOL® FLUID

**ZUR PFLEGE UND BEI DER BEHANDLUNG
VON EINGEWACHSENEN NÄGELN,
HORNHAUT UND HÜHNERAUGEN**

Produktvorteile:

- Pflegt und verschönert Haut und Nägel
- Macht harte Haut geschmeidig
- Hilfsmittel bei Arbeiten mit Instrumenten an eingewachsenen Nägeln, Hornhaut, Hühneraugen und im Nagelfalz
- Desinfiziert, beugt Entzündungen vor und beruhigt gereizte Haut

Dermatologisch
geprüftFür Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 99*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 090 100	15 ml	Flasche
101 090 300	50 ml	Flasche

GEHWOL® NAGELPFLEGE

BEI BRÜCHIGEN FUSS- UND FINGERNÄGELN UND ZUR UNTERSTÜTZUNG DER PRÄPARATIVEN BEHANDLUNG VON NAGELMYKOSEN



Produktvorteile:

- Enthält einen hohen Anteil Weizenkeimöl mit Vitamin E
- Mit aktiven Bestandteilen des ätherischen Öls der Kamille in einer Lösung mit optimalem Netz- und Spreiteffekt
- Fördert das gesunde Nagelwachstum

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 510 101	15 ml	Flasche

GEHWOL® NAGELWEICHER

VERHÜTET EINWACHSEN DER NÄGEL UND STARKE VERHORNUNGEN



Produktvorteile:

- Macht Nägel und Nagelhaut elastisch
- Erweicht schnell und schonend Verhornungen
- Mindert Beschwerden durch eingewachsene Zehennägel
- Beseitigt schmerzhaften Druck des Nagels auf das beanspruchte Gewebe

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 570 100	15 ml	Flasche

GEHWOL® NAGELMASSE**FÜR VERSCHÖNERUNG, SCHUTZ UND REPARATUR
DER ZEHEN- UND FINGERNÄGEL**

Produktvorteile:

- Stark haftend, dauerelastisch zur Glättung unebener und zur Festigung eingerissener Nägel sowie zur Fixierung künstlicher Nägel
- Zum Schutz vor Nagelpilz
- Gibt dem Nagel ein schönes und natürliches Aussehen
- Nagellack kann zusätzlich verwendet werden



Dermatologisch
geprüft

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 520 100	15 ml	Tube

REKONSTRUKTION ODER VERSTÄRKUNG MIT GEHWOL NAGELMASSE

Wenn es um die Nägel geht, steht für viele der Schönheitsaspekt im Vordergrund, doch Fußnägel haben vor allem eine wichtige Schutzfunktion für den Menschen. Sie verhindern, dass Fremdkörper und Erreger in das empfindliche Nagelbett eindringen können – damit sind sie quasi ein natürlicher Schutzschild für den Zeh. Für den Körper spielen die Nägel sowohl an Händen als auch an Füßen eine wichtige Rolle. Sie sorgen für störungsfreie Bewegungsabläufe und gehören als Hautanhangsgebilde zu den fünf Sinnesorganen, ohne die wir vollkommen orientierungslos wären. Verschiedene Ursachen können dazu führen, dass die Nagelplatte beschädigt wird und ein Teil des Nagels abbricht oder entfernt werden muss. Fertige Nagelmasse ist eine besonders einfache Methode zur Rekonstruktion oder Verstärkung von Nägeln, die teilweise

beschädigt sind. Hier eignet sich die GEHWOL Nagelmasse. Sie wird direkt aus der Tube in einer dünnen Schicht auf den Nagel aufgetragen. Während die Masse an der Luft aushärtet – das dauert ungefähr fünf Minuten – wird der Nagel in Form gebracht. Zur Stabilisierung kann in die noch feuchte Nagelmasse ein Vlies eingearbeitet werden. Dieser künstliche Nagel schützt das Nagelbett und ist kaum vom natürlichen Nagel zu unterscheiden. Er wächst mit und lässt sich ganz normal schneiden und feilen.

**Weitere Inhalte zum Thema
Nagelprothetik zur Verbesserung
der Optik und zum Schutz finden
Sie unter: [https://www.gehwol.de/
News/Nagelprothetik-fuer-Optik-
und-Schutz](https://www.gehwol.de/News/Nagelprothetik-fuer-Optik-und-Schutz)**





NAIL REPAIR

SYSTEM ZUR NAGELREPARATUR

Das GEHWOL Komplettpaket zur Nagelreparatur für Maniküre und Pediküre besteht aus dem lichthärtenden 1-Phasen GEHWOL Nail repair Gel in drei Farbvarianten und dem GEHWOL Nail repair Cleaner.



GEHWOL NAIL REPAIR-SYSTEM

GEHWOL Nail Repair bietet ein unglaublich effizientes System zur Nagelkorrektur in Maniküre und Pediküre. Hier finden Sie alles, was für eine ansprechende Rekonstruktion ganzer oder von Teilen der Nagelplatte nötig ist: Cleaner zur Reinigung der Nageloberfläche, mittel- und hochviskose Gele in klar, rosa und opal, die mischbar sind und der Prothese eine authentische Optik und Struktur verleihen. Nagelprothetiken im Rahmen einer Pilzbehandlung profitieren von antimycetischen

Inhaltsstoffen in den Gelen. Sie schützen vor erneutem Pilzbefall. Mit dem LED-Lichthärtegerät für die Praxis und der mobilen UV-Lampe für unterwegs härten Sie die Gele in kurzer Zeit aus.

Praktisch: Das LED-Gerät benötigt – anders als klassische UV-Lampen – keinen Röhrenwechsel. Außerdem lässt sich die Bodenplatte herausnehmen, wodurch das Gerät leicht zu reinigen ist.

GEHWOL® NAIL REPAIR GEL, M

ZUR BEHANDLUNG UND ZUM WIEDERAUFBAU ERKRANKTER ODER BESCHÄDIGTER NÄGEL, MITTELVISKOS

Produktvorteile:

- Lichthärtendes Polymerisationsharz ermöglicht eine hochelastische Nagelbeschichtung, die dem natürlichen Nagel angepasst ist
- Zur Behandlung defekter, spröder und gerissener Nägel
- Kann auch zur Befestigung von Spangen eingesetzt werden
- Selbsthaftend, spannungsfrei und ohne speziellen Haftvermittler aufzutragen
- Die dünne Tubenspitze ermöglicht sparsames, genaues und hygienisches Auftragen
- Wird unter UV-Licht ausgehärtet
- Kann vor erneutem Pilzbefall schützen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 532 503	5 ml, klar	Tube
102 532 501	5 ml, rosa	Tube
102 532 502	5 ml, opal	Tube

GEHWOL® NAIL REPAIR GEL, H

ZUR BEHANDLUNG UND ZUM WIEDERAUFBAU ERKRANKTER ODER BESCHÄDIGTER NÄGEL, HOCHVISKOS

Produktvorteile:

- Lichthärtendes Polymerisationsharz ermöglicht eine hochelastische Nagelbeschichtung, die an den natürlichen Nagel angepasst ist
- Zur Behandlung defekter, spröder und gerissener Nägel
- Kann auch zur Befestigung von Spangen eingesetzt werden
- Selbsthaftend, spannungsfrei und ohne speziellen Haftvermittler aufzutragen
- Die dünne Tubenspitze ermöglicht sparsames, genaues und hygienisches Auftragen
- Wird unter UV-Licht ausgehärtet
- Kann vor erneutem Pilzbefall schützen



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 532 506	5 ml, klar	Tube
102 532 505	5 ml, rosa	Tube
102 532 504	5 ml, opal	Tube



GEHWOL® NAIL REPAIR CLEANER

ZUR REINIGUNG VON NAGELOBERFLÄCHEN

Produktvorteile:

- Zur Reinigung und Entfettung des Nagels vor der Anwendung des GEHWOL® Nail Repair Gels
- Nach Abschluss des Nagelaufbaus sollte die Dispersionsschicht mit dem Cleaner entfernt werden
- Instrumente und Pinsel, die mit ungehärtetem GEHWOL® Nail Repair Gel benetzt sind, können ebenfalls damit gereinigt werden

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 530 800	150 ml	Flasche

LED-LICHTHÄRTEGERÄT BILED

ZUR AUSHÄRTUNG VON LED- UND UV-GELEN SOWIE LACKEN

Produktvorteile:

- Sparsames Einsteigergerät für Hand und Fuß mit elektronischem 3fach-Timer (30, 60, 120 Sekunden)
- Herausnehmbare Bodenplatte zur hygienischen Reinigung
- Ausgestattet mit 17 Power LEDs (365/405 nm), ein UV-Röhrenwechsel ist daher nicht nötig



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LED-Lichthärtegerät BILED	302 190 100

UV-LAMPE FÜR DIE AMBULANTE FUSSPFLEGE

ZUR AUSHÄRTUNG DES GELS

Produktvorteile:

- Aushärtung des Gels in 2 Minuten, indem man die Lampe in einem Abstand von etwa 2 cm über das Behandlungsfeld hält
- Mit praktischem Taschenclip
- Mit UV-Schwarzlicht-LEDs
- LED-Lebensdauer über 20.000 Stunden
- Gehäuse aus rostfreiem, widerstandsfähigem, eloxiertem Aluminium
- Gehäusefarbe: schwarz
- Mit einem Gewicht von nur 26,1 g (ohne Batterien) besonders für die ambulante Fußpflege geeignet
- 2 x AAA-Zellen erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Länge 12,8 cm; Durchmesser 1,38 cm; Kopfdurchmesser: 1,50 cm
- Eingangsspannung: 0,8 - 3,0 V
- Wellenlänge: 365 nm



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
UV-Lampe für die ambulante Fußpflege	302 181 302

GELMODELLAGEPINSEL

Produktvorteile:

- 318 010 400 mit 10 Austauschköpfen, Größe 4
- 318 010 500 mit 10 Austauschköpfen, Größe 6
- Mit den Gelmodellagepinseln kann das Gel gut „in Form“ gebracht werden



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gelmodellagepinsel mit 10 Austauschköpfen, Größe 4	318 010 400
Gelmodellagepinsel mit 10 Austauschköpfen, Größe 6	318 010 500

DOPPELINSTRUMENT HH 106 R

FÜR ARBEITEN AM NAGEL, UNTER DEM NAGEL UND IM NAGELFALZ

Produktvorteile:

- Zur Verarbeitung des GEHWOL Nail repair Gels
- Eine Seite mit breiter Fläche für die Verteilung des Gels
- Eine schmale Seite für das Arbeiten am Nagelfalz und zur Entfernung des überschüssigen Gels



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
AESCULAP Doppelinstrument HH 106	312 120 600

SCHÖN IN FORM

NAGELPROTHETIK

GEHWOL Nail repair-System wurde speziell zur Nagelreparatur für Maniküre und Pediküre entwickelt.

Mit dem Cleaner sollte der Nagel gereinigt werden. Nach der Vorbehandlung wird die erste Gelschicht aufgetragen. Die drei Farben klar, opal und rosa lassen sich untereinander so mischen, sodass die Nagelfarbe optimal an die Natürliche angeglichen werden kann. Als füllende Basis dient dabei das klare Gel. Je nach Naturfarbe wird opal (für eher weiße Nägel) oder rosa beige-mischt. Selbstverständlich können auch beide Farben zur Farbgestaltung zugefügt werden. Die Mischung erfolgt am einfachsten direkt auf dem Nagelbett. Durch die erhöhte Viskosität (Variante H, hochviskos) kann das Gel punktgenau appliziert werden, ohne zu verlaufen. Das erleichtert die Verarbeitung. Das Gel härtet zudem erst unter UV-Licht aus.

Gut versorgt kann der Nagel problemlos unter der Prothese nachwachsen. Die besondere Eigenschaft des Nail repair Gels ist, dass es sich überall dort ablöst, wo die Haut Fett bildet. So wird der neue Nagel nicht im Wachstum behindert. Zusätzlich sollte das Nagelbett wirkungsvoll vor Pilzbefall geschützt werden, etwa mit dem bewährten GEHWOL MED Nagel- und Hautschutz-Öl. Es verteilt sich gut zwischen der künstlichen Nagelplatte sowie dem Nagelbett. Wichtig dabei ist eine regelmäßige Nagelpflege. Diese kann der Patient zwischen den Terminen selbst durchführen.



Bereiten Sie mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner den Nagel vor. Dieser befreit von verdickten, verpilzten Nagelteilen, säubert den Nagelfalz und entfettet das Nagelbett. Rauen Sie die Nagelplatte mit einem stumpfen Instrument leicht an.

Die drei Farben klar, opal und rosa lassen sich untereinander so mischen, dass die jeweilige Nagelfarbe optimal an die natürliche Farbe angeglichen werden kann. Als füllende Basis dient dabei das klare Gel.

In der Praxis haben sich spezielle Modellagepinsel mit austauschbaren Köpfen bewährt. Sie können nach jeder Behandlung ausgewechselt werden, sodass die Hygiene immer gewahrt bleibt.

Zeitdruck beim Verarbeiten entsteht nicht. Denn das Gel härtet erst unter UV-Licht aus. Der künstliche Nagel wird unter der Speziallampe mit reinem UV-Licht (380 bis 400 nm) in zwei Minuten ausgehärtet.

Für ein optimales Ergebnis, das dem natürlichen Nagel sehr ähnelt, sollten Zehennägel mit zwei bis drei Schichten rekonstruiert werden. Das gewährleistet eine gute Flexibilität des künstlichen Nagels und schützt das Nagelbett optimal.



Axel Pelster ist Podologe und Krankenpfleger und seit vielen Jahren ein versierter Kenner des GEHWOL Nail repair Systems. Im Video erklärt er die praktische Anwendung. Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie, wie einfach Sie mit dem GEHWOL Nail repair System Top-Ergebnisse erzielen können.



PRAXISWARE

PRÄPARATE FÜR DEN PRAXISBEDARF

Um die Arbeit in der Fußpflegepraxis effizient, ökonomisch und nachhaltig zu gestalten, bieten wir unsere Präparate auch als Praxisware an. Bitte beachten Sie, dass es sich bei Praxisware nicht um Verkaufsware handelt.



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET CREME MILCH & HONIG FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Mit Milchpeptiden und Honigextrakt für spürbar geschmeidige und sichtbar glatte Haut
- Tiefenwirksames Hyaluron unterstützt die Hautregeneration und stärkt die hauteigenen Abwehrkräfte
- Enthält vitaminreiches Avocadoöl und weitere wertvolle Lipide
- In Kombination mit Urea bindet Hyaluron Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten und schützt vor Hornhautbildung
- Spendet der Haut Feuchtigkeit, zieht schnell ein und hinterlässt ein samtweiches Hautgefühl
- Der angenehme Duft erfrischt
- Schützt vor Fußpilz

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 241 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET BUTTER GRANATAPFEL & MORINGA FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Die reichhaltige Formulierung mit Granatapfelextrakt und Moringaöl macht die Haut geschmeidig
- Rückfettende Sheabutter verleiht der Haut ein angenehm weiches Hautgefühl und stärkt die Hautbarriere
- Feuchtigkeit wird in tieferen Hautschichten gebunden und die Haut wird vor Hornhautbildung geschützt
- Tiefenwirksames Hyaluron wird von der Haut aufgenommen und kann in Verbindung mit Vitamin E und Avocadoöl die Hautregeneration unterstützen und die hauteigenen Abwehrkräfte stärken
- Füße und Beine werden intensiv gepflegt

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 291 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET LOTION

WASSERLILIE & SEIDE FÜR GEPFLEGTE BEINE UND FÜSSE



Produktvorteile:

- Mit Wasserlilie für eine beruhigende sowie adstringierende Wirkung und mit glättendem Seidenextrakt
- Tiefenwirksames Hyaluron speichert Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten
- Wohltuend bei müden, schweren Beinen durch erfrischende und pflegende Wirkstoffe aus der Rotalge Palmaria Palmata
- Avocadoöl und Phytosqualan wirken gegen trockene, raue und schuppige Haut und reduzieren den Feuchtigkeitsverlust
- Lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 251 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET SCHAUM

ALOE-VERA & OLIVE FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE



Produktvorteile:

- Hochkonzentrierter Aloe vera-Extrakt füllt in Kombination mit Urea leere Feuchtigkeitsdepots
- Tiefenwirksames Hyaluron dringt effektiv in die Haut ein und versorgt sie langanhaltend mit Feuchtigkeit
- Wertvolles Oliven- sowie Avocadoöl macht die Haut geschmeidig, sichtbar glatter und reduziert nachhaltig die Hautrauigkeit
- Gut geeignet für die schnelle Wellness-Pflege zwischendurch
- Der frische Duft sorgt für ein besonderes Pflegeerlebnis

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 282 700	300 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET PEELING

BAMBUS & JOJOBA FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Mit natürlichem Bambusgranulat und Jojobawachs für eine schonende Massage und Aktivierung der Hautdurchblutung
- Zuckerkristalle erleichtern die schnelle Ablösung von größeren Hautschuppen, das Bambusgranulat führt die Feinglättung durch
- Avocadoöl und Honigextrakt versorgen die Haut mit wertvollen Pflegestoffen
- Vitamin E schützt die Haut und verhindert die vorzeitige Hautalterung
- Entfernt sanft und gründlich abgestorbene Hautzellen
- Erneuert die Hautoberfläche und glättet sie
- Einfache Anwendung des Peelings in der Dusche



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 121 101	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® SOFT FEET PFLEGEBAD

MANDEL & VANILLE FÜR GEPFLEGTE FÜSSE UND BEINE

Produktvorteile:

- Mit beruhigendem Mandelöl und verführerischer Vanille
- Mandelöl macht die Haut schön weich und gibt ihr Schutz
- Vanille zusammen mit Vitamin E sowie Pflegeölen aus Avocado und Rizinus spenden viel Feuchtigkeit, erweichen Hornhaut und sorgen für ein glattes, vitales Hautbild
- Besitzt ein speziell für sensible Haut entwickeltes Netzmittel für eine gleichmäßige Verteilung der Pflegeöle im Wasser
- Milchschrimernde, angenehm duftende Emulsion
- Spendet intensiv Feuchtigkeit und schützt die Hautflora
- Für jeden Hauttyp geeignet
- Auch als Dusch- oder Vollbad anwendbar



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 261 200	1.000 ml	Flasche

GEHWOL FUSSKRAFT® REPAIR CREME

FÜR SEHR TROCKENE HAUT



Die Repair Creme mit pflanzlichem Lecithin pflegt sehr trockene, geschädigte Haut tiefenwirksam – ohne zu fetten.

- Nährende Reparaturpflege für sehr trockene, strapazierte und geschädigte Haut
- Besonders reichhaltige, schnell einziehende Textur mit neuartiger Wasser-in-Öl Formulierung
- Mit hocheffektivem Wirkstoffkomplex aus natürlichem Soja-Lecithin, Distel- sowie Nachtkerzenöl zur Wiederherstellung einer intakten Hautbarriere
- Vitamin E Acetat sowie Tocopherol schützen vor freien Radikalen
- 5 % Panthenol und 3 % Niacinamid unterstützen die Wundheilung
- Hochverträgliche parfümfreie Formulierung: Ideal als therapiebegleitende Pflege bei atopischer und entzündlicher Haut
- Neben der Fußhaut auch für die komplette Körperpflege geeignet

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 141 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® INTENSIV CREME

STÄRKT UND NÄHRT RAUE, SPRÖDE FÜSSE



Die INTENSIV CREME mit natürlichem Lanolin pflegt die Füße spürbar weicher und geschmeidiger.

- Reichhaltige, rückfettende Formel für ein elastisches und glattes Hautgefühl
- Aloe vera und Urea spenden Feuchtigkeit
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben der INTENSIV CREME ihren charakteristischen Duft
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 021 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL FUSSKRAFT® PFLEGE CREME DESODORIERT UND SCHÜTZT BEANSPRUCHTE FÜSSE

Die PFLEGE CREME mit Deozinc®-Formel pflegt die Füße und reduziert zuverlässig Fußgeruch.

- Schnell einziehende, leichte Formulierung
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben der PFLEGE CREME ihren charakteristischen Duft
- Aloe vera und Urea spenden Feuchtigkeit
- Jojobaöl und Sheabutter schenken Geschmeidigkeit und ein glattes Hautgefühl
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 011 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL FUSSKRAFT® FRISCHE CREME KÜHLT UND VITALISIERT MÜDE FÜSSE

Die FRISCHE CREME mit Minzöl und Menthol belebt schmerzende Füße.

- Die leichte, gelartige Konsistenz fettet nicht und zieht sofort ein
- Beugt Fußgeruch vor
- Aloe vera und Urea spenden Feuchtigkeit
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben der FRISCHE CREME ihren charakteristischen Duft
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 041 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® WÄRME CREME

WÄRMT UND REGENERIERT KALTE FÜSSE



Die WÄRME CREME mit Extrakten aus Chili und Ingwer spendet kalten Füßen ein angenehmes Wärmegefühl.

- Die cremige Textur pflegt die Füße intensiv, speziell bei trockener Haut
- Hautfreundliche Lipide verleihen ein elastisches und glattes Hautgefühl
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben der WÄRME CREME ihren charakteristischen Duft, Kampfer regt die Durchblutung an
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen

Um die Wärmewirkung zu verstärken, wird vor dem Eincremen ein warmes Fußbad empfohlen. So wird die Haut optimal auf die nachfolgende Pflege vorbereitet und kann die Wirkstoffe besser aufnehmen.

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 231 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL FUSSKRAFT® BEIN VITAL CREME

BELEBT UND STRAFFT BEINE UND FÜSSE



Die BEIN VITAL CREME mit Avocado und Alge aktiviert schwere, beanspruchte Beine und regeneriert müde Füße.

- Fettet nicht, zieht schnell ein und spendet Feuchtigkeit
- Die Formel mit Vitamin-E-Acetat beugt vorzeitiger Hautalterung vor und verleiht eine glatte, geschmeidige Haut
- Hamamelis und Bisabolol wirken hautberuhigend, straffend und reizlindernd
- Farnesol wirkt desodorierend und schützt vor Fußpilz

Tip: Eine leichte Beinmassage unterstützt die belebende Wirkung.

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 111 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL FUSSKRAFT® HYDRO LIPID LOTION

INTENSIVE FEUCHTIGKEIT FÜR FÜSSE UND BEINE

Die HYDRO LIPID LOTION mit 10 % Urea spendet trockener Haut intensive Feuchtigkeit.

- Lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein
- Glycerin und Urea binden die Feuchtigkeit nachhaltig, auch in tieferen Hautschichten
- Hafer, Avocado- und Jojobaöl vermindern spürbar die Anzeichen trockener Haut, Spannungsgefühle werden reduziert
- Ceramide stärken die natürliche Hautbarriere
- Farnesol wirkt desodorierend und schützt vor Fußpilz

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 101 100	500 ml	Praxisdose



GEHWOL FUSSKRAFT® KRÄUTER SPRAY

BELEBT UND ERFRISCHT MÜDE FÜSSE

Das KRÄUTER SPRAY mit Urea hält die Füße glatt und geschmeidig.

- Bisabolol beruhigt die Haut
- Panthenol und Allantoin regenerieren und pflegen die Haut, Fußbrennen wird gelindert
- Menthol und Farnesol erfrischen und schützen vor Fußgeruch
- Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben dem KRÄUTER SPRAY seinen charakteristischen Duft
- Desinfizierende Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Fußpilz und Juckreiz – auch zwischen den Zehen

Mit Überkopfsprüher – sprüht in jeder Lage. Umweltfreundliches Pumpspray ohne Treibgas.

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 131 100	500 ml	Flasche



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL FUSSKRAFT® KRÄUTER BAD

WEICHT HORNHAUT AUF UND BESEITIGT UNANGENEHMEN FUSSSCHWEISS UND FUSSGERUCH

Das KRÄUTER BAD mit Urea weicht Hornhaut auf und beseitigt unangenehmen Fußschweiß und Fußgeruch.

- Hautfreundliche Tenside reinigen intensiv
 - Geeignet bei rauen, rissigen Füßen
 - Schwielen und Hühneraugen werden gründlich erweicht
 - Natürliche ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel beleben und geben dem KRÄUTER BAD seinen charakteristischen Duft
 - Es verbleibt ein entspanntes und langanhaltendes Wohlgefühl
- Um die Pflegewirkung zu optimieren, wird nach dem Baden die Pflege mit einer Creme aus der FUSSKRAFT-Serie empfohlen.

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
151 151 300	5 kg	Eimer
151 151 400	10 kg	Eimer

GEHWOL FUSSKRAFT® HORNHAUTERWEICHER

ZUR SCHNELLEN UND GENAUEN HORNHAUT- ERWEICHUNG MIT 25 % UREA

Produktvorteile:

- Das Spendersystem wandelt das Flüssigprodukt in einen feinporigen Schaum mit hochkonzentrierter Urea und Milchsäure um
- Ermöglicht eine punktgenaue, schnelle Hornhauterweichung
- Die erweichte Hornhaut kann bereits nach fünf Minuten leicht entfernt und somit die Behandlungszeit verkürzt werden
- Der Schaum bleibt stabil auf der Haut und quillt nicht auf
- Das unbeabsichtigte Erweichen weiterer Hautareale wird verhindert
- Enthält keine Duftstoffe



Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 171 100	500 ml	Flasche



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL MED® SENSITIVE

MEDIZINISCHE PFLEGE FÜR EMPFINDLICHE, JUCKENDE ODER GERÖTETE HAUT

Produktvorteile:

- Spezial-Pflege mit hochreinem MicroSilver BG™
- Das nano-freie Mikrosilber bildet ein Depot in den Hautfalten und gibt Silberionen dosiert ab, die den Zellstoffwechsel von Bakterien und Pilzen stören
- Lindert Juckreiz, Hautbrennen und reduziert Rötungen
- Regeneriert die natürliche Mikroflora der Haut
- Wirkt übermäßiger Keimverbreitung entgegen
- Hautidentische Ceramide regenerieren die natürliche Barrierefunktion der Haut und schützen sie vor dem Austrocknen
- Mandelöl beruhigt die Haut, pflegt sie geschmeidig und spendet Feuchtigkeit
- Auch für therapiebegleitende Pflege bei Neurodermitis, Fuß- und Nagelpilz
- Ohne Parabene, Duftstoffe, PEG-Emulgatoren und Silikonöle

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 131 100	500 ml	Praxisdose



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL MED® LIPIDRO® CREME

INTENSIVPFLEGE FÜR TROCKENE HAUT UND SCHUTZ VOR HORNHAUT

Produktvorteile:

- Nachhaltige Pflege mit Urea (10 %), Algenextrakt, Allantoin, Sanddornöl und Avocadoöl gleicht den Mangel an Lipiden und Feuchtigkeit aus
- Harnstoff bindet Wasser in tieferen Hautschichten
- Allantoin fördert die Hautregeneration
- Farnesol wirkt antibakteriell und desodorierend
- Bringt die Schutzfunktion der Haut ins natürliche Gleichgewicht
- Verbessert die Feuchthaltekapazitäten der Haut und fördert die Hautdurchblutung
- Erweicht die Hornhaut und reduziert übermäßige Neubildung
- Schützt vor Fußgeruch, Fußpilz und wirkt entzündungshemmend
- Unparfümiert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 081 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL MED® SCHRUNDEN-SALBE

REGENERIERENDE PFLEGESALBE FÜR STARK VERHORNT, RISSIGE, TROCKENE UND RAUE HAUT



Produktvorteile:

- Salbengrundlage aus medizinischer Seife, Lanolin und Panthenol
- Kombiniert mit natürlichen ätherischen Ölen und entzündungshemmendem Bisabolol
- Durch regelmäßige Anwendung erhält die Haut ihre natürliche Elastizität und Widerstandskraft zurück und wird geschützt

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 011 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL MED® FUSSDEO-CREME

ZUR BESEITIGUNG DES FUSSGERUCHS FÜR 24 STUNDEN



Produktvorteile:

- Mit hochkonzentriertem Wirkstoffextrakt aus Manukaöl, welches sich besonders durch die Wirkung gegen Bakterien und Pilze auszeichnet
- Beseitigt langanhaltend starken Fußgeruch
- Feuchtigkeitsspendend und pflegend mit Jojobaöl und Aloe vera
- Antimikrobielle und hautschützende Eigenschaften durch Zinkoxid
- Ungesättigte Fettsäuren unterstützen die natürlichen Hautfunktionen
- Sorgt bei regelmäßiger Anwendung für geruchlose Füße, geschmeidige Haut und schützt vor Fußpilz

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 071 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL MED® NAGEL- UND HAUTSCHUTZ-ÖL

ZUR PFLEGE DER NÄGEL UND HAUT SOWIE ZUM SCHUTZ VOR PILZBEFALL

Produktvorteile:

- Enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- Brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 020 300	50 ml	Flasche

GEHWOL MED® NAGELWEICHER

VERHÜTET DAS EINWACHSEN DER NÄGEL UND STARKE VERHORNUNGEN

Produktvorteile:

- Erweicht schnell und schonend Verhornungen
- Beschwerden durch eingewachsene Zehennägel werden gelindert
- Beseitigt schmerzhaften Druck des Nagels auf das beanspruchte Gewebe
- Macht die Nagelhaut elastisch
- Enthält entzündungshemmendes Bisabolol



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
104 040 300	50 ml	Flasche

GEHWOL® BEIN-BALSAM

WOHLTUEND-PFLEGENDER HEILKRÄUTERBALSAM FÜR BEINE UND FÜSSE



Produktvorteile:

- Enthält heilungsförderndes Allantoin, ein Wirkstoff der Rosskastanie
- Mit adstringierendem Hamamelisextrakt sowie mit reizlinderndem Menthol und Panthenol
- Enthält entzündungshemmendes Bisabolol, ein Bestandteil der Kamille
- Zieht schnell ein, fettet nicht und gibt sofort ein wohltuendes Gefühl der Frische gegen schwere, müde Beine
- Eine leichte Massage kräftigt die Venen und lindert Beinbeschwerden
- Sorgt bei regelmäßiger Anwendung für glatte und geschmeidige Haut
- Schützt vor Fußpilz

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 431 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL® BADESALZ

BELEBENDER, ERFRISCHENDER ROSMARIN-BADEZUSATZ



Produktvorteile:

- Enthält Rosmarinöl
- Reinigt die Füße sanft und gründlich
- Regt die Durchblutung an und belebt
- Schützt vor Fußgeruch
- Anwendbar für Fuß- und Vollbäder
- Regelmäßige Anwendung: schützt vor Fußpilz

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 521 200	1.000 g	Flasche



GEHWOL® FUSSBAD

BELEBENDES KRÄUTERÖLBAD FÜR MÜDE FÜSSE

Produktvorteile:

- Enthält natürliche ätherische Öle aus Lavendel, Rosmarin und Thymian
- Fördert die Durchblutung, beseitigt Fußbrennen und belebt müde Füße langanhaltend
- Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen werden erweicht
- Die Haut wird widerstandsfähiger und bleibt geschmeidig
- Desodoriert Füße nachhaltig
- Haut wird porentief gereinigt

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102.491.300	5 kg	Eimer
102.491.400	10 kg	Eimer



GEHWOL® CREME-FUSSBAD

PFLEGENDES BADEKONZENTRAT FÜR MÜDE FÜSSE

Produktvorteile:

- Mit Lavendel, Menthol und dem Duft nach Speik
- Tut müden, schmerzenden und überanstrengten Füßen gut
- Rückfettende Inhaltsstoffe machen die Fußhaut geschmeidig
- Der frische Duft nach Speik und Lavendel beruhigt und entspannt
- Beugt bei regelmäßiger Anwendung Fußpilz vor und desodoriert nachhaltig

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102.501.200	1.000 ml	Flasche
102.501.400	2.000 ml	Flasche
102.501.300	5.000 ml	Kanister

GEHWOL® FLUID

ZUR PFLEGE UND BEI DER BEHANDLUNG VON EINGEWACHSENEN NÄGELN, HORNHAUT UND HÜHNERAUGEN



Produktvorteile:

- Pflegt und verschönert Haut und Nägel
- Macht harte Haut geschmeidig
- Hilfsmittel bei Arbeiten mit Instrumenten an eingewachsenen Nägeln, Hornhaut, Hühneraugen und im Nagelfalz
- Desinfiziert, beugt Entzündungen vor und beruhigt gereizte Haut

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 090 300	50 ml	Flasche

GEHWOL® EMULSION ZUR FUSSMASSAGE

ZUR BELEBENDEN UND DURCHBLUTUNGS- FÖRDERNDEN FUSSMASSAGE



Produktvorteile:

- Mit ätherischen Ölen aus Menthol und Kampfer
- Bildet einen gleitenden Film auf der Haut für eine angenehme Massage
- Desodoriert langanhaltend und schützt vor Pilzbefall

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 451 100	500 ml	Praxisdose
102 451 400	2.000 ml	Flasche



GEHWOL® HORNHAUTERWEICHER

ALKALISCHE LÖSUNG ZUR ERWEICHUNG VON HORNHAUT, HÜHNERAUGEN UND SCHWIELEN

Produktvorteile:

- Anwendung vor der instrumentellen Entfernung durch Fußspezialisten
- Betroffene Partien werden kurz vor der Behandlung benetzt

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 071 100	500 ml	Flasche
101 071 400	2.000 ml	Flasche



GEHWOL® LOTION

ZUR REINIGUNG UND ERFRISCHUNG DER FÜSSE

Produktvorteile:

- Desinfizierende alkoholische Lotion mit Menthol und Lavendelöl
- Eignet sich zur Reinigung und Erfrischung der Füße vor oder nach der Fußpflege
- Schützt vor Fußpilz und Bakterien

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 061 100	500 ml	Flasche
101 061 200	1.000 ml	Flasche

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet



GERLASAN® SOFT

ZUR MILDEN UND GRÜNDLICHEN REINIGUNG DER HÄNDE

Produktvorteile:

- Rückfettendes medizinisches Hand-Wasch-Gel
- Hautschonend durch Protein
- Ohne Farbstoffe

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
205 071 200	1.000 ml	Flasche
205 071 300	5.000 ml	Kanister



GEHWOL® HORNHAUT-GELEE

ZUR ERWEICHUNG VON HORNHAUT, HÜHNERAUGEN UND SCHWIELEN

Produktvorteile:

- Nicht tropfendes, alkalisches Gelee
- Besonders exakt zu dosieren

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
101 081 200	1.000 ml	Flasche



GERLASAN® HANDCREME

FEUCHTIGKEITSSPENDEND, HAUTSCHÜTZEND, SCHNELL EINZIEHEND. ZUR TÄGLICHEN PFLEGE DER HÄNDE.

Produktvorteile:

- Formulierung aus Aloe vera, Jojoba, Tapioka und Harnstoff (Urea)
- Mit hautberuhigendem Bisabolol und regenerationsförderndem Panthenol
- Mit pilzvorbeugenden, antimikrobiellen Inhaltsstoffen für den Schutz der Hände
- Pflegt und schützt strapazierte Hände intensiv, insbesondere bei häufigem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln sowie Verwendung von Schutzhandschuhen
- Lässt sich gut verteilen, zieht schnell ein und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
205 021 100	500 ml	Praxisdose

GEHWOL® SPENDER

FÜR GEHWOL HORNHAUTERWEICHER

- Dosierpumpe zur Applikation von Flüssigkeiten
- Spender für 1.000 / 2.000 und 5.000 ml
- Zur Vermeidung von Unter- oder Überdosierung
- Leichte und hygienische Entnahme des Mittels



730 060 000



730 090 000



730 220 000

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
730 060 000	für 1.000 ml	Spender
730 090 000	für 2.000 ml	Spender
730 220 000	für 5.000 ml	Spender

GEHWOL® SPRAYER

FÜR GEHWOL LOTION



730 040 100

- Sprayer zur Applikation von Flüssigkeiten
- Zum flächigen Aufsprühen
- Sprayer für 500 ml Flaschen als Nachfüllgröße
- Leichte und hygienische Entnahme des Mittels

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
730 040 100	für 500 ml	Sprayer



DRUCKSCHUTZ

SANFT GEPOLSTERT

Diese Produktserie aus besonders hautfreundlichem, weichem, hochelastischem Polymer-Gel hilft mit perfektem Druck- und Reibungsschutz bei jedem Fußproblem.



Abbildung verkleinert



Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 126*

GEHWOL® KORREKTURING G

ZUR LINDERUNG TYPISCHER BESCHWERDEN BEI HAMMERZEHEN

Produktvorteile:

- Hautfreundlicher, weicher Polymer-Gel-Ring
- Streckt, senkt und führt den Zeh sanft in die normale Position
- Das betroffene Zehengelenk wird entlastet und die Hornhautbildung eingeschränkt
- Eignet sich gut bei Hühneraugen sowie bei Druckstellen auf und zwischen den Zehen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 690 100	3 Stück
315 250 100	12 Stück

GEHWOL® HÜHNERAUGEN- SCHUTZPOLSTER-RING G

ZUR LINDERUNG DER SCHMERZEN BEI HÜHNERAUGEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, anschmiegsames, weiches und schützendes Polymergel-Polster
- Dreidimensional legt er sich vor, um bzw. auf das schmerzende Hühnerauge und entlastet es



Abbildung verkleinert



Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 126*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 692 100	3 Stück klein
315 252 200	12 Stück klein
102 692 200	3 Stück mittel
315 252 300	12 Stück mittel

GEHWOL® ZEHENSCHUTZRING G

BEI DRUCKBESCHWERDEN ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Hautfreundlicher, flexibler Polymer-Gel-Ring
- Für gleichmäßig entlastende Druckverteilung, z. B. bei Warzen oder Hühneraugen



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 127*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 692 400	2 Stück mini
315 252 400	12 Stück mini
102 692 500	2 Stück klein
315 252 500	12 Stück klein
102 692 600	2 Stück mittel
315 252 600	12 Stück mittel
102 692 700	2 Stück groß
315 252 700	12 Stück groß

GEHWOL® ZEHENSCHUTZ

ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZ ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Außen: nahtloses hochelastisches Gewebe
- Innen: flexibles Polymer-Gel-Pad
- Sorgt für gleichmäßig entlastende Druckverteilung zwischen und auf den Zehen, z. B. bei Warzen oder Hühneraugen



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 127*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 680 200	2 Stück klein
315 240 200	12 Stück klein
102 680 300	2 Stück mittel
315 240 300	12 Stück mittel
102 680 400	2 Stück groß
315 240 400	12 Stück groß



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 128*

GEHWOL® ZEHENKAPPE G BEI DRUCKBESCHWERDEN ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliche, hochelastische Polymer-Gel-Kappe
- Für gleichmäßig entlastende Druckverteilung
- Geeignet bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- Geeignet bei Nagelfalz- und Zehenkuppen-Problemen
- Auch für kleine Zehen geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 693 400	2 Stück mini
315 253 500	6 Stück mini
102 690 300	2 Stück klein
315 250 300	6 Stück klein
102 690 200	2 Stück mittel
315 250 200	6 Stück mittel



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 128*

GEHWOL® ZEHENKAPPE ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZ ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Außen: nahtloses hochelastisches Gewebe
- Innen: vollflächig mit flexiblem und hautpflegendem Polymer-Gel beschichtet
- Sorgt für gleichmäßig entlastende Druckverteilung zwischen und auf den Zehen
- Anwendbar bei Hühneraugen zwischen den Zehen sowie bei Nagelfalz- und Zehenkuppenproblemen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 680 500	1 Stück mittel
315 240 500	6 Stück



Abbildung verkleinert



Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 129*

GEHWOL® ZEHENSPREIZER G

BEI BALLENDEFORMATIONEN UND ZUR ZEHENKORREKTUR

Produktvorteile:

- Hautfreundliches Polymer-Gel-Kissen
- Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- Korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- Schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Verhornungen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 691 200	3 Stück klein
315 251 200	4 Stück klein
102 691 300	3 Stück mittel
315 251 300	4 Stück mittel
102 691 400	3 Stück groß
315 251 400	4 Stück groß

GEHWOL® ZEHENTEILER G D

BEI BALLENDEFORMATIONEN UND ZUR ZEHENKORREKTUR

Produktvorteile:

- Hautfreundliches Polymer-Gel-Kissen
- Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- Korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- Schützt vor Reibung und Hautreizungen
- Schlanke Trennstege für besseren Tragekomfort



Abbildung Größe „klein“ in Originalgröße



Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 129*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 692 800	3 Stück klein
315 252 800	15 Stück klein
102 692 900	3 Stück mittel
315 252 900	15 Stück mittel
102 693 000	3 Stück groß
315 253 000	15 Stück groß



Abbildung verkleinert

**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

▶ siehe Seite 130*

GEHWOL® ZEHENTEILER

ZUM SCHUTZ BEI ENG ANEINANDER LIEGENDEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches Polymer-Gel-Plättchen
- Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- Korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- Schützt vor Reibung und Hautreizungen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 680 900	3 Stück klein
315 240 900	15 Stück klein
102 681 000	3 Stück groß
315 241 000	15 Stück groß



Abbildung verkleinert

**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

GEHWOL® BALLENPOLSTER MIT ZEHENTEILER

ZUR DRUCKENTLASTUNG UND VERTEILUNG AM GROSSZEHENBALLEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, weiches, elastisches Polymer-Gel
- Schmerzhaftes Ballen, Hühneraugen und Blasen werden gelindert
- Die Zehen werden ausgerichtet
- Verhindert das Überlappen der 1. und 2. Zehe
- Im Gel enthaltenen Öle pflegen die Haut und machen Schwielen sowie Hornhaut geschmeidig
- Passt dank seiner speziellen Form in jeden Schuh und sorgt für sofortige Linderung

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 100	1 Stück

GEHWOL® KLEINZEHEN-BALLENPOLSTER G ZUR DRUCKENTLASTUNG BEI KLEINZEHENBALLEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polster
- Erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Kleinzehebällen (Schneiderbällen)
- Sorgt für Schutz und Komfort
- Das Kleinzehebällenpolster soll unter einem Strumpf getragen werden, wodurch dieses am Fuß fixiert wird



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 130*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 693 500	1 Stück klein
315 253 600	2 Stück

GEHWOL® BALLENPOLSTER G ZUR DRUCKENTLASTUNG BEI GROSSZEHEBALLEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polster
- Erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Großzehebällen
- Sorgt für Schutz und Komfort
- Das Ballenpolster soll unter einem Strumpf getragen werden, wodurch dieses am Fuß fixiert wird
- Kann alternativ mit Zehenteiler verwendet werden



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 131*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 690 000	1 Stück
315 250 000	2 Stück



Abbildung verkleinert

**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

GEHWOL® BALLENPOLSTER MIT ELASTIKBINDE

ZUR DRUCKENTLASTUNG UND VERTEILUNG AM GROSSZEHENBALLEN

Produktvorteile:

- Anpassungsfähige Elastikbinde mit eingearbeitetem, hochelastischem Polymer-Gel-Polster
- Fixierung am großen Zeh sorgt für eine perfekte Positionierung am Fuß und verhindert das Verrutschen
- Sorgt für unmittelbare Entlastung für den Großzehenballen
- Durch die spezielle Form passend für jeden Schuh
- Durch einfaches Wenden rechts und links tragbar
- Einheitsgröße – passend für alle Fußgrößen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 600	1 Stück



Abbildung verkleinert

**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

GEHWOL® VORFUSS- UND BALLENPOLSTER MIT ELASTIKBINDE

BEI DRUCKSCHMERZEN IM BEREICH DES VORFUSSES UND DES GROSSZEHENBALLENS

Produktvorteile:

- Anpassungsfähige Elastikbinde mit eingearbeitetem, hochelastischen Polymer-Gel-Pad
- Sorgt für sofortige Linderung von Druckschmerzen sowie Druckverteilung und bietet unmittelbaren Schutz und Entlastung
- Fixierung am großen Zeh sorgt für eine perfekte Positionierung am Fuß und verhindert das Verrutschen
- Durch einfaches Wenden rechts und links tragbar

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 700	1 Stück mittel
102 681 800	1 Stück groß

GEHWOL® VORFUSSPOLSTER G

ZUM SCHUTZ DES MITTELFUSSES

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polymer-Gel-Kissen
- Mit einer dickeren Polsterung im mittleren Bereich
- Schützt den Mittelfuß vor Reibung und Druck



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 131*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

102 690 400	1 Paar klein
-------------	--------------

315 250 400	1 Paar klein
-------------	--------------

102 693 300	1 Paar groß
-------------	-------------

315 252 100	1 Paar groß
-------------	-------------

GEHWOL® VORFUSSPOLSTER

ZUM SCHUTZ DES MITTELFUSSES

Produktvorteile:

- Komfortables, beidseitig mit elastischem Gewebe beschichtetes Polymer-Gel
- Nur 2 mm dick, passt bequem in jeden Schuh
- Schützt den Mittelfuß vor Reibung und Druck



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 132*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

102 680 100	1 Stück
-------------	---------

315 240 100	2 Stück
-------------	---------



Abbildung verkleinert

**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

GEHWOL® VORFUSSPOLSTER MIT ELASTIKBINDE

ZUR LINDERUNG VON DRUCKSCHMERZ IM VORFUSS

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, geschmeidiges Polymer-Gel-Pad
- Weiche und extrem anpassungsfähige Elastikbinde, durch die das Gel-Pad in der richtigen Position bleibt
- Sorgt für sofortige Linderung von Druckschmerz im Vorfuß sowie brennenden Beschwerden an den Fußballen
- Durch die spezielle Form passend für jeden Schuh
- Durch einfaches Wenden rechts und links tragbar

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 400	1 Stück mittel
102 681 500	1 Stück groß



Abbildung verkleinert

**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

GEHWOL® VORFUSSPOLSTER MIT BANDAGE

ZUR LINDERUNG VON DRUCKSCHMERZ IM VORFUSS

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, bequemes und hochelastisches Polymer-Gel-Pad
- Elastische Bandage mit perfekter Fixierung um den Fuß, ohne zu verrutschen und die Durchblutung zu beeinflussen
- Schutz und Polsterung im Bereich des Vorfußes mit sofortiger Druckentlastung sowie Linderung der Druckschmerzen

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 681 200	1 Stück rechts mittel
102 681 300	1 Stück rechts groß
102 681 201	1 Stück links mittel
102 681 301	1 Stück links groß

GEHWOL® FERSENPOLSTER G

ZUR DRUCKENTLASTUNG BEI FERSENSPORN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, hochelastisches, besonders weich dämpfendes Polymergel-Fersenpolster
- Gelwellen wirken exakt an den betroffenen Bereichen des Fußes stoßdämpfend und vermeiden extreme Belastung beim Gehen und Stehen
- Gelwellen erzielen einen sanften, fließenden Übergang vom härteren ins weichere Material des Fersenpolsters
- Entlastet Knie, Sprung- und Hüftgelenk sowie Wirbelsäule

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 693 100	1 Paar klein
315 253 300	1 Paar klein
102 693 200	1 Paar mittel
315 253 400	1 Paar mittel
102 693 600	1 Paar groß
315 253 700	1 Paar groß

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 693 100	1 Paar klein
315 253 300	1 Paar klein
102 693 200	1 Paar mittel
315 253 400	1 Paar mittel
102 693 600	1 Paar groß
315 253 700	1 Paar groß



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 132*

GEHWOL® HAMMERZEHEN-POLSTER G

ZUR DRUCKENTLASTUNG BEI HAMMERZEHEN

Produktvorteile:

- Besonders komfortables Polymer-Gel-Polster
- Mit breiter, elastischer Schlaufe für sicheren Sitz ohne einzuschneiden
- Schützt vor Hautreizungen und Hühneraugen an Zehenkuppen
- Erhöht spürbar die Belastbarkeit der Füße

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 691 700	1 Stück rechts klein
102 691 800	1 Stück links klein
315 251 800	2 Stück links klein
102 691 500	1 Stück rechts groß
315 251 500	2 Stück rechts groß
102 691 600	1 Stück links groß
315 251 600	2 Stück links groß

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 691 700	1 Stück rechts klein
102 691 800	1 Stück links klein
315 251 800	2 Stück links klein
102 691 500	1 Stück rechts groß
315 251 500	2 Stück rechts groß
102 691 600	1 Stück links groß
315 251 600	2 Stück links groß



Abbildung verkleinert

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

▶ siehe Seite 133*



Abbildung verkleinert

Hypoallergen

Medizinprodukt

GEHWOL® BLASENPFLASTER MIT HYDROKOLLOID-SYSTEM

BEI BLASEN UND WUNDGESCHEUERTER HAUT

Produktvorteile:

- Hydrokolloid entzieht der Blase die Feuchtigkeit und verbindet sich mit dieser zu einem atmungsaktiven, gelartigen Schutzkissen
- Gellkissen wirkt wie ein feuchter Wundverband
- Deckt die Blase ab und reduziert den Druck
- Dank einer Rundumfixierung hält es die Wunde sauber und keimfrei
- Ermöglicht gleichzeitig natürliche Wundheilung und schmerzfreies Gehen
- Bei wundgescheuerter Haut kann es vorbeugend und schützend angewendet werden
- Hypoallergen, atmungsaktiv, wasser- und bakterienabweisend

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 762 001	6 Stück groß



Abbildung verkleinert

Hypoallergen

Medizinprodukt

GEHWOL® BLASENPFLASTER MIT HYDROKOLLOID-SYSTEM

BEI BLASEN UND WUNDGESCHEUERTER HAUT

Produktvorteile:

- Hydrokolloid entzieht der Blase die Feuchtigkeit und verbindet sich mit dieser zu einem atmungsaktiven, gelartigen Schutzkissen
- Gellkissen wirkt wie ein feuchter Wundverband
- Deckt die Blase ab und reduziert den Druck
- Dank einer Rundumfixierung hält es die Wunde sauber und keimfrei
- Ermöglicht gleichzeitig natürliche Wundheilung und schmerzfreies Gehen
- Bei wundgescheuerter Haut kann es vorbeugend und schützend angewendet werden
- In drei Formaten: oval für die Fersen, zylindrisch für die Ballen und runde mit Umschlagflügeln für die Zehen
- Hypoallergen, atmungsaktiv, wasser- und bakterienabweisend

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 762 002	6 Stück

GEHWOL® HÜHNERAUGENPFLASTER MIT SALICYLSÄURE

WIRKSTOFF: SALICYLSÄURE

- Gegen Hornhaut und Hühneraugen
- Weichen Hühneraugen und verhornte Stellen auf, sodass eine schmerzlose Entfernung möglich ist

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 454)
Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Enthält Wollwachs.



Abbildung verkleinert,
Unterseite

Arzneimittel

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

102 600 003	6 Stück
-------------	---------

GEHWOL® HÜHNERAUGEN- SCHUTZPFLASTER

ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZ BEI HÜHNERAUGEN

Produktvorteile:

- Weiches Moleskin-Gewebe
- Mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend
- Schützt vor Druckschmerz bei Hühneraugen sowie bei Hühneraugen zwischen den Zehen und Überbein



Abbildung in Originalgröße

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

102 611 202	9 Stück
-------------	---------

GEHWOL® SCHUTZPFLASTER OVAL ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZEN

Produktvorteile:

- Weiches Moleskin-Gewebe
- Mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend
- Druckschutz bei Ballen- und Hornhautbeschwerden




Abbildung verkleinert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

102 611 002	4 Stück
-------------	---------

GEHWOL® SCHUTZPFLASTER DICK ZUM ZUSCHNEIDEN

ZUM SCHUTZ VOR DRUCK UND REIBUNG

Produktvorteile:

- Weicher Trikotflausch
- Mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend
- Zum Zuschneiden in gewünschter Größe
- Schützt vor Druck und Reibung bei empfindlicher und strapazierter Haut



Originalgröße 90 x 45

Abbildung verkleinert

Medizin-
produkt

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

102 761 200	4 Stück
-------------	---------



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® ZEHENRINGE RUND ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZEN

Produktvorteile:

- Aus weichem Filz
- Mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 620 102	9 Stück



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® ZEHENRINGE OVAL ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZEN

Produktvorteile:

- Aus weichem Filz
- Mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 720 102	9 Stück



Abbildung verkleinert



GEHWOL® BALLENRINGE RUND ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZEN

Produktvorteile:

- Aus weichem Filz
- Mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 610 102	6 Stück



Abbildung verkleinert



GEHWOL® BALLENRINGE OVAL ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZEN

Produktvorteile:

- Aus weichem Filz
- Mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht – selbstklebend

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 710 102	6 Stück

GEHWOL® HORNHAUT-SCHWAMM

MIT 2-FACH WIRKUNG ZUR ENTFERNUNG VON HORNHAUT UND HÜHNERAUGEN

Produktvorteile:

- Grob- und feinporiger Mineral-Hornhaut-Schwamm
- Grobe Seite zum Entfernen von hartnäckiger Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen an den Füßen
- Feine Seite für Hände, Knöchel, Knie, etc.
- Entfernt abgestorbene Hautzellen und macht die Haut zart und weich



Abbildung verkleinert

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
102 770 001	1 Stück



PRAXISWARE

DRUCKSCHUTZ FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

Wenn Druckbeschwerden entstehen, schenken unsere Polymer-Gel-Produkte dem schmerzenden Fuß Entlastung, Linderung und Schutz. In der hochwertigen Kunststoffbox können Sie die GEHWOL Druckschutzprodukte individuell zusammenstellen, präsentieren oder einfach nur aufbewahren. Nutzen Sie diese Flexibilität für Ihre tägliche Arbeit.

GEHWOL DRUCKSCHUTZBOX LEER, 12ER EINTEILUNG

BESTÜCKUNGSVORSCHLAG POLYMER-GEL-PRODUKTE, TEXTILFREI 12ER

Produktvorteile:

- Druckschutz-Produkte aus weichem, kaum spürbarem, dreidimensional dehnbarem, hochelastischem Polymer-Gel
- Schützt vor unangenehmen Schmerz durch Reibung oder Druck
- Für die Arbeit mit professionellem Druckschutz



Abbildung verkleinert

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück
Korrekturring G	315 250 100	12
Hammerzehen-Polster G rechts	315 251 500	2
Hammerzehen-Polster G links	315 251 600	2
Zehenspreizer G, klein	315 240 600	4
Zehenspreizer G, mittel	315 240 700	4
Zehenschutzringe G, mini	315 252 400	12
Zehenschutzringe G, klein	315 252 500	12
Zehenkappen G, mini	315 253 500	6
Zehenkappen G, klein	315 250 300	6
Zehenteiler G D, klein	315 252 800	15
Zehenteiler G D, mittel	315 252 900	15
Hühneraugen-Schutzpolster-Ring G, klein	315 252 200	12
GEHWOL Druckschutzbox leer, 12er Einteilung	315 203 714	1

BESTÜCKUNGSVORSCHLAG POLYMER-GEL-PRODUKTE, TEXTILFREI UND TEXTILBESCHICHTET 12ER

Produktvorteile:

- Druckschutz-Produkte aus weichem, kaum spürbarem, dreidimensional dehnbarem, hochelastischem Polymer-Gel
- Druckschutz-Produkte mit stretchfähigem, weichem Textilgewebe in Kombination mit Polymer-Gel
- Schützt vor unangenehmem Schmerz durch Reibung oder Druck
- Für die Arbeit mit professionellem Druckschutz

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück
Zehenspreizer, klein	315 240 600	4
Zehenteiler, klein	315 240 900	15
Zehenteiler, groß	315 241 000	15
Zehenspreizer, mittel	315 240 700	4
Zehenspreizer, groß	315 240 800	4
Zehenkappe	315 240 500	6
Zehenschutz, klein	315 240 200	12
Zehenschutz, mittel	315 240 300	12
Zehenschutz, groß	315 240 400	12
Vorfußpolster	315 240 100	2
Gel-Schlauch, vollbeschichtet Gr. 20	315 230 500	1
Gel-Schlauch, halbbeschichtet Gr. 20	315 230 700	1
GEHWOL Druckschutzbox leer, 12er Einteilung	315 203 714	1
Einlegekarte 12er Einteilung	720 280 615	1

GEHWOL DRUCKSCHUTZBOX LEER, 6ER EINTEILUNG

BESTÜCKUNGSVORSCHLAG POLYMER-GEL-PRODUKTE, TEXTILFREI 6ER

Produktvorteile:

- Druckschutz-Produkte aus weichem, kaum spürbarem, dreidimensional dehnbarem, hochelastischem Polymer-Gel
- Schützt vor unangenehmem Schmerz durch Reibung oder Druck
- Für die Arbeit mit professionellem Druckschutz



Abbildung verkleinert

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück
Kleinzeh-Ballenpolster G	315 253 600	2
Ballenpolster G	315 250 000	2
Vorfußpolster G, klein	315 250 400	1 Paar
Vorfußpolster G, groß	315 252 100	1 Paar
Fersenpolster G, klein	315 253 300	1 Paar
Fersenpolster G, mittel	315 253 400	1 Paar
GEHWOL Druckschutzbox leer, 6er Einteilung	315 203 713	1
Einlegekarte 6er Einteilung	720 280 614	1

Hinweis:

GEHWOL Druckschutzboxen leer und Einlegekarten separat erhältlich!

Da es sich bei dem GEHWOL-Druckschutzsortiment um Medizinprodukte handelt, achten Sie bitte auf die Dokumentation der produktbezogenen Chargen und der dazugehörigen Haltbarkeiten (LOT/EXP). Bitte sorgen Sie für eine chargenreine Bestückung der einzelnen Kammern. Hierzu können Sie die Felder auf der Innenseite der Box beschriften.



Medizin-
produkt



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® KORREKTURING G

ZUR LINDERUNG TYPISCHER BESCHWERDEN BEI HAMMERZEHEN

Produktvorteile:

- Hautfreundlicher, weicher Polymer-Gel-Ring
- Streckt, senkt und führt den Zeh sanft in die normale Position
- Das betroffene Zehengelenk wird entlastet und die Hornhautbildung reduziert
- Eignet sich gut bei Hühneraugen sowie bei Druckstellen auf und zwischen den Zehen

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 250 100	12 Stück



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® HÜHNERAUGEN- SCHUTZPOLSTER-RING G

ZUR LINDERUNG DER SCHMERZEN BEI HÜHNERAUGEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, anschmiegsames, weiches und schützendes Polymergel-Polster
- Dreidimensional legt er sich vor, um bzw. auf das schmerzende Hühnerauge und entlastet es

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 252 200	12 Stück klein
315 252 300	12 Stück mittel



Abbildung verkleinert

GEHWOL® ZEHENSCHUTZRING G

BEI DRUCKBESCHWERDEN ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Hautfreundlicher, flexibler Polymer-Gel-Ring
- Für gleichmäßig entlastende Druckverteilung, z. B. bei Warzen oder Hühneraugen
- Asymmetrisch geformt; die dickere Seite kann über die Problemstelle positioniert werden

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 252 400	12 Stück mini
315 252 500	12 Stück klein
315 252 600	12 Stück mittel
315 252 700	12 Stück groß



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® ZEHENSCHUTZ

ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZ ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Außen: nahtloses hochelastisches Gewebe
- Innen: flexibles Polymer-Gel-Pad
- Sorgt für gleichmäßig entlastende Druckverteilung zwischen und auf den Zehen, z. B. bei Warzen oder Hühneraugen

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 200	12 Stück klein
315 240 300	12 Stück mittel
315 240 400	12 Stück groß



Abbildung in Originalgröße



**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

GEHWOL® ZEHENKAPPE G

BEI DRUCKBESCHWERDEN ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliche, hochelastische Polymer-Gel-Kappe
- Für gleichmäßig entlastende Druckverteilung
- Geeignet bei Nagelfalz- und Zehenkuppen-Problemen
- Auch für kleine Zehen geeignet
- Eine kleine Öffnung an der Spitze lässt Luft entweichen und sorgt für angenehmen Tragekomfort
- Kappe umhüllt die Zehe
- Gereizte schmerzende Stellen an der Spitze und an der Seite werden weich gepolstert
- Die Reibung der Zehen aneinander wird unterbunden

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 253 500	6 Stück mini
315 250 300	6 Stück klein
315 250 200	6 Stück mittel

GEHWOL® ZEHENKAPPE

ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZ ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Außen: nahtloses hochelastisches Gewebe
- Innen: vollflächig mit flexiblem und hautpflegendem Polymer-Gel beschichtet
- Sorgt für gleichmäßig entlastende Druckverteilung zwischen und auf den Zehen
- Anwendbar bei Hühneraugen zwischen den Zehen sowie bei Nagelfalz- und Zehenkuppenproblemen



Abbildung in Originalgröße



**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 500	6 Stück



Abbildung verkleinert

GEHWOL® ZEHENSPREIZER G

BEI BALLENDEFORMATIONEN UND ZUR ZEHENKORREKTUR

Produktvorteile:

- Hautfreundliches Polymer-Gel-Kissen
- Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- Korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- Schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Verhornungen
- Mit besonders ausgeprägten Seitenrändern

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 251 200	4 Stück klein
315 251 300	4 Stück mittel
315 251 400	4 Stück groß



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® ZEHENTEILER G D

BEI BALLENDEFORMATIONEN UND ZUR ZEHENKORREKTUR

Produktvorteile:

- Hautfreundliches Polymer-Gel-Kissen
- Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- Korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- Schützt vor Reibung und Hautreizungen
- Schlanke Trennstege für besseren Tragekomfort

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 252 800	15 Stück klein
315 252 900	15 Stück mittel
315 253 000	15 Stück groß



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® ZEHENTEILER

ZUM SCHUTZ BEI ENG ANEINANDER LIEGENDEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches Polymer-Gel-Plättchen
- Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- Korrigiert eng anliegende und übereinanderstehende Zehen
- Schützt vor Reibung und Hautreizungen

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

315 240 900	15 Stück klein
-------------	----------------

315 241 000	15 Stück groß
-------------	---------------



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® KLEINZEHEN-BALLENPOLSTER G

ZUR DRUCKENTLASTUNG BEI KLEINZEHENBALLEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polster
- Erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Kleinzehebällen (Schneiderbällen)
- Sorgt für Schutz und Komfort
- Das Kleinzehen-Ballenpolster soll unter einem Strumpf getragen werden, wodurch dieses am Fuß fixiert wird

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

315 253 600	2 Stück
-------------	---------



Abbildung verkleinert

GEHWOL® BALLENPOLSTER G

ZUR DRUCKENTLASTUNG BEI GROSSZEHENBALLEN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polster
- Erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Großzehenballen
- Sorgt für Schutz und Komfort
- Das Ballenpolster soll unter einem Strumpf getragen werden, wodurch dieses am Fuß fixiert wird

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

315 250 000	2 Stück
-------------	---------



Abbildung verkleinert

GEHWOL® VORFUSSPOLSTER G

ZUM SCHUTZ DES VOR- UND MITTELFUSSES IM BALLENBEREICH

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polymer-Gel-Kissen
- Mit einer dickeren Polsterung im mittleren Bereich
- Schützt den Mittelfuß vor Reibung und Druck
- Lindert Schmerzen und Brennen unter der Fußsohle
- Vermindert die Bildung von Hornhaut

Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt



Bestell.-Nr.	Packungsgröße
--------------	---------------

315 250 400	1 Paar klein
-------------	--------------

315 252 100	1 Paar groß
-------------	-------------



Abbildung verkleinert



Medizin-
produkt

GEHWOL® VORFUSSPOLSTER

ZUM SCHUTZ DES VOR- UND MITTELFUSSES IM BALLENBEREICH

Produktvorteile:

- Komfortables, beidseitig mit elastischem Gewebe beschichtetes Polymer-Gel
- Nur 2 mm dick, passt bequem in jeden Schuh
- Schützt den Mittelfuß vor Reibung und Druck

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 100	2 Stück

GEHWOL® FERSENPOLSTER G

ZUR DRUCKENTLASTUNG BEI FERSENSPORN

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, hochelastisches, besonders weich dämpfendes Polymergel-Fersenpolster
- Gelwellen wirken exakt an den betroffenen Bereichen des Fußes stoßdämpfend und vermeiden extreme Belastung beim Gehen und Stehen
- Gelwellen erzielen einen sanften, fließenden Übergang vom härteren ins weichere Material des Fersenpolsters
- Entlastet Knie, Sprung- und Hüftgelenk sowie Wirbelsäule



Abbildung verkleinert



Dermatologisch
geprüft

Medizin-
produkt

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 253 300	1 Paar klein
315 253 400	1 Paar mittel
315 253 700	1 Paar groß



Abbildung in Originalgröße

GEHWOL® HAMMERZEHEN-POLSTER G ZUR DRUCKENTLASTUNG BEI HAMMERZEHEN

Produktvorteile:

- Besonders komfortables Polymer-Gel-Polster
- Mit breiter, elastischer Schlaufe für sicheren Sitz ohne einzuschnüren
- Schützt vor Hautreizungen und Hühneraugen an Zehenkuppen
- Erhöht spürbar die Belastbarkeit der Füße



**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 251 500	2 Stück rechts groß
315 251 600	2 Stück links groß
315 251 700	2 Stück rechts klein
315 251 800	2 Stück links klein



Abbildung verkleinert

ZEHENSPREIZER

BEI BALLENDEFORMATIONEN UND ZUR ZEHENKORREKTUR

Produktvorteile:

- Hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polymer-Gel-Kissen
- Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen
- Korrigiert enganliegende und übereinanderstehende Zehen
- Schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Verhornungen



**Dermatologisch
geprüft**

**Medizin-
produkt**

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 240 600	4 Stück klein
315 240 700	4 Stück mittel
315 240 800	4 Stück groß



Abbildung verkleinert



Medizin-
produkt

GEL-SCHLAUCH

ZUM SCHUTZ VOR DRUCKSCHMERZ ZWISCHEN UND AUF DEN ZEHEN

Produktvorteile:

- Elastischer Trikot Schlauch mit hautfreundlicher Gel-Beschichtung zum individuellen Zuschneiden
- Kann je nach Problemstellung voll- und halbbeschichtet gewählt werden
- Schlauchlänge 25 cm

Bestell.-Nr.	Packungsgröße
315 231 000	1 Stück Ø 15 mm halbbeschichtet
315 230 900	1 Stück Ø 15 mm vollbeschichtet
315 230 700	1 Stück Ø 20 mm halbbeschichtet
315 230 500	1 Stück Ø 20 mm vollbeschichtet
315 230 800	1 Stück Ø 25 mm halbbeschichtet
315 230 600	1 Stück Ø 25 mm vollbeschichtet
300 001 012	Sortiment 6 Schläuche

SPREIZFUSS

EXPERTISE

Ein Spreizfuß lässt sich gut erkennen. Im Rahmen der Therapie spielen Pflege und Druckschutz eine große Rolle.

„Der Spreizfuß gehört zu den häufigsten Fußproblemen. Zu den Folgen zählen außer Schmerzen unter anderem Hyperkeratose, Schwielen, Hühneraugen oder Zehendeformitäten“, erklärt FUSSPFLEGE AKTUELL-Expertin Dr. Renate Wolansky. Anatomisch senkt sich beim Spreizfuß das Quergewölbe erheblich ab und die Belastung erfolgt auf dem II. bis IV. Mittelfußköpfchen. Der Abrollvorgang des Fußes geschieht auf dem Fersenbein und den II, III. und IV. Mittelfußköpfchen und nicht – wie normalerweise – auf dem I. und V. Mittelfußköpfchen. Durch die Abflachung des Quergewölbes verbreitert sich der Vorfuß. Er fächert quasi auf. Hyperkeratose, Callositas oder Clavi sind die Folgen.

Vor allem beim Gehen und Laufen treten besonders im festen Schuhwerk Schmerzen auf. Zudem führt eine Muskeldysbalance zu Zehendeformitäten wie Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen, wodurch sich oft schmerzhafte Hühneraugen bilden. Ursachen sind vor allem permanentes Stehen (berufsbedingt) und unzureichendes Schuhwerk (zu eng, zu spitz, zu klein und zu hoch). Unter Belastung (Gehen, Laufen, Springen oder Treppensteigen) nehmen die Beschwerden meistens zu und in Ruhe lassen sie dann wieder nach. Die Betroffenen belasten den Fuß in vielen Fällen auf dem Außenrand.

Als erfahrener Fußprofi können Sie bereits im Rahmen der Fußinspektion sowohl im Stand als auch im Sitzen einen Spreizfuß erkennen. Auf den Röntgenbildern ist die Aufspreizung der Mittelfußknochen sichtbar. In der akuten Phase erhalten Betroffene Schmerzmedikamente (Analgetika). Zur Schmerzlinderung gehören die temporäre Hochlagerung des Fußes, Kryotherapie oder auch kalte Umschläge, Tapeverbände, und später sind Ultraschallbehandlungen empfehlenswert.

Eine häusliche Fußgymnastik und Fußbäder mit durchblutungsfördernden Zusätzen tragen zur Kräftigung der insuffizienten Fußmuskulatur bei. Für die Therapie spielt die Druckentlastung eine herausragende Rolle, etwa mit dem GEHWOL Druckschutzsortiment. Druckpolster, Spreizfußpelotte oder Schmetterlingsrolle entlasten die Mittelfußköpfchen. Betroffene tragen passendes Schuhwerk aus atmungsaktivem Leder. Für die Entfernung von Hyperkeratose eignet sich die bewährte GEHWOL MED Hornhaut-Creme. Sie reduziert in nur 28 Tagen sanft und pflegend die übermäßige Hornhaut.



© Dr. Renate Wolansky

Dr. med. Renate Wolansky

ist Orthopädin, Sportmedizinerin und medizinische Fußpflegerin. Sie lehrt im Fach Podologie, arbeitet als Autorin für Fachbücher und schreibt Fachbeiträge für anerkannte Fachorgane.

Das Röntgenbild zeigt auf, wie das II., III. und IV. Köpfchen der Mittelfußknochen auffächern. Die Belastung des Fußes findet auf dem Fersenbein (Kalkaneus) und dem II. bis IV. Mittelfußköpfchen statt, wodurch sich Schwielen, Keratosen und Clavi bilden.



© Adobe Stock | Joel bubble ben



BALANCE

BALANCE

DAS PFLEGEKONZEPT FÜR GESTRESSTE HAUT

Die probiotische Pflege-Serie auf Basis der drei Aktiv-Wirkstoffe BIOTILYS®, Weißer-Tee-Extrakt und Sesamöl setzt bereits vor der Entstehung von Hautproblemen an – mit balance zu mehr Balance!



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL BALANCE FUSSCREME REGENERIERT UND STÄRKT GESTRESSTE HAUT

Produktvorteile:

- Ein probiotisches Pflegekonzept für Haut, die täglich durch äußere Einflüsse gestresst ist
- Der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® stärkt die natürliche Hautbarriere und schützt die Haut
- Weißer Tee-Extrakt spendet Feuchtigkeit und schützt vor Feuchtigkeitsverlust
- Sesamöl pflegt die Haut, macht sie spürbar geschmeidiger und glatter
- Die balance Pflege ist vegan, PEG-frei sowie ohne Parabene und Silikonöl

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 330 500	75 ml	Spender



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

GEHWOL BALANCE BEIN & FUSSLOTION REGENERIERT UND PFLEGT GESTRESSTE HAUT

Produktvorteile:

- Ein probiotisches Pflegekonzept für Haut, die täglich durch äußere Einflüsse gestresst ist
- Der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® stärkt die natürliche Hautbarriere und schützt die Haut
- Weißer Tee-Extrakt spendet Feuchtigkeit und schützt vor Feuchtigkeitsverlust
- Sesamöl pflegt die Haut, macht sie spürbar geschmeidiger und glatter
- Die balance Pflege ist vegan, PEG-frei sowie ohne Parabene und Silikonöl

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
102 320 500	75 ml	Spender

GERLASAN BALANCE HANDCREME

REGENERIERT UND SCHÜTZT GESTRESSTE HAUT

Produktvorteile:

- Ein probiotisches Pflegekonzept für Haut, die täglich durch äußere Einflüsse gestresst ist
- Der probiotische Wirkstoff BIOTILYS® stärkt die natürliche Hautbarriere und schützt die Haut
- Weißer Tee-Extrakt spendet Feuchtigkeit und schützt vor Feuchtigkeitsverlust
- Sesamöl pflegt die Haut, macht sie spürbar geschmeidiger und glatter
- Die balance Pflege ist vegan, PEG-frei sowie ohne Parabene und Silikonöl



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
205 030 300	50 ml	Spender



GERLAVIT
GERLASAN

KÖRPERPFLEGE

ÜBER DEN FUSS HINAUS

Die Kernkompetenz unseres Unternehmens liegt in der Fußpflege. Dieses umfassende Wissen, das durch die Forschung über Jahre aufgebaut wurde, lässt sich auf andere Bereiche der Körperpflege übertragen. Mit den Marken GERLAVIT und GERLASAN sind deshalb zwei Qualitätsprodukte der Eduard Gerlach GmbH erhältlich, die über die Fußpflege hinausgehen.

GERLAVIT® MOOR VITAMIN CREME

GESICHTSPFLEGE FÜR EMPFINDLICHE UND TROCKENE HAUT



Produktvorteile:

- Mit dem Moorpflanzenextrakt aus Torfmoos, Isländischem Moos und Engelsüß
- Moorpflanzenextrakt füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf, verbessert ihre Festigkeit und macht sie zart und geschmeidig
- Vitamin E glättet die Haut und wirkt vorzeitiger Hautalterung entgegen
- Panthenol versorgt die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit, beruhigt sie und ist juckreizlindernd
- Weizenkeim- und Avocadoöl schützen die natürliche Hautbarriere und pflegen die Haut
- Jojobaöl macht die Haut glatt und geschmeidig
- Ohne Parabene, Silikon- oder Paraffinöl und unparfümiert

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
251 080 500	75 ml	Tube

GERLASAN® HANDCREME

FEUCHTIGKEITSSPENDEND, HAUTSCHÜTZEND, SCHNELL EINZIEHEND. ZUR TÄGLICHEN PFLEGE DER HÄNDE.



Produktvorteile:

- Formulierung aus Aloe vera, Jojoba, Tapioka und Harnstoff (Urea)
- Mit hautberuhigendem Bisabolol und regenerationsförderndem Panthenol
- Mit pilzvorbeugenden, antimikrobiellen Inhaltsstoffen für den Schutz der Hände
- Pflegt und schützt strapazierte Hände intensiv, insbesondere bei häufigem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln sowie Verwendung von Schutzhandschuhen
- Lässt sich gut verteilen, zieht schnell ein und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

▶ siehe Seite 102*

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
205 020 200	40 ml	Tube (VE = 24 Stck.)
205 020 500	75 ml	Tube
205 021 100	500 ml	Praxisdose



GERLASAN ACHSELFRI SCH®

ZUR MILDEN UND NACHHALTIGEN DESODORIERUNG

Produktvorteile:

- Kombination hautfreundlicher Deo-Stoffe, die die geruchsbildende Zersetzung des Schweißes verhütet
- Die Ausbreitung schweißzersetzender Bakterien wird verhindert
- Schweißzersetzende Enzyme werden zuverlässig inaktiviert
- Normalisiert die Schweißbildung
- Wirkt nachhaltig und intensiv
- Macht keine Flecken
- Zeichnet sich durch gute Hautverträglichkeit aus

Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.	Packungsgröße	Packungsart
202 020 800	150 ml	Flasche



BEWEGT.

Sie haben den Fuß.
Wir die Pflege.



WERBEMITTEL

UND VERKAUFSHILFEN

Wir unterstützen Sie in Ihrer Praxis mit umfassendem Material für die Verkaufsförderung und persönlicher Beratung. Sprechen Sie gerne unsere Berater im Außendienst an oder bestellen Sie direkt aus unserem Katalog.

VERKAUFSHILFEN

Neu
Werbe-
mittel
ab 2024



Abb. Sortierung Bodenverkaufsdisplay Dienstleister

GEHWOL BODENVERKAUFSDISPLAY

(als Dauerdisplay) Multivisage

Dieses aufmerksamkeitsstarke Platzierungs-Element bietet Ihren Kunden eine gute Orientierung im breiten GEHWOL Fußpflege-Sortiment.

- Standfläche (B x T) 38,8 x 35,4 cm
- Höhe ca. 179 cm
- Mit 4 Etagen aus Acryl
- 8 Stück Doppelschlaufenhaken für GEHWOL Polymer-Gel-, Pflaster- und Druckschutzmittel

- 1 Stück Flyerbox DIN lang aus Acryl
- Individuell bestückbar

Bestell-Nr. 720 063 818

FLEXIBLE PRODUKT-PRÄSENTATION

GEHWOL Acryldisplay mit Backcard

- Modernes satiniertes Acryldisplay mit Reling in Glasoptik für optimalen Halt der präsentierten Produkte
- Die Backcard ermöglicht einen einfachen Austausch der Einleger und ist somit als nachhaltige Lösung konzipiert

Maße Display (L x B x H) 25 x 24 x 6,50 cm

Maße Backcard (L x B x H) 25 x 4 x 35 cm

Bestell-Nr. 721 080 302

Abb. bestückt



Abb. unbestückt



GEHWOL FUSSKRAFT Einleger Backcard Ihre Füße in besten Händen

- Einleger für die Backcard zum GEHWOL Acryldisplay

Maße (L x B) 25 x 34,5 cm

Bestell-Nr. 721 080 305



GEHWOL Einleger Backcard Fußmanifest

- Einleger für die Backcard des Acryldisplays von GEHWOL

Maße (L x B) 25 x 34,5 cm

Bestell-Nr. 721 080 306



GEHWOL DEKOWÜRFEL

GEHWOL DEKOWÜRFEL 3ER-SET

Modernes und aussagekräftiges Dekorations-Set für Ihre Schaufenster oder Ihren Innenbereich.

- Motive GEHWOL „Fußmanifest, Balance halten und Ziel“
- Geeignet als Warenträger oder Hauptdekoration
- Hochwertige und stabile Verarbeitung
- Schnell einsatzbereit

Maße (B x H x T) 24,5 x 24,5 x 24,5 cm

Material: 350 g/m² Chromosulfatkarton

Bestell-Nr. 721 150 300



PLAKATE

GEHWOL Plakate sind immer eine wertvolle Ergänzung Ihres Schaufensters. Wählen Sie aus dem aktuellen Angebot das für Sie passende Plakat aus, das Sie aufstellen oder aufhängen können. So setzen Sie Akzente in Ihrem Schaufenster oder in Ihren Praxisräumen.

Größe der Plakate (L x B) ca. 42 x 60 cm



Plakat GEHWOL FUSSKRAFT
Naturkraft ätherischer Öle
Bestell-Nr. 721 211 000




Plakat GEHWOL FUSSMANIFEST
Bestell-Nr. 721 211 040




Plakat GEHWOL FUSSKRAFT
Spitzenprodukte
Bestell-Nr. 721 211 010



Plakat GEHWOL Balance halten
Bestell-Nr. 721 211 050



Plakat GEHWOL FUSSKRAFT
Ihre Füße in besten Händen
Bestell-Nr. 721 211 030



Plakat GEHWOL FUSSKRAFT
Starker Partner
Bestell-Nr. 721 211 020



Plakat GEHWOL Ziel
Bestell-Nr. 721 211 060



Plakat GEHWOL FUSSKRAFT
Pflege im Einklang mit dem Fuß
Bestell-Nr. 721 211 070



PROBEN



GEHWOL Produktproben

BROSCHÜREN, FLYER UND WERBEMITTEL

INFORMATIONSMATERIALIEN FÜR IHRE KUNDEN.



GEHWOL FUSSKRAFT Broschüre
FUSSKRAFT Produktlinie
Bestell-Nr. 721 661 700

GEHWOL Broschüre RELAUNCH
Bestell-Nr. 721 661 800

GEHWOL TECH Broschüre
Hygiene
Bestell-Nr. 721 662 001



GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Produktinfos

WERBEMITTEL



GEHWOL FUSSKRAFT Terminkarten 100 Stück
Bestell-Nr. 721 030 000



GEHWOL FUSSKRAFT Therapiekalender
100 Stück
Bestell-Nr. 721 040 100



GEHWOL Plakat Bluter
Bestell-Nr. 721 210 000



GEHWOL FUSSKRAFT Behandlungstuch
Bestell-Nr. 721 130 000



GEHWOL FUSSKRAFT Behandlungskartei-
karten
Bestell-Nr. 368 100 000



GEHWOL Geschenkgutschein
Bestell-Nr. 721 662 200



GEHWOL Tragetasche Papier 25 Stück
Bestell-Nr. 721 071 001



GEHWOL Tragetasche Papier XXL D/GB
Bestell-Nr. 721 071 013



GEHWOL Kugelschreiber recycelt
Bestell-Nr. 721 083 321



Schuhlöffel 50 cm schwarz mit
Lasergravur
Bestell-Nr. 721 083 310



GEHWOL Funkwanduhr mit schwebender
Sekunde 30 cm
Bestell-Nr. 721 140 050



Fußmatte GEHWOL bewegt 58 x 90 cm
Bestell-Nr. 721 083 200

FLEXIBLE PRODUKT-PRÄSENTATION



AUFSTECKPLAKATE

• Aufsteckplakate für Tischdisplays:

groß

GEHWOL MED

Sensitive/Express

Pflege-Schaum

Bestell-Nr. 720 060 432



GEHWOL MED

Sensitive



Express Pflege-

Schaum

mittel

GEHWOL MED

Sensitive/Express

Pflege-Schaum

Bestell-Nr. 720 060 431

klein

GEHWOL MED

Sensitive/Express

Pflege-Schaum

Bestell-Nr. 720 060 430

GEHWOL DEKO-FALTSCHACHTELN

Unsere bedruckten Deko-Faltschachteln sind vielseitig einsetzbar. Ob als Markenbotschafter im Schaufenster oder am „Point of Sale“, mit unseren Faltschachteln wird das Produkt gut sichtbar.

• 200 % Vergrößerung von der Original-Faltschachtel

Material: 350 g/m² Algro Design



GEHWOL MED

Maße (B x H x T) 10 x 10 x 32,4 cm

Bestell-Nr. 720 293 019 GEHWOL MED Express Pflege-Schaum

Maße (B x H x T) 9,4 x 6,6 x 31,5 cm

Bestell-Nr. 720 293 020 | GEHWOL MED Hornhaut-Creme

720 293 021 | GEHWOL MED Lipidro-Creme

720 293 022 | GEHWOL MED Schrunden-Salbe

Maße (B x H x T) 9,4 x 7,6 x 31,6 cm

Bestell-Nr. 720 293 023 | GEHWOL MED Sensitive

GEHWOL / GERLAVIT BALANCE

Maße (B x H x T) 8,2 x 8,2 x 31,6 cm

balance Fußcreme, balance Bein & Fußlotion

Maße (B x H x T) 8,2 x 8,2 x 25,6 cm

balance Handcreme

Bestell-Nr. 720 293 031 | balance-Set 3-tlg.

GEHWOL DEKO-TUBE MED SENSITIVE

Hochwertiger Tubenaufsteller zur Dekoration und Verkaufsförderung mit Heißfolienprägung in Silber, inklusive Aufbauanleitung.

Maße: ca. 30 x 65 cm

Material: 350 g/m² Chromokarton

Bestell-Nr. 720 296 000



PLAKATE

GEHWOL Plakate sind immer eine wertvolle Ergänzung Ihres Schaufensters. Wählen Sie aus dem aktuellen Angebot das für Sie passende Plakat aus, das Sie aufstellen oder aufhängen können.

So setzen Sie Akzente in Ihrem Schaufenster oder in Ihren Praxisräumen.

Größe der Plakate (L x B) ca. 42 x 60 cm



GEHWOL frische Sorbet
Bestell-Nr. 720 211 160



Moor Vitamin Creme
Bestell-Nr. 720 241 801



balance
Bestell-Nr. 720 243 870



Druckschutz
Bestell-Nr. 720 264 350

PROBEN



GEHWOL Produktproben

BROSCHÜREN, FLYER UND WERBEMITTEL

INFORMATIONSMATERIALIEN FÜR IHRE KUNDEN.



GEHWOL, GERLAVIT und balance Produktinfos



Beratungskarte GEHWOL MED
Bestell-Nr. 720 050 110

RAUMDEKORATION



BLECHSCHILD

Blechschilder stehen für Langlebigkeit und Qualität. Eine Werbeform, die Blicke auf sich zieht und lange in Erinnerung bleibt.

Maße (L x B) 30 x 40 cm
Material Stahlblech ca. 0,5 mm
Produktion „Made in Germany“

Bestell-Nr. 720 060 500

WERBELEUCHTEN



GEHWOL AUSSENLEUCHE

Abmessungen: 790 x 575 x 130 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

- Werkstoff: weißes Acrylglas, beidseitig bedruckt, hochwertiger Aluminiumrahmen
- Beleuchtung: nach geltender VDE/CE, 6 Power LED-System, 2,4 Watt inklusive Konverter
- Befestigung: seitliche Profilhalterung für Wandmontage

Fläche für individuelle Kundenbeschriftung.
Die Fronten sind bei Bedarf leicht austauschbar.

Maße (B x H x T) 79 x 57,5 x 13 cm

Bestell-Nr. 720 110 002

DAMIT MAN SIE GUT FINDET

Die GEHWOL Außenleuchte setzt unübersehbar Zeichen für Fußpflegekompetenz, weist den Weg dahin und sorgt in der dunklen Jahreszeit für Signalwirkung. Entscheiden Sie sich für dieses starke Aushängeschild für Ihre Praxis!



Diese werbewirksame, hochwertige Außenleuchte mit Ihrem Geschäftsnamen stellt Ihnen Gerlach zu außerordentlich günstigen Bedingungen zur Verfügung.

Sprechen Sie gerne dazu unsere Berater im Außendienst an!

FLEXIBLE PRODUKT-PRÄSENTATION

50 %
Rabatt

Solange der Vorrat reicht, erhalten Sie die auf den folgenden Seiten aufgeführten Artikel um 50 % reduziert.

GEHWOL TISCHDISPLAYS

• 3 mm Acrylglas farblos satiniert

Tischdisplay mittel:

Maße (L x B x H) 28,8 x 21,4 x 5,5 cm

Bestell-Nr. 720 062 500

Preis 13,70 EUR

Tischdisplay klein:

Maße (L x B x H) 19,8 x 16 x 3,5 cm

Bestell-Nr. 720 061 720



Mit GEHWOL Tischdisplays haben Sie die Möglichkeit, je nach Jahreszeit, Farbgebung oder Platz das passende Display für Ihre Praxis zu wählen. Auf Anfrage stellen wir Ihnen das Display kostenlos für die Platzierung Ihrer gekauften Produkte zur Verfügung.

AUFSTECKPLAKATE

• Aufsteckplakate für Tischdisplays:

groß

Image/Soft Feet Bestell-Nr. 720 060 222

Frühling/Sommer Bestell-Nr. 720 060 252

Herbst/Winter Bestell-Nr. 720 061 930



Image



Soft Feet

mittel

Image/Soft Feet Bestell-Nr. 720 060 221

Frühling/Sommer Bestell-Nr. 720 060 251

Herbst/Winter Bestell-Nr. 720 061 920



Frühling



Sommer



Herbst



Winter

klein

Frühling/Sommer Bestell-Nr. 720 060 250

Herbst/Winter Bestell-Nr. 720 061 910

GEHWOL DEKO-FALTSCHACHTELN

Unsere bedruckten Deko-Faltschachteln sind vielseitig einsetzbar. Ob als Markenbotschafter im Schaufenster oder am „Point of Sale“, mit unseren Faltschachteln wird das Produkt gut sichtbar.

• 200 % Vergrößerung von der Original-Faltschachtel

Material: 350 g/m² Algro Design

GEHWOL FUSSKRAFT SOFT FEET

Maße (L x B x H) 14,4 x 14,4 x 12,2 cm

Bestell-Nr. 720 293 024 | Soft Feet Butter

Maße (L x B x H) 10 x 10 x 32,4 cm

Bestell-Nr. 720 293 029 | Soft Feet Schaum

Maße (L x B x H) 10,8 x 8,6 x 34,8 cm

Bestell-Nr. 720 293 025 | Soft Feet Creme

720 293 026 | Soft Feet Lotion

720 293 027 | Soft Feet Peeling

720 293 028 | Soft Feet Pflegebad



GEHWOL DEKOSOCKEL

Unsere beliebte Dekorationshilfe für Ihre Warenpräsentation.

• Einfache Handhabung • Universell einsetzbar • Maße der Präsentationsfläche (L x B) 22 x 27 cm

Dekosockel klein

Maße Standfuß (L x B x H) 16 x 16 x 16 cm

Bestell-Nr. 720 150 000

Dekosockel mittel

Maße Standfuß (L x B x H) 16 x 16 x 24 cm

Bestell-Nr. 720 150 100

Dekosockel groß

Maße Standfuß (L x B x H) 16 x 16 x 32 cm

Bestell-Nr. 720 150 200



GEHWOL DEKOWÜRFEL

GEHWOL DEKOWÜRFEL 3ER-SET

Modernes und aussagekräftiges Dekorations-Set für Ihre Schaufenster oder Ihren Innenbereich.

- Motiv Füße „GEMEINSAM STARK“
- Geeignet als Warenträger oder Hauptdekoration
- Hochwertige und stabile Verarbeitung
- Schnell einsatzbereit

Maße (B x H x T) 24,5 x 24,5 x 24,5 cm

Material: 350 g/m² Chromosulfatkarton

Bestell-Nr. 720 150 300



PLAKATE

GEHWOL Plakate sind immer eine wertvolle Ergänzung Ihres Schaufensters. Wählen Sie aus dem aktuellen Angebot das für Sie passende Plakat aus, das Sie aufstellen oder aufhängen können.

So setzen Sie Akzente in Ihrem Schaufenster oder in Ihren Praxisräumen.

Größe der Plakate (L x B) ca. 42 x 60 cm



Image Löwe
Bestell-Nr. 720 211 150



Soft Feet Wohlfühlmomente
Bestell-Nr. 720 243 820



Frühling
Bestell-Nr. 720 261 900



Soft Feet Schaum
Bestell-Nr. 720 264 070



Image
Bestell-Nr. 720 264 300



Sportler
Bestell-Nr. 720 211 400



Soft Feet Butter
Bestell-Nr. 720 243 880

BROSCHÜREN, FLYER UND WERBEMITTEL

INFORMATIONSMATERIALIEN FÜR IHRE KUNDEN.



GEHWOL Verbraucherinfos
Bestell-Nr. 720 410 000



GEHWOL Diabetesratgeber
Bestell-Nr. 720 662 603




GEHWOL Broschüre Kinderfüße
Bestell-Nr. 720 661 750




GEHWOL Bonusheft
Bestell-Nr. 720 902 900

WERBEMITTEL



Geschäftszeitaufkleber
Bestell-Nr. 720 120 300



GEHWOL Behandlungskarteikarten
Bestell-Nr. 318 100 000



Fußpflegepraxis
Größe: 42 x 60 cm
Bestell-Nr. 720 122 101



GEHWOL Aufkleber Hände-Hygiene
Größe: DIN A4
Bestell-Nr. 720 121 100



GEHWOL Reinigungs- und
Desinfektionsplan
Größe: DIN A4
Bestell-Nr. 720 902 803



GEHWOL Tragetasche Papier
Bestell-Nr. 720 071 009

VORSCHLÄGE FÜR SCHAUFENSTER-DEKORATION



Für eine Schaufenster-Dekoration mit GEHWOL oder GEHWOL MED Produkten empfehlen wir eine Schaufensterbreite zwischen 100 und 120 cm. Plakate, Podeste sowie Deko-Faltschachteln stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Hinweis: Bild-, Produkt-, Farbabweichungen und Preisänderungen vorbehalten. Für drucktechnische Farbabweichungen, Satzfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

KUNDENBINDUNG UND BERATUNG

SEIT FAST 30 JAHREN UNSER MAGAZIN FÜR DIE PRAXIS:
FUSSPFLEGE AKTUELL



Seit annähernd 30 Jahren ist das Magazin FUSSPFLEGE AKTUELL ein wichtiges Element unserer Partnerschaftspflege.

Ob neue Gerlach Produkte, ein Trend oder ein wichtiges Geschehen aus dem Unternehmen – jedes Heft hat eine Titelstory und lädt den Leser ein, mehr zu erfahren. Verschiedene Storys zum Thema Fuß, Fußpflege oder einfach aus dem Alltag der Menschen, bei denen die Füße eine tragende Rolle spielen, bereichern das Heft. Wir lassen Sie auch an Ergebnissen aus diversen Marktforschungen teilhaben, die wir regelmäßig durchführen. So erfahren Sie über Fußpflegetrends oder die wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Diabetes, die durch den GEHWOL Diabetes Report erhoben werden.

Seit Januar 2023 haben wir die FUSSPFLEGE AKTUELL neu und damit komplett auf Ihre Verkaufsstützung und Kundenberatung ausgerichtet. Alle Themen sind so ausgewählt und geschrieben, dass sie ein kurzweiliges und informatives Lesevergnügen für alle bieten, die sich für die Fußgesundheit interessieren – sowohl Fußspezialisten als auch Patientinnen und Patienten. Somit können Sie die FUSSPFLEGE AKTUELL nun auch als eigenes hochwertiges Kundenmagazin Ihrer Praxis einsetzen. Die FUSSPFLEGE AKTUELL ersetzt folglich das bisherige GEHWOL JOURNAL. Dessen Gewinnspiele bleiben aber erhalten. Saisonale Produktsets zum Kennenlernen der GEHWOL-Qualität mit attraktiven Zugaben gibt es dreimal jährlich in der FUSSPFLEGE AKTUELL zu gewinnen sowie außerdem regelmäßig auf gehwo.de.

Bekommen Sie noch keine FUSSPFLEGE AKTUELL?
Bestellen Sie diese gerne bei unserem Vertriebsinnendienst!

FACHWISSEN UND MONATSAKTIONEN

NEU SEIT JANUAR 2023 UND NUR FÜR FUSSPFLEGESPEZIALISTEN:
DER DIGITALE GEHWOL NEWSLETTER



Ergänzend zur FUSSPFLEGE AKTUELL erhalten Sie natürlich auch weiterhin fachliche Informationen sowie Aktionsangebote. Ihr Vorteil: Fortbildungsthemen für Fußspezialisten aus Podologie und kosmetischer Fußpflege, Seminarhinweise sowie Angebote mit attraktiven Sonderkonditionen aus unserem Warensortiment erhalten Sie ab Januar 2023 deutlich häufiger als zuvor – nämlich jeden Monat. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist unseren neuen GEHWOL Newsletter zu abonnieren. Die Angebote können Sie online bestellen oder – wie gewohnt – bei Ihrem persönlichen Gerlach-Fachhandelsberater im Innen- oder Außendienst. Wir freuen uns, dass wir für unseren Newsletter namhafte Expertinnen und Autoren gewinnen konnten. Von Spezialisten und für Spezialisten enthält jede Ausgabe nützliche Beiträge zu besonderen Behandlungsfällen, Behandlungstechniken, Praxishygiene und Praxisorganisation.

Sie bekommen den monatlichen digitalen GEHWOL Newsletter noch nicht?

Schließen Sie hier Ihr kostenfreies Abonnement ab:

<https://www.gehwol.de/newsletter>



GEHWOL TECH

PRAXIS-EINRICHTUNGEN

AMBULANTE FUSSPFLEGE

HYGIENE

WUNDVERSORGUNG

INSTRUMENTE

SPANGENTECHNIK

ORTHONYXIE-BEDARF

ROTIERENDE INSTRUMENTE

SONSTIGE INFORMATIONEN

- 167 GEHWOL TECH Ausstattung
 - 168 Fußpflege im Wandel
 - 170 GERLACH Fußpflegeschränk JUPITER
-

- 173 Behandlungseinheiten / Fußpflegeschränke
 - 187 Fußpflegegeräte / Zubehör
 - 199 Patienten- / Arbeitsstühle
 - 219 Arbeitsleuchten
-

- 227 Ambulante Fußpflege
-

- 237 Hygiene für Sicherheit und Vertrauen
 - 240 Sterilisation / Autoklaven / Heißluftsterilisation
 - 263 Ultraschall-Reinigung / Desinfektion /
Persönlicher Schutz
-

- 299 Wundversorgung /
Pflaster- und Verbandmaterial
-

- 313 **INSTRUMENTE**
Zangen / Scheren / Pinzetten / Skalpelle /
Klingen / Spezialinstrumente
-

- 367 Nagelkorrektur-Systeme
-

- 391 Orthonyxiebedarf
 - 401 Lehr- und Anschauungsmaterialien
-

- 407 **ROTIERENDE INSTRUMENTE**
Bohrer und Fräser / Schleifkörper / Zubehör /
Fräser-Sets / Bohrerständer / Bürsten
-

- 453 Sonstige Informationen
- 454 Arzneimittelinformationen / Pflichttexte
- 456 Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen
- 458 Stichwortregister

Hinweis:

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter:
www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen



AUSSTATTUNG FÜR FUSSPFLEGESPEZIALISTEN

GEHWOL unterstützt Sie als Fußspezialisten auch bei der Raumausstattung: von der Praxiseinrichtung über Fußpflegegeräte bis hin zu Fußpflegepräparaten. Nutzen Sie uns als professionellen Partner, um die Fußprobleme Ihrer Kunden optimal zu behandeln.

FUSSPFLEGE IM WANDEL

Seit über 150 Jahren begleitet das Haus Gerlach als Partner die Fußpflege, greift Impulse auf, die aus der Praxis kommen, und entwickelt daraus ein bedarfsgerechtes Angebot für den Fußpflegespezialisten. Die Dachmarke GEHWOL sowie GEHWOL TECH stehen traditionell für Pionierleistungen – im Präparate-Bereich ebenso wie bei der Praxisausstattung. In dem ständigen Bemühen, die Arbeitsbedingungen bei der Fußpflege zu verbessern, setzen wir auf Innovation und umfassenden Service.

Unser Ziel ist es, Interessierten beratend zur Seite zu stehen, deshalb soll unser Programm nicht durch unnötige Vielfalt verwirren. Vielmehr bestimmen erfahrene Praktiker die Auswahl der Instrumente und Einrichtungen für das Gerlach Angebot. Mit ihrer Hilfe entstand ein praxisgerechtes, zeitgemäßes Programm, das allen Anforderungen einer modernen medizinischen und kosmetischen Fußpflege gerecht wird.

Bis in die 60er Jahre wurden fast ausschließlich nicht motorgetriebene Instrumente in der Fußpflege eingesetzt. Die Patientenstühle waren in der Höhe kaum verstellbar und die Behandler saßen in gebückter, ungesunder Haltung vor dem Kunden. Der Apparateinsatz in der Fußpflege begann mit langsam laufenden Wellengeräten und dicken, schweren Motorhandstücken. Schleifstaub war ein ungelöstes Problem und Hygiene im medizinischen Sinne wurde nicht betrieben. Schlecht ausgeleuchtete Arbeitsplätze verdarben die Augen und gefährdeten den behandelten Fuß. Kurz: Es war ein unbequemes, mühsames und sogar gesundheitsschädliches Geschäft.

Heute steht innovative, zukunftsweisende Technik im Dienst der Fußpflege. Ergonomisch durchdachte und formschön

gestaltete Einrichtungen erleichtern die Arbeit und machen sie für Kunden und Behandler sicher und angenehm.

Das Haus Gerlach hat diese Entwicklung wesentlich beeinflusst und vorangetrieben. Seit 1965 machte sich GERLACH Technik mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Geräten, Instrumenten und Einrichtungen einen Namen.

Bereits 1970 kam das erste Gerlach Fußpflegegerät mit Mikromotorhandstück und Fliehkraftkupplung auf den Markt.

Es folgte der erste Fußpflegeschränk mit integrierter Staubabsaugung – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gesundheitsvorsorge mit Hilfe der Fußpflege-Technologie.

In den folgenden Jahren wurden die Mikromotoren zunehmend leistungsfähiger, vibrationsärmer und erbrachten immer höhere Drehzahlen. Besser ausgewuchtete Fräser, Bohrer und Schleifer verminderten die unangenehmen Vibrationen zusätzlich. Gleichzeitig konnten die Handstücke leichter und schlanker gebaut werden.

Weitere Arbeitserleichterungen brachten z. B. die 1984 von Gerlach eingeführte patentierte Einhebel-Schnellspannvorrichtung und die einfachen, übersichtlichen Bedienmöglichkeiten. Vorrichtungen zum Absaugen des gesundheitsgefährdenden Schleifstaubes arbeiten heute leistungsstark



und leise. Für Feinarbeiten stehen Mikromotorhandstücke mit Spraytechnik zur Verfügung. Ein feiner Sprühnebel bindet den Schleifstaub und kühlt gleichzeitig das Arbeitsfeld. Fräsen und Schleifen bei hohen Umdrehungszahlen wird so für den Patienten angenehm und schmerzfrei, für den Fußpfleger zeitsparend und sicher.



Fußpflegegerät
damals und heute

Moderne „zwei in eins“-Schränke bieten seit 1993 die Möglichkeit, je nach durchzuführender Arbeit und Fräsergröße zwischen Absaug- und Spraytechnik zu wählen. Die ansprechende Optik der Schränke ist dabei immer mit Bequemlichkeit und Funktionalität verbunden. Gerlach Fußpflegeschränke machen die moderne Technik griffgerecht zugänglich für angenehmes Arbeiten mit kurzen Wegen für die Hand.

Für mehr Komfort, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Fußpflege sorgen die unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelten Patientenstühle.

Mit ihrer Hilfe kann schmerzhaften Verspannungen und Rückenschäden vorgebeugt werden. Durch Höhen- und Neigungsverstellung sowie einstellbare Bein- und Fußstützen wird der Fuß in eine für die jeweilige Arbeit optimale Position gebracht. Der Fußpfleger arbeitet mit geradem Rücken, ermüdungsfrei und ohne Zwangshaltungen.

Auch der richtige Arbeitsstuhl trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei. Wegweisend ist hier der Pending-Stuhl: Durch seine flexibel gelagerte Sitzfläche sorgt er automatisch für eine korrekte Haltung und optimale, schonende Druckverteilung auf die Bandscheiben. Schwingungen im Pulsrhythmus verbessern zusätzlich die Durchblutung und trainieren die Muskulatur.

Den Kundenanforderungen und Wünschen gerecht zu werden, zählt selbstverständlich zu unserer Philosophie. Wir bieten ein breites Sortiment an Produkten, welches den Be-

dürfnissen jedes Kunden bestmöglich Rechnung trägt. Dazu gehört auch das Angebot von Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG), welche die Zweckbestimmung haben, am Menschen zur Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder Verletzungen angewendet zu werden.

Der Einsatz solcher Medizinprodukte empfiehlt sich insbesondere für Anwendungen im Bereich der medizinischen Fußpflege. Die entsprechende Einstufung der jeweiligen Produkte als Medizinprodukte mit medizinischer Zweckbestimmung wird aus der Darstellung des jeweiligen Produktes in diesem Katalog ersichtlich.

Der vorliegende Katalog soll dem Leser mit seiner übersichtlichen Aufteilung, die eine leichte Orientierung ermöglicht und ergänzende Informationen liefert, echte Empfehlungen geben und Entscheidungshilfen bieten.





Bedienerfreundliche und leicht zu reinigende Tastatur, 25° geneigt



Ergonomisch günstige Position des Handstückhalters, direkt beim Bedienfeld



Besonders langlebige Qualitätsscharniere



Staubgeschützte Vollauszüge mit sanftem Einzug

GERLACH FUSSPFLEGE- SCHRANK JUPITER



*Abgeflachte
Kanten*



*Durchlaufende Griffleisten
im Schubladenbereich*



*Hochglänzende, unempfindliche
Front in POLYGLOSS SR*



SCHRÄNKEN

BEHANDLUNGSEINHEITEN FÜR DIE FUSSPFLEGE

GEHWOL TECH bietet eine Auswahl an praxiserprobten Behandlungseinheiten und Fußpflegeschränken an, die sich optimal in Ihre Räumlichkeiten integrieren lassen. Durchdachte Konstruktionen ermöglichen Ihnen die hygienische Aufbewahrung Ihrer Instrumente und Utensilien.



Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2,
Front: icy white

FUSSPFLEGESCHRÄNK JUPITER DUOMATIC S 2

Produktdetails:

- Elektronisch regelbare Absaugleistung von 140 bis 350 l/min – stufenlos regelbar
- Besonders starke Miele-Staubabsaugung, 99,99 % Feinstaubfiltration, Hygienesicherheit durch automatischen Staubbeutelverschluss
- Elektromikromotor-Handstücke mit Automatikspannung und integrierter Sprayleitung im Sprayhandstück
- Sehr leise laufender Kompressor, 500 ml Spraytank
- Konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert
- Drehzahlen der Handstücke getrennt abspeicherbar
- Spraymenge und Absaugleistung individuell einstellbar
- Je Handstück 3 Drehzahlen programmierbar
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld
- Kabelloser Fußschalter mit 3 Funktionen für Fräser und Spray EIN/AUS sowie Trockenbläser
- Staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- Hochwertige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten:

Außenmaße: B 90 cm (ohne Anbauten) x H 76,5 cm (inkl. Rollen) x T 50 cm

Gewicht: 89 kg

Drehzahl Absaughandstück: 5.000 – 42.000 U/min

Drehzahl Sprayhandstück: 2.200 – 42.000 U/min

Handstückgewicht des Absaughandstücks: 150 g

Handstückgewicht des Sprayhandstücks: 190 g

Lieferumfang:

3 Tablett, 3 Fräserkästen, Handstückhalterung, 1 Servicepack, 1 Handstück, 1 Schlauchhalter, 1 Schubladeneinsatz, 4 Staubbeutel, 1.000 ml GERLACH Spraylösung, 1.000 ml GERLACH AquaSpray

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Jupiter Duomatic S 2 basalt grau	301 878 261
Jupiter Duomatic S 2 icy white	301 878 262
Jupiter Duomatic S 2 seidengrau	301 878 263
Zubehör	
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300
GERLACH AquaSpray 5.000 ml	314 201 300
Staubbeutel HyClean (Packungsinhalt 4 Stück)	301 852 010



FUSSPFLEGESCHRANK JUPITER DUOMATIC S 2 MINI

Produktdetails:

- Elektronisch regelbare Absaugleistung von 140 bis 350 l/min – stufenlos regelbar
- Besonders starke Miele-Staubabsaugung, elektronisch regelbar, 99,99 % Feinstaubfiltration, Hygienesicherheit durch automatischen Staubbeutelverschluss
- Licht-Sprayhandstück mit integrierter Sprayleitung
- Sehr leise laufender Kompressor, 500 ml Spraytank
- Elektromikromotor-Handstücke mit Automatikspannung für einen schnellen und leichten Fräserwechsel
- Konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- Übersichtliches, um 25° geneigtes Bedienfeld für eine einfache Bedienung – besonders leicht zu reinigen
- Drehzahlen der Handstücke getrennt abspeicherbar
- Spraymenge und Absaugleistung individuell einstellbar
- Je Handstück 3 Drehzahlen programmierbar – auf Wunsch mit der Spray-/Absaugleistung kombinierbar
- Staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- Hochwertige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 MINI,
Front: icy white

Technische Daten:

Außenmaße: B 35 cm (ohne Anbauten) x H 76,5 cm (inkl. Rollen) x 50 cm

Gewicht: 44,5 kg

Drehzahl Absaughandstück 5.000 – 42.000 U/min

Drehzahl Sprayhandstück 2.200 – 42.000 U/min

Handstückgewicht des Absaughandstücks: 150 g

Handstückgewicht des Sprayhandstücks: 190 g

Lieferumfang:

1 Handstückhalterung, 1 Servicepack Handstück, 1 Schlauchhalter,
1.000 ml GERLACH Spraylösung, 1.000 ml AquaSpray

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Jupiter Duomatic S 2 MINI basalt grau	301 878 253
Jupiter Duomatic S 2 MINI icy white	301 878 254
Jupiter Duomatic S 2 MINI seidengrau	301 878 257
Zubehör	
Leuchtenhalter universal	701 506 503
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300
GERLACH AquaSpray 5.000 ml	314 201 300
Staubbeutel HyClean (Packungsinhalt 4 Stück)	301 852 010



BEISTELLSCHRANK FÜR JUPITER DUOMATIC S 2 MINI

Produktdetails:

- Staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- Hochwertige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- Feststellrollen für eine sichere Positionierung des Schrankes

Technische Daten:

Außenmaße:

B 63 cm (ohne Anbauten) x H 75,5 cm

(inkl. Rollen) x T 50 cm

Gewicht: 66 kg

Lieferumfang:

3 Instrumententablets, 3 Fräserkästen,
1 Schubladeneinsatz

Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 MINI und Beistellschränk, Fronten: icy white

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gerlach Beistellschränk für Jupiter Duomatic S 2 MINI basalt grau	301 878 523
Gerlach Beistellschränk für Jupiter Duomatic S 2 MINI icy white	301 878 524
Gerlach Beistellschränk für Jupiter Duomatic S 2 MINI seidengrau	301 878 525

FUSSPFLEGESCHRANK AT/NT CLEAN

Produktdetails:

- Sehr hochwertige, aufklappbare, extrem langlebige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- Staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- Herausnehmbarer Schubladeneinsatz für Instrumentenablage
- Herausziehbares Gerätetablar mit Instrumentenablage
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Feststellrollen für eine sichere Positionierung des Schrankes
- In verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten:

Außenmaße: B 62,5 cm (ohne Anbauten) x
H 74 cm (inkl. Rollen) x T 48 cm
Gewicht: 57,1 kg

Lieferumfang:

3 Instrumententablets, 3 Fräserkästen,
1 Schubladeneinsatz



Fußpflegeschränk AT/NT clean mit SIRIUS NT MICRO. Front: icy white

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
AT/NT clean icy white	301 877 770
AT/NT clean basalt grau	301 877 771
AT/NT clean seidengrau	301 877 772
Zubehör	
Leuchtenhalter universal	701 506 503
Handstückhalter (ohne Einsatz)	701 875 006
Handstückhaltereinsatz SATURN/LUNA	701 875 004
Handstückhaltereinsatz SIRIUS/PUCK	701 875 005
Handstückhaltereinsatz TITAN	701 875 007



FUSSPFLEGESCHRANK AT/NT CLEAN MINI

Produktdetails:

- Besonders geeignet für kleinere Praxen
- Staubdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem und hochglänzenden, unempfindlichen Fronten
- Hochwertige, aufklappbare, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte – leicht zu reinigen und zu pflegen
- Herausziehbares Gerätetablar mit Instrumentenablage
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Feststellrollen für eine sichere Positionierung des Schrankes
- In verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten:

Außenmaße: B 49,5 cm x H 76 cm x T 49 cm
(ohne Anbauten, inkl. Rollen)

Gewicht: 45,3 kg

Fußpflegeschränk AT/NT clean mini mit SIRIUS NT MICRO,
Front: seidengrau

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
AT/NT clean mini icy white	301 879 100
AT/NT clean mini seidengrau	301 879 110
Zubehör	
Leuchtenhalter universal	701 506 503
Handstückhalter (ohne Einsatz)	701 875 006
Handstückhaltereinsatz SATURN/LUNA	701 875 004
Handstückhaltereinsatz SIRIUS/PUCK	701 875 005
Handstückhaltereinsatz TITAN	701 875 007

FUSSPFLEGESCHRANK SMALL

Produktdetails:

- Besonders geeignet für kleinere Praxen
- Arbeitsplatte mit Schwallrand, schlag- und kratzfest
- Herausziehbares Gerätetablar mit Instrumentenablage
- Wasserdichte Schubladen als Vollauszüge mit komfortablen Airmatic Dämpfungssystem
- Schubladeninnenteile einteilig (ohne Fugen und Ritzen) – leicht zu reinigen
- Handstückhalter für Rechts- und Linkshänder montierbar
- Befestigungsmöglichkeit für Lampe rechts und links am Schrank
- Feststellrollen für eine sichere Positionierung des Schrankes
- In verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten:

Außenmaße: B 49,5 cm x H 76 cm

(inkl. Rollen) x T 49 cm

Gewicht: 35 kg



Fußpflegeschränk SMALL für Rechtshänder, mit LUNA AT MICRO,
Front: grau-metallic

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
SMALL - Vollauszug grau-metallic	301 877 651
SMALL - Vollauszug astralsilber	301 877 661
Zubehör	
Handstückhalter (ohne Einsatz)	701 875 006
Handstückhaltereinsatz SATURN/LUNA	701 875 004
Handstückhaltereinsatz SIRIUS/PUCK	701 875 005
Handstückhaltereinsatz TITAN	701 875 007
Halterung für Edelstahlbehälter	301 525 003
Edelstahlbehälter	317 100 500



**Medizin-
produkt**

Farbe der Behandlungseinheit lichtgrau (mit Modul LUNAR B)
Abb. mit Waldmann Ringlupenleuchte LED Basic

BEHANDLUNGSEINHEIT LUNAR

Produktdetails:

- Individualisierbar dank Modulbauweise
- Schrankmodule können rechts oder links montiert werden
- Mit hängenden Schläuchen (F) oder herausziehbaren Peitschen (B) erhältlich
- Behandlungsstuhl ARCADIA und PLEION X über die Anlage steuerbar
- CORIAN Arbeitsplatte – besonders hygienisch
- Staubdichte Schubladen mit abgerundeten Innenecken
- Optional Schubladen ohne Griffe oder mit farbigen Griffen
- Über zwei Achsen drehbarer Modularm zur optimalen Arbeit direkt am Fuß
- Zusätzliche Schränke mit unterschiedlicher Aufteilung auf Anfrage lieferbar
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- Touch-Bedienfeld
- Getaktete Sprayfunktion und automatische Sprayabschaltung
- Absaugungsfunktion optional möglich
- Stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit von Mikromotor und Turbine mittels Fußschalter SL möglich
- Leistung Mikromotor: 1.000 – 40.000 U/min
- Chip-Blower-Funktion (Spanbläser)

Technische Daten:

Maße: B 79 cm x H 92 cm bzw.
114 cm x T 64 cm
Gewicht: 90 kg

Zubehör:

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 314221200 | Spraywasser-Entkeimungsmittel ALPRON |
| 317109200 | Lubrimed Handstückschmiermittel |
| 317109600 | Pflegemittel Lubrifluid |
| 317110000 | Reinigungsmittel Spraynet |



Modul LUNAR F

Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

Lunar Behandlungseinheit

BEHANDLUNGSEINHEIT ATLAS

Produktvorteile:

- Individualisierbar dank Modulbauweise
- Die geringe Außenmaße von lediglich 79 x 48 cm
- CORIAN Arbeitsplatte – besonders hygienisch
- Staubdichte Schubladen mit abgerundeten Innenecken
- Optional Schubladen ohne Griffe oder mit farbigen Griffen
- Über ein Achse drehbarer Modularm
- Integriertes Funkmodul, welches die Steuerung eines Behandlungsstuhls AR-CADIA oder PLEION X über das Bedienfeld der Behandlungseinheit ermöglicht
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- LCD-Bedienfeld
- Getaktete Sprayfunktion und automatische Sprayabschaltung
- Stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit von Turbine und Winkelhandstück mittels Fußschalter SL möglich
- Absaugung optional
- Komfortabler Fußschalter SL zur stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung des Mikromotors
- Chip-Blower-Funktion (Spanbläser)

Technische Daten:

Maße: B 79 cm x H 74 cm x T 48 cm
Gewicht: 80 kg



Medizin- produkt

Farbe der Behandlungseinheit ATLAS lichtgrau
Abb. mit Waldmann Ringlupenleuchte LED Basic



Modul ATLAS

Produktbezeichnung

Atlas Behandlungseinheit

Bestell.-Nr.



Medizin-
produkt Kl. IIa

Farbe der Behandlungseinheit lichtgrau, Schubladenfronten und Aluminiumgriffleisten weiß (Variante Basic)
Abb. mit SUN LED 7-fach LED-Behandlungsleuchte

BEHANDLUNGSEINHEIT POLAR

Verfügbar in 3 Varianten:
Basic, Classic, Exclusive

Produktvorteile –
enthalten in allen 3 Varianten:

- Schrank-Modul mit 4 sanft schließenden Schubfächern inkl. Schubladeneinsatz (je nach Variante farbig wählbar)
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur Steuerung von Mikromotor-Drehzahl, Sprühfunktion und Drehrichtung
- Vorrichtungen für alle hydraulischen und pneumatischen Prozesse:
externe Druckluftversorgung und Spritzwasserbehälter
- Elektrischer Mikromotor BIEN AIR MX-2 (bürstenlos) inkl. Lichtanschluss und Spray-Kanal
- Hydrostop mit automatischer Luftstrom-Aktivierung bei ruhendem Motor – zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
- Chip-Blower-Trocknungsfunktion
- Leistung: bis 40.000 U/min

Technische Daten:

Maße: B 53 cm x H 80 cm x T 50 cm
Gewicht: 67 kg

Zubehör (optional):

- Druckluftkompressor GENESI 24: ölfreier 2-Zylinder-Motor mit schalldämmendem Gehäuse, Membrantrockner und Micron Luft-Kondensationsfilter
- Leistung 1,1 KW, Luftleistung 120 l/min
- Tankvolumen 24 Liter
- Nur 50 Dezibel (db(A)) Lautstärke
- Eschenbach LED Ringlupenleuchte
- SUN LED 7-fach-LED-Behandlungsleuchte



Handstückhalter mit Dreifunktionsspritze,
Absaugkanal und Mikromotorhandstück

Variante Basic:

- Dreifunktionspritze
- Sprayhandstück STERN PODIA QUARK
- Fußschalter S mit On-/Off-Funktion für die dynamischen Instrumente in den programmierten Geschwindigkeiten

Variante Classic:

- Dreifunktionspritze
- LED-Sprayhandstück STERN PODIA QUARK mit „Optical Fibers LED Technology“
- Mobiler ASPI-COMP Absaugmotor, Stahlgehäuse schallisoliert, inkl. Ansaugfilter
- Absaugleistung: 60 m³/h
- Koaxiale Absaugdüse zum Anbringen am Mikromotor- Handstück inkl. zeitgesteuerte Saugwirkung
- Fußschalter AS zur progressiven Aktivierung der Instrumente und Steuerung der Geschwindigkeiten mit kontrolliertem Beschleunigungsniveau (Geschwindigkeitsregulierung bei Turbine nicht möglich, nur An/Aus)

Variante Exclusive:


- Dreifunktionspritze
- LED-Sprayhandstück STERN PODIA QUARK mit „Optical Fibers LED Technology“
- Winkelturbine SMD mit LED-Licht
- Leistung: bis 320.000 U/min
- Fußschalter AS zur progressiven Aktivierung der Instrumente und Steuerung der Geschwindigkeiten mit kontrolliertem Beschleunigungsniveau (Geschwindigkeitsregulierung bei Turbine nicht möglich, nur An/Aus)

Farben:

Basic: Schrank lichtgrau, Schubladenfront und Aluminiumgriffe weiß

Classic / Exclusive: Schubladenfront und Aluminiumgriffe farbig – wählbar aus 14 matten und 9 glänzenden Farben

Konfiguration POLAR-Einheit	Produktbezeichnung	Optional	Bestell.-Nr.	Basic	Classic	Exclusive
Schrank-Grundmodul mit Schubladen	Schubladen 1 x T1; 2 x T2; 1 x T3		301 922 910	X	X	X
	Schubladeneinsatz für T1 (je Stück)	X	301 033 568	X	X	X
	Schubladeneinsatz für T2 und T3 (je Stück) (3 x 44 €) mit weißen Griffen	X	301 033 569	X	X	X
	mit farbigen Griffen	X	Farbcode		X	X
farbige Schubladenfronten		X	301 922 905		X	X
Mikromotor-Handstück	Elektrischer Mikomotor BIEN AIR MX-2 (bürstenlos), 40.000 Umdrehungen, mit Lichtanschluss, innenliegendem Spraykanal, Hydrostop-Rückschlagventil und Chip-Blower-Trocknungsfunktion		305 200 103	X	X	X
	Druckluftvorbereitung		301 922 902	X	X	X
	Handstück STERN PODIA QUARK, mit innenliegendem Spraykanal (ohne Licht)		301 039 123	X		
	Handstück STERN PODIA QUARK, mit „Optical Fibers LED Technology“, innenliegendem Spraykanal		301 039 113		X	X
Absaugung	Integrierter Saugkanal mit Anschlagvorrichtung mit koaxialer Düse zum Anbringen am Mikromotor. Zeitgesteuerte Saugwirkung.	X	301 039 160		X	
	externes Absaugsystem mit Absaugmotor und Filter (mobil)	X	301 920 010	X		
Turbinenhandstück (es muss immer die Vorbereitung, eine Kupplung und die entsprechende Winkelturbine zusammen bestellt werden)	Vorbereitung (Modul) für Turbinenhandstücke	X	301 922 903			X
	Midwest Kupplung für Winkelturbine TKD	X	301 922 906			X
	Unifix-Kupplung für Winkelturbine Bora L	X	301 951 201			X
	Winkelturbine TKD BRAVIA LB	X	301 922 907			X
	Winkelturbine Bora L	X	301 951 002			X
Dreifunktionspritze	Wasser, Luft und Spray	X	301 922 901	X	X	X
Fußschalter	Modell „S“		301 039 131	X		
	Modell „AS“ (Geschwindigkeitsregulierung gilt nicht für Turbine)		301 922 904		X	X
Behandlungsleuchte	Eschenbach LED	X	302 170 600	X	X	
	Waldmann LED Ringlupenleuchte	X	302 170 800	X	X	
	Lampenarm, klein (Adaptergröße 16 mm)		302 172 003	X	X	
	SUNLED LED Behandlungsleuchte 7 LED x 3 Watt Lichtintensität 6.300 K 24 V Anschlussspannung 15 Watt Energieverbrauch Kompensierter Arm zum Aufsetzen auf einen bereits vorhandenen Lampenarm		302 162 000			X
	Arm für Behandlungsleuchten L=340 mm (SUN LED-Leuchte)		302 172 100			X
	Lackierung für Behandlungsleuchte SUN LED	X	302 162 003			X
Zubehör (optional)						
	Kompressor GENESI 24	X	301 039 200	X	X	X
	Kompressor PLANET AIR	X	301 931 700	X	X	X



matte Farben

glänzende Farben

DIE GERLACH FUSSPFLEGESCHRÄNKE AUF EINEN BLICK

Modell	SMALL	AT/NT clean mini	AT/NT clean
Breite ohne Anbauten, ohne Lampenbefestigung Höhe inklusive Rollen	Breite: 49,5 cm Höhe: 76,0 cm Tiefe: 49,0 cm	Breite: 49,5 cm Höhe: 76,0 cm Tiefe: 49,0 cm	Breite: 62,5 cm Höhe: 74,0 cm Tiefe: 48,0 cm
Gewicht	35 kg	45,3 kg	57,1 kg
passendes Gerät	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS, TITAN	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS, TITAN	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS, TITAN
Farbe - Korpus/Arbeitsplatte	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau
Farbe - Front	grau-metallic, astralsilber	seidengrau, icy white	basalt grau, seidengrau, icy white
UV-Fach	ohne	ohne	enthalten
Schubladen-Dämpfungssystem	enthalten	enthalten	enthalten
Fußschalter	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch
Nähere Beschreibung	Seite 179	Seite 178	Seite 177

FARBSKALA FÜR FUSSPFLEGESCHRÄNKE

AT/NT clean; Jupiter Duomatic, Front: hochglanz

SMALL; Front: matt


basalt grau



seidengrau



icy white



grau-metallic



astralsilber



DIE GERLACH FUSSPFLEGESCHRÄNKE AUF EINEN BLICK

Modell	Jupiter Duomatic S2 mini	Jupiter Duomatic S2
Breite ohne Anbauten, ohne Lampenbefestigung Höhe inklusive Rollen	Breite: 35,0 cm Höhe: 76,5 cm Tiefe: 50,0 cm	Breite: 90,0 cm Höhe: 76,5 cm Tiefe: 50,0 cm
Gewicht	42 kg	89 kg
passendes Gerät	kompl. inklusive Absaugung und Spraytechnik	kompl. inklusive Absaugung und Spraytechnik
Farbe - Korpus/Arbeitsplatte	lichtgrau	lichtgrau
Farbe - Front	basalt grau, seidengrau, icy white	basalt grau, seidengrau, icy white
UV-Fach	enthalten	enthalten
Schubladen-Dämpfungssystem	enthalten	enthalten
Fußschalter	inkl. kabellosem Fußschalter	inkl. kabellosem Fußschalter
Nähere Beschreibung	Seite 175	Seite 174



GERÄTE

FÜR DIE FUSSPFLEGE

Bei Fußpflegegeräten setzt GEHWOL TECH auf hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Ob mit Absaug- oder Spraytechnik – hier finden Sie das Gerät, das Ihren täglichen Anforderungen in der Praxis gerecht wird.



Abb. Gehäusefarbe in platinsilber

FUSSPFLEGE-ABSAUGGERÄT SATURN AT MICRO

LEISTUNGSSTARKES GERÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Produktdetails:

- 5.000 – 42.000 U/min – regelbar in 10 % Schritten
- Leichtes, schlankes und leicht zu reinigendes Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung
- Handstück mit 3 Griffpads und extrem vibrationsarm
- Konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei, mit Rechts-/Linkslauf
- Leichter und sehr biegsamer Absaugschlauch für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- Leistungsstarke, besonders geräuscharme Rundumabsaugung mit max. 150 l/min* und 58 dBa dank eines aufwendigen Schalldämmsystems
- Staubfilter für saubere Raumluft, elektronische Staubbeutelfüllanzeige
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld – LED-Anzeige für eingestellte Drehzahl

Technische Daten:

Außenmaße: B 28 cm x H 12,5 cm x T 28 cm
 Gesamtgewicht: 3,7 kg
 Anschlussspannung: 220 – 240 V
 Drehzahl Absaughandstück: 5.000 – 42.000 U/min
 Handstückgewicht: 150 g
 Absaugleistung: 60 – 150 l/min*

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
SATURN AT MICRO pastelltürkis	304 205 811
SATURN AT MICRO pastellblau	304 205 831
SATURN AT MICRO hellgrau	304 205 801
SATURN AT MICRO astralsilber	304 205 819
SATURN AT MICRO platinsilber	304 205 823
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310
Staubbeutel V, 5 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 10 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 20 Stück	704 200 504
Feinstaubfilter	704 207 231
GERLACH Staubschutzringe	704 207 406



Abb. Gehäusefarbe in hellgrau

FUSSPFLEGE-ABSAUGGERÄT LUNA AT MICRO

LEISTUNGSSTARKES GERÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Produktdetails:

- 6.000 – 30.000 U/min – regelbar in 10 % Schritten
- Leichtes, schlankes und leicht zu reinigendes Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung
- Handstück mit 3 Griffpads und extrem vibrationsarm
- Konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei, mit Rechts-/Linkslauf
- Leichter und biegsamer Absaugschlauch für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- Leistungsstarke, besonders geräuscharme Rundumabsaugung mit max. 130 l/min* und 53 dBa dank eines aufwendigen Schalldämmsystems der Absaugturbine
- Staubfilter für saubere Raumluft, elektronische Staubbeutelfüllanzeige
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld – LED-Anzeige für eingestellte Drehzahl

Technische Daten:

Außenmaße: B 28 cm x H 12,5 cm x T 28 cm
 Gesamtgewicht: 3,7 kg
 Anschlussspannung: 220 – 240 V
 Drehzahl Absaughandstück: 6.000 – 30.000 U/min
 Handstückgewicht: 150 g
 Absaugleistung: 80 – 130 l/min*

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LUNA AT MICRO pastelltürkis	304 205 911
LUNA AT MICRO pastellblau	304 205 929
LUNA AT MICRO hellgrau	304 205 899
LUNA AT MICRO astralsilber	304 205 921
LUNA AT MICRO platinsilber	304 205 982
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310
Staubbeutel V, 5 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 10 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 20 Stück	704 200 504
Feinstaubfilter	704 207 231
Gerlach Staubschutzringe	704 207 406

* = Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern aufgrund unterschiedlicher Messverfahren und -methoden.



Abb. Gehäusefarbe in platin Silber



Staubbeutel V

FUSSPFLEGE-ABSAUGGERÄT TRITON AT MICRO

**LEISTUNGSSTARKES FUSSPFLEGE-ABSAUGGERÄT
IN BESONDERS KOMPAKTER BAUWEISE**

Produktdetails:

- Im Gewicht nur 2,7 kg
- 6.000 – 30.000 U/min – regelbar in 10 % Schritten
- Leichtes, schlankes und leicht zu reinigendes Elektromotorschaltstück mit Automatikspannung
- Konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- Leichter und sehr biegsamer Absaugschlauch für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- Leistungsstarke, besonders geräuscharme Rundumabsaugung mit max. 130 l/min* und 67 dBA dank eines aufwendigen Schalldämmsystems der Absaugturbine
- Staubfilter für saubere Raumluft, elektronische Staubbeutelfüllanzeige
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld – LED-Anzeige für eingestellte Drehzahl

Technische Daten:

Außenmaße: B 35 cm x H 14 cm x T 14 cm
 Gesamtgewicht: 2,7 kg
 Anschlussspannung: 220 – 240 V
 Drehzahl Absaughandstück: 6.000 – 30.000 U/min
 Handstückgewicht: 150 g
 Absaugleistung: 80 – 130 l/min*

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
TRITON AT MICRO platin Silber	304 206 302
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310
Staubbeutel V, 5 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 10 Stück	704 200 504
Staubbeutel V, 20 Stück	704 200 504
Feinstaubfilter	704 207 231
GERLACH Staubschutzringe	704 207 406



Fußschalter Multichannel

Abb. Gehäusefarbe in platin Silber



Beleuchtetes Handstück für SIRIUS NT MICRO



GERLACH Spraylösung für Fußpflege-Spraygeräte

FUSSPFLEGE-SPRAYGERÄT SIRIUS NT MICRO

LEISTUNGSSTARKES FUSSPFLEGESPRAYGERÄT MIT LICHTHANDSTÜCK

Produktdetails:

- 2.200 – 42.000 U/min – stufenlos regelbar
- Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung
- Handstückzuleitung für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- Konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei, mit Rechts-/Linkslauf
- 3 Geschwindigkeitsstufen, individuell und leicht programmierbar, digitale Anzeige der Drehzahl, LED-Anzeige für eingestellte Spraymenge
- Motorhandstück mit 2 LEDs an der Handstückspitze zur hellen, schattenfreien Ausleuchtung des Behandlungsfeldes
- Spraymenge besonders fein einstellbar und 2 Stufen programmierbar
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld
- Kabelloser Fußschalter mit 3 Funktionen für Fräser und Spray EIN/AUS sowie Trockenbläser
- 500 ml Spraytank für 65 Stunden Dauerspray

Technische Daten:

Außenmaße: B 28 cm x H 11,5 cm x T 28 cm
 Gewicht: 2,9 kg
 Anschlussspannung: 110 – 240 V
 Drehzahl Sprayhandstück: 2.200 – 42.000 U/min
 Handstückgewicht: 190 g



Abb. Gehäusefarbe in platin Silber

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
SIRIUS NT MICRO pastelltürkis	304 205 412
SIRIUS NT MICRO pastellblau	304 206 012
SIRIUS NT MICRO hellgrau	304 205 512
SIRIUS NT MICRO astralsilber	304 205 714
SIRIUS NT MICRO platin Silber	304 205 715
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300
GERLACH AquaSpray 5.000 ml	314 201 300

* = Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern aufgrund unterschiedlicher Messverfahren und -methoden.



Abb. Gehäusefarbe in platin Silber



Bedienerfreundliche Folientastatur



Sprayhandstück mit Licht

FUSSPFLEGE-SPRAYGERÄT NEPTUN NT MICRO

LEISTUNGSSTARKES FUSSPFLEGESPRAYGERÄT MIT LICHTHANDSTÜCK

Produktdetails:

- Im Gewicht leicht – nur 2,7 kg
- 2.000 – 42.000 U/min – stufenlos regelbar
- Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung und integrierter Sprayleitung
- Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich
- Handstückzuleitung für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen
- Konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei
- 3 Geschwindigkeitsstufen, individuell und leicht programmierbar, digitale Anzeige der Drehzahl, LED-Anzeige für eingestellte Spraymenge
- Motorhandstück mit 2 LEDs an der Handstückspitze zur hellen, schattenfreien Ausleuchtung des Behandlungsfeldes
- Spraymenge besonders fein einstellbar und 2 Stufen programmierbar
- 25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld
- Kabelloser Fußschalter mit drei Funktionen für Fräser und Spray EIN/AUS sowie Trockenbläser
- 250 ml Spraytank für 30 Stunden Dauerspray

Technische Daten:

Außenmaße: B 35 cm x H 14 cm x T 15 cm
 Gewicht: 2,7 kg
 Anschlussspannung: 110 – 230 V
 Drehzahl Sprayhandstück: 2.000 – 42.000 U/min
 Handstückgewicht: 190 g

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
NEPTUN NT MICRO platin Silber	304 206 401
Zubehör	
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300
GERLACH AquaSpray 5.000 ml	314 201 300



Medizin-
produkt

Abb. Gehäusefarbe in weiß



Koffer mit Trolleyfunktion

FUSSPFLEGE-ABSAUGGERÄT AT18

MIT GUTEM PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Produktdetails:

- Leistungsstarker, elektronisch kommutierter und bürstenloser Motor ermöglicht eine Drehzahl von 6.000 – 40.000 U/min
- Hochwertiges Absauggerät für die professionelle, podologische Fußpflege
- Übersichtliches Bedienfeld
- Ergonomisch geformtes und bewährtes Handstück ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten in Stifthaltung
- Vibrationsarmer Lauf des Handstücks sowie das patentierte Spannsystem gewährleisten einen absolut festen Halt des Fräasers und ein angenehmes Arbeiten
- Besonders einfache Reinigung des Handstücks
- In Verbindung mit dem Fußpflegekoffer ebenfalls für den mobilen Einsatz geeignet
- Ausgestattet mit einem preiswerten Mikrofeinstaubbeutel nach BIA-Norm 99,9 %

Technische Daten:

Außenmaße: B 31,3 cm x H 14,2 cm x T 23,5 cm
 Gesamtgewicht: 3,1 kg
 Anschlussspannung: 110 – 240 V
 Drehzahl Absaughandstück: 6.000 – 30.000 U/min.


Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
AT18 weiß	304 207 000
Zubehör	
Fußpflegekoffer mit Trolley für AT18	304 207 001
Filterset AT18	704 200 509
GERLACH Staubschutzringe	704 207 406

DIE GERLACH FUSSPFLEGEGERÄTE AUF EINEN BLICK

Modell	Fußpflege-Absauggerät SATURN AT MICRO	Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO	Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO
Außenmaße	B 28 cm x H 12,5 cm x T 28 cm	B 28 cm x H 12,5 cm x T 28 cm	B 35 cm x H 14 cm x T 14 cm
Gesamtgewicht	3,7 kg	3,7 kg	2,7 kg
Anschlussspannung	220 – 240 V	220 – 240 V	220 – 240 V
Drehzahl Handstück	5.000 – 42.000 U/min	6.000 – 30.000 U/min	6.000 – 30.000 U/min
Handstückgewicht	150 g	150 g	150 g
Absaugleistung	60 – 150 l/min*	80 – 130 l/min*	80 – 130 l/min*
Farbe - Front	hellgrau astralsilber platinsilber pastellblau pastelltürkis	hellgrau astralsilber platinsilber pastellblau pastelltürkis	platinsilber
Zubehör	304204310 Fußschalter Multichannel, kabellos 704200504 Staubbeutel V 704207231 Feinstaubfilter 704207406 GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 Stück)	304204310 Fußschalter Multichannel, kabellos 704200504 Staubbeutel V 704207231 Feinstaubfilter 704207406 Staubschutzringe für Absaughandstücke (Set à 12 Stück)	304204310 Fußschalter Multichannel, kabellos 704200504 Staubbeutel V 704200504 Feinstaubfilter 704207406 GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 Stück)

* = Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern aufgrund unterschiedlicher Messverfahren und -methoden.

GERÄTE-FARBEN



hellgrau



astralsilber



platinsilber



pastellblau



pastelltürkis

SATURN AT MICRO



LUNA AT MICRO



TRITON AT MICRO



DIE GERLACH FUßPFLEGEGERÄTE AUF EINEN BLICK

Modell	Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO	Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO	Fußpflege-Absauggerät AT18
Außenmaße	B 28 cm x H 11,5 cm x T 28 cm	B 35 cm x H 14 cm x T 15 cm	B 31,3 cm x H 14,2 cm x T 23,5 cm
Gesamtgewicht	2,9 kg	2,7 kg	3,1 kg
Anschlussspannung	110 – 240 V	110 – 230 V	110 – 240 V
Drehzahl Handstück	2.200 – 42.000 U/min	2.000 – 42.000 U/min	6.000 – 30.000 U/min
Handstückgewicht	190 g	190 g	
Absaugleistung			
Farbe - Front	hellgrau astralsilber platin Silber pastellblau pastelltürkis	platin Silber	weiß
Zubehör	304204317 Fußschalter Multichannel, kabellos 314191300 GERLACH Spraylösung 5.000 ml 704210503 GERLACH Abtropfkappe für Sprayhandstück (Set a 10 Stück)	304204317 Fußschalter Multichannel, kabellos 302181203 LED Kofferlampe für NEPTUN 314201300 GERLACH AquaSpray 5.000 ml 704210503 GERLACH Abtropfkappe für Sprayhandstück (Set a 10 Stück)	304207001 Fußpflegekoffer für AT18 704200509 Filterset AT18 (10 Staubbeutel + 1 Mikrofilter) 704207406 GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 Stück)

* = Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern aufgrund unterschiedlicher Messverfahren und -methoden.

SIRIUS NT MICRO



Neptun NT MICRO



AT18



HANDSTÜCKE



Abbildung in Originalgröße

Sprayhandstück SIRIUS NT MICRO mit Licht



Abbildung in Originalgröße

Absaughandstück SATURN / LUNA AT MICRO

MIKROMOTOR-HANDSTÜCK UND TURBINEN FÜR BEHANDLUNGSEINHEITEN LUNAR



Abbildung verkleinert

Mikromotor MCX MICRO

Mikromotor-Handstück PM 1132

Medizin-
produkt



Abbildung in Originalgröße

Winkelturbine
Bora L LED mit Licht

Medizin-
produkt

Typ SIRIUS NT Micro* mit Licht

U/min	2.200–42.000
Ø Handstück	15/20 mm
Gewicht	190 g
Fräterspannung	Automatik
Bestell-Nr.	

Typ Saturn AT Micro*

U/min	5.000–42.000
Ø Handstück	21/26 mm
Gewicht	150 g
Fräterspannung	Automatik
Bestell-Nr.	705 210 200

Typ Luna AT Micro*

U/min	6.000–25.000
Ø Handstück	21/26 mm
Gewicht	150 g
Fräterspannung	Automatik
Bestell-Nr.	705 210 300

* Elektronisch kommutierter Motor

Typ Mikromotor-Handstück PM 1132

U/min	bis 40.000
Ø Handstück	18 mm
Gewicht	78 g
Fräterspannung	Drehring-Spannzange 2,35 mm
Bestell-Nr.	305 200 000

Mikromotor MCX MICRO

Bestell-Nr./€	305 200 100
Mikromotor MX	
Bestell-Nr./€	305 200 101

Winkelturbine Bora L LED (€€)

U/min	bis 320.000
Ø Handstück	12,6 mm
Gewicht	78 g
Fräterspannung	Druckknopf 1,6 mm
Bestell-Nr. (mit Licht)	301 951 002

**Lubrifluid 500
Handstückschmiermittel**

500-ml-Spraydose, nur für PM 1132
und Bora L LED

Bestell-Nr.	317 109 600
-------------	-------------



ELEKTROMIKROMOTOR-HANDSTÜCKE FÜR DIE FUSSPFLEGE

Seit fast 40 Jahren entwickelt und vertreibt das Haus Gerlach Elektromikromotor-Handstücke.

Durch ein breiteres Angebot an rotierenden Instrumenten (Fräsern, Schleifkörpern etc.) sind die Anforderungen ständig gewachsen. Hinzu kommt die technische Entwicklung der Antriebsmotoren – kleiner in den Baumaßen, aber größer in der Leistung.

In der Fußpflege werden – aufgrund der verwendeten, teilweise großen, rotierenden Instrumente – wesentlich höhere Kräfte (Drehmomente) verlangt als in anderen Arbeitsbereichen.

Die Gerlach Elektromikromotor-Handstücke erfüllen diese Leistungsanforderungen.

Ausgerüstet für Spray- und Absaugtechnik. Mit Automatik-Spannzangen, die sich beim Lauf automatisch schließen und dadurch einen schnellen Fräserwechsel möglich machen. Für alle Anwendungen in der Fußpflege steht ein entsprechendes Handstück zur Auswahl.

Ergonomische und hygienische Anforderungen einer zeitgemäßen medizinischen Fußpflege wurden bei der Konstruktion dieser leichten und handlichen Handstücke besonders beachtet.

HANDSTÜCKREINIGUNG/ HANDSTÜCKPFLEGE

Video:



GERLACH TECHNIK
Handstückpflege Spraytechnik

<https://youtu.be/7nwwIMZHxGpM>

Video:



GERLACH TECHNIK
Handstückpflege Absaugtechnik

<https://youtu.be/jvWyl0gP8mM>



STÜHLE FÜR PATIENTEN UND BEHANDLER

FÜR PATIENTEN UND BEHANDLER

Ermöglichen Sie Ihrer Kundschaft eine komfortable Sitzposition und sich selbst ermüdungsarmes Arbeiten am Fuß. Alle Patienten- und Arbeitsstühle von GEHWOL TECH zeichnen sich aus durch hohe Ergonomie, Hygiene, Bewegungsfreiheit und Funktionalität, durch leistungsfähige Antriebstechnik und ansprechendes Design in verschiedenen Farben.

PATIENTENSTUHL CONCEPT F5 & F3

Concept F5 & F3 —

Ergonomie in seiner schönsten Form



Der Concept F5 & F3 bedeuten höchste Bewegungsfreiheit dank innovativer Antriebstechnik, ein Höchstmaß an Sitzkomfort für den Patienten sowie eine sichere und optimale Positionierung der zu behandelnden Füße in gesundheits-, rückschonender Arbeitshöhe.

Das Konzept berücksichtigt wesentliche Aspekte für den Behandlungsablauf. Elektromechanische, vertikale, platzsparende Auf- und Abwärtsbewegung. Elektrische Verstellung der Sitzposition (Trendelenburg), Rückenlehnenverstellung bis Horizontalposition (Kosmetikliege) und jetzt neu beim Concept F5 elektrisch höhenverstellbare Beinstützen. Anatomisch geformte, formstabil gepolsterte Rücken- und Sitzteile für einen entkrampften, entspannten Aufenthalt Ihrer Patienten. Vielseitige, individuelle Einstellmöglichkeiten der ein- bzw. zweiteiligen Bein- und Fußauflagen. Drehbar nach außen um je 70 Grad. Die Beinstützen beim Concept F3 sind gasfederunterstützt. Die Stühle lassen sich um 90 Grad nach rechts und links drehen. Mit elektromechanischer Feststellbremse lassen sich die Stühle komfortabel und bequem über den Fußschalter bedienen. Die kompletten Stühle basieren auf einem integrierten Rollensystem, sind somit leicht rollbar und ermöglichen eine bessere Reinigung der Praxis.

Die Concept-Stühle sind auch mit dem Bezugsmaterial „Pandoria-Plus“ (antibakteriell und desinfektionsmittelbeständig) lieferbar. Zu den Farben fragen Sie bitte Ihren Handelsvertreter.

Abb. Sonderfarbe sky/perle



Kunstlederreiniger skai Hornschuch

Es stehen
38 Bezugsfarben
zur Auswahl.



Produktbezeichnung

HORNSCHUCH Kunstlederreiniger skai®

Bestell.-Nr.

317 140 803

BEINSTÜTZE PREMIUM- AUSFÜHRUNG



Abb. Concept F5

BEINSTÜTZE STANDARD- AUSFÜHRUNG



Abb. Concept F3

Die Idee

Die Einschränkungen in der Beweglichkeit der Menschen nehmen vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft zu. Das bedeutet für Sie im Alltag, dass Sie Ihren Kunden immer öfter helfen müssen, zum Beispiel beim Einstieg in den Patientenstuhl. Dadurch nehmen die ohnehin schon großen körperlichen Belastungen weiter zu. Schulter- oder Rückenprobleme zählen heute zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen von Fußpflegespezialisten.

Die Idee der Concept-Stühle war der Behandlungssituation eine völlig neue Ausrichtung zu geben, damit Sie Ihre Patienten mit unterschiedlichen Mobilitätsfähigkeiten ohne große Kraftanstrengung behandeln können.

Die Konzeption

In die Stuhlkonzeption sind die Erfahrungen aus der medizinischen Fußpflege und die Anforderungen unserer Kunden in eine technisch perfekte, durchdachte Lösung eingeflossen. Aus ergonomischer Sicht lässt die Stuhlsreihe keine Wünsche offen. Flexibilität und Ergonomie für höchste Anforderungen.

Das Markenzeichen

Die Concept-Stühle werden unter hohen Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Überzeugen Sie sich selbst von den hervorragenden Eigenschaften der Concept-Stühle und vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei Ihrem Ansprechpartner im Gerlach-Außendienst.



Abb. Komfortables Rollensystem zum Verschieben des Stuhles



Abb. Fußschalter Concept F5



Abb. Concept F5 mit Ausgleichskissen

Neu

PATIENTENSTUHL CONCEPT F5

Produktdetails:

- Hoher Sitzkomfort – auch für kosmetische Behandlungen bestens geeignet
- Ausgestattet mit 5 Motoren für die Verstellung der Sitzhöhe, der Rückenlehne, der Sitzneigung sowie der Beinstützen
- Elektrisch verstellbare Premium Beinstützen mit Bein- und Fersenauflage (nicht als Standard-Ausführung erhältlich)
- Armlehnen um 180° drehbar (für Kosmetikbehandlungen in Bauchlage umklappbar), synchron laufend zur Rückenlehne
- Großzügig dimensionierte, wasserdichte, hygienische Fußsteuerung mit Home- und Resetfunktion sowie elektromechanischer Feststellbremse zur komfortablen Bedienung
- Bedienung über einen Handschalter möglich (optional)
- Beinstützenverstellung nach außen um je 70° für ein bequemes Auf- und Absteigen – unterstützt durch die Sitzneigung (Trendelenburg) von -3° bis 30°
- Komfortables Rollenaufstellsystem für einfaches Verschieben des kompletten Stuhles und eine optimale Reinigungsmöglichkeit der Praxis
- In 37 verschiedenen Farben erhältlich – ein- oder zweifarbig möglich



Abb. Sonderfarbe sky/perle

Technische Daten:

Max. Belastung: 220 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 90° zu jeder Seite
 Stuhlbreite: 70 cm
 Sitztiefe: 48,5 cm
 Sitzbreite: 54,5 cm
 Max. Neigung der Rückenlehne: 183° elektromechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 47 cm bis 87 cm
 Höhe der Fußauflage: Max. 137 cm
 Länge der Bein- und Fußstützen: 36 cm bis 76 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 70°
 Gewicht: 80 kg

Lieferumfang:

Nackenkissen, Fußschalter

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
F5 Standard chrom/perle	301 540 207
F5 Standard mint	301 540 209
F5 Standard anthrazit/chrom	301 540 210
F5 Standard orchidee/perle	301 540 211
Zubehör	
Stuhl mit Sonderausstattung	301 540 208
Sonderfarben Leder Tundra	
Sonderfarben Leder Pandoria	
Erweiterungsfüße	
Armlehnenverbreiterung	
Gesichtskissen	
Einlegekissen	
Schonbezug für Bein- und Fersenauflage	301 525 116
Handschalter	301 542 005



Abb. Concept F5, Sonderfarbe sky/perle

Elektrische Beinstütze Premium-Ausführung



Concept F5 Premium –
die Fußpflegestühle bieten vielseitige
Einstellmöglichkeiten. Für eine sichere, be-
queme und entspannte Bein- und Fußposi-
tionierung Ihrer Kunden. Nur mit Beinstüt-
zen in der Premium-Ausführung erhältlich.

Optionales Zubehör



Handschalter



Abb. Gesichtskissen, Sonderfarbe sky



Abb. Einlegekissen, Sonderfarbe sky/perle



PATIENTENSTUHL CONCEPT F3

Produktdetails:

- Hoher Sitzkomfort – auch für kosmetische Behandlungen bestens geeignet
- Ausgestattet mit 3 Motoren für die Verstellung der Sitzhöhe, der Rückenlehne als auch der Sitzneigung
- Armlehnen um 180° drehbar (für Kosmetikbehandlungen in Bauchlage umklappbar), synchron laufend zur Rückenlehne
- Großzügig dimensionierte, wasserdichte, hygienische Fußsteuerung mit Home- und Resetfunktion sowie elektromechanischer Feststellbremse zur komfortablen Bedienung
- Bedienung über einen Handschalter möglich (optional)
- Beinstützenverstellung nach außen um je 70° für ein bequemes Auf- und Absteigen – unterstützt durch die Sitzneigung (Trendelenburg) von -3° bis 30°
- Komfortables Rollenaufstellsystem für einfaches Verschieben des kompletten Stuhles und eine optimale Reinigungsmöglichkeit der Praxis
- In 37 verschiedenen Farben erhältlich – ein- oder zweifarbig möglich

Abb. Sonderfarbe chrom/perle, mit Sonderausstattung 2-teilige Beinstütze

Technische Daten:

Max. Belastung: 220 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 90° zu jeder Seite
 Stuhlbreite: 70 cm
 Sitztiefe: 48,5 cm
 Sitzbreite: 54,5 cm
 Max. Neigung der Rückenlehne:
 183° elektromechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 47 cm bis 87 cm
 Höhe der Fußauflage: Max. 137 cm
 Länge der Bein- und Fußstützen: 36 cm bis 76 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 70°
 Gewicht: 80 kg

Lieferumfang:

Nackenkissen, Fußschalter

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
F3 Standard mint	301 540 200
F3 Standard anthrazit/chrom	301 540 205
F3 Standard chrom/perle	301 540 203
F3 Standard orchidee/perle	301 540 206
Zubehör	
Stuhl mit Sonderausstattung	301 540 204
Sonderfarben Leder Tundra	
Sonderfarben Leder Pandoria	
Beinstütze „Premium“	
Erweiterungsfüße	
Armlehnenverbreiterung	
Gesichtskissen	
Einlegekissen	
Schonbezug für Beinauflage „Standard“	301 525 115
Schonbezug für Bein- und Fernenauflage „Premium“	301 525 116
Handschalter	301 542 005



Abb. Concept F3, chrom/perle

Concept F3

Premium oder Standard –

Sie haben die Wahl. Die Fußpflegestühle bieten vielseitige Einstellmöglichkeiten.

Für eine sichere, bequeme und entspannte Bein- und Fußpositionierung Ihrer Kunden.

BEINSTÜTZE STANDARD-AUSFÜHRUNG



BEINSTÜTZE PREMIUM-AUSFÜHRUNG





PATIENTENSTUHL CONCEPT B2

Produktdetails:

- Optisch ansprechender Fußpflegestuhl mit hohem Sitzkomfort
- Zwei synchron gesteuerte Motoren zur Verstellung der Sitzhöhe sowie der Sitzneigung „Trendelenburg“
- Verstellung der Sitzneigung von -3° bis 30° für einen erhöhten Abstiegskomfort
- Großer Fußschalter zur unkomplizierten Bedienung
- Gasfederunterstützte Beinstützen unterstützen eine mühelose Einstellung der Arbeitshöhe
- In 37 verschiedenen Farben erhältlich – ein- oder zweifarbig möglich

Technische Daten:

Max. Belastung: 200 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 90° zu jeder Seite
 Stuhlbreite: 67 cm
 Sitztiefe: 48 cm
 Sitzbreite: 52 cm
 Max. Neigung der Rückenlehne: 180° mechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 53 cm bis 103 cm
 Höhe der Fußauflage: Max. 134 cm
 Länge der Beinstützen: 56 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 70°
 Gewicht: 67 kg

Lieferumfang:

Fußschalter

Abb. mit Sonderausstattung Nackenstütze und chrom/perle

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Concept B2 Standard chrom/perle	301 540 303
Concept B2 Standard anthrazit/chrom	301 540 305
Zubehör	
Stuhl mit Sonderausstattung	301 540 397
Schonbezug für Beinauflage „Standard“	301 525 115
Aufpreis für Sonderfarbe	
Erweiterungsfüße	
Nackenstütze „diverse“	

PATIENTENSTUHL S 3.2

Produktdetails:

- Komfortable Sitzbreite von 57 cm
- Angenehm weiches Sitz- und Rückenpolster – ebenfalls für kosmetische Behandlungen geeignet
- 3 Elektromotoren zur komfortablen Verstellung der Sitzhöhe, Sitzneigung sowie der Rückenlehne
- Die Armlehnen lassen sich abklappen und werden bei Neigung der Rückenlehne automatisch abgesenkt
- Gasfederunterstützte Bein- und Fußauflagen um 60° schwenkbar
- Gepolsterte, leicht herausziehbare Beinauflagen für sicheren Halt der Füße
- Im Fußschalter integrierte Home-Funktion

Technische Daten:

Max. Belastung: 225 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 90° zu jeder Seite
 Stuhlbreite: 82 cm
 Sitztiefe: 50 cm
 Sitzbreite: 57 cm
 Max. Neigung der Rückenlehne: 180° elektromechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 55 cm bis 112 cm
 Höhe der Fußauflage: Max. 142 cm
 Länge der Beinstützen: 37 cm bis 60 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: 60°
 Gewicht: 79 kg

Lieferumfang:

Fußschalter



Abb. chrom

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
S 3.2 - extra breit creme	301 528 531
S 3.2 - extra breit chrom	301 528 536
S 3.2 - extra breit perle	301 528 537
S 3.2 - extra breit limone	301 528 544
Zubehör	
Manikürschale	301 525 001
Halterung für Manikürschale	301 525 002
Ausgleichskissen Sonderfarbe	301 522 144
Schonbezug Beinauflage	301 525 111
2 Erweiterungsfüße	301 525 100



PATIENTENSTUHL ARCADIA

Produktdetails:

- Höhe, Sitzneigung- und Rückenlehne elektromechanisch verstellbar
- Bei Neigung der Rückenlehne laufen die Armlehnen synchron mit der Rückenlehne mit und lassen sich um 270° drehen – bei Bauchlagerung des Patienten können die Arme ermüdungsfrei abgelegt werden
- Ausziehbare (bis zu 35 cm), abklappbare und um 30° nach außen schwenkbare Beinstützen
- Zusätzliche Sicherheits-Stopp Schalter auf beiden Seiten des Sitzes
- Ergonomisch geformtes, fugenfreies Sitz- und Rückenpolster – sehr leicht zu reinigen
- Einfache, frontale Bedienung der Feststellbremse
- Steuerung über die STERN PODIA Behandlungseinheiten (Lunar & Atlas) möglich

Technische Daten:

Max. Belastung: 220 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 350°
 Stuhlbreite: 79 cm
 Sitztiefe: 52 cm
 Sitzbreite: 51 cm
 Max. Neigung der Rückenlehne: 175° elektromechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 51 cm bis 89 cm
 Höhe der Fußauflage: Max. 134 cm
 Länge der Beinstützen: 31 cm bis 64 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 30°
 Gewicht: 109 kg

Medizin-
produkt

Abb. anthrazit/chrom



Bedienung des Stuhls ARCADIA –
 kabellos (Funk) –
 mit Behandlungseinheit Lunar F/B



Ausziehbare Beinstützen



Rückenlehne elektro-
 mechanisch verstellbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
ARCADIA mint	301 456 330
ARCADIA anthrazit/chrom	301 456 335
ARCADIA chrom/perle	301 456 333
ARCADIA orchidee/perle	301 456 336
Zubehör	
Schonbezug für Beinauflage	701 030 911

PATIENTENSTUHL PLEION

Produktdetails:

- Die Armlehnen sind klappbar und auch in niedriger Position feststellbar
- Beide Beinstützen sind ausziehbar (bis zu 35 cm), abklappbar und jeweils um 30° schwenkbar
- Höhe und Sitzneigung elektromechanisch verstellbar, Rückenlehne manuell verstellbar
- Zusätzliche Sicherheits-Stopp Schalter auf beiden Seiten des Sitzes
- Einfache, frontale Bedienung der Feststellbremse
- Die Polster sind fugenlos und daher leicht zu reinigen
- Optional auch als PLEION X mit Funkmodul zur Steuerung über die STERN PODIA Behandlungseinheiten (Lunar & Atlas) und kabellosem Fußschalter erhältlich
- PLEION S mit kabelgebundenem Fußschalter
- PLEION X ein- oder zweifarbig Polsterung inkl., PLEION S zweifarbig Polsterung optional möglich

Technische Daten:

Max. Belastung: PLEION S 160 kg/
PLEION X 190 kg
Drehbarkeit des Stuhles: 350°
Stuhlbreite: 69 cm
Sitztiefe: 50 cm
Sitzbreite: 53 cm
Höhe der Sitzfläche: 54 cm bis 94 cm
Höhe der Fußauflage: Max. 130 cm
Länge der Beinstützen: 31 cm bis 64 cm
Beinstützenverstellung nach außen: je 30°
Gewicht: 95 kg



Medizin-
produkt

Abb. chrom



Armlehnen abklappbar



Beinpolster ausziehbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
PLEION S	301 456 225
PLEION X (mit Funkmodul)	301 456 297
Zubehör	
Schonbezug für Beinauflage	701 030 911



PATIENTENSTUHL LYRA

Produktdetails:

- Klappbare Armlehnen erleichtern den Auf- und Abstieg und bieten auch in der Liegeposition maximale Freiheit
- 2 Elektromotoren steuern die Höhe und Neigung des Sitzes synchron mit der Rückenlehne – gasfederunterstützte Rückenlehne lässt sich stufenlos um 180° neigen
- Anatomisch geformte Rückenlehne – hochwertige Polsterung
- Ausziehbare und nach außen schwenkbare Beinauflagen ermöglichen ein optimales Arbeitsfeld
- Nackenkissen optional

Technische Daten:

Max. Belastung: 200 kg
 Drehbarkeit des Stuhles: 0°
 Stuhlbreite: 66 cm
 Sitztiefe: 50 cm
 Sitzbreite: 52 cm
 Max. Neigung der Rückenlehne:
 180° mechanisch
 Höhe der Sitzfläche: 44 cm bis 70 cm
 Höhe der Fußauflage: Max. 105 cm
 Länge der Bein- und Fußstützen:
 32 cm bis 46 cm
 Beinstützenverstellung nach außen: je 30°
 Gewicht: 110 kg

Medizin-
produkt

Abb. chrom

Lieferumfang:

Fußschalter



Armlehnen abklappbar



Stuhlposition Trendelenburg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LYRA chrom	301 456 436
Zubehör	
Kopfstütze	301 456 440

FAHRBARE FUßBADEWANNE

Produktdetails:

- Fahrbar auf 4 leicht laufenden Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Hochwertige, robuste und verchromte Stahlrohrkonstruktion
- Mit abgewinkeltem Bügelgriff und Handtuchstange
- Hellgraue Kunststoffwanne im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Außenmaße: B 40 x H 80 x T 40
Einstiegshöhe: 45 cm



Fahrbare Fußbadewanne grau gepulvert



Fahrbare Fußbadewanne weiß gepulvert



Ersatz-Kunststoffwanne, grau



Ersatz-Kunststoffwanne, weiß



Kunststoffbeutel auf Rolle

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Fahrbare Fußbadewanne grau gepulvert	301 930 400
Fahrbare Fußbadewanne weiß gepulvert	301 930 500
Ersatz-Kunststoffwanne grau	701 930 000
Ersatz-Kunststoffwanne weiß	701 930 009
Kunststoffbeutel, 20 Stück auf Rolle	701 930 004

FUSSPFLEGE-PATIENTENSTÜHLE – DIE WICHTIGSTEN DATEN AUF EINEN BLICK

Modell	Concept F5*	Concept F3*	Concept B2*	S 3.2 – extra breit
Höhenverstellung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Sitzneigungsverstellung	-3 bis 30° elektromechanisch	-3 bis 30° elektromechanisch	-3 bis 30° mechanisch synchron mit Rückenlehne	bis 30° elektromechanisch
Neigungsverstellung der Rückenlehne	105 – 183° elektromechanisch	105 – 183° elektromechanisch	108° fest	110 – 180° elektromechanisch
Stuhl drehbar	90° zu jeder Seite	90° zu jeder Seite	90° zu jeder Seite	90° zu jeder Seite
Sitzfläche (48,5 x 54,5 cm)	53 x 50 cm	53 x 50 cm	52 x 48 cm	57 x 50 cm
min. Sitzhöhe	47 cm	47 cm	53 cm	55 cm
max. Sitzhöhe	87 cm	87 cm	103 cm	112 cm
max. Fußhöhe	137 cm	137 cm	128 cm	142 cm
Beinstützenverstellung nach außen klappbar/schwenkbar	klappbar elektrisch schwenkbar je 70°	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 70°	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 70°	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 60°
Beinstützen ausziehbar (von Sitzvorderkante)	36 – 76 cm	36 – 76 cm	37 – 53 cm	37 – 60 cm
max. Belastung (Hub)	220 kg	220 kg	200 kg	225 kg
Stuhlgewicht	80 kg	80 kg	67 kg	79 kg
Nähere Beschreibung	Seite 200 - 205	Seite 200 - 205	Seite 206	Seite 207

FARBSKALA FÜR FUSSPFLEGESTÜHLE



FUSSPFLEGE-PATIENTENSTÜHLE – DIE WICHTIGSTEN DATEN AUF EINEN BLICK

Modell	ARCADIA	PLEION / PLEION X	LYRA
Höhenverstellung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Sitzneigungsverstellung	bis 32° elektromechanisch	bis 32° elektromechanisch	bis 25° elektromechanisch
Neigungsverstellung der Rückenlehne	95 – 180° elektromechanisch	-15° – -90° elektromechanisch	110 – 190° mechanisch
Stuhl drehbar	350°	350°	-
Sitzfläche (Breite x Tiefe)	51 x 50 cm	50 x 53 cm	50 x 52 cm
min. Sitzhöhe	53 cm	54 cm	44 cm
max. Sitzhöhe	87 cm	94 cm	70 cm
max. Fußhöhe	134 cm	130 cm	105 cm
Beinstützenverstellung nach außen klappbar/schwenkbar	klappbar schwenkbar je 30°	klappbar schwenkbar je 30°	klappbar schwenkbar je 30°
Beinstützen ausziehbar (von Sitzvorderkante)	31 – 64 cm	31 – 64 cm	32 – 46 cm
max. Belastung (Hub)	220 kg	PLEION S 160 kg/PLEION X 190 kg	200 kg
Stuhlgewicht	109 kg	95 kg	110 kg
Nähere Beschreibung	Seite 208	Seite 209	Seite 210

* = Bezugsstoff TUNDRA



PENDING ARBEITSSTUHL

Produktdetails:

- Freischwingend aufgehängte Sitzfläche korrigiert Fehlhaltungen und beugt Schäden durch Bewegungsmangel an der Wirbelsäule vor
- Körpermuskeln werden angesprochen und die Durchblutung verbessert
- Rückenlehne mit permanenter Unterstützung des Rückens – in jedem beliebigen Neigungswinkel feststellbar
- Idealer Arbeitsstuhl für ergonomisches Sitzen
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen

Technische Daten:

Sitzhöhe: 42 cm bis 53 cm
 Höhenverstellung durch Gasfeder
 Max. Belastung: 110 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Pending mint	301 510 030
Pending chrom	301 510 033
Pending perle	301 510 037
Pending anthrazit	301 510 039
Pending Sonderfarbe	301 510 097



PENDING ARBEITSSTUHL KOMPAKT VARIO

Produktdetails:

- Freischwingend aufgehängte Sitzfläche korrigiert Fehlhaltungen und beugt Schäden durch Bewegungsmangel an der Wirbelsäule vor
- Körpermuskeln werden angesprochen und die Durchblutung verbessert
- Feste, gepolsterte Rücken- und Armlehne – Rückenlehne höhenverstellbar
- Runde Sitzfläche mit Ø 37 cm
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen

Technische Daten:

Sitzhöhe: 43 cm bis 54 cm
 Höhenverstellung durch Gasfeder
 Max. Belastung: 110 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Pending kompakt vario mint	301 512 230
Pending kompakt vario chrom	301 512 233
Pending kompakt vario perle	301 512 237
Pending kompakt vario anthrazit	301 512 239
Pending kompakt vario Sonderfarbe	301 512 297



PENDING ARBEITSSTUHL KOMPAKT EXKLUSIV

Produktdetails:

- Ergonomisch geformte Rückenlehne, fest gepolstert
- Frei schwingende, nach allen Seiten bewegliche Sitzfläche – Fehlhaltungen werden vermieden und Rückenschäden vorgebeugt
- Besondere Sitzkonstruktion ermöglicht ein dynamisches, entspanntes und rückschonendes Arbeiten
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen
- Runde Sitzfläche mit Ø 46 cm

Technische Daten:

Sitzhöhe: 42 cm bis 53 cm
 Rückenlehne: Höhe 50 cm, Breite 20 cm
 Höhenverstellung durch Gasfeder
 Max. Belastung: 110 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Pending kompakt exklusiv mint	301 512 130
Pending kompakt exklusiv chrom	301 512 133
Pending kompakt exklusiv perle	301 512 137
Pending kompakt exklusiv anthrazit	301 512 139
Pending kompakt exklusiv Sonderfarbe	301 512 197

GEHWOL TECH PENDING-ARBEITSSTÜHLE GESUNDER RÜCKEN

Im Jahr 2020 waren Rückenschmerzen mit 5,7 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage die zweitwichtigste Einzeldiagnose unter DAK-Versicherten. Damit gehören Rückenleiden zu den wichtigsten Ursachen für eine Arbeitsunfähigkeit. Die Angaben des Statistischen Bundesamtes zeigen deutlich, wie sehr eine andauernde Belastung der Wirbelsäule auf den Rücken wirkt und welche Folgen dies haben kann. Und wer aufgrund von Rückenleiden ausfällt, kann seinem Beruf nicht nachkommen.

Eine optimierte Sitzhaltung während der Behandlung erleichtert nicht nur Ihren Arbeitsalltag, sondern beugt langfristig auch gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor. Die Pending-Arbeitsstühle aus dem Sortiment von GEHWOL TECH ermöglichen Podologen und Fußpflegern, für sich und die Gesundheit selbst Verantwortung zu übernehmen. Denn das Pending-System entlastet die Wirbelsäule und wirkt dadurch effektiv Rückenproblemen entgegen.

Der Druck auf die Wirbelsäule ist vor allem bei starrem Sitzen enorm. Das multidimensionale Sitzen auf den Pending-Arbeitsstühlen entlastet diese. Das Pending-Prinzip basiert dabei auf einer frei schwingenden Sitzfläche, was Fehlhaltungen korrigiert. Die Schwingungen halten den Körper zudem permanent in einer leichten Bewegung, was möglichen Schäden an der Wirbelsäule vorbeugt und die Durchblutung des Körpers anregt. Der neueste Pending-Stuhl, der Pending Ponso 1, sorgt zusätzlich dafür, dass der Druck während des Sitzens vom Rücken gleichmäßig auf die Oberschenkel verteilt wird. Das lindert Rückenbeschwerden und senkt das Risiko eines Bandscheibenvorfalles sowie einer Wirbelsäulenverschiebung. Zudem wird das Herz-Kreislauf-System angeregt. Die optimierte Druckverteilung fördert somit das entspannte und gesunde Arbeiten.

© Björn Willer



Multidimensionales Sitzen entlastet die Wirbelsäule. Das Pending-Prinzip des Ponso 1 verringert den Druck auf Sitzknorpel und Steißbein und verteilt den Druck auf die Oberschenkel.



GERLACH SATTELSITZ

Produktdetails:

- Verhindert eine unnatürliche, gesundheitsgefährdende Sitzhaltung und vermindert Rückenprobleme
- Begünstigt eine „aufrechte“ Haltung mit geradem Rücken, waagrecht positionierten Oberschenkeln und damit eine optimale Sitzhaltung
- Erlaubt der Wirbelsäule bei natürlicher Krümmung und minimal belasteten Muskeln um ihre ausbalancierte Mittelachse herum zu agieren
- Offene Sitzhaltung ermöglicht eine gute Blutzirkulation
- Beugt Schäden vor, die durch falsche Sitzhaltung entstehen können
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen

Technische Daten:

Sitzhöhe: 50 cm bis 70 cm

Max. Belastung: 120 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gerlach Sattelsitz mint	301 540 930
Gerlach Sattelsitz chrom	301 540 936
Gerlach Sattelsitz perle	301 540 937
Gerlach Sattelsitz anthrazit	301 540 939
Gerlach Sattelsitz chrom/perle	301 540 953
Gerlach Sattelsitz anthrazit/chrom	301 540 955
Gerlach Sattelsitz orchidee/perle	301 540 956
Gerlach Sattelsitz Sonderfarbe	301 540 997



PENDING ARBEITSSTUHL PONSO 1

Produktdetails:

- Das Ponso-Sitzprinzip optimiert die Sitzhaltung, wodurch Wirbelsäule und Bandscheiben entlastet werden – das Risiko eines Bandscheibenvorfalles und einer Wirbelsäulenverschiebung wird verringert
- Durch das spezielle Pendelprinzip bleibt der Rücken in Bewegung und die Muskeln werden aktiviert – unnatürliches, starres Sitzen wird vermieden
- Eine gleichmäßige Druckverteilung vom Rücken auf die Oberschenkel lindert Rückenbeschwerden und fördert ein entspanntes, gesundes Arbeiten
- Herz-Kreislauf-System wird stimuliert
- Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen

Technische Daten:


Sitzhöhe: 46 cm bis max. 58 cm

Sitztiefe: 38 cm

Sitzbreite: 46 cm


Max. Belastung: 110 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Pending Ponso 1 mint	301 512 430
Pending Ponso 1 chrom	301 512 433
Pending Ponso 1 perle	301 512 437
Pending Ponso 1 anthrazit	301 512 439
Pending Ponso 1 chrom/perle	301 512 440
Pending Ponso 1 anthrazit/chrom	301 512 441
Pending Ponso 1 orchidee/perle	301 512 442
Pending Ponso 1 Sonderfarbe	301 512 497




© Pending

Das Sitzen auf einer starren Fläche bewirkt einen hohen Druck auf die Wirbelsäule.




Das Ponso-Sitzprinzip ermöglicht es uns, das Körpergewicht beim Sitzen mittig über die beiden Hüftgelenke einzuleiten. Die Sitzknorpel und das Steißbein werden dabei entlastet. Das Becken folgt nun wieder seiner natürlichen Aufgabe und stellt sich bei einer Bewegung schräg. Der Ponso-Sitz minimiert den Druck von Wirbelsäule und Bandscheiben und bewegt alle Muskeln auch beim Sitzen.



© Pending

Das Ponso-Sitzprinzip entlastet zusätzlich Sitzknorpel und Steißbein und verteilt den Druck gleichmäßig auf die Oberschenkel.



© Pending

Multidimensionales Sitzen mit dem Pending-System führt zu massiver Druckentlastung.



So funktioniert
das Pending-System:
<https://bit.ly/pendingsystem>





LEUCHTEN

FÜR PROFIS

Eine Arbeitsleuchte ist eine sinnvolle Ergänzung für einwandfreies und sicheres Arbeiten am Fuß. Sie kommen sowohl im GEHWOL TECH Fußpflegeschränk, als auch mobil in Ihrem Fuß- Ambulanz-Koffer zum Einsatz.

WALDMANN LED RINGLUPENLEUCHE

Produktdetails:

- Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Hochleistungskunststoff, satinierte Acrylblende
- 3D-Kopfgelenk für individuelle Justierung – federentlastetes Gestänge
- Lichtlenkung durch Reflektor

Technische Daten:

Farbtemperatur neutralweiß 4.000 K
 Glaslinse Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien – Vergrößerung 1,87-fach
 Folientaster im Leuchtenkopf für ein Ein/Aus
 Dimmung oder Visualizer-Funktion
 Leistungsaufnahme ca. 14 W
 Steckernetzteil – 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
 ca. 3,8 m Anschlussleitung



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Waldmann LED Ringlupenleuchte	302 170 800

WALDMANN LED RINGLUPENLEUCHE BASIC

Produktdetails:

- Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und grauen Hochleistungskunststoff, satinierte Acrylblende
- 3D-Kopfgelenk für individuelle Justierung – federentlastetes Gestänge
- Lichtlenkung durch Reflektor

Technische Daten:

Farbtemperatur neutralweiß 5.000 K
 Kunststofflinse Ø 16 cm mit 3,5 Dioptrien – Vergrößerung 1,87-fach
 Folientaster im Leuchtenkopf für ein Ein/Aus - stufenlos dimmbar
 Leistungsaufnahme ca. 12 W
 Steckernetzteil – 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
 ca. 3 m Anschlussleitung



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Waldmann LED Ringlupenleuchte Basic	302 170 500

ESCHENBACH LED RINGLUPENLEUCHE

Produktdetails:

- Mit energiesparender SMD-LED Ringbeleuchtung
- Verzerrungsfreie Vergrößerung
- Flimmerfrei, dimmbar in 3 Stufen und Segmentbeleuchtung

Technische Daten:

Beleuchtungsstärke: max. 4.500 lx in 200 mm Abstand
 Kunststofflinse Ø 13,6 cm mit 3,55 Dioptrien – Vergrößerung 1,9-fach
 Leistungsaufnahme ca. 15 W



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Eschenbach LED Ringlupenleuchte	302 170 600

LUXO CIRCUS LED RINGLUPENLEUCHE

Produktdetails:

- Für anspruchsvolle Arbeiten, aber auch als Hilfe für Menschen mit Sehstörung geeignet
- Hochflexibler, selbstbalancierender Arm zur exakten Positionierung
- Verstellung des Leuchtenhalses horizontal, vertikal und seitlich

Technische Daten:

Leuchtmittel: 750 Lumen mit 4.000 K; CRI 90
 Glaslinse Ø 16,5 cm mit 3,5 Dioptrien – Vergrößerung 1,87-fach
 Länge des Arms: 100 cm
 Dimmung zwischen 10 – 100 % möglich



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ringlupenleuchte Luxo CIRCUS LED	302 172 400
Leuchtenhalter Luxo CIRCUS	701 506 502



GLAMOX LED LUPENLEUCHE LFM

Produktdetails:

- Leichte Lupenleuchte mit einer robusten Ganzmetall-Konstruktion, LED-Lichtquellen und einem flexiblen Leuchtenarm
- Exzellente Optik und schattenfreie Vergrößerung

Technische Daten:

Glaslinse 12,7 cm, Armlänge 105 cm, Lichtstrom: 700 Lumen out
3 Stufen-Dimmung (100 % - 50 % - 0), 175 % Gesamtvergrößerung
Mittlere Nutzungsdauer ca. 50.000 h

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Glamox LED Lupenleuchte LFM	302 172 500

GLAMOX LED BEHANDLUNGSLEUCHE LHH

Produktdetails:

- Untersuchungsleuchte mit selbstbalancierendem Federarm
- Antimikrobielle Pulverbeschichtung (SteriTouch®)
- Einstellbare Farbtemperatur

Technische Daten:

Armlänge 10,5 cm, Lichtstrom: 947 Lumen out,
Mittlere Nutzungsdauer ca. 50.000 h



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Glamox LED Behandlungsleuchte LHH	302 172 700

LED-LEUCHTE DEKOSTAR XL

Produktdetails:

- Für Fußpflegekoffer
- Ausziehbar von 12,5 cm bis 41 cm
- Vergrößerung der beleuchteten Behandlungsfläche durch 38° Lichtaustrittswinkel des Leuchtmittels

Technische Daten:

Anschlussspannung: 230 V
 Leuchtmittel: 12 Volt / 24 Watt
 1,5 m Zuleitungskabel



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LED-Leuchte Dekostar XL	302 181 300



GERLACH NAGELUNTERSUCHUNGS- LEUCHE

Produktdetails:

- Zur schnellen und effizienten Durchleuchtung der Zehen- und Fingerkuppen
- Die Lampe ist durch ihr geringes Gewicht und ihre Handlichkeit ideal einsetzbar

Technische Daten:

Gewicht: 31 g

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Nageluntersuchungsleuchte	302 300 000



LED KOFFERLEUCHE

Produktdetails:

- Geeignet für Gerlach Koffer Fuß-Ambulanz
- Besonders hell leuchtende LEDs
- Perfekte Ausleuchtung des zu behandelnden Fußes

Technische Daten:

Gewicht: 109 g



302 181 202



302 181 203



302 181 220

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LED Kofferleuchte für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz, für TRITON AT MICRO	302 181 202
LED Kofferleuchte für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz, für NEPTUN NT MICRO	302 181 203
Rohrverlängerung	302 181 220



MOBIL

AMBULANTE FUSSPFLEGE

Wenn mobile Fußpflege zu Ihrem Praxisalltag gehört, brauchen Sie auf Ihre gewohnten Arbeitsabläufe und Technik nicht zu verzichten: Ihr Fußpflegegerät, Ihre Instrumente und das Zubehör passen in den geräumigen GEHWOL TECH Koffer. Auch eine LED-Leuchte kann daran angebracht werden.



KOFFER AT/NT MICRO

Produktdetails:

- Handliches Aktenkoffer-Format
- Optimale Platzierung von Gerät und Zubehör – das Fußpflegegerät muss nicht herausgenommen werden
- Bietet ausreichend Platz für alle notwendigen Arbeitsutensilien

Technische Daten:

Gewicht (leer): 4,7 kg

Maße: B 41 cm x H 45 cm x T 17 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Koffer AT/NT MICRO	303 106 400



TROLLEY FÜR KOFFER AT/NT MICRO

Produktdetails:

- Mit wenigen Handgriffen am Koffer zu befestigen
- Große, kugelgelagerte, luftbereifte Räder sorgen für einen besonders leichten, erschütterungsarmen Lauf
- Fußpflegekoffer inkl. Instrumente und weiterer Utensilien wird sicher transportiert

Technische Daten:

Gewicht: 1,9 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Trolley für Koffer AT/NT MICRO	301 930 902

GERLACH KOFFER FUSS-AMBULANZ



Produktdetails:

- Besonders viel Stauraum für alle notwendigen Instrumente in der Fußpflege bei gleichzeitig sehr schmaler Bauform
- Alle Instrumentarien können in unterschiedlich großen, dicht schließenden Boxen, hygienisch und sicher verstaut werden
- Leicht schwenkbarer Aluminium-Aufstellfuß sichert die Standfestigkeit des Koffers
- Konzipiert für die Fußpflege Absauggeräte TITAN und TRITON AT MICRO sowie für das Spraygerät NEPTUN NT MICRO

Technische Daten:

Gewicht: ca. 2,9 kg

Maße: B 45,5 cm x H 38,5 cm x T 16,3 cm

Material: leichtes ABS, innen und außen glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Koffer Fuß-Ambulanz	303 106 700
Reduzierstück zur Führung des Sprayschlauches	703 106 703

TROLLEY FÜR GERLACH KOFFER FUSS-AMBULANZ



Produktdetails:

- Leicht zu handhabender Trolley ermöglicht einen einfachen Transport des Gerlach Fuß-Ambulanz Koffers
- Kugelgelagerte Rollen für besonderen Leichtlauf
- Zusätzliche Trolley-Taschen können am Trolleygestänge befestigt werden

Technische Daten:

Gewicht: 1,4 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Trolley für Koffer Fuß-Ambulanz	301 932 501

GERLACH TRANSPORTABLE BEINSTÜTZE

Produktdetails:

- Mit praktischem Trageetui
- Stativbeine sowie Mittelsäule sind aus eloxiertem Aluminium; äußere Stativbeine mit Schaumstoffummantelung
- Stufenlos höhenverstellbar; Neigung durch handlichen Drehknebel einstellbar
- Rutschfeste GummifüÙe und Schnellspann-Clips für einen schnellen Aufbau
- Beinauflage aus Integralschaum



Technische Daten:

Höhe: min. 53,5 cm / max. 135,5 cm

Gewicht (mit Trageetui): 1,7 kg

Gewicht (ohne Trageetui): 1,3 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH transportable Beinstütze mit Trageetui	301 423 310



GERLACH TRANSPORTABLE BEINSTÜTZE KURZ

Produktdetails:

- Mit praktischem Trageetui
- Stativbeine sowie Mittelsäule sind aus eloxiertem Aluminium; äußere Stativbeine mit Schaumstoffummantelung
- Stufenlos höhenverstellbar; Neigung durch handlichen Drehknebel einstellbar
- Rutschfeste GummifüÙe und Schnellspann-Clips für einen schnellen Aufbau
- Beinauflage aus Integralschaum



Technische Daten:

Höhe: min. 41 cm / max. 77 cm

Gewicht (mit Trageetui): 1,5 kg

Gewicht (ohne Trageetui): 1,1 kg

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH transportable Beinstütze mit Trageetui kurz	301 423 311



LED KOFFER-LUPENLEUCHTE MIT ADAPTER

Produktdetails:

- Beleuchtung für Fußpflegekoffer
- Für anspruchsvolle Arbeiten auch während der mobilen Fußpflege
- Das LED-Licht kann einfach und ohne Kraft über einen Berührungssensor ein- und ausgeschaltet werden
- Die glatten Oberflächen sind sehr leicht zu reinigen
- Die Leuchte ist sehr leicht
- Inklusive Adapter für Gerlach Fußpflegekoffer
- Mit Anschlussstecker
- Geeignet für Gerlach Fußpflegekoffer Fußambulanz & NT MICRO



Technische Daten:

Leuchtmittel: LED, 5 W
 Glaslinse Ø 8 cm mit 8 Dioptrien
 – Vergrößerung 3-fach
 Länge des Arms: 85 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
LED Koffer-Lupenleuchte mit Adapter	302 181 207



GERLACH KOFFER NEPTUN NT MICRO

FUSS-AMBULANZ FUSSPFLEGE-SPRAYGERÄT MIT LICHT

Produktdetails:

- Kompakt, elegant und stabil – im handlichen Aktenkofferformat
- Der abnehmbare Kofferdeckel kann als Tablett genutzt werden
- Ein rundum laufendes Profil verhindert, dass Schmutz in den Koffer eindringen kann
- Seitliche Befestigungsmöglichkeit für eine LED-Behandlungsleuchte
- Leuchte drehbar zu allen Seiten und damit perfekt für eine optimale Ausleuchtung des Behandlungsfeldes am Fuß

Technische Daten:

Maße: B 455 x H 385 x T 163 mm

Gewicht: ca. 2,9 kg

Material: leichtes ABS, innen und außen glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung

Lieferumfang:

1 x Satz Kofferschlüssel

1 x Handstückablage

Gerlach Koffer Fuß-Ambulanz mit Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO	
Koffer Fuß-Ambulanz	303 106 700
Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO, platinsilber	304 206 401
Zubehör	
Fußschalter Multichannel	304 204 317
LED-Kofferlampe	302 181 203
Rohrverlängerung für LED-Kofferleuchte	302 181 220
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300

GERLACH KOFFER TRITON AT MICRO

FUSS-AMBULANZ FUSSPFLEGE-ABSAUGGERÄT

Produktdetails:

- Kompakt, elegant und stabil – im handlichen Aktenkofferformat
- Der abnehmbare Kofferdeckel kann als Tablett genutzt werden
- Ein rundum laufendes Profil verhindert, dass Schmutz in den Koffer eindringen kann
- Seitliche Befestigungsmöglichkeit für eine LED-Behandlungsleuchte
- Leuchte drehbar zu allen Seiten und damit perfekt für eine optimale Ausleuchtung des Behandlungsfeldes am Fuß

Technische Daten:

Maße: B 455 x H 385 x T 163 mm

Gewicht: ca. 2,9 kg

Material: leichtes ABS, innen und außen glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung

Lieferumfang:

1 x Satz Kofferschlüssel

1 x Handstückablage



Gerlach Koffer Fuß-Ambulanz mit Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO	
Koffer Fuß-Ambulanz	303 106 700
Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO, platinsilber	304 206 302
Zubehör	
Fußschalter Multichannel	304 204 310
LED-Kofferlampe	302 181 202
Rohrverlängerung für LED-Kofferleuchte	302 181 220
Fräser- und Instrumentenbox, 2 x HPL 806	317 105 000
Fräser- und Instrumentenbox, 1 x HPL 816	317 105 200
Fräser- und Instrumentenbox, 2 x HPL 817	317 105 300

GERLACH FUSSPFLEGE- KOFFER NT MICRO

FÜR FUSSPFLEGE-SPRAYGERÄT SIRIUS NT MICRO MIT LICHT

Produktdetails:

- Kompakter, eleganter und stabiler Fußpflegekoffer im handlichen Aktenkofferformat
- Besonders tragefreundlicher Griff
- Innenteile aus tiefgezogenem Kunststoff – leicht zu reinigen, zu desinfizieren und zu pflegen
- Fach für die sichere Platzierung des Handstückes
- Zwei zusätzliche Innenschalen als Verstaumöglichkeit
- Flache GummifüÙe an der Unterseite des Koffers verhindern Kratzer auf Tischen

Technische Daten:

MaÙe: B 41 cm x H 45 cm x T 16 cm
Gewicht: 4,7 kg (leer)

Lieferumfang:

- 1 x Satz Schlüssel
- 1 x Handstückablage



Gerlach Fußpflegekoffer NT MICRO mit Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO	
Koffer NT MICRO, silber	303 106 500
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, pastelltürkis	304 205 412
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, pastellblau	304 206 012
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, hellgrau	304 205 512
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, astralsilber	304 205 714
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, platinsilber	304 205 715
Zubehör	
Fußschalter Multichannel	304 204 317
LED-Kofferlampe	302 181 203
Netzkabel, für Spraygeräte	704 204 502
GERLACH Spraylösung 5.000 ml	314 191 300

GERLACH FUSSPFLEGE- KOFFER AT MICRO

FÜR FUSSPFLEGE-ABSAUGGERÄT LUNA AT MICRO ODER SATURN AT MICRO



Produktdetails:

- Kompakter, eleganter, stabiler Fußpflegekoffer im handlichen Aktenkofferdesign
- Besonders tragerefreundlicher Griff
- Innenteile aus tiefgezogenem Kunststoff – besonders leicht zu reinigen, zu desinfizieren und zu pflegen
- Fach für die sichere Platzierung des Handstücks
- Zweifache Innensteckdose sowie ein zusätzliches Fach zur Verwendung einer Halogenleuchte
- Zusätzliche Innenschale als Verstaumöglichkeit
- Das Stromkabel kann im Kofferdeckel untergebracht werden
- Flache GummifüÙe an der Unterseite des Koffers verhindern Kratzer auf Tischen

Technische Daten:

MaÙe: B 41 cm x H 45 cm x T 16 cm
Gewicht: 4,7 kg (leer)

Lieferumfang:

- 1 x Satz Schlüssel
- 1 x Handstückablage

Gerlach Fußpflegekoffer AT MICRO mit Fußpflege-Absauggerät LUNA NT MICRO

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Koffer mit Fußpflege-Absauggerät LUNA	
Koffer mit Fußpflege-Absauggerät SATURN	
Koffer AT MICRO	303 106 400
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, pastelltürkis	304 205 911
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, pastellblau	304 205 929
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, hellgrau	304 205 899
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, astralsilber	304 205 921
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO, platinsilber	304 205 982
Fußpflege-Absauggerät SATURN, pastelltürkis	304 205 811
Fußpflege-Absauggerät SATURN, pastellblau	304 205 831
Fußpflege-Absauggerät SATURN, hellgrau	304 205 801
Fußpflege-Absauggerät SATURN, astralsilber	304 205 819
Fußpflege-Absauggerät SATURN, platinsilber	304 205 823
Zubehör	
Halogenleuchter Dekostar XL LED für Koffer AT MICRO	302 181 300
Netzkabel für Absauggeräte	704 207 446
Fußschalter Multichannel	304 204 310
Wickeltui	303 500 000



Не употреблять в случае повреждения упаковки.
Verwendbar solange Pakung unversehrt.

Do not use if the package is damaged.

MEDAL S.C.

www.dmm.com

HYGIENE

FÜR SICHERHEIT UND VERTRAUEN

Für hygienische Fußpflege spielen neben den bestehenden Verordnungen und Gesetzen, Empfehlungen und Richtlinien die Ausstattung und die Mittel eine bedeutende Rolle. Hohe Materialqualität und Details in der Verarbeitung wirken sich entscheidend auf den Hygieneerfolg in Ihrer Praxis aus. Vertrauen Sie deshalb auch hier auf unsere hochwertigen Produkte und Geräte.


HYGIENE FÜR SICHERHEIT UND VERTRAUEN

Hygiene stellt für die Fußpflegepraxis jeden Tag eine neue Herausforderung dar. In der Fußpflege besteht die Gefahr der Übertragung. Daher sind Podologen und Fußpfleger zu Hygienemaßnahmen verpflichtet und unterliegen der staatlichen Aufsicht.


Eine saubere, hell und freundlich eingerichtete Praxis genauso wie ein sauberer Koffer für den mobilen Einsatz schafft die Basis für das Vertrauen der Kunden in Ihre fußpflegerische Arbeit. Doch die Verantwortung des Behandlers geht über das – zweifellos wichtige – Äußerliche hinaus: Bei jeder Fußpflege muss der Übertragung von Krankheiten sicher vorgebeugt werden, um die Gesundheit der Kunden und des Behandlers zu schützen. Neben der Hände- und Hauthygiene ist die konsequente Instrumentenhygiene unverzichtbar. Sie umfasst – je nachdem, ob es sich um ein unkritisches, semikritisches oder kritisches Instrument handelt – neben der Pflege die Reinigung und Desinfektion sowie Sterilisation.

Doch werden gereinigte und sterilisierte Instrumente falsch gelagert, besteht die Gefahr einer erneuten Kontamination mit Krankheitserregern. Eine Übertragung auf den nächsten Patienten kann nur durch konsequente und lückenlose Hygiene ausgeschlossen werden.

Durch Ultraschall bilden sich in der Flüssigkeit kleinste Hohlräume (Kavitationsbläschen) – auch zwischen Schmutz und Instrument.



Die Kavitationsbläschen sind instabil, fallen in sich zusammen (implodieren) und sprengen dabei den Schmutz von der Instrumenten-Oberfläche ab



Fräser und Schleifkörper stellen wie alle Instrumente eine potentielle Infektionsquelle dar.
(Foto: ungereinigter und mit Ultraschall gereinigter Fräser)



RISIKOBEWERTUNG VON MEDIZINPRODUKTEN ZUR HYGIENISCHEN AUFBEREITUNG

Unkritische Instrumente

- Berührung mit intakter Haut
- Reinigung, Desinfektion

Semikritische Instrumente

- Berührung mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut
- Reinigung, Desinfektion
- Sterilisation optional

Kritische Instrumente

- Durchdringung von Haut- oder Schleimhaut, Kontakt mit Blut
- Bevorzugt maschinelle Reinigung + Desinfektion (z. B. Thermodesinfektor)
- Dampfsterilisation verbindlich

1. REINIGEN UND DESINFIZIEREN

Für alle Instrumente gilt: Um Krankheitserreger sofort unschädlich zu machen und eine unkontrollierte Streuung von Keimen zu vermeiden, muss jedes benutzte Instrument nach einer Behandlung gereinigt und desinfiziert werden. Zur Reinigung empfiehlt sich ein Ultraschall-Gerät. Denn Ultraschall reinigt besonders gründlich – auch an Stellen, die eine Bürste niemals erreichen kann. Mit einem ultraschall-geeigneten enzymatischen Instrumentenreiniger werden verschmutzte Instrumente gereinigt, damit der weitere Aufbereitungsprozess nicht negativ beeinflusst wird. Nach der Zwischenspülung folgt das Desinfektionsbad, das mit vom Verband für angewandte Hygiene (VAH) geprüfem und gelistetem Desinfektionsmittel anzusetzen ist. Hierbei müssen unbedingt die vorgeschriebene Dosierung- und Einwirkzeit eingehalten werden, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Nach der gründlichen Abschlusspülung folgt die Trocknung, vorzugsweise mit einem reißfestem Einmaltuch. Nach Kontrolle und Prüfung der Instrumente auf Material- und Reinigungsmängel sollten die Gelenkköpfe und Schließbereiche mit Instrumentenöl gepflegt werden.

2. STERILISIEREN

Kritische Instrumente müssen und semikritische Instrumente sollten sterilisiert werden. Durch die Sterilisation werden auch widerstandsfähige Keime und Sporen unschädlich gemacht, die der Desinfektionsvorgang nicht erfasst. Nach der Reinigung und Trocknung werden die Instrumente geöffnet in den Heißluftsterilisator bzw. Autoklaven eingelegt.

Ein Autoklav sterilisiert mit einer Kombination aus Druck und Dampf bei Temperaturen von 120 bis 134 °C. Auch Gegenstände aus Gummi und Kunststoff (bedingt) oder Textilien können autoklaviert werden. Abgenutzte, korrodierte, verformte, poröse und anders beschädigte Instrumente sollten unbedingt aussortiert werden, um zu verhindern, dass sich Flugrost auf „gesundes“ Metall überträgt. Sterilisierboxen oder Einmalverpackungen verhindern Wiederverkeimung. Für Heißluftsterilisatoren gilt: nur mit Umluft. Nur so können ausreichend hohe Temperaturen (180 °C) in jedem Teil der Sterilisierkammer erreicht werden.



3. INSTRUMENTENAUFBEWAHRUNG

Sind durch die Sterilisation sämtliche Mikroorganismen vernichtet, besteht bereits beim Öffnen des Autoklaven oder Heißluftsterilisators die Gefahr einer erneuten Verkeimung – sofern die Instrumente nicht einzeln verpackt sind. Auch das vielfach praktizierte Verfahren, vor Feierabend zu sterilisieren und dann die Instrumente über Nacht abkühlen zu lassen, kann eine Neukontamination ermöglichen. Daher ist es wichtig, die Instrumente direkt nach dem Sterilisiervorgang zu entnehmen und steril aufzubewahren.

Erfolgt die Sterilisation in geschlossenen Sterilisationskassetten (Zubehör für die Autoklaven), werden diese aus dem Gerät genommen und einfach an einen vor Sonnenlicht und Luftzug geschützten Platz zum Abkühlen weggestellt. Ungeöffnet halten die Kassetten dann ihren Inhalt bis sechs Wochen steril – allerdings steht auch die Kassette solange nicht zur Verfügung.

Alternativ ist die Lagerung der sterilisierten Instrumente in einem UV-Fach (Bestandteil fast aller Gerlach-Fußpflegeschränke) besonders praktisch, zeit- und kostensparend. Nach der Sterilisation können Sie die Instrumente aus dem Heißluftsterilisator nehmen und dann direkt in das UV-Fach legen. Die Instrumente kühlen im UV-Fach ab und verbleiben dort keimarm bis zum nächsten Gebrauch. Für die Lagerung stehen Ihnen zwei oder drei Kunststofftablets zur Verfügung. Der Einsatz mehrerer Tablets parallel garantiert einen reibungslosen Arbeitsablauf unter keimarmen Bedingungen:

- Der erste Instrumentensatz ist einsatzbereit zur Behandlung der Füße direkt am Arbeitsplatz.
 - Ein zweiter Instrumentensatz befindet sich keimarm aufbewahrt zur Abkühlung im UV-Fach.
 - Und ein dritter Instrumentensatz kann derweil sterilisiert werden.
- Diese Arbeitsteilung versetzt Sie in die Lage, alle Patienten unter optimalen hygienischen Bedingungen zu behandeln. Ihre Kompetenz in Sachen Hygiene brauchen Sie vor Ihren Kunden nicht verstecken – ganz im Gegenteil. Führen Sie routinemäßige Maßnahmen ganz bewusst so aus, dass der Kunde sie auch wahrnimmt. Ein hohes Maß an Hygiene und Gesundheitsschutz erwartet jeder Kunde, ganz besonders, wenn es um Eingriffe am Körper geht. Fühlt er sich in diesem Sinne gut betreut, macht gern einen neuen Termin in Ihrer Praxis aus und empfiehlt Sie weiter.

Anmerkung:

Als Fußpfleger sind Sie verpflichtet, mit einem Hygieneplan den gesamten Hygieneprozess in Ihrer Fußpflegepraxis zu dokumentieren. Darin muss jeder Verfahrensschritt klar definiert sein. Zusätzlich zum Hygieneplan müssen die einzelnen Sterilisationsvorgänge dokumentiert werden. Eine lückenlose und dauerhafte sowie zeitsparende Aufzeichnungsmöglichkeit bieten dabei gute PC-Programme, wie sie zum Beispiel für die Autoklaven MELAtronic 15 EN+ oder Faro SK07 erhältlich sind.

Die oberste Rechtsgrundlage für diese Pflichten sind das Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes (RKI) zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten. Für Fußpflegepraxen gelten insbesondere die „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“. Diese Empfehlung wurde vom RKI und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte herausgegeben.



Diesen Reinigungs- und Desinfektionsplan zum Aufhängen in Ihrer Praxis können Sie kostenlos bestellen.

Bestell-Nr. 720 902 803

**Unsere Empfehlung für einen
Reinigungs- und Desinfektions-
plan in der Praxis finden Sie
auf unserer Website.**





Außenansicht PG 8582, Edelstahl



Innenansicht PG 8582, weiß

Medizin-
produkt

REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSAUTOMAT PG 8582

SICHERE UND EFFIZIENTE AUFBEREITUNG VON INSTRUMENTEN UND ZUBEHÖR

Produktdetails:

- Stand-/Unterbaugerät
- Außengehäuse weiß oder Edelstahl
- Baubreite 600 mm, H 850 (820 Unterbreite), B 600, T 600 mm
- Kürzeste Programmlaufzeit: 21 min.
- Trocknungsfunktion EcoDry
- Je nach Ausführung bis zu zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Chargenkapazität: 6 DIN-Siebe
- Mit Ethernet-Modul

Mögliches Zubehör:

- A 103 Oberkorb**
- Frontseitig offen
 - Zur Aufnahme von Einsätzen
 - Bestückungshöhe 95 mm
 - Eingebauter Sprüharm
 - Besonders geeignet für die Aufbereitung von DIN-Siebschalen sowie weitere Anwendungen mit niedrigen Spülguthöhen
 - H 133, B 528, T 528 mm

A 151 Unterkorb/Lafette

- Zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze
- Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb
- H 88, B 531, T 522 mm

DOS K 85 Dosiermodul

- Für flüssige Medien wie alkalische Reiniger, chem. Desinfektionsmittel, Neutralisationsmittel
- Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine
- Integrierte Dosierüberwachungsfunktion für höhere Prozesssicherheit nach EN ISO 15883
- Kurze Sauglanze (200 mm) für 5-l-Kanister inkl. Füllstandsüberwachung des Kanisters
- Länge Anschlusskabel: 3,00 m
- Länge Saugleitung: 1,80 m

Produktbezeichnung

Desinfektor PG 8582

Bestell.-Nr.

auf Anfrage

Medizin-
produkt

E 521/2 EINSATZ FÜR 7 ZANGEN

Produktdetails:

- Zur Aufnahme von 7 Zangen, Fächergröße 21 x 80 mm
- Maße in mm: H 114, B 100, T 189
- Universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 521/2 Einsatz für 7 Zangen	314 108 905

Medizin-
produkt

E 337/1 EINSATZ FÜR INSTRUMENTE, STEHEND

Produktdetails:

- 4 Kunststoffaufnahmen, 12 Fächer ca. 22 x 28 mm, 4 Fächer ca. 25 x 28 mm, 48 Fächer ca. 13 x 14 mm
- Maße in mm: H 113, B 173, T 445
- Universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 337/1 Einsatz für Instrumente, stehend	314 108 803

Medizin-
produkt

E 473/2 EINSATZ/ SIEB MIT DECKEL FÜR KLEINSTTEILE

Produktdetails:

- Zum Einhängen
- Maße in mm: H 85, B 60, T 60
- Universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 473/2 Einsatz/ Sieb mit Deckel für Kleinstteile	314 108 801

Medizin-
produkt

E 491 EINSATZ FÜR ROTIERENDE INSTRUMENTE

Produktdetails:

- Für 18 Turbinenschäfte, für 30 Winkelstückschäfte
- Maße in mm: H 53, B 70, T 120
- Universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
E 491 Einsatz für rotierende Instrumente	314 108 908



Medizin-
produkt

E 451 EINSATZ 1/6 SIEBSCHALE MIT DECKEL

Produktdetails:

- Für Kleinteile, Drahtgeflecht: 1 mm Boden, 0,8 mm Seiten, 1 mm Deckel
- Maschenweiten: 3 mm Boden, 1,7 mm Seiten, 3 mm Deckel, Inneneinteilung herausnehmbar
- Maße in mm: H 55, B 150, T 225
- Universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
--------------------	--------------

E 451 Einsatz 1/6 Siebschale mit Deckel	314 108 805
---	-------------



Medizin-
produkt

E 806/1 EINSATZ FÜR 8 TRAY-UNTERTEILE/ TABLETTS

Produktdetails:

- 9 Halterungen (8 Fächer), B 290, T 30 mm, max. Traygröße 290 x 30 mm, für Unterkorb
- Maße in mm: H 114, B 305, T 348
- Universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
--------------------	--------------

E 806/1 Einsatz für 8 Tray-Unterteile/ Tabletts	314 108 909
---	-------------



Medizin-
produkt

E 130 EINSATZ 1/2 FÜR 10 TABLETTS

Produktdetails:

- Für 10 Tabletts, 11 Halterungen, H 170 mm, Abstand 35 mm, für Unterkorb
- Maße in mm: H 180, B 180, T 445
- Universell einsetzbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
--------------------	--------------

E 130 Einsatz 1/2 für 10 Tabletts	314 108 907
-----------------------------------	-------------



Medizin-
produkt

NEODISHER MEDICLEAN FORTE

Produktdetails:

- Spül- und Reinigungsmittel für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
- Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung
- 5-Liter-Kanister

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
--------------------	--------------

Neodisher MediClean forte	314 267 001
---------------------------	-------------

Medizin-
produkt

NEODISHER MEDIKLAR SPECIAL

Produktdetails:

- Spül- und Reinigungsmittel für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
- Nachspülmittel zur maschinellen Aufbereitung
- 1-Liter-Flasche

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Neodisher Mediklar special	314 267 002

Medizin-
produkt

NEODISHER Z

Produktdetails:

- Spül- und Reinigungsmittel für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
- Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung
- 1-Liter-Flasche

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Neodisher Z 1.000 ml	314 267 000
Neodisher Z 5.000 ml	314 267 004

Medizin-
produkt

NEODISHER IR

Produktdetails:

- Spül- und Reinigungsmittel für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
- Grundreiniger, wird bei Problemen mit Flugrost von Miele empfohlen
- 1-Liter-Flasche

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Neodisher IR	314 267 003

THERMOCARE ATV (AUFTISCH)



ThermoCare ATV (Auf Tischvariante) geschlossen



ThermoCare ATV (Auf Tischvariante) geöffnet

Produktvorteile:

- Effektive und wirtschaftliche Instrumentenreinigung und -desinfektion
- Durchflussmengengesteuerte Dosierpumpen gewährleisten eine individuelle, exakte Dosierung der Reinigungs- und Neutralisationsflüssigkeiten aus den Vorratsbehältern
- Optimale Reinigungsergebnisse durch kontinuierliche Überwachung des Spüldrucks
- Mit 65 Liter Kammervolumen
- Schnelle und zuverlässige Aufbereitung ohne Qualitätsverlust bei niedrigem Verbrauch mittels Dampfcondensator
- Aktive DryMax Heißlufttrocknung und HEPA H14 Filter
- Schnelle und einfache Bedienung durch das farbige und übersichtliche 4" Farbdisplay sowie GlasTouch
- Mit 5 voreingestellten Programmen und 40 personalisierbaren Programmen zur Auswahl
- Integrierter Wasserenthärter (Softener)
- Einfache Datenübertragung durch USB- und RS232 Schnittstellen
- Erfüllt die internationalen Standards DIN-EN-ISO 15883- 1/-2 und 5 für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Medizinprodukt Klasse IIa

Lieferumfang:

- Instrumentenständer
- Tablett-Tray-Kassetten-Halter
- Unterkorb ohne Injektorleiste

Optionale Extras:

- Zangenständer
- Kleinteilebehälter
- Unterkorb mit Injektorleiste
- Anschluss für Demineralisierungsanlage
- Edelstahlunterbau möglich

Technische Daten:

- Maße (B x H x T) 595 x 600 x 520 mm
- Kammervolumen 65 l
- Gewicht 65 kg
- Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
- Stromverbrauch 3,9 kWh
- Ablaufschlauch und Wasserzulaufschläuche im Lieferumfang mit enthalten

THERMOCARE UTV (UNTERTISCH)



ThermoCare UTV (Untertischvariante) geschlossen



ThermoCare UTV (Untertischvariante) geöffnet

Produktvorteile:

- Effektive und wirtschaftliche Instrumentenreinigung und -desinfektion
- Durchflussmengengesteuerte Dosierpumpen gewährleisten eine individuelle, exakte Dosierung der Reinigungs- und Neutralisationsflüssigkeiten aus den Vorratsbehältern
- Optimale Reinigungsergebnisse durch kontinuierliche Überwachung des Spüldrucks
- Mit 65 Liter Kammervolumen
- Schnelle und zuverlässige Aufbereitung ohne Qualitätsverlust bei niedrigem Verbrauch mittels Dampfkondensator
- Aktive DryMax Heißlufttrocknung und HEPA H14 Filter
- Schnelle und einfache Bedienung durch das farbige und übersichtliche 4" Farbdisplay sowie GlasTouch
- Mit 5 voreingestellten Programmen und 40 personalisierbaren Programmen zur Auswahl
- Integrierter Wasserenthärter (Softener)
- Einfache Datenübertragung durch USB- und RS232 Schnittstellen
- Mit 2 integrierten 1 L-Tankbehältern für Reinigungs- u. Neutralisationsflüssigkeit, zusätzliche Lagermöglichkeit von 5 L-Tankbehälter
- Erfüllt die internationalen Standards DIN-EN-ISO 15883- 1/-2 und 5 für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Medizinprodukt Klasse IIa

Lieferumfang:

- Instrumentenständer
- Tablett-Tray-Kassetten-Halter
- Unterkorb ohne Injektorleiste

Optionale Extras:

- Zangenständer
- Kleinteilebehälter
- Unterkorb mit Injektorleiste
- Anschluss für Demineralisierungsanlage

Technische Daten:

- Maße (B x H x T) 595 x 820 x 520 mm
- Kammervolumen 65 l
- Gewicht 65 kg
- Anschlussspannung 230 V, 50 Hz, Stromverbrauch 3,9 kWh
- Ablaufschlauch und Wasserzulaufschläuche im Lieferumfang mit enthalten

Medizin- produkt



Medizin- produkt

Zangenständer ATV / UTV 65 |
314 108 973 |



Medizin- produkt

Instrumentenständer ATV /
UTV 65 | 314 108 974 |



Medizin- produkt

Kleinteilebehälter ATV /
UTV 65 | 314 108 972 |

Produktname	Bestell.-Nr.
ThermoCare UTV (Untertisch)	314 108 982

Medizin-
produkt

Abb. Gehäusefarbe hellgrau

AUTOKLAV FD18 B/S AUTOKLAV FD23 B/S

**SICHERE, BENUTZERFREUNDLICHE,
EFFIZIENTE STERILISATION**

Produktdetails:

- Zuverlässiges Sterilisationsverfahren der Zyklen B/S
- Programmierbare Programmstarts ermöglichen einen Sterilisationszyklus außerhalb der Arbeitszeiten
- Überprüfung der Wasserqualität des Destilats durch einen Leitfähigkeitssensor
- Selbsterklärende und einfache Bedienung durch das hochauflösende 5-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay
- Integrierte Befüllpumpe
- Motorisierte Ver- und Entriegelung der Tür mit Zuziehhilfe
- Fünf unterschiedliche Sterilisationszyklen von 20 bis 54 min Dauer können durch eine Startprogrammierung außerhalb der Arbeitszeit flexibel ausgeführt werden
- Zeit- und wassersparendes Sonderprogramm ermöglicht die Durchführung von Zyklen der Klasse B in kürzester Zeit (max. 0,5 kg)
- Staubschutzfilter schützt vor Verunreinigungen im Gerät
- Präzises und effektives Trocknen dank High-dry-Technologie
- Benutzerverwaltungssystem für die Identifizierung und Zuordnung der Benutzer zu den durchgeführten Zyklen
- Übertragung der Protokolle im PDF-Format über USB, Ethernet oder optional über Wi-Fi
- Sterilisationsprotokolle mit den Zyklusdaten sowie Barcodeetiketten können optional über einen externen Drucker gedruckt werden
- Medizinprodukt Klasse IIa



FD18 offene Ansicht



Externer Drucker für Sterilisationsprotokolle und Barcodeetiketten (optional)



USB und Ethernet-Anschluss



5-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay

Technische Daten FD18:

Gerät	
Maße (B x H x T)	
inkl. hervorstehender Teile	493 x 484 x 646 mm
Gesamtgewicht	57 kg
Kammervolumen	18 l
Kammermaterial	Edelstahl
Volumen Frischwassertank	5,2 l

Zyklusdauer:

134° C Universal B	30 - 48 min
134° C Superspeed B	21 - 40 min
134° C Universal S	25 - 43 min
134° C Prion	58 - 76 min
121° C Softprogramm S	47 - 67 min

Technische Daten FD23:

Gerät	
Maße (B x H x T)	
inkl. hervorstehender Teile	493 x 484 x 646 mm
Gesamtgewicht	61 kg
Kammervolumen	23 l
Kammermaterial	Edelstahl
Volumen Frischwassertank	5,2 l

Zyklusdauer:

134° C Universal B	30 - 48 min
134° C Superspeed B	21 - 40 min
134° C Universal S	25 - 43 min
134° C Prion	58 - 76 min
121° C Softprogramm	47 - 67 min


Lieferumfang:

Autoklav, 2 Schläuche und Trichter für Wasserbefüllung und Entleerung, Trayhalter für 5 Tablett, 3 Tablett, Reinigungsset

Lieferumfang optional (Preis auf Anfrage):

Wi-Fi
Destillationsanlage
Osmose-Anlage
zusätzliche Tablett

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Autoklav FD18 B/S	314 107 920
Autoklav FD23 B/S	314 107 922
Drucker extern für FD18/FD23	314 107 921



Medizin-
produkt

INSTRUMENTENHALTER

Produktdetails:

- Spiralförmiger Instrumentenhalter aus Edelstahl zur stehenden und platzsparenden Unterbringung mehrerer Instrumentensätze in einer Beladung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Instrumentenhalter	314 107 911



Medizin-
produkt

TABLETT (TRAY)

Produktdetails:

- B 180 x H 15 x T 285 mm (für SK07 16 Ltr. und FD18)
- B 183 x H 23 x T 383 mm (für SK07 21 Ltr. und FD23)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Tablett (Tray) für SK07 und FD18	314 107 900
Tablett (Tray) für SK07 21 Liter und FD23	314 107 645



Medizin-
produkt

STERILISATIONSKAMMER-REINIGER

Produktdetails:

- Gebrauchsfertige Lösung zum Reinigen und Pflegen der Sterilisationskammer
- 15 - 30 % Isopropanol, > 5 % anionische Tenside, Duft- und Hilfsmittel

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Sterilisationskammer-Reiniger	314 107 910



HELIX TEST PRO

Produktdetails:

- Zur Leistungsprüfung von Kleinsterilisatoren Typ B nach EN 13060
- Inklusive Prüfkörper und 250 Indikatorstreifen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Helix Test Pro	314 107 925

Medizin-
produkt

DAMPFINDIKATORSTREIFEN FÜR S-KLASSE-AUTOKLAVEN

Produktdetails:

- Indikatorstreifen der Klasse 5 zur Leistungsprüfung von Kleinsterilisatoren Typ S

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Dampfindikatorstreifen für S-Klasse-Autoklaven	314 107 902

Medizin-
produkt

FARO THERMO-DRUCKERPAPIER

Produktdetails:

- Für FARO Autoklaven

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
FARO Thermo-Druckerpapier	314 107 904

Medizin-
produkt

FARO ETIKETTIERGERÄT

Produktdetails:

- Zur Kennzeichnung des verpackten Sterilgutes mit Charge, Freigabedatum und Herstellungsdatum

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
FARO Etikettiergerät	314 107 905

Medizin-
produkt

ERSATZETIKETTEN

Produktdetails:

- Für FARO Etikettiergerät
- 4 Rollen je 500 Stück

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ersatzetiketten	314 107 909



Enbio S –
der schnellste Autoklav am Markt



Einsteigermodell Enbio S –
das überzeugt



lose oder in Folie verpackt sterilisieren



intuitive Bedienung – spielend einfach

ENBIO S

DER KLEINSTE UND SCHNELLSTE AUTOKLAV. BESONDERS ATTRAKTIV FÜR KLEINE PRAXEN

Produktdetails:

- Erfüllt die höchsten Anforderungen der Klasse B
- Medizinprodukt Klasse 2b
- Aufbereitung der Instrumente in nur 7 Minuten, weitere zwei Einstellungen möglich
- Instrumente können lose oder in Folie verpackt und versiegelt sterilisiert werden
- Jedes benötigte Instrument kann umgehend sterilisiert werden und ist schnell wieder gebrauchsfertig (sofortiger Sterilisationsprozess)
- Einfache und intuitive Bedienung
- Einsteigermodell, besonders geeignet für kleine und mittlere Praxen
- Austausch-Service: ein defektes Gerät wird innerhalb der Garantiezeit (2 Jahre) gegen ein neues Gerät umgetauscht
- Einzigartiges Design, ausgezeichnet durch „reddot design award“

Technische Daten ENBIO S:

Gerät	
Maße (B x H x T)	25 x 16 x 56 cm
Gesamtgewicht	15 kg
Kammervolumen	2,7 l
Max. Gewicht der Ladung	0,5 kg

Zyklusdauer:

134° C Fast	7 min
134° C	15 min
121° C	30 min



DURCHLAUFSIEGELGERÄT FS 4000

Produktdetails:

- Startklar in 1 Minute, einfache Handhabung und erhebliche Zeitersparnis
- Inkl. Rollenhalter mit Schneidevorrichtung
- Temperatursteuerung elektronisch, Kraftüberwachung
- Siegelgeschwindigkeit 9 m/ min überwacht
- Siegelrand 10-20 mm einstellbar, Siegelnahtbreite 12 mm
- Schnittstellen: RJ45 / RS232
- Validierfähig
- Zukunftssicher

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Durchlaufsiegelgerät FS 4000 Print	314 108 510



SIEGELGERÄT SL13

Produktdetails:

- Kleines Gerät mit elegantem Design
- Benutzerfreundlich und auch bei intensivem Gebrauch stets zuverlässig
- Interessante Lösung für all jene Anwender, die auf der Suche nach einem professionellen Qualitätsprodukt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis sind

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Siegelgerät SL 13	314 108 200




STERILISATIONSFOLIE

Produktdetails:

- Zum Einschweißen von wiederaufbereitem Instrumentarium
- Medizinisches Papier u. Polypropylenfolie (60 g/m²) mit Indikatorpunkten
- Fertigung gemäß DIN EN ISO 11607 EN 868/5
- Rollenlänge: 200 m

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Sterilisationsfolie 5 cm	314 107 146
Sterilisationsfolie 7,5 cm	314 107 147
Sterilisationsfolie 10 cm	314 107 148
Sterilisationsfolie 15 cm	314 107 149



ROLLENHALTER MIT SCHNEIDEVORRICHTUNG

Produktdetails:

- Edelstahl
- Mit abnehmbaren Standfüßen zur Wandmontage
- Gewicht in kg: 7
- Maße in mm: B 500 x H 400 x T 300

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Rollenhalter mit Schneidevorrichtung	314 107 907



FARO STERILISATIONSBEUTEL

Produktdetails:

- Zum Einschweißen von wiederaufbereitem Instrumentarium
- Einseitig gesiegelt
- Medizinisches Papier u. Polypropylenfolie (60 g/m²) mit Indikatorpunkten
- Fertigung gemäß DIN EN ISO 1 1607 EN 868/5
- 100 Stück

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Sterilisationsbeutel 5 x 25 cm	314 107 134
Sterilisationsbeutel 7,5 x 27 cm	314 107 135
Sterilisationsbeutel 10 x 15 cm	314 107 136
Sterilisationsbeutel 15 x 20 cm	314 107 137
Sterilisationsbeutel 10 x 27 cm	314 107 138
Sterilisationsbeutel 15 x 27 cm	314 107 139

STERILISATIONSMARKER

Produktdetails:

- Zur Beschriftung auf der Papierseite der Sterilisationsverpackung
- Für Dampfsterilisatoren
- Wasserfest
- Auf schwermetallfreier Lösungsbasis
- ISO 11140-1: Klasse 5 Tinte



Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Sterilisationsmarker	314 108 505



SEAL TEST FÜR SIEGELGERÄTE

Produktdetails:

- Zur täglichen Anwendung zwecks Funktionsbeurteilung/ Überprüfung nach DIN EN ISO 11607-2
- Zur Kontrolle einer durchgehenden und schadenfreier Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 6 mm

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Seal Test für Siegelgeräte (VE=100)	314 108 504



DRUCKERPATRONE FÜR SIEGELGERÄT FS 3010 PRINT

Produktdetails:

- Ersatzpatrone für das Siegelgerät FS 3010 Print

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Druckerpatrone für Siegelgerät FS 3010 Print	314 108 506



INK TEST (TINTENTEST)

Produktdetails:

- Siegelnahtdichtigkeitstest zur Routineüberprüfung von Siegelnahten gemäß DIN EN ISO 11607-1 Anhang B, sowie ASTM F1929

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ink Test (Tintentest)	314 108 507



AUTOKLAV MELATRONIC® 15 EN+ S-KLASSE

DIE SCHNELLE STERILISATION

Produktdetails:

- 7 Liter Kesselvolumen
- Kurze Sterilisationsprozesszeiten
- Kompakte Abmessungen
- 4 vollautomatische Programme
- Erfüllt die Forderungen an "Klasse S"-Autoklaven der Norm EN 13060
- Bedienerfreundliche Bedienung
- Wasservorratsbehälter integriert
- Das Gerät kann alternativ im Wasser-Einwegsystem betrieben werden
- Zur Dokumentation hat der Autoklav eine Schnittstelle für den Anschluss an Drucker oder PC
- Der MELAtronic® 15 EN+ ist zukunfts-sicher, da er der Europa-Norm EN 13060 entspricht und nach EN ISO 17665 validierbar ist





MELAFASH® – DOKUMENTATIONS-SET

Produktdetails:

- Einfache Handhabung
- Keine zusätzliche Software nötig
- Übersichtliche, lückenlose und dauerhafte Dokumentation der Sterilisationsvorgänge

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

MELAFASH®-Dokumentations-Set

314 105 704



MELaseal® 100+

Abb. inkl. Rollenhalter „komfort“ und MELAFol®-Rollen

MELASEAL® 100+ (OHNE ROLLENHALTER)

Produktdetails:

- Hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und leichte Bedienbarkeit
- Durch eine kurze Vorwärmzeit von ca. 2 Minuten können Folien hintereinander, ohne Pausenzeiten gesiegelt werden
- Die Siegelnahtbreite von 10 mm ist breiter als die von der EN 868-5 geforderte Mindestbreite von 6 mm
- Siegelzeit und Siegeltemperatur werden während der Versiegelung über die Elektronik automatisch überwacht
- Bei Abweichungen gibt das Folienschweißgerät ein akustisches sowie ein optisches Signal zur Warnung aus
- Eine integrierte Abschneide-Vorrichtung ermöglicht einen individuellen Zuschnitt von Sterilisationstüten entsprechend der Bedarfe in der Praxis
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Maße (B x H x T) inkl. Rollenhalter: 41,5 x 42 x 27 cm
- Gewicht 5,4 kg
- Stromanschluss 230 Volt, 50 Hz, 300 Watt

Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

MELaseal® 100+

314 107 170



Medizin-
produkt

ROLLENHALTER „KOMFORT“

Produktdetails:

- Spart Platz bei der Aufbewahrung der Rollen
- Führungsschienen ermöglichen eine Zentrierung und Führung der Rollen
- Einfache Montage

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Rollenhalter „komfort“	314 107 105



Medizin-
produkt

ROLLENHALTER „STANDARD“

Produktdetails:

- Einfach zu montieren
- Ermöglicht einen einfachen Austausch der Folienrollen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Rollenhalter „standard“	314 107 110



Medizin-
produkt

MELAFOL®-ROLLEN

Produktdetails:

- Klarsicht-Sterilisierverpackung für Autoklaven nach EN 868-5
- Länge pro Rolle: 200 Meter

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
MELAFol®-Rollen 5 cm	314 107 101
MELAFol®-Rollen 7,5 cm	314 107 102
MELAFol®-Rollen 10 cm	314 107 103
MELAFol®-Rollen 15 cm	314 107 106

UMLUFT-HEISSLUFTSTERILISATOR M 75.1

Produktdetails:

- Der Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1 erfüllt in vorbildlicher Art und Weise die Kundenanforderungen nach einem kompakten, preiswerten Gerät
- Der Umluft-Heißluftsterilisator mit mechanischer Luftbewegung entspricht den Anforderungen der staatlichen Gesundheitsstellen
- Mechanische Luftbewegung verhindert Kaltluftnester, die den Sterilisationserfolg gefährden bzw. gegenstandslos werden lassen
- Der Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1 kann wahlweise mit Tablettts oder geschlossenen Aluminiumkassetten bestückt werden
- Betriebszeit bei Einsatz von Tablettts 60 Minuten, bei geschlossenen Kassetten 90 Minuten
- M 75.1 als Frontlademodul mit Zeitschaltuhr 120 Minuten, voll-automatischer Temperaturregelung, Thermostat stufenlos einstellbar und mit eingebautem Thermometer
- Maße (B x H x T):
Außen 31,0 x 26,0 x 37,5 cm
Innen 19,4 x 7,4 x 29,5 cm
- Anschlusswert: 230 V, 50 Hz, 650 W
- Gewicht: 11 kg
- Gerätehaube und Innenbehälter aus Edelstahl
- Inklusive 1 Aluminiumtablett



Produktbezeichnung

Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1

Bestell.-Nr.

314 102 900



ALUMINIUMKASSETTE ZUSÄTZLICH

Produktdetails:

- Passend für Heißluftsterilisator Typ 75
- Maße (B x T x H): 19 x 29 x 4 cm

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Aluminiumkassette zusätzlich	314 102 700



ALUMINIUMTABLETT ZUSÄTZLICH

Produktdetails:

- Passend für Heißluftsterilisator Typ 75
- Maße (B x T x H): 19 x 29 x 2 cm

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Aluminiumtablett zusätzlich	314 102 800



FOLIEN FÜR HEISSLUFTSTERILISATOREN, PLASTERIL A ROLLE

Produktdetails:

- Stärke 0,04 mm, 100 m Länge
- Mit Indikator und Textfeld

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Folie für Heißluftsterilisatoren, PlaSteril A Rolle, 8 cm	314 107 125
Folie für Heißluftsterilisatoren, PlaSteril A Rolle, 12 cm	314 107 126



PLASTERIL A BEUTEL

Produktdetails:

- 1.000 Stück


Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
PlaSteril A Beutel 8 x 20 cm	314 107 127
PlaSteril A Beutel 12 x 25 cm	314 107 128


HYGIENE UND SAUBERKEIT – DAS OBERSTE GEBOT

Seit der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) haben die Menschen eine noch stärker ausgeprägte Sensibilität für Hygiene und Sauberkeit. Dies gilt für medizinische Einrichtungen, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Büroräume, Klassenräume oder Kindertagesstätten, aber auch für das Gastgewerbe, die Schönheitspflege oder Fitnessanlagen. Deshalb sind eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion von essentieller Bedeutung. Wie sieht es aber mit der Luft in unserer Umgebung aus? Wir verbringen 90 % unserer Zeit in geschlossenen Räumen und 9 Stunden täglich teilen wir diesen Raum mit anderen. Die Luft in Innenräumen ist bis zu 5 Mal verunreinigter als die Außenluft.


WAS BEFINDET SICH IN DER LUFT?



Bakterien & Viren



Allergene
(Pollen, Milben,
Schuppen, Schimmel)



VOC
(Flüchtige organische
Verbindungen,
Zigarettenrauch)



Gerüche

EINE UMFASSENDE HYGIENELÖSUNG


Schlechte Luftqualität kann zur Übertragung von Bakterien und Viren über die Luft führen. Zusätzlich zur Reinigung und Desinfektion der Hände, Oberflächen und Instrumente sollte die Luft in Wartezimmern und Behandlungsräumen gereinigt werden.




**Hände waschen/
desinfizieren**



**Oberflächen reinigen/
desinfizieren**



**Instrumente reinigen/
desinfizieren**



Luft reinigen

DIE VORTEILE GESÜNDERER LUFT

EINFACHER ATMEN

99,97 % der Keime, Allergene und Partikel werden einfach und harmlos aus der Luft entfernt.**

IHRE PRODUKTIVITÄT STEIGERN

Gesündere Raumluft verbessert Ihre kognitiven Fähigkeiten (wie Konzentration und Gedächtnis) und verringert krankheitsbedingte Fehlzeiten.

IHRE LOYALITÄT ERHÖHEN

Gesunde Luft, frei von Schadstoffen und starken Gerüchen, zeigt Ihre Fürsorge für Ihre Kunden, Mitarbeiter und sich selbst und verbessert das Wohlbefinden aller Menschen in Ihrer Praxis.

**schon ab 0,3 Mikron



AERAMAX PRO 2

LUFTREINIGER – KLEIN, ABER GROSSARTIG

Produktvorteile:

- Superschlankes Design für kleinere Räume, Behandlungsräume, enge Gänge oder Toiletten
- Mit EnviroSmart Technologie
- 3-5 Luftwechsel pro Stunde in gemeinsam genutzten Innenräumen zwischen 15 und 25 m²

Optionale Extras:

- Bodenständer

Zubehör:

- Hybrid-Filter (ohne Vorfilter)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Luftreiniger AeraMax Pro 2	314 108 600
Bodenständer für AeraMax Pro 2	314 108 610
Hybrid-Filter für AeraMax Pro 2	714 108 600

TECHNISCHE DATEN AERAMAX PRO 2 UND 3

	AERAMAX PRO 2	AERAMAX PRO 3 Wand	AERAMAX PRO 3 Stand
Lüfterstufen	5	5	5
Luftzufuhr (m ³ / Std.)	60, 73, 87, 109, 170	129, 158, 190, 238, 374	129, 158, 190, 238, 374
Geräuschpegel (dB)	45, 48, 51, 60, 64	38, 41, 48, 52, 67	38, 41, 48, 52, 67
Maße (H x B x T)	574 x 360 x 104 mm	495 x 534 x 241 mm	495 x 534 x 241 mm
Gewicht (kg)	5,8 kg	9,1 kg	9,1 kg
Stromverbrauch (W)	7, 10, 14, 40, 70	5, 8, 11, 21, 100	5, 8, 11, 21, 100
Energy Star zertifiziert	Ja	Ja	Ja
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 2 A	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Elektrische Sicherheit zertifiziert gemäß	TÜV, GS, CE	TÜV, GS, CE	TÜV, GS, CE
Luftinlass-/ auslass	Seite/ oben	unten/ oben	unten/ oben
Bedienfeld	Kapazitiver Touchscreen	Kapazitiver Touchscreen & TFT LCD Pure View Anzeige	Kapazitiver Touchscreen & TFT LCD Pure View Anzeige
Gehäusematerial	UV-beständiger ABS Kunststoff	UV-beständiger ABS Kunststoff	UV-beständiger ABS Kunststoff
Betriebstemperatur	10° C -40° C	5° C -40° C	5° C -40° C
Betriebsluftfeuchtigkeit	Bis zu 60 % LF	Bis zu 60 % LF	Bis zu 60 % LF
Garantie	3 Jahre limitiert	5 Jahre limitiert	5 Jahre limitiert
Installationsvarianten	Wandmontage mit Stecker oder Bodenständer	Wandmontage fest installiert und verkabelt	inkl. Bodenständer und EU Stecker



AERAMAX PRO 3

LUFTREINIGER – PASST PERFEKT IN DIE MEISTEN RÄUME

Produktvorteile:

- eignet sich für die meisten Räume, Behandlungsräume, Toiletten, Warteräume und geschlossene Gemeinschaftsräume
- mit PureView und EnviroSmart Technologie
- 3-5 Luftwechsel pro Stunde in gemeinsam genutzten Innenräumen zwischen 30 und 55 m²

Zubehör:

- Hybrid-Filter (mit Vorfilter)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Luftreiniger AeraMax Pro 3 (Wandmontage)	314 108 601
Luftreiniger AeraMax Pro 3 (Bodenständer)	314 108 602
Hybrid-Filter für AeraMax Pro 3	714 108 601

TECHNISCHE DATEN FÜR HYBRID-FILTER



Hybrid-Filter für AERAMAX PRO 2



Hybrid-Filter für AERAMAX PRO 3

	Hybrid-Filter für AERAMAX PRO 2	Hybrid-Filter für AERAMAX PRO 3
Filtertyp	50 mm Filter aus 50 % Aktivkohle & 50 % True HEPA	50 mm Filter aus 50 % Aktivkohle & 50 % True HEPA
HEPA Filter Media	1,1 m ²	1,3 m ²
Antimikrobielles Verfahren	Ja	Ja (True HEPA)
Aktivkohlegewicht	n. a.	1,8 kg
geschätzte Filterlebensdauer	12 Monate	12 Monate
Verpackungsinhalt	1 Stück	2 Stück (Lieferung inklusive Vorfilter)



ULTRASCHALL

REINIGUNGSGERÄTE

Ultraschall-Reinigungsgeräte ermöglichen Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsschritt. Ultraschall hat den Vorteil, besonders gründlich zu reinigen. Die Schallwellen dringen selbst in kleinste Hohlräume vor, die eine Bürste nie erreichen könnte. Außerdem arbeitet ein Ultraschallbad besonders materialschonend, wodurch vor allem rotierende und empfindliche Edelstahl-Instrumente länger halten. Instrumente werden im Ultraschallbad nicht erhitzt und stehen nach dem Reinigungs- und Desinfektionsvorgang sofort wieder zur Verfügung.

KEIN RAUM FÜR KEIME

Für Fußspezialisten ist Sorgfalt im Hygienealltag selbstverständlich. Und dennoch: Die Aufbereitung kann zum Beispiel am falschen Platz erfolgen, denn es braucht einen separaten Hygieneraum mit drei getrennten Bereichen. Im Hygieneprozess soll das die Gefahr einer Rekontamination unterbinden.

Die Praxis von Max Meister ist nur 45 Quadratmeter groß mit einer Kabine und einem kleinen Empfangsraum. Die ehemalige Toilette hat er zu einem Hygieneraum umgebaut.

Der Fußspezialist kennt die Hygienekette wie seine Westentasche. Vorreinigen, Spülen, gründliches Reinigen im Ultraschallbad, erneutes Spülen, Desinfizieren in der Desinfektionswanne und Spülen. Um alles richtig zu machen, hat Max Meister ein Siegelgerät SL13 von Gerlach angeschafft. Vor jeder Sterilisation versiegelt er seine Instrumente fachgerecht. Und trotzdem: Beim letzten Besuch des Gesundheitsamts gab es eine Beanstandung. Der Grund lag darin, dass Max Meister

das Siegelgerät unmittelbar neben dem Waschbecken benutzt hat. Diese Zone gehört im Hygienejargon zum „unreinen“ Hygienebereich. Die Verpackung jedoch soll ein Sterilbarrieresystem erzeugen, das gemäß DIN EN ISO 11607-1 für potenziell kritische Instrumente verpflichtend ist.

Im unreinen Bereich besteht aber das Risiko einer erneuten Keimbesiedelung. Der Verpackungsprozess soll daher zusammen mit der Sterilisation zwingend in einem „reinen“ Hygienebereich erfolgen, also in einem klar getrennten Bereich.

In seinen beengten Räumlichkeiten hat Max Meister kaum eine andere Wahl. Er montiert eine Plexiglas-trennwand zwischen dem Waschbecken und dem Siegelgerät. Einfacher wird es, wenn der Hygienebereich groß genug ist, um die drei im Hygieneprozess benötigten Bereiche zu trennen. Im Bereich eins erfolgt die Reinigung und Desinfektion, im Bereich zwei die (verpackte) Sterilisation und schließlich im dritten Bereich die Aufbewahrung (siehe Schaubild).

Bereich: Sterilisation


Autoklav, Siegelgerät und Kontrollbuch: Mit einem Siegelgerät, etwa dem SL13 von GEHWOL TECH lassen sich die gereinigten und desinfizierten Instrumente einfach in Folie einschweißen. Der Autoklav FD18 sorgt für die perfekte Keimfreiheit. Jeder Vorgang wird dann im Kontrollbuch dokumentiert.

Bereich: Reinigung und Desinfektion

Im Waschbecken lassen sich die gebrauchten Instrumente vorreinigen und abspülen. Danach folgt ein Ultraschallbad, etwa im Gerlach PODO PRO 3. Anschließend werden die gereinigten Instrumente mit einem geeigneten Desinfektionsmittel wie dem Korsolex basic desinfiziert. Danach noch einmal mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Bereich: Getrennte Ablage für das Sterilgut

Das aufbereitete Sterilgut muss im getrennten Bereich aufbewahrt werden, um eine Rekontamination zu vermeiden, etwa in einem Schrank in Instrumentenboxen. UV-Fächer dienen der keimarmen Lagerung am Arbeitsplatz, etwa im Fußpflegeschränk AT/NT clean von Gerlach.



© adobe stock | dentisxizer


SAUBER GELÖST

Wo Hygiene eine wichtige Rolle spielt, muss man höchste Maßstäbe setzen. In den Statistiken der berufsbedingten Krankheiten stehen Hautkrankheiten vor allem deshalb ganz oben, weil sich Keime und Bakterien nicht durch oberflächliche Reinigung entfernen lassen.

Und – Keime lauern überall!

Desinfektion ist daher das A und O der Hygiene.

GEHWOL TECH liefert Ihnen maßgerechte Lösungen für jeden Bereich: Desinfektionsmittel für Haut, Wunden, Oberflächen und Instrumente. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf die individuellen Anforderungen der verschiedenen Bereiche abgestimmt, machen unsere Produkte das Arbeiten sicherer und unterstützen Ihre Professionalität im Umgang mit Patient und Material.



VORBEUGENDE SICHERHEIT

Bei dem Hautschutz dreht es sich in erster Linie um den vorbeugenden Schutz. Da die Hände zu den wichtigsten Übertragungswegen von Keimen zählen, ist hier der Bedarf am größten, beschränkt sich jedoch nicht auf die Desinfektion der Haut. In hygienerlevanten Einrichtungen spielt allerdings gerade die übliche Reinigung – das Waschen mit Wasser – nur eine kleine Rolle. Wasser alleine kann die Keime kaum ausreichend reduzieren, empfindliche Instrumente können beschädigt werden. Mit unseren Desinfektionsmitteln sind Sie auf der sicheren Seite.





GERLACH PODO MED 1 (0,7 LTR)

Produktdetails:

- MDR konform
- Cleanes Design – leicht zu reinigende Edelstahloberfläche
- Einfache und anwenderfreundliche Bedienung mit LED Anzeige
- 4 anwendungsspezifische Gerlach-Programme
- Platzsparendes, kleines, handliches Ultraschallgerät
- Sicherheitsabschaltung mit Aufwachfunktion
- Korbboden mit Bajonettöffnungen zur Aufnahme verschiedenster Halterungen
- Kunststoffdeckel reduziert die Betriebslautstärke und kann als Abtropfwanne dienen
- Abnehmbarer Netzstecker (Kaltgerätestecker)
- Schalldruckpegel: < 80 dB
- Gerät Außenmaße (B x T x H): 23,5 x 13 x 20 cm inkl. Deckel
- Korb Innenmaß (B x T x H): 15,5 x 7 x 3,5 cm
- Gewicht (mit Deckel): 2,0 kg
- Ultraschallfrequenz: 37 kHz
- Ultraschallspitzenleistung: max. 240 Watt
- Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH Podo MED 1	314 109 760

GERLACH PODO MED 3 (1,6 LTR)

Produktdetails:

- MDR konform
- Cleanes Design – leicht zu reinigende Edelstahloberfläche
- Gut leserliches Display – intuitiv bedienbar
- 4 anwendungsspezifische Gerlach-Programme
- Korbboden mit Bajonettöffnungen zur Aufnahme verschiedenster Halterungen
- Abnehmbarer Netzstecker (Kaltgerätestecker)
- 5 Ultraschallmodi – degas, eco, sweep, pulse, dynamic
- Konfiguration der Grenztemperatur zur Vermeidung einer Proteinfixierung
- Gerätefeedback bei Überschreitung der Soll-Temperatur
- Doppelnutzen des Kunststoffdeckels – reduziert die Betriebslautstärke und kann als Abtropftablett für den Reinigungskorb dienen
- Schalldruckpegel: <80 dB
- Gerät Außenmaß (B x T x H) 30,5 x 17 x 23 cm inkl. Deckel
- Korb Innenmaß (B x T x H) 25,5 x 20,0 x 5,5 cm
- Gewicht (mit Deckel): 3,6 kg
- Ultraschallfrequenz: 37 kHz
- Ultraschallspitzenleistung max. 480 Watt
- Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz



Medizin-
produkt

Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH Podo MED 3 314 109 750

Neu



Ultraschall-Reinigungsgerät ELMASONIC Easy 10

Das besonders benutzer- und einsteigerfreundliche Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy 10 ist der ideale Helfer zur Intensivreinigung Ihrer Instrumente vor der Sterilisation.

Die Reinigungsdauer kann einfach und intuitiv auf dem übersichtlichen Bedienfeld eingestellt, gestartet und gestoppt werden. Durch optische und akustische Signale beim Erreichen der Reinigungsdauer oder bei Fehlermeldungen wird der Anwender zusätzlich unterstützt.

Es gibt die Auswahl zwischen zwei Ultraschallmodi. Der umweltfreundliche eco Modus bietet eine leisere und materialschonende Reinigung, die zudem die Lebensdauer der Wanne verlängert. Der dynamic Modus kommt mit der optimierten Schallfeldverteilung im Reinigungsbad bei hartnäckigsten Verschmutzungen zum Einsatz.

Produktdetails:

- Anwender im Blick: übersichtliches und intuitives Bedienfeld sowie akustische und optische Signale
- 2 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad:
 - Dynamic-Modus, automatisch eingestellt, zur intensiven Reinigung hartnäckigster Verschmutzungen
 - Eco-Modus, zuschaltbar, für eine schonende und leisere Reinigung, spart Energie und erhöht die Lebensdauer der Wanne
- Reinigungsdauer kann zwischen 1 Minute und 30 Minuten und Dauerbetrieb eingestellt werden
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden ohne Bedienung
- Gehäuse spritzwassergeschützt, Reinigungswanne aus Edelstahl
- Ohne Heizung

Produktbezeichnung

Bestell.-Nr.

Ultraschall-Reinigungsgerät ELMASONIC Easy 10

314 109 930

Neu



ULTRASCHALL-REINIGUNGSGERÄT ELMASONIC MED 60

Das Elmasonic MED 60 gehört zu der Serie leistungsstarker Ultraschallreinigungsgерäte, die für zuverlässige Vorreinigung von Instrumenten steht. Mit 37 kHz Ultraschallfrequenz lassen sich auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernen. Die Edelstahloberflächen sowie das abwischbare Display und Folientastatur ermöglichen eine einfache Reinigung.

Fünf individuelle Ultraschallmodi sowie vier individuell speicherbare Reinigungsprogramme sorgen für ein perfektes Reinigungsergebnis. Das intuitive und anwenderfreundlich gestaltete Display sorgen für eine einfache und präzise Bedienung. Optische und akustische Signale informieren den Anwender stets über den aktuellen Betriebszustand.

Durch die individuell einstellbare Grenztemperatur werden Ihre wertvollen Instrumente geschützt.

Der Kunststoffdeckel sorgt nicht nur für eine geringere Geräuschbelastung, sondern lässt sich nach der Reinigung auch praktischerweise als Abtropftablett nutzen.

Entfernt Blut, Fette, Gipse, Schleif- und Polierpasten, Horn- und Hautreste und sonstige Verunreinigungen.

Produktdetails:

- 5 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad:
 - Eco-Modus: Schonende Reinigung bei leiserem Betrieb
 - Sweep-Modus: Gleichmäßige Reinigung durch gleichmäßige Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
 - Pulse-Modus: Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen durch pulsierende Schallfeldverteilung
 - Dynamic-Modus: Kombination der Ultraschallmodi sweep und pulse zur Erhöhung der Gesamtreinigungsleistung
 - Degas-Modus: Schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit
- 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar
- Individuell einstellbare Grenztemperatur zwischen 40 – 60 °C
- Anwender im Blick: übersichtliches und intuitives Bedienfeld sowie akustische und optische Signale
- Leicht zu reinigende, abwischbare Frontfolie
- Trockenlaufsicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden ohne Bedienung
- MDR-Konform, Medizinprodukt Klasse I



FARO ULTRASCHALL TESTSYSTEM INKL. DAUERPRÜFKÖRPER UND 30 BLATT

Produktdetails:

- Simuliert Sterilisationsanforderungen an Hohlkörper-Instrumente
- Dauerhaft verwendbar
- Lieferumfang: inkl. Dauerprüfkörper und 30 Blatt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
FARO Ultraschall Testsystem inkl. Dauerprüfkörper und 30 Blatt	314 108 508



FARO ULTRASCHALL TESTFOLIEN, 50 STÜCK

Produktdetails:

- Folientests sind eine gängige und kostengünstige Möglichkeit, die Ultraschall- bzw. Kavitationsleistung im Ultraschallbad zu überprüfen
- Die Spezialfolie wird in den Rahmen eingelegt, im Ultraschallbad positioniert und der Reinigungsvorgang gestartet
- Die entstehenden Folienbilder liefern eine Beurteilungsgrundlage für die Ultraschallleistung bzw. -verteilung im Ultraschallbad
- Die Prüfung sollte wöchentlich erfolgen
- Inhalt: 50 Stück

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
FARO Ultraschall Testfolien, 50 Stück	314 108 509



INSTRUMENTEN-DESINFIZIERWANNE

Produktdetails:

- Für das Ansetzen von Desinfektionsbädern
- Wanne und Siebeinsatz aus robustem PVC
- Eingearbeitete Griffmulden für eine sichere Handhabung
- Wannenmaß (B x T x H) 30 x 20 x 11 cm
- 3 Liter Füllvolumen

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Instrumenten-Desinfektionswanne	314 126 500



DESINFEKTION

MITTEL FÜR SICHERE HYGIENE

Hygiene und Sauberkeit sind das oberste Gebot in jeder Fußpflegepraxis. Mit unseren Desinfektionsprodukten schafft Hygiene in Ihrer Praxis Sicherheit und Vertrauen.

ELTRA®



Produktdetails:

- Wäscht, bleicht und desinfiziert gleichzeitig
- Biologisch wirksam gegen Eiweiß- und Stärkeverschmutzungen
- Optimale Reinigungsergebnisse bereits ab 60 °C

Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, RKI (A), RKI (B)	Gebrauchsfertig	–	6 kg	314 266 000

GERLASAN® SOFT MED. WASCHGEL



Produktdetails:

- Zur milden und gründlichen Reinigung der Hände
- Rückfettendes medizinisches Hand-Wasch-Gel
- Hautschonend durch Protein
- Ohne Farbstoffe

Kosmetikum

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
–	Gebrauchsfertig	–	1.000 ml	205 071 200
–	Gebrauchsfertig	–	5.000 ml	205 071 300

GEHWOL® LOTION



Produktdetails:

- Zur Reinigung und Erfrischung der Füße
- Desinfizierende alkoholische Lotion mit Menthol und Lavendelöl
- Eignet sich zur Reinigung und Erfrischung der Füße vor oder nach der Fußpflege
- Schützt vor Fußpilz und Bakterien

Kosmetikum

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
–	Gebrauchsfertig	–	500 ml	101 061 100
–	Gebrauchsfertig	–	1.000 ml	101 061 200

CUTASEPT® F¹⁾**WIRKSTOFF: PROPAN-2-OL 63,0 G, ENTSPRICHT 72 VOL.%**

- Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen.
- Chirurgische und hygienische Händedesinfektion
- Haut-Desinfizienz mit entfettender Reinigung

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 455) Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Arzneimittel

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek.	50 ml	314 230 300
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek.	250 ml	314 231 000
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek.	1.000 ml	314 231 100

OCTENISEPT® WUND-DESINFEKTION¹⁾**ANTISEPTIKUM ZUR BEHANDLUNG VON AKUTEN UND CHRONISCHEN WUNDEN****WIRKSTOFFE: OCTENIDINDIHYDROCHLORID, PHENOXYETHANOL (PH. EUR.)**

- Desinfektion akuter und chronischer Wunden
- Schützt aktiv vor einer Infektion
- Schmerzfrei anzuwenden
- Schneller Wirkeintritt
- Farblos

octenisept® Wund-Desinfektion ist ein Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Farbloses, sehr verträgliches Spray zur Desinfektion und Nachreinigung von Schnitt-, Kratz- und Schwürfwunden sowie offenen Blasen – schnell und einfach in der Anwendung!

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 455) Freiverkäufliches Arzneimittel.

Arzneimittel

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
Arzneimittel	Gebrauchsfertig	–	50 ml	314 265 000

OCTENISEPT® GEL**ZUR WUNDHEILUNG BEI AKUTEN WUNDEN UND LEICHTEN VERBRENNUNGEN****Produktdetails:**

- Schnellere Wundheilung durch optimale Versorgung mit Feuchtigkeit
- Reduziert den Schmerz
- Schützt die Wunde vor Keimen
- Reduziert Narbenbildung
- Mit Octenidin

Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
Medizinprodukt	Gebrauchsfertig	–	20 ml	316 902 400

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (**)
und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 455.

PEDILEN N



Produktvorteile:

- Pflegt, erweicht und erleichtert die Entfernung von Nagelhaut
- Zur Entfernung von Hühneraugen und eingewachsenen Nagelteilen gut geeignet

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	Gebrauchsfertig	-	20 ml	314 221 600

GERLASAN® HANDCREME



Produktdetails:

- Formulierung aus Aloe vera, Jojoba, Tapioka und Harnstoff (Urea)
- Mit hautberuhigendem Bisabolol und regenerationsförderndem Panthenol
- Mit pilzvorbeugenden, antimikrobiellen Inhaltsstoffen für den Schutz der Hände
- Pflegt und schützt strapazierte Hände intensiv, insbesondere bei häufigem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln sowie Verwendung von Schutzhandschuhen
- Lässt sich gut verteilen, zieht schnell ein und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl
- Feuchtigkeitsspendend
- Zur täglichen Pflege der Hände
- Dose mit Spender

Kosmetikum

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	Gebrauchsfertig	-	500 ml	205 021 100

GERLASAN® HÄNDEDESINFEKTION



Produktdetails:

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen Haut- und Händedesinfektion
- Dermatologisch getestet und sehr gut hautverträglich
- Keine Zusatzstoffe
- Extrem kurze Einwirkzeiten
- Bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid
- Auch für die chirurgische Händedesinfektion geeignet
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich, u.a. in praktischer 75 ml-Flasche für die Handhygiene unterwegs

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek. - 1 Min.	500 ml	314 270 001
VAH	Gebrauchsfertig	15 Sek. - 1 Min.	1.000 ml	314 270 002

DOSIERPUMPE FÜR GERLACH DESINFEKTION 500 ML UND 1.000 ML



Produktdetails:

- Passend für alle GERLACH Desinfektionmittel 500 und 1.000 ml
- Für flüssige und gelige Desinfektionsmittel geeignet

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
für 500 & 1.000 ml		–	1 Stück	730 240 100

STERILLIUM®¹⁾

WIRKSTOFF: PROPAN-2-OL 45,0 G, PROPAN-1-OL 30,0 G, MECETRONIUMETILSULFAT 0,2 G



- Zur hygienischen und chirurgischen Hände-Desinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen.
- Alkoholische Händedesinfektion mit sehr guter Hautverträglichkeit
- Umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren sowie Noro-, Adeno- und Rotavirus
- Erhält den natürlichen pH-Wert der Haut

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 454) Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, IHO, RKI (A)	Gebrauchsfertig	30 Sek.	100 ml	314 120 600
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	500 ml	314 121 100

Arzneimittel

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (**)
und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 455.

STERILLIUM® CLASSIC PURE¹⁾

WIRKSTOFF: PROPAN-2-OL 45,0 G, PROPAN-1-OL 30,0 G, MECETRONIUM ETILSULFAT (INN)



- Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion. Haut-Desinfektion vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Impfungen. Hepatitis B-Prophylaxe.
- Rückfettend und hautschonend
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hervorragende Sofortwirkung

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 455) Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Arzneimittel

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, RKI (B), RKI (A), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	100 ml	314 120 602
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	500 ml	314 121 102
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	1.000 ml	314 121 202
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	Gebrauchsfertig	30 Sek.	5.000 ml	314 121 203

DOSIERPUMPEN FÜR STERILLIUM®

Produktdetails:

- für 500 und 1.000 ml Gebinde



Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
für 500 ml	–	–	1 Stück	730 100 500
für 1.000 ml	–	–	1 Stück	730 100 600

STERILLIUM® GEL PURE

Produktdetails:

- Händedesinfektions-Gel mit breitem Wirkungsspektrum gegen Pilze, Viren und Bakterien
- Optimal zu dosieren
- Farbstoff- und parfümfrei



Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	–	100 ml	314 121 300
VAH	Gebrauchsfertig	–	475 ml	314 121 301
–	Gebrauchsfertig	–	1.000 ml	314 121 302
VAH	Gebrauchsfertig	–	1.000 ml	314 121 303



CLEANSAFE DESINFEKTIONSMITTELPENDER

Produktdetails:

- Dosierspender für Händedesinfektionsgel in der hygienischen 1.000-ml-CleanSafe-Flasche
- CleanSafe touchless mit Sensor
- CleanSafe basic mit Drucktaste

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	-	-	1 Stück	314 121 304
-	-	-	1 Stück	314 121 305



ARMHEBELSPENDER

Produktdetails:

- Für Euroflaschen (Bode Sterillium und Gerlach Händedesinfektion flüssig sowie gelig)
- Mittels Klebestreifen oder Schrauben an der Wand zu befestigen
- Inklusive Tropfschale

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Armhebelspender für 500 ml	314 121 307
Armhebelspender für 1.000 ml	314 121 308



BODE DESINFEKTIONSMITTELHALTER EUROSPENDER SAFETY PLUS

Produktdetails:

- Mit integrierter Auffangschale für Flüssigkeiten
- Mit integrierter Diebstahlsicherung für die Desinfektionsmittel
- Inklusive Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Eurospender für 500 ml	730 100 100
Eurospender für 1.000 ml	730 100 200

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (***) und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 455.



BODE WANDHALTER

Produktdetails:

- Für Desinfektionsmittelpender oder Bacillol Tissue Spenderdosen
- Inklusive Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Wandhalter für 500 ml	730 100 300
Wandhalter für 1.000 ml	730 100 400



STERILLIUM® DESINFEKTIONSTUCH¹⁾

WIRKSTOFF: 2-PROPANOL 1.341,00 MG, 1-PROPANOL 894,00 MG, MECETRONIUM ETILSULFAT 5,96 MG

- Zur Desinfektion von vegetativen Bakterien, Mykobakterien und Pilzen an Händen und Haut
- Alkoholische Hände- und Flächendesinfektion
- Sehr gute Hautverträglichkeit, rückfettend
- Einzeln verpackt
- Für unterwegs

(Arzneimittel-Informationen siehe Seite 455) Freiverkäufliches Arzneimittel.

Warnhinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Arzneimittel

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	30 Sek.	10 Stück	314 120 100
VAH	Gebrauchsfertig	30 Sek.	100 Stück	314 120 100

GERLACH TECHNIK FLÄCHENDESINFEKTION

Produktdetails:

- Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Sehr geringer Alkoholanteil
- Ohne quartäre Ammoniumsalze (QAV)
- Rückstandsfreie Abtrocknung



Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 2 Min	1.000 ml	314 270 005

GERLACH TECHNIK DESINFEKTIONSTÜCHER



Produktdetails:

- Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion
- Fusselfreies PP/VIS-Vlies 12 x 20 cm
- Rückstandsfreie Abtrocknung
- Dose kann mit dem Refill-Beutel nachgefüllt werden
- Ersatz-Leerdose mit Depotdeckel separat erhältlich

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 5 Min.	100 Tücher	314 270 007
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 5 Min.	100 Tücher Refill-Beutel	314 270 006
-	-	-	1 Stück Ersatz-Leerdose	730 240 102

Medizin-
produkt

GERLACH TECHNIK DESINFEKTIONSTÜCHER – ALKOHOLFREI



Produktdetails:

- Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion
- Fusselfreies PP/VIS-Vlies 12 x 20 cm
- Rückstandsfreie Abtrocknung
- Dose kann mit dem Refill-Beutel – alkoholfrei nachgefüllt werden
- Ersatz-Leerdose mit Depotdeckel separat erhältlich

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min.	100 Tücher	314 270 017
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min.	100 Tücher Refill-Beutel	314 270 016
-	-	-	1 Stück Ersatz-Leerdose	730 240 102

Medizin-
produkt

GERLACH TECHNIK DESINFEKTIONSTÜCHER BIG – ALKOHOLFREI



Produktdetails:

- Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion
- Fusselfreies PES/VIS Tuch 28 x 30 cm
- Nahezu rückstandsfreie Abtrocknung
- Quattro-Eimer zur einfachen Entnahme der Tücher zusätzlich erhältlich

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	1 Min. - 5 Min.	90 Tücher	314 270 018
-	-	-	1 Stück Quattro Eimer	730 240 103

Medizin-
produkt

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (**)
und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 455.

GERLACH TECHNIK FLÄCHENDESINFEKTION KONZENTRAT



Produktdetails:

- Zur regelmäßigen Reinigung und Desinfektion von Fußböden
- Hervorragende Reinigungsleistung (zusätzlicher Einsatz von Reinigungsadditiven nicht notwendig)
- Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
- Extrem breites Wirkungsspektrum mit niedriger Anwendungskonzentration
- Auch für Dosieranlagen geeignet
- Ohne Aldehyde oder Phenole

Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
–	Konzentrat	15 Min.	1.000 ml	314 270 011



BACILLOL® AF

Produktdetails:

- Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel mit umfassender Wirksamkeit
- Rückstandsfreie Auftrocknung
- Aldehyd- und parfümfrei

Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, RKI (A), IHO	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	30 Sek.	500 ml	314 151 300
VAH, RKI (A), IHO	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	30 Sek.	1.000 ml	314 151 400
für 500 & 1.000 ml	–	–	1 Stück	730 100 000

MIKROBAC® FORTE

Produktdetails:

- Aldehydfreie Wischdesinfektion
- Breites Wirkspektrum
- Gute Reinigungsleistung



Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, IHO	2 %	5 Min.	20 ml	314 210 100
VAH, IHO	0,5 %	1 Std.	VE 25 Stück	314 210 100

BACILLOL® TISSUES

Produktdetails:

- Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher mit breitem Wirkungsspektrum
- Einfache Entnahme aus der Spenderdose
- Nachfüllbar



Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	30 Sek.	Spenderdose Nach- füllbeutel	314 181 500
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	5 Min.	je 100 Tücher	314 181 600

MIKROBAC TISSUES®

Produktdetails:

- Alkohol-, aldehyd-, farbstoff- u. parfümfrei
- Schnell wirksam
- Sehr gute Materialverträglichkeit



Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion	30 Sek.	80 Tücher	314 210 200

PLASTISEPT ECO

Produktdetails:

- Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Desinfektionsschaum für empfindliche Oberflächen von Medizinprodukten
- Alkohol-, aldehyd- und phenolfreie Formulierung



Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, DGHM	Gebrauchsfertig	1 Min.	500 ml Schaumflasche	314 221 300

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (**)
und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 455.

EFESOL BOHRERBAD



Produktdetails:

- Intensivreinigungsmittel für Fräser und Bohrer (nicht für Keramik-Schleifkörper geeignet)
- Auch im Ultraschallbad geeignet

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
Efesol	Gebrauchsfertig	15 Min.	1.000 ml	317 102 800
Efesol	Gebrauchsfertig	15 Min.	5.000 ml	317 102 900

GERLACH TECHNIK INSTRUMENTENREINIGER



Produktdetails:

- Zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von zahnärztlichen Bohrern und rotierenden Instrumenten
- VAH-gelistet
- Nicht korrosiv
- Aldehydfrei
- Materialschonend

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Gebrauchsfertig	5 Min.	2.000 ml	314 270 010

BODEX® FORTE



Produktdetails:

- Starke Reinigungsleistung und hohe Materialverträglichkeit
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Löst Biofilme
- Entfernt selbstständig Eiweiße, Blut, Sekrete und Fette im Rahmen der Vorreinigung

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)	0,5 % - 1 %	5 Min - 10 Min.	2.000 ml	314 182 200

Medizin-
produkt

KORSOLEX® BASIC



Produktdetails:

- Aldehydisches Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum inklusive Viruzide
- Geringe Einsatzkonzentrationen

Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, RKI (A), RKI (B), IHO	2 % - 4 %	15 Min. - 60 Min.	2.000 ml	314 261 400

BOMIX® PLUS



Produktdetails:

- Aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel mit hervorragender Reinigungsleistung
- Hervorragende Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit
- Sehr ergiebig

Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, IHO	0,25 % - 2 %	5 Min - 30 Min.	2.000 ml	314 182 100

GERLACH TECHNIK INSTRUMENTENDESINFEKTION KONZENTRAT



Produktdetails:

- Zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten
- VAH-gelistet
- Sehr gute Materialverträglichkeit und Reinigungsleistung
- Aldehydfrei
- Geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- Angenehmer Geruch

Medizin-
produkt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	Konzentrat	15 Min.	2.000 ml	314 270 009

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (**)
und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 455.

BIB FORTE ECO



Produktdetails:

- Zur nicht proteinfixierenden Reinigung und Desinfektion von rotierenden Instrumenten
- Aldehyd- und phenol- und QAV freies Flüssigkonzentrat
- Absolut materialverträglich

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH, DGHM	ergiebig 0,5 %	60 Min. ohne Ultraschall	1.000 ml	314 221 500
VAH, DGHM	ergiebig 2 %	30 Min. ohne Ultraschall	1.000 ml	314 221 500
VAH, DGHM	schnell 3 %	10 Min. im Ultraschallbad	1.000 ml	314 221 500
VAH, DGHM	schnell 4 %	5 Min. im Ultraschallbad	1.000 ml	314 221 500

Medizin-
produkt

STAMMOPUR DR 8



Produktdetails:

- Aldehydfreies Desinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit
- Sehr hohe Materialverträglichkeit
- Sehr ergiebig
- Geruchsneutral
- Aldehyd-, phenol- und chlorfrei

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
VAH	0,02	5 Min. mit Ultraschall	2.000 ml	314 104 101
VAH	0,03	15 Min. ohne Ultraschall	2.000 ml	314 104 101

Medizin-
produkt

MESSBECHER FÜR DESINFIZIATIONSMITTEL



Produktdetails:

- 250 ml Füllvolumen
- Teilstriche in 5 ml Schritten
- Mit aufgedruckter Dosiermengenumrechnungstabelle

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell.-Nr.
-	-	-	1 Stück	730 160 000

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (**)
und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 455.



Medizin-
produkt

PEHA-SOFT NITRILE FINO

EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUH AUS NITRIL

Produktdetails:

- Schutz vor pathogenen Keimen und Viren
- Höchstes Tastempfinden, höchster Tragekomfort und optimale Passform
- Angenehmes, besonders weiches Material mit neutralem Geruch, puderfrei
- 150 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Peha-soft nitrile FINO XS	314 112 700
Peha-soft nitrile FINO S	314 112 701
Peha-soft nitrile FINO M	314 112 702
Peha-soft nitrile FINO L	314 112 703



Medizin-
produkt

PEHA-SOFT LATEX PUDERFREI HANDSCHUHE

EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE AUS LATEX

Produktdetails:

- Aus weichem Latex, puderfrei
- Hochelastisch, reißfest und sicher, durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen
- Texturierter Fingerbereich für optimale Grifffigkeit
- Hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen
- 80 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Peha-soft LATEX puderfrei Handschuhe XS	314 112 710
Peha-soft LATEX puderfrei Handschuhe S	314 112 711
Peha-soft LATEX puderfrei Handschuhe M	314 112 712
Peha-soft LATEX puderfrei Handschuhe L	314 112 713



Medizin-
produkt

PEHA-SOFT VINYL PUDERFREI HANDSCHUHE

LATEXFREIE EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE AUS VINYL

Produktdetails:

- Puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen
- Elastisch und reißfest
- Gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen
- 100 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe S	314 112 720
Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe M	314 112 721
Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe L	314 112 722

Medizin-
produkt**GERLACH NITRIL-HANDSCHUHE****EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE
AUS NITRIL**

Produktdetails:

- Anschmiegsam, passgenau und mit ausgezeichnetem Tastempfinden
- Reißfest für äußerst präzises Arbeiten
- Geruchsneutral und puderfrei
- 100 Stück pro Packung; VE = 10 Packungen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Nitril-Handschuhe S	314 112 800
GERLACH Nitril-Handschuhe M	314 112 801
GERLACH Nitril Handschuhe L	314 112 802

Medizin-
produkt**GERLACH LATEX-HANDSCHUHE****EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE AUS LATEX**

Produktdetails:

- Allergenarm durch niedrigen Latexproteingehalt und Puderverzicht
- Hohe Griffsicherheit durch angeraute Oberfläche, besonders unter feuchten Bedingungen
- Extrem anschmiegsam, passgenau und mit ausgezeichnetem Tastempfinden
- Hohe Reißfestigkeit, virendicht, desinfizierbar, alkoholresistent
- 100 Stück pro Packung; VE = 10 Packungen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Latex-Handschuhe S	314 110 500
GERLACH Latex-Handschuhe M	314 110 501
GERLACH Latex-Handschuhe L	314 110 502

Medizin-
produkt**GERLACH VINYL-HANDSCHUHE****EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUH AUS VINYL**

Produktdetails:

- Allergenarm und puderfrei
- Beständig gegen Öle, eingeschränkt auch gegen Alkohol
- Weiche, anschmiegsame Materialkonsistenz
- 100 Stück pro Packung; VE = 10 Packungen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Vinyl-Handschuhe S	314 112 300

PSA NITRIL-HANDSCHUHE

EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE AUS NITRIL



Produktdetails:

- Puder- und latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, Fingerspitzen strukturiert, gute Passform, sehr gutes Feingefühl, sicher und reißfest
- Länge ca. 24 cm, beidseitig tragbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit
- 100 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Handschuhe PSA Nitril S	314 112 810
Handschuhe PSA Nitril M	314 112 811
Handschuhe PSA Nitril L	314 112 812



PSA LATEX-HANDSCHUHE

EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE AUS LATEX

Produktdetails:

- Transparent, ungepudert, besonders geschmeidig und komfortabel
- Gute Passform, beidseitig tragbar
- Vollständig texturiert
- 100 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Handschuhe PSA Latex S	314 112 807
Handschuhe PSA Latex M	314 112 808
Handschuhe PSA Latex L	314 112 809



PSA NITRIL-HANDSCHUHE HIGH RISK

EINMAL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE AUS NITRIL

Produktdetails:

- anschmiegsam, passgenau und mit ausgezeichnetem Tastempfinden
- reißfest für äußerst präzises Arbeiten
- geruchsneutral und puderfrei
- 50 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Handschuhe PSA High Risk Nitril	314 112 816

HÄNDE-HYGIENE

Eine Studie (2018) der SRH Hochschule in Heidelberg ergab, dass Frauen ihre Hände gründlicher und öfter waschen als Männer. 11 Prozent der Männer verzichten ganz auf Händewaschen nach dem Toilettengang und knapp die Hälfte verwendet keine Seife. Dagegen nutzten 82 Prozent der Frauen Wasser und Seife und nur drei Prozent verzichten auf das Händewaschen. Beobachtet wurden im Raum Heidelberg rund 1.000 Besucher von öffentlichen Toiletten in Fastfood-Restaurants, auf Raststätten, in der Mensa und um den Bahnhof herum. Frauen sind demnach zwar besser als die Männer, doch ist das nur die halbe Wahrheit. Über beide Geschlechter hinweg wuschen 27 Prozent ihre Hände nur mit Wasser. Die nötige Gründlichkeit ließen 58 Prozent der Beobachteten vermissen, die Wasser und Seife nutzen.

Das dürfte sich heute sicher geändert haben, denn Händehygiene ist aktuell wichtiger denn je zuvor. Das Händewaschen und Desinfizieren ist essenziell, strapaziert aber die Haut und kann so negativ die natürliche Hautbarriere, das Schutzschild der Haut, beeinflussen. Um die Haut vor Barrierestörungen zu schützen, muss sie ausreichend mit Lipiden (Fetten) und Feuchtigkeit versorgt werden. Seife und Desinfektionsmittel entziehen der Haut Fette, sodass sie auf Dauer austrocknen kann. Das merkt man an Spannungsgefühlen, Rötungen, Juckreiz oder, wenn sich die Haut rau anfühlt und rissig wird. Bakterien, Pilze oder Allergene können leichter in die Haut eindringen. Hier haben wir das Wichtigste zusammengefasst – für hygienisch saubere und gut gepflegte Hände:



HÄNDE WASCHEN

- Ausreichend Seife verwenden
- Hände mind. 30 Sekunden einseifen
- Seife abwaschen



HÄNDE DESINFIZIEREN

- Hände-Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben, bis die Hände vollständig benetzt sind*
- Mind. 30 Sekunden* alle Hautpartien einreiben, insbesondere Fingerkuppen und Daumen
- Nach dem Desinfizieren Hände nicht abwaschen



HÄNDE PFLEGEN

- Creme mit ausreichend Fetten und Feuchtigkeit nach jedem Händewaschen verwenden
- Mit dem Handrücken beginnen, dann auf den Fingern verteilen und einmassieren
- Fingernägel und die Nagelhaut mitberücksichtigen
- Zum Schluss die Handinnenflächen und möglichst auch die Unterarme eincremen

*Angaben des Herstellers zum Desinfektionsmittel beachten (z. B. Einwirkdauer, Menge)

WAS Anforderungen	WARUM Anliegen	WOHIN Hinweis	WIE Ereignisse
Schutz	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Tätigkeiten, die die Haut belasten • Alle Bereiche, die Freizeitsportarten des Tragens der Schutzhandschuhe nicht erlauben 		<ul style="list-style-type: none"> • Produkt entnehmen und gründlich in die trockenen, trockenen Hände einreiben • Mit dem Handrücken lagern und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten
Handschuhe	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Tätigkeiten, bei denen Kontakt mit ungeschütztem Material möglich ist (z.B. Säure, Ausfallschlager) • Bei allen Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungsgeräten • Alle Bereiche beim Ausziehen der Handschuhe Handschuhgelenke einwickeln 		<ul style="list-style-type: none"> • Beim Anziehen der Handschuhe müssen die Hände vollkommen trocken sein • Beschädigte Handschuhe sind zu entsorgen, die vor einem Bruch und schraffiert sind • In die Trophäen der Handschuhe alle die Freizeitsportarten beachten
Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • Vor jeder Behandlung • Nach jeder Behandlung • Nach unterbrochener Behandlung • Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material 		<ul style="list-style-type: none"> • "Cofferte" Händedesinfektionsmittel in die trockenen Hände geben und sorgfältig über die gesamte Hand- und Handgelenke bis in die Fingerringe einreiben • Fingerkuppen, Handflächen und insbesondere die Ellenbogenpartien gründlich einreiben • Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch die gerundete Dosisverpackung abgedeckt sein
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Desinfizieren • Bei Verunreinigung 		<ul style="list-style-type: none"> • Hände mit Wasser einweichen, Produkt entnehmen und einwickeln • Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einwirkzeit abdecken
Pflege	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Tätigkeiten, die die Haut belasten • Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende 		<ul style="list-style-type: none"> • Produkt entnehmen und gründlich in die trockenen, trockenen Hände einreiben • Mit dem Handrücken lagern und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten

© 2018 der Gerlach-Technik für Hygiene und Handhygiene (GHT), Heideberg, Fachbereich 01/11 und 01/12
 Unsere Hygieneplaner sind verbindlich und werden durch die Hygiene- und Infektionsprävention (HPI) der Gerlach-Technik GmbH erstellt.

Unterzeichnung/Zeichnung
 Am: _____
 Am: _____
 Am: _____

Gerlach-Technik
GEMEINSAM STARK
 für mehr Hygiene

EDUARD GERLACH GmbH
 Böckersstraße 4-6 · 32310 Lübbecke
 www.gerlach.de

Den Händehygiene-Plan für Ihre Praxis können Sie hier herunterladen.





GERLACH HANDSCHUH-WANDSPENDER FÜR MEHR ÜBERSICHT UND ORDNUNG BEI DER HANDHYGIENE

Produktdetails:

- Die Wandhalterung bietet Platz für drei Spenderkartons - wahlweise Gerlach Latex-Handschuhe, Nitril-Handschuhe oder Vinyl-Handschuhe
- Aus hochwertigem Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Maße (L x B x H): 38 x 24,5 x 7 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Gerlach Handschuh-Wandspender	314 112 900



GERLACH MUND- UND NASENSCHUTZMASKE

SCHUTZ VOR INFEKTIONEN FÜR PATIENTEN UND BEHANDELNDEN

Produktdetails:

- Wirksamer Schutz durch höchste Filterleistung der 3-Lagen-Konstruktion
- Feuchtigkeitsresistent durch atmungsaktives, hautfreundliches 3-Lagen-System
- Hoher Tragekomfort durch baumwollbezogene Ohrschlaufen und Nasenbügel
- 50 Stück pro Packung, VE = 10 Packungen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
GERLACH Mund- und Nasenschutzmaske	316 700 400

Medizin-
produkt



MUND-NASEN-MASKEN, 3-LAGIG

SCHUTZ VOR INFEKTIONEN FÜR PATIENTEN UND BEHANDELNDEN

Produktdetails:

- Elastische Ohrenbügel für hohe Flexibilität und hohen Tragekomfort
- Weich, bequem und atmungsaktiv
- Mit leicht biegbarem Nasenbügel
- 50 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Mund-Nasen-Maske	316 700 500



Medizin-
produkt

CROSSTEX® ISOFLUID®

MUND- UND NASENSCHUTZMASKE MIT OHRSCHLAUFEN

Produktdetails:

- Flüssigkeitsabweisende Außenseite mit einer weißen Zellstoffinnenseite
- Extra langer Aluminiumstreifen über der Nase
- 50 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
CROSSTEX Isofluid	316 700 100



Medizin-
produkt

CROSSTEX® ISOFLUID FOGFREE®

ANTI-BESCHLAG MUND- UND NASENSCHUTZMASKE

Produktdetails:

- Flüssigkeitsabweisende Außenseite mit einer weißen Zellstoffinnenseite
- Mit Ohrschlaufen und extra langem Aluminiumstreifen über der Nase
- Mit Anti-Beschlagstreifen, besonders angenehm für Brillenträger
- 40 Stück pro Packung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
CROSSTEX Isofluid FogFree	316 700 200

ATEMSCHUTZMASKE FFP2

MUND- U. NASENSCHUTZMASKE MIT GERINGEM ATEMWIDERSTAND

Produktdetails:

- Partikelmaske FFP2 NR gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, kompatibel mit Schutzbrillen
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände
- Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske
- Flexible Nasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Material: Vlies
- Farbe: weiß
- Größe: universal
- Normen: EN 149:2001 + A1:2009



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Atemschutzmaske FFP2 (20 Stück)	316 720 040



EINMALSCHÜRZE, WEISS

ZUR VERMEIDUNG DER ARBEITSKLEIDUNG VOR KONTAMINATION

Produktdetails:

- PE Einwegschürze, 75 x 120 cm
- Stärke 30 μ , lebensmittelecht
- Schürzen zu 80 Stück geblockt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Einmalschürze weiß (80 Stück)	316 724 002



SCHUH- UND FUSSÜBERZIEHER ZUM SCHUTZ DES FUSSES

Produktdetails:

- Rutschfest, wärmend, hygienisch
- Eignet sich gut für Patienten während der Behandlung
- VE = 100 Stück

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Fußschutz	316 720 100

UVEX SCHUTZBRILLE

ZUM SCHUTZ DER AUGEN

Produktdetails:

- Schützt die Augen und bietet mehr Sicherheit im Arbeitsalltag
- Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest
- Die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente hält Staub und Wasser zuverlässig ab
- Sehr hoher Tragekomfort



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
UVEX Schutzbrille	316 710 200

UVEX SCHUTZBRILLE FÜR BRILLENTRÄGER

ZUM SCHUTZ DER AUGEN

Produktdetails:

- Passt über alle Korrektionsbrillen
- Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest
- Schützt die Augen und bietet mehr Sicherheit im Arbeitsalltag



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
UVEX Schutzbrille für Brillenträger	316 710 300

SCHUTZBRILLE „SPEED“

ZUM SCHUTZ DER AUGEN, MIT SEITENSCHUTZ

Produktdetails:

- Leichte, beschlagfreie Schutzbrille mit einer Polycarbonatscheibe
- Mehr Licht fürs Auge durch klare Bügel und Scheiben, wodurch die Seitenwahrnehmung weniger beeinträchtigt wird
- Sicherer und bequemer Sitz durch spezielle Bügel
- Farbe der Bügel und Sichtscheibe: klar, Größe: universal
- Normen: Kategorie II EN 166 F



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Schutzbrille mit Seitenschutz „Speed“	316 710 400



SCHUTZBRILLE „CRYSTAL“

ZUM SCHUTZ DER AUGEN

Produktdetails:

- Leichte, beschlagfreie Schutzbrille mit einer Polycarbonatscheibe
- Mehr Licht fürs Auge durch klare Bügel und Scheiben, wodurch die Seitenwahrnehmung weniger beeinträchtigt wird
- Sicherer und bequemer Sitz durch spezielle Bügel
- Farbe der Bügel und Sichtscheibe: klar, Größe: universal
- Normen: Kategorie II EN 166 F

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Schutzbrille „Crystal“	316 710 500



ESCHENBACH-AUFSTECKLUPE 2,5 DIOPTRIEN

SICHERER ARBEITSABSTAND AUCH BEI HOHER VERGRÖßERUNG

Produktdetails:

- Praktische Aufstecklupe für Brillenträger
- Einfaches Herunter- und Hochklappen
- Leicht und angenehm zu tragen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Eschenbach-Aufstecklupe 2,5 Dioptrien	302 220 000



ESCHENBACH-FASSUNG UND ADAPTER FÜR AUFSTECKLUPE

FÜR NICHT-BRILLENTRÄGER

Produktdetails:

- Komfortabler Arbeitsabstand auch bei hoher Vergrößerung
- Dezentere Metallfassung, matt-schwarz
- Lieferung erfolgt in einer Aufbewahrungsbox

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Eschenbach-Fassung und Adapter für Aufstecklupe	302 220 100



INSTRUMENTENTABLETTS

Produktdetails:

- In 4 Größen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
L/B/T 240 x 180 x 17 mm	317 100 100
L/B/T 290 x 160 x 35 mm	317 100 102
L/B/T 300 x 190 x 17 mm	317 100 104
L/B/T 420 x 140 x 17 mm	317 100 103



NORMENSCHALE AUS OPALGLAS

Produktdetails:

- Bietet eine gute Ablagemöglichkeit für gebrauchte Fräser
- Leicht zu reinigen

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
L/B/T 100 x 50 x 22 m	317 104 700



FRÄSER- UND INSTRUMENTENBOXEN

Produktdetails:

- Kunststoffboxen zum Lagern und Transportieren von Fräsern und Instrumenten

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
HPL 806, 137 x 104 x 53 mm	317 105 000
HPL 815, 179 x 127 x 53 mm	317 105 100
HPL 816, 207 x 134 x 53 mm	317 105 200
HPL 817, 205 x 134 x 69 mm	317 105 300



GREIFPINZETTE

Produktdetails:

- Zum Greifen von kleinen Fräsern wie z. B. Hohlfräsern oder Rosenbohrern, minimiert eine mögliche Verletzungsgefahr
- Aus Edelstahl, 13,5 cm
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Greifpinzette, Edelstahl, 13,5 cm	309 192 700

FRÄSERZANGE



Produktdetails:

- Zum sicheren Einsetzen und Entnehmen von Fräsern in das Handstück
- Edelstahl

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Fräserzange, Edelstahl	317 102 000


EDELSTAHLBEHÄLTER



Produktdetails:

- Als Abfallbehälter für Pflaster, Zellstofftupfer etc. gut geeignet
- Aus Edelstahl, rostfrei und leicht zu desinfizieren

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Edelstahlbehälter 12 x 12 cm	317 100 500



ZEHENSPREIZER

Produktdetails:

- Elastisch gefederter Edelstahl-Zehenspreizer für die Arbeit im Zwischenzehbereich
- Zwei Größen im Set

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Zehenspreizer 1 x klein und 1 x groß	313 380 000



EINMAL-WICKELETUI

Produktdetails:

- Aus stabilem Polypropylen, das auch für medizinische Produkte wie Mund- und Nasenschutzmasken verwendet wird
- Verfügt über 13 Steckfächer mit 6 cm bzw. 3 cm Breite und ein großes, seitliches Einschubfach an der linken Seite
- Besonders praktisch für die ambulante Fußpflege
- 65 cm x 30 cm

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.
Wickletui	303 500 100



WUNDVERSORGUNG

FÜR DIE ERSTE HILFE

Zu einer umfassenden Versorgung gehört auch die adäquate Wundversorgung, wenn es doch einmal zu einer kleinen Verletzung kommen sollte. Hierzu gehören beispielsweise die Verwendung steriler Wundauflagen samt Fixierung genauso wie die Wunddesinfektion.


Produkte zur Wundversorgung sollten Sie immer vorrätig halten.

WUNDVERSORGUNG UND ERSTE HILFE

Der Fußspezialist ist in seinem beruflichen Alltag immer wieder mit Wunden konfrontiert, beispielsweise bei der Behandlung von Diabetikern. Aber auch andere Verletzungen – eventuell sogar behandlungsbedingte – begegnen einem regelmäßig in der Fußpflegepraxis. Als Fußpflegerin beziehungsweise Fußpfleger weiß man nie so genau, was einen erwartet, wenn der Kunde Schuhe und Strümpfe auszieht. Sind es „nur“ ungeschnittene Nägel, zu viel Hornhaut oder ein noch nicht allzu tiefes Hühnerauge? Oder präsentiert der Kunde einen eingewachsenen, eitrigen Nagel, ein entzündetes Hühnerauge oder eine tiefe, nässende Rha-gade? Umsichtiges Handeln ist in jedem Fall gefragt.

WAS IST EINE WUNDE?

Eine Wunde ist eine gewaltsame Durchtrennung oder Schädigung der Haut beziehungsweise des darunterliegenden Gewebes. Wunden werden unterschieden nach Art ihrer Entstehung (mechanisch, thermisch, chemisch und Geschwürswunden). Diese wiederum werden unterteilt nach Tiefe, Keimfreiheit sowie Lokalisation und Ausdehnung. Am häufigsten sind mechanische Verletzungen. Dazu zählen Schürf-, Schnitt-, Stich-, Riss-, Platz- und Bisswunden sowie Hautblasen, Prellungen und Hautablösungen. Thermische und chemische Wunden treten in einer Fußpflegepraxis eher selten auf. Im Zweifelsfall den Patienten zum Arzt schicken! Um jedoch die Gefahr einer Wundinfektion zu minimieren und so auch die Wundheilung zu fördern, ist eine schnelle und fundierte Erstversorgung notwendig. Grundsätzlich gilt für alle Verletzungen: Die Wunde sollte sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Die weitere Versorgung ist jedoch von der Art und Beschaffenheit der Wunde abhängig. Und für den sogenannten Ersthelfer gilt: Zum eigenen Schutz vor Infektionen Schutzhandschuhe tragen!



Fußpilzerreger Trichophyton

MECHANISCHE VERLETZUNGEN

SCHÜRFWUNDEN

Bei Schürfwunden ist nur die Oberhaut (Epidermis) betroffen. Schürfwunden bluten wenig, da „nur“ die feinen Hautkapillaren aufgerissen werden. Dafür sind diese Verletzungen meist recht schmerzhaft. Je nachdem, wo die Schürfwunde erworben wurde, besteht erhöhte Infektionsgefahr durch Schmutzpartikel oder Fremdkörper. Daher muss eine Schürfwunde sorgfältig zum Beispiel mit einer 2- bis 3-prozentigen Wasserstoffperoxid-Lösung (H₂O₂) gereinigt und anschließend desinfiziert werden. Hierzu eignet sich etwa Octenisept. Normalerweise heilen Schürfwunden von selbst und narbenfrei. Mit einem geeigneten Wundverband kann dieser Heilungsprozess unterstützt und die Wunde vor Infektionen geschützt werden.

SCHNITTWUNDEN

Schnittwunden können unterschiedlich tief sein. Bei der Behandlung kommt es darauf an, welche Hautschichten betroffen sind. Oberflächliche, nicht stark blutende Schnittwunden der Epidermis behandelt man am besten wie Schürfwunden, also reinigen, desinfizieren und mit einem Wundverband (Pflaster) versehen. Je tiefer die Wunde reicht, desto größer ist das Risiko für Komplikationen. Bei Schnitten, die bis in die Unterhaut reichen, besteht die Gefahr, dass Nerven, größere Blutgefäße und Sehnen betroffen sind. Normalerweise bluten diese Wunden auch stark. In einem solchen Fall ist eine ärztliche Untersuchung unerlässlich. Zur Erstversorgung gehört, den Blutverlust so gering wie möglich zu halten. Dazu reicht es oft, wenn der betroffene Körperteil hoch gelagert und die Wunde mit einem sterilen Verband geschützt wird. Kommt die Blutung dadurch nicht zum Stillstand, sollte ein Druckverband angelegt werden. Tiefe Schnittwunden müssen so schnell wie möglich behandelt werden, um Folgeschäden wie Lähmungen bei durchtrennten Nerven und unschöne Narben zu vermeiden.

RISSWUNDEN

Für Risswunden, zu denen auch Rhagaden zählen, sind – im Gegensatz zu Schnittwunden – ausgefranste Wundränder charakteristisch. Dies birgt eine erhöhte Infektionsgefahr. Die Behandlung solcher Wunden beginnt daher mit einer großzügigen Spülung. Sind die Wundränder, wie oftmals bei Rhagaden, bereits verhornt, müssen diese sorgfältig entfernt werden. Sonst kann die Wunde nicht zusammenwachsen. Ist eine primäre Naht (z. B. Klammern) für den Wundverschluss nötig, so darf dies nur der Arzt durchführen.

HAUTBLASEN (BULLA)

Nahezu täglich begegnen dem Fußpfleger Hautblasen – vorzugsweise an der Ferse, auf den Zehen oder unter der Fußsohle. Durch übermäßige und ungewohnte Belastung entsteht ein mit Gewebsflüssigkeit gefüllter Hohlraum zwischen Ober- und Lederhaut (Epidermis und Dermis). Dieser „biologische Wundverband“ schützt die gereizte Dermis und sollte daher nicht geöffnet oder entfernt werden. Lediglich große Blasen können punktiert werden. Doch auch dies darf nur der Arzt durchführen. Ist die Blase bereits offen, sollte die Epidermis nicht entfernt werden. Hier beschleunigen Hydrokolloid-Pflaster (zum Beispiel das GEHWOL Blasenpflaster) die Heilung.

HAUTABLÖSUNG

Ein Abscheren der Haut vom Unterhautzellgewebe ist sehr schmerzhaft und führt zu einer stark blutenden Wunde. Die Behandlung sollte durch einen Arzt erfolgen. Dieser ist im Normalfall die erste Anlaufstelle für einen Patienten mit Hautablösung. Bei Diabetikern mit Neuropathie passiert es jedoch leider immer wieder, dass sie sich unbemerkt eine solche Läsion am Fuß zuziehen. Meist werden diese Verletzungen erst vom Fußpfleger entdeckt. Einen entsprechenden Patienten müssen Sie direkt zu einem Arzt schicken. Denn es besteht die Gefahr, dass die abgelöste Hautpartie abstirbt (Gangrän).

ALLES, WAS RECHT IST

Die geltende Rechtslage besagt, dass die Wundversorgung eine Form der Heilkunde darstellt und demnach nicht zum Kompetenzbereich eines Fußpflegers oder Podologen gehört. Das heißt, dass nur der Arzt eine medizinische Wundversorgung durchführen darf. Zur Leistung von Erster Hilfe ist man jedoch verpflichtet. Wer allerdings die Grenze zur heilkundlichen Wundversorgung überschreitet, macht sich unter Umständen einer Körperverletzung strafbar. Um sich und Ihren Kunden vor Schaden zu schützen, sollten Sie einige Verhaltensregeln beachten:

- Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Sie als Fußspezialist müssen wissen, was Sie dürfen und was nicht.

Und:

- Sie müssen wissen, was sie tun.
- Dokumentieren Sie genau, ob und mit welchen Wunden Ihr Patient zu Ihnen gekommen ist, und lassen Sie sich dies bestätigen.
- Ersuchen Sie ärztliche Unterstützung!
- Klären Sie Ihren Patienten in einer entsprechenden Konfliktsituation auf!
- Frischen Sie Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auf.
- Schützen Sie sich selbst! Verwenden Sie Handschuhe, Mundschutz und frischen Sie Ihren Impfschutz regelmäßig auf und machen Sie sich vertraut mit notwendigen Erstmaßnahmen nach Verletzungen mit potentiell infektiösem Material.

ERSTMASSNAHMEN NACH VERLETZUNGEN MIT HEPATITIS-B/C- UND HIV-INFIZIERTEN MATERIAL

Stichverletzung

- Blutfluss verstärken
- Ausbluten lassen > 1 Minute
- Desinfektion mit 80 %igem Alkohol
- Bei Hepatitis B/C sofort passive Impfung mit Immunglobulin

Schnittverletzung

- Blutfluss verstärken
- Spülung mit viruzidem Antiseptikum
- Desinfektion

Hautexposition (bei vorgeschädigter Haut)

- Entfernung des infizierten Materials mittels Alkoholtupfer
- Tränken des betroffenen und angrenzenden Areals mit 80 %igem Alkohol

Exposition Auge

- Sofortiges Spülen mit reichlich Wasser, eventuell mit 5 %iger wässriger PVP-Lösung oder Betaisodonna-Lösung 1:1

Exposition Mundhöhle

- Sofortiges mehrmaliges Ausspucken
- Mehrfaches Ausspülen mit 80 %igem Alkohol

Medizin-
produkt



CHIROFIX

Produktdetails:

- Selbstklebender Fixierverband mit hoher Luft- und Wasserdampf-Durchlässigkeit
- Extrem dünn, quer-elastisch, reißfest und anschmiegsam
- Hinterlässt keine Klebstoff-Reste auf der Haut

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
1,25 cm x 10 m, 4 Stück	315 170 500	CE
2,50 cm x 10 m, 2 Stück	315 170 600	CE

Medizin-
produkt



CURAPLAST® SENSITIV

- Weiches, anschmiegsames Vliespflaster für sensible Haut mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber
- Ein mikroperforierter Trennfilm verhindert Verklebungen im Wundbereich
- Hautfarbener Vliesstoff, 100 % Polyester mit durchlaufendem Wundkissen
- Ermöglicht schonenden, schmerzlosen Verbandwechsel

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
6 cm x 5 m	315 170 400	CE

Medizin-
produkt



CUTIPLAST*STERIL

Produktdetails:

- Elastischer und atmungsaktiver Wundverband für die primäre Wundversorgung
- Verklebt nicht mit der Wunde und passt sich konturierten Körperstellen bestens an
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Saugfähig und sicher

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
7,2 cm x 5,0 cm, 100 Stück	316 800 700	CE

Kosmetik



FOCALEX BLAU N

Produktdetails:

- Erfrischende, alkoholische Pflegelösung zum Schutz vor Fuß- und Nagelpilz
- Gut einziehendes Neutralöl und ätherische Öle pflegen angegriffene Haut und Nägel
- Dringt gut bis in die kleinsten Haut- und Nagelvertiefungen ein

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
10 ml Lösung zum Einpinseln	314 221 700	



Kosmetik

FOCALEX ROT N

Produktdetails:

- Alkoholische Pflegelösung für empfindliche Haut an Druckstellen wie z. B. an den Fußballen, am Nagelbett und um Hühneraugen
- Bestens geeignet zur Pflege von Nagelbettdruckstellen nach Nagelmodellagen mit künstlichen Fingernägeln

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
10 ml Lösung zum Einpinseln	314 221 800	



Medizin-
produkt

GAZOFIX®

Produktdetails:

- Kohäsive, elastische und extra dünn gewebte Fixierbinde mit sehr guter Hautverträglichkeit
- Haftet auf sich selbst (nicht auf Haut und Kleidung)
- Mit mikropunktuellem Latexbeschichtung für zuverlässigen Sitz und Rutschfestigkeit

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4 m x 4 cm	316 902 000	CE
4 m x 8 cm	316 902 200	CE



Medizin-
produkt

LEUKOPLAST® ELASTIC

Produktdetails:

- Schützt die Wunde zuverlässig, besonders im Bereich der viel bewegten Finger- und Fußgelenke
- Aus flexiblem und atmungsaktivem Material
- Stark klebend und luftdurchlässig

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
1,9 cm x 12 cm, 100 Stück - für kleine Zehen	315 800 200	CE
1,9 cm x 18 cm, 100 Stück - extra lang - für große Zehen	315 800 201	CE



NAGELFALZ-TAMPONADE

Produktdetails:

- Vlies-Tamponade für sensible Arbeiten im Nagelfalz
- Nagelfalz-Tamponade schützt vor scharfen Nagelkanten und ermöglicht ein beschwerdefreies Nachwachsen des Nagels
- Besonders anschmiegsam und weich

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
dünn 1,4 cm x 10 m, 10 Rollen	316 402 700	
dick 1,4 cm x 4 m, 10 Rollen	316 402 600	



Medizin-
produkt

OCTENISEPT® GEL

ZUR WUNDHEILUNG BEI AKUTEN WUNDEN UND LEICHTEN VERBRENNUNGEN

- Schnellere Wundheilung durch optimale Versorgung mit Feuchtigkeit
- Reduziert den Schmerz
- Schützt die Wunde vor Keimen
- Reduziert Narbenbildung
- Mit Octenidin

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
20 ml Tube	316 902 400	CE

(Arzneimittel-
informationen
siehe Seite 423)
Freiverkäufliches
Arzneimittel.

Arzneimittel



OCTENISEPT® WUND-DESINFEKTION¹⁾

ANTISEPTIKUM ZUR BEHANDLUNG VON AKUTEN UND CHRONISCHEN WUNDEN. WIRKSTOFFE: OCTENIDINDIHYDROCHLORID, PHENOXYETHANOL (PH. EUR.)

- Desinfektion akuter und chronischer Wunden
- Schützt aktiv vor einer Infektion
- Schmerzfrei anzuwenden
- Schneller Wirkeintritt
- Farblos

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
50 ml Sprayflasche	314 265 000	



PEDILEN N

Produktdetails:

- Pflegt, erweicht und erleichtert die Entfernung von Nagelhaut
- Zur Entfernung von Hühneraugen und eingewachsenen Nagelteilen gut geeignet

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
20 ml	314 221 600	



Medizin-
produkt

SOFT 1 NEXT

Produktdetails:

- Selbsthaftender, angenehmer und kohäsiver Wundverband
- Klebstofffrei, hochelastisch, hautfreundlich, luftdurchlässig
- Haftet auch im Wasser
- Gut geeignet für die schnelle Wundversorgung

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4,5 m x 6 cm	315 171 200	CE
4,5 m x 3 cm	315 171 300	CE

STERNF. ZEHENKUPPENSCHUTZPFLASTER



Medizin-
produkt

Produktdetails:

- Zum Schutz der Zehenkuppen
- Besonders gut einsetzbar bei entfernten Hühneraugen, bei Hammer- und Reiterzehen
- Ermöglicht eine gute Fixierung von z. B. Sterilsalben

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
12 Stück	315 203 800	CE



Medizin-
produkt

ZELLSTOFFTUPFER

Produktdetails:

- Zellstofftupfer zur Wundbehandlung, für Salbenverbände und zum Polstern
- Randfest und fusselfrei
- Aus hochgebleichtem Verbandszellstoff mit allseitiger Mullumhüllung

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
2 Rollen à 500 Stck.	316 131 000	CE
Spender für Zellstofftupfer	316 600 000	



Medizin-
produkt

ELASTOMULL®

- Latexfreie Fixierbinde mit hohem Baumwollanteil
- Hervorragende Elastizität des Gewebes mit hoher Rückstellkraft und großer Dehnungsreserve
- Feuchtigkeit wird gut aufgenommen und so Schwitzen und Hautjucken weitgehend verhindert
- Weich und sanft zur Haut, hautverträglich

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4,0 m x 4,0 cm	316 800 100	CE
4,0 m x 6,0 cm	316 800 200	CE



Medizin-
produkt

ELASTOMULL® HAFT

Produktdetails:

- Selbsthaftende, hochelastische Kohäsivbinde mit Naturkautschuk-Latex
- Sorgt für sehr gut haftende Wickellagen und einen faltenfreien Sitz
- Zur Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen sowie Gelenken

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4,0 m x 4,0 cm	316 800 400	CE
4,0 m x 6,0 cm	316 800 500	CE



Medizin-
produkt

FIXOMULL® TRANSPARENT

Produktdetails:

- Als vollflächige Verbandfixierung geeignet, wasserdicht und atmungsaktiv, bietet Schutz vor Keimen
- Wundauflagen und Verbände lassen sich sicher abdecken, sodass der Patient mit dem Verband duschen und sogar schwimmen kann
- Durch die transparente Wundfixierung ist eine ständige Sichtung der Wundumgebung möglich

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
10 m x 5 cm	316 901 400	CE



Medizin-
produkt

GEKA® MULLBINDEN

Produktdetails:

- Zum Fixieren von Wundauflagen
- Zum Ruhigstellen von Körperteilen
- Unelastisch, mit Webkanten
- Farbe: weiß

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
4 m x 4,0 cm	316 200 400	CE
4 m x 6,0 cm	316 200 600	CE



Medizin-
produkt

LEUKOMED® - STERILE WUNDVERBÄNDE

Produktdetails:

- Aus Viskose-Vlies besonders weich, anschmiegsam, hautfreundlich und saugfähig
- Deckt die Wunde rundum ab und verklebt nicht mit der Wunde
- Einzeln und steril verpackt
- Besonders geeignet zur Wundversorgung bei Schnittwunden

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
7,20 cm x 5 cm, 5 Stück	315 802 100	CE
8 cm x 10 cm, 5 Stück	315 802 200	CE



Medizin-
produkt

LEUKOMED® T PLUS

Produktdetails:

- Transparenter, wasserdichter, steriler Wundverband
- Gleichzeitig wasserdampf- und sauerstoffdurchlässig
- Reduziert das Risiko von Mazerationen
- Durch eine besondere Beschichtung wird das Verkleben mit der Wunde verhindert
- Trägerfolie mit Griffleiste für eine sichere und exakte Fixierung

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5 cm x 7,20 cm, 5 Stück	315 802 300	CE

Medizin-
produkt



LEUKOFLEX®

Produktdetails:

- Transparentes, anschmiegsames Fixierpflaster mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber
- Der Träger besteht aus einer dünnen und dehnbaren Polyethylenfolie
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft und zusätzlich wasserdicht
- Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5,0 m x 2,5 cm	315 800 600	CE

Medizin-
produkt



LEUKOPLAST®

Produktdetails:

- Hautfarbenes Fixierpflaster mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber
- Zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss
- Haftet auch bei starker Belastung fest und sicher und ist zudem wasserabweisend

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5,0 m x 2,50 cm	315 802 500	CE

Medizin-
produkt



LEUKOPLAST® WASSERFEST

Produktdetails:

- Weißes Fixierpflaster mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber
- Der Träger besteht aus Zellwolle und ist wasserfest imprägniert
- Hohe Sofort- und Dauerklebkraft

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5,0 m x 2,50 cm	315 802 600	CE

Medizin-
produkt



LEUKOSILK®

Produktdetails:

- Weißes Fixierpflaster mit Polyacrylat-Klebmasse
- Der Träger besteht aus Celluloseacetat und ist zugfest
- Leicht von Hand reißbar
- Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- Für empfindliche Haut

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
5,0 m x 1,25 cm	315 801 000	CE
5,0 m x 2,50 cm	315 801 100	CE



Medizin-
produkt

OPTIPLASTE®-C

Produktdetails:

- Längselastische Kompressionsbinde bei einer Längsdehnung von ca. 60 %
- Für Stütz-, Entlastungs- und Kompressionsverbände geeignet
- Hohe Klebkraft
- Wasserabweisend

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
6 cm +A41x 2,5 m	315 210 100	CE



Medizin-
produkt

OMNITAPE®

Produktdetails:

- Stark klebender Pflasterverband aus 100 % Zellwollgewebe
- Besonders zugfest und unelastisch für eine präzise, dauerhafte Fixierung
- Starke Haftung auch auf textilen Untergründen

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
2 cm x 10 m	316 902 300	CE



Medizin-
produkt

PEHA-HAFT®

- Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und mikropunktueller Lateximprägnierung
- Dehnbarkeit ca. 85 %
- Geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, kein Verkleben mit Haut, Haaren oder der Kleidung
- 46 % Viskose, 36 % Baumwolle, 18 % Polyamid

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
2,50 cm x 4 m, 8 Stück	316 800 800	CE
6 cm x 4 m, 1 Stück	316 901 500	CE



Medizin-
produkt

TG® SCHLAUCHVERBAND

Produktdetails:

- Nahtlos gestricktes Material zur schnellen Fixierung von Kompressen
- Lässt sich um das Vierfache dehnen und durch Ziehen in Längsrichtung sofort wieder verengen
- Besonders hautverträglich

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
Für Finger, Zehe: Größe 1 (1,40 cm); 5 m	316 901 600	CE
Für Finger, Zehe: Größe 2 (2,30 cm); 5 m	316 901 700	CE

APPLIKATOR NR. 0

Produktdetails:

- Applikator für ein schnelles und einfaches Anbringen des Schlauchverbands



Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
	316 510 000	

FLEECY-WEB-EXTRA

Produktdetails:

- 3 mm dicker Flächendruckschutz aus geflaschtem Baumwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
- Sehr anschmiegsam und optimal zur individuellen Anpassung geeignet
- 4 Platten (40 x 22,50 cm)



Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
	315 204 000	CE
mit Acrylkleber	315 204 400	CE

Medizin-
produkt

TUBIFOAM

Produktdetails:

- Schützt Zehen und Finger vor Druck und Reibung und liegt weich und anschmiegsam auf der Haut
- Lässt sich z. B. als Ballenschutz oder Vorfußpolster zuschneiden



Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
Gr. 2, Innen-Ø 15 mm ax	315 210 200	CE
Gr. 3, Innen-Ø 18 mm bx	315 210 300	CE
Gr. 4, Innen-Ø 21 mm cx	315 210 400	CE
Gr. 6, Innen-Ø 25 mm dx	315 210 600	CE

Medizin-
produkt



LIGASANO ROLL OHNE KLEBERAND

Produktdetails:

- Speziell geschäumter Polyurethan
- Individuell zuschneidbar
- Zum Tamponieren der Nagelfalz oder auch zur großflächigen Abdeckung geeignet
- Aufnahme von überschüssigem Schweiß und Exsudat

Medizin-
produkt

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
3,0 m x 5 cm x 0,3 cm	315 172 000	CE



LIGASANO ROLL MIT KLEBERAND

Produktdetails:

- Speziell geschäumter Polyurethan
- Individuell zuschneidbar
- Mit praktischer Klebenacht zur sofortigen Befestigung
- Aufnahme von überschüssigem Schweiß und Exsudat

Medizin-
produkt

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
2,0 m x 4,5 cm x 0,4 cm	315 171 900	CE



LIGASANO VERBANDSSTOFF, UNSTERIL

Produktdetails:

- Speziell geschäumter Polyurethan
- Individuell zuschneidbar
- Aufnahme von überschüssigem Schweiß und Exsudat
- Keine Wundverklebung

Medizin-
produkt

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
15 cm x 15 cm x 1 cm	315 171 700	CE
24 cm x 16 cm x 1 cm	315 171 800	CE



LIGASANO DIABETES-PLANTARVERBAND

Produktdetails:

- Speziell geschäumter Polyurethan
- Durch individuellen Zuschnitt flexibel einsetzbar
- Druckentlastung z. B. bei Hallux Valgus und Fersensporn
- Interdigitaler Druckschutz (bei diversen Zehenfehlstellungen)
- Reibungsschutz
- Aufnahme von überschüssigem Schweiß und Exsudat
- Lieferumfang:
 - 4 Stück 35 x 15 x 1 cm weiß unsteril
 - 1 Stück 35 x 15 x 2 cm weiß unsteril
 - 1 Stück 35 x 15 x 2 cm grün unsteril
 - 1 Stück Fixierstrumpf

Medizin-
produkt

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
Ligasano Mixpackung	315 171 600	CE



WUNDLINEAL

Produktvorteile:

- Zur Dokumentation von Therapieverläufen
- Lineal ist selbstklebend - zur sofortigen Applikation in der Patientenakte
- Skala von 0-10 cm zur exakten Darstellung und Ausmessung
- Inkl. Informationsfelder für Datum und Name

Packungsgröße	Bestell.-Nr.	MP
7 x 14,8 cm x 2,5 cm	315 171 500	



INSTRUMENTE

VON DER FEILE BIS ZUM SKALPELL

Instrumente gehören zum festen Bestandteil Ihrer Arbeitsausstattung. Hier finden Sie eine große Auswahl an Zangen, Scheren, Skalpellen, Klingen, Feilen und weiteren Spezialinstrumenten. GEHWOL TECH Qualitätsinstrumente zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit aus, sie sind sicher und komfortabel in der Handhabung.

QUALITÄT IN EDELEM STAHL

Handinstrumente für die Fußpflege müssen hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Nur hochwertige Werkstoffe in erstklassiger Verarbeitung und ein durchdachtes Design gewährleisten Sicherheit und Komfort in der Handhabung. Produkte, die lange Lebensdauer bei gleichbleibend guten Anwendungseigenschaften aufweisen, punkten zudem in Sachen Wirtschaftlichkeit.

Nur Instrumente aus rostfreiem Stahl erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinien und dürfen – im Gegensatz zu vernickelten Instrumenten - uneingeschränkt das CE-Zeichen tragen und sind damit als Medizinprodukte zugelassen. Mit diesen geprüften und zertifizierten Instrumenten kann die medizinische Fußpflege auch allen Ansprüchen im Hinblick auf ihre hygienische Sorgfaltspflicht gerecht werden.

HOHE QUALITÄT IST...

- wenn Griffe passend und angenehm in der Hand liegen,
- wenn Scheren und Zangen beim Bewegen der Griffe leicht und gleichmäßig auf- und zugleiten,
- wenn Gelenke so gefertigt sind, dass eine Instrumentenhälfte durch die andere durchgesteckt und anschließend nachgeschmiedet ist und der Schließbereich so keinen unerwünschten Bewegungsspielraum erhält,
- wenn die Schneiden von Zangen bis zur Spitze exakt aufeinandertreffen,
- wenn Scheren keine Lücken zwischen den scharfen Schneidflächen zeigen,
- wenn alle Oberflächen glatt sowie frei von Rost und Verfärbungen sind – auch Gelenke, Schneid- und Reibungsflächen.

GEPRÜFTE SICHERHEIT

Um den eigenen hohen Ansprüchen und den Erwartungen der Anwender in allen Bereichen gerecht zu werden, sind die Qualitätsanforderungen unseres Partners Aesculap außerordentlich hoch.

Von vornherein hat man sich daher eine eigene Qualitätsnorm auferlegt, die die Erlaubten DIN/ISO Standard-Toleranzen in jeder Hinsicht stark begrenzt. Das macht sich bereits bei der Auswahl und Prüfung der Werkstoffe bemerkbar und setzt sich über den gesamten Fertigungsprozess fort.

Die auf einer Symbiose aus Hightech und Handarbeit basierende Herstellungstechnik der Instrumente sowie eine hohe Fertigungstiefe ermöglichen Modelltreue und höchste Präzision in stets gleichbleibender Qualität. Bei Aesculap weiß man schließlich seit über 130 Jahren, dass es nichts Wirtschaftlicheres gibt, als eine hohe Qualität.

HOHE QUALITÄT BLEIBT...

- denn es entsteht keine Korrosion bei leichten mechanisch verursachten Oberflächenschäden (z. B. nach Herunterfallen),
- denn die Oberflächen bleiben – sachgerecht gepflegt – über Jahre intakt und schön,
- denn es können Rostbildungen an Schneidflächen und Rostnester an Gelenken und Reibungsflächen dauerhaft vermieden werden,
- denn es kommt auch bei täglich mehrfachem Einlegen in Reinigungs- und Desinfektionslösungen bei Edelstahl-Instrumenten nicht zum „Abblättern“ oder zu anderen Veränderungen an der Materialoberfläche, was wichtig für die Hygiene ist,
- denn rostfreier Stahl kann im Gegensatz zu rostbildenden Metallen und Legierungen im Autoklaven sterilisiert werden, wodurch die Instrumente keimfrei und schnell wieder einsetzbar sind.



Detail-Aufnahme:
Schließbereich einer
durchgesteckten Zange von
AESCULAP



Das geschulte und kritische Auge der Aesculap-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht die Form und Gestaltung eines Instrumentes in der Gesamtheit. Mit der Sensibilität der Hände wird die Elastizität und Spannung, die Gleichmäßigkeit des Ganges oder das weiche Einrasten der Sperre ertastet.

EINBLICK IN DIE FERTIGUNG

Je nach Modell benötigt ein Instrument 50 und mehr Arbeitsschritte, wobei etwa zwei Drittel der Arbeiten von Hand erledigt werden. Das Schmieden der Gelenke erfolgt mit Kraftstärken bis zu 100 Tonnen. Es folgen das Ausstanzen, die Wärmebehandlung, Säge- und Fräsarbeiten. Das Härten bei über 1.000° C stellt die gewünschte Festigkeit des Instrumentes ein – Pinzetten müssen z. B. elastischer bleiben als Scheren. Gleichzeitig sorgt ein homogenes Härtegefüge für die gleichmäßige Verteilung der Chromanteile und damit für Korrosionsbeständigkeit von der Oberfläche bis zum Kern.

Durch Polieren wird die Oberfläche geebnet und das Passivieren aktiviert schließlich die korrosionsbeständige Chromoxidschutzschicht (Passivschicht). Meist mattiert man die Instrumente, um sie blendfrei zu machen.

Die Fachleute in der Fertigung (Werkzeugmechaniker mit Fachrichtung Instrumententechnik und 3,5-jähriger Ausbildung) nehmen ein komplexes Werkstück wie z. B. eine Zange, etwa 150- bis 180-mal in die Hand, bevor es die Fertigung verlässt.

WAS MAN BEI EINER INSTRUMENTENPFLEGE UNBEDINGT BEACHTEN SOLLTE:

- Zur Desinfektion und Reinigung der Instrumente sollten nur hierzu geeignete Desinfektions- und Reinigungsmittel verwendet werden. Zur manuellen Reinigung sollten keine Bohrbürsten zum Einsatz kommen. Wir empfehlen eine mittelfeste Zahnbürste.
- Beim Einlegen der Instrumente in das Ultraschallbad sollte man immer darauf achten, dass die Gelenke geöffnet sind und die Instrumente im Gelenkbereich gereinigt werden.
- Beim Einsatz von Ultraschall sollten die Einlegezeiten und Dosierung des Reinigungsmittels beachtet werden.
- Vor der Sterilisation sollten die Instrumente mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser ab gespült und getrocknet werden.
- Um ein „Festsitzen“ zu vermeiden, sollten die Instrumente im Gelenkbereich regelmäßig mit einem speziellen Paraffin-Öl besprüht werden. Wir empfehlen AESCULAP-Sterilit-Ölspray vor dem Sterilisieren im Autoklaven.
- Instrumente, die Rost oder andere sicherheitsrelevante Beschädigungen aufweisen, sollten unbedingt aussortiert werden.



NAGELZANGE

Schneiden der freien Nagelränder.
Besonders stabile, kräftige Modelle.



ÜBERSETZUNGSZANGE

Nagelzange, die bei stärkeren Belastungen Hand und Ellenbogengelenk des Behandlers schont.



ECKENZANGE (KLEIN)

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils (Unguis incarnatus) im Nagelfalz und Entfernen von Hyperkeratosen und Clavi (Hühneraugen und Hornhaut).



ECKENZANGE (GROSS)

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder und dünner, weicher Nagelplatten. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils (Unguis incarnatus) im Nagelfalz und Entfernen von Hornhaut und Schwielen.



HAUTZANGE


Entfernen unterschiedlicher Claviarten am Fuß, von Clavi im Zwischenzehenbereich, von Hyperkeratosen, von überstehenden Hornhauträndern.



PINZETTE

Entfernen von Hornhaut, Nagelteilen und Fremdkörpern. Einlegen von Hilfsmitteln in den Nagelfalz. Auflegen und Abnehmen von Wundauflagen.

AESCLAP



HF 250 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- Mit Übersetzung
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 200 000	CE



G 495 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Mit Übersetzung
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 200 100	CE



G 345 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Mattiert
- Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 200 200	CE

Abbildungen in Originalgröße

HF 203 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Aufgelegt
- Gewölbte Schneide 22 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 100 400	CE

HF 241 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 11 cm Gesamtlänge
- Aufgelegt
- Gewölbte Schneide 16 cm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 134 200	CE

HF 243 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Aufgelegt
- Gewölbte Schneide 19 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 134 400	CE

AESCULAP



HF 210 NAGELZANGE

Produktdetails:

- Kopfschneider
- 13,5 cm Gesamtlänge
- Durchgesteckt
- Gewölbte Schneide 20 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 111 200	CE



HF 211 NAGELZANGE

Produktdetails:

- Kopfschneider
- 13,5 cm Gesamtlänge
- Durchgesteckt
- Gewölbte Schneide 14 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 111 300	CE



HF 223 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Durchgesteckt
- Gerade Schneide 20 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 122 400	CE

AESCULAP



HF 475 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 15 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 187 800	CE



HF 476 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Extra schlank
- Gerade Schneide 13 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 187 900	CE



HF 477 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 15 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 188 000	CE

AESCULAP



HF 481 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 16 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 186 700	CE



HF 478 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 188 100	CE



HF 479 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 186 000	CE

AESCULAP



HF 480 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 18 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 186 100	CE



HF 483 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 186 200	CE



HF 482 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Schneide 16 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 187 000	CE

AESCULAP



G 490 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 13,5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 185 100	CE



G 491 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 185 000	CE



HF 470 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 188 200	CE

AESCULAP



HF 460 HAUTZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 166 200	CE



HF 461 HAUTZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 166 300	CE



HF 465 HAUTZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 166 700	CE

AESCULAP



HF 448 NAGELHAUT- ZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Schneide 10 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 188 300	CE



HF 266 NAGELSPALT- ZANGE

Produktdetails:

- 13,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 193 000	CE

AESCULAP



HF 441 NAGELHAUT-ZANGE

Produktdetails:

- 8,5 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 154 200	CE



HF 443 NAGELHAUT-ZANGE

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 8 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 154 400	CE



HF 445 NAGELHAUT-ZANGE

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- Abgeschrägte Schneide 8 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 154 600	CE

AESCLAP



HF 446 NAGELHAUT-ZANGE

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 8 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 154 700	CE



BC 324 VERBAND-SCHERE

Produktdetails:

- 14,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 48 mm stumpf-spitz
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 192 400	CE



HF 30 NAGELSCHERE

Produktdetails:

- 9,5 cm Gesamtlänge
- Gebogene Schneide
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 143 000	CE

AESCULAP



HF 31 NAGELSCHERE

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- Gebogene Schneide
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 143 100	CE



HF 409 NAGELHAUT- SCHERE

Produktdetails:

- 9 cm Gesamtlänge
- Gebogene Schneide 16 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 141 000	CE



OC 069R ANATOMISCHE PINZETTE

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 112 500	CE



BD 223R ANATOMISCHE PINZETTE

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 112 700	CE



BD 303 SPLITTER-PINZETTE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 106 600	CE



BD 023 ANATOMISCHE PINZETTE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Mittelbreit
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 112 300	CE



OC 220 ANATOMISCHE PINZETTE

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 112 600	CE



BD 963 SPLITTER-PINZETTE

Produktdetails:

- 8 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 106 300	CE



BD 964 SPLITTER-PINZETTE

Produktdetails:

- 9,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 106 400	CE



BD 965 SPLITTER-PINZETTE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 106 500	CE



BD 312 SPLITTER-PINZETTE

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 101 200	CE

AESCULAP



HH 225 CILIEN-PINZETTE

Produktdetails:

- 8,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 120 000	CE



234 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 14 cm Gesamtlänge
- Aufgelegt
- Gewölbte Schneide 22 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 500	CE



203 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Aufgelegt
- Gewölbte Schneide 22 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 100	CE



243 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 13,5 cm Gesamtlänge
- Aufgelegt
- Gewölbte Schneide 19 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 700	CE

Abbildungen in Originalgröße



210 NAGELZANGE

Produktdetails:

- Kopfschneider
- 13,5 cm Gesamtlänge
- Durchgesteckt
- Gewölbte Schneide 20 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 210 200	CE



495 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Mit Übersetzung
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 250 300	CE



211 NAGELZANGE

Produktdetails:

- Kopfschneider
- 13,5 cm Gesamtlänge
- Durchgesteckt
- Gewölbte Schneide 14 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 210 300	CE



345 NAGELZANGE

Produktdetails:

- 12 cm Gesamtlänge
- Aufgelegt
- Gewölbte Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 400	CE



475 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 15 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 300	CE



476 ECKENZANGE

Produktdetails:

- Extra schlank
- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 14,5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 400	CE

481 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 16 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 212 100	CE

478 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 212 600	CE

479 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 211 700	CE



480 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 18 mm
- Edelstahl

(Abb. verkleinert)

Bestell.-Nr.	MP
309 211 900	CE



483 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 17 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 000	CE



486 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 24,5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 600	CE



490 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 13,5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 200	CE



491 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 100	CE



492 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 13,5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 700	CE



470 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 11 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 700	CE



477 ECKENZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 15 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 500	CE



2510 NAGEL- UND ECKENZANGE

Produktdetails:

- 13 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 14 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 213 500	CE

460 HAUTZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 211 400	CE

461 HAUTZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 11 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 211 500	CE

465 HAUTZANGE

Produktdetails:

- 11,5 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 11 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 211 600	CE



448 NAGELHAUTZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 10 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 212 800	CE



441 NAGELHAUTZANGE

Produktdetails:

- 8,5 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 7 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 211 000	CE



443 NAGELHAUTZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gewölbte Schneide 8 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 211 100	CE



445 NAGELHAUTZANGE

Produktdetails:

- 10,5 cm Gesamtlänge
- Abgeschrägte Schneide 8 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 211 200	CE



446 NAGELHAUTZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Gerade Schneide 8 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
309 211 300	CE

409 NAGELHAUTSCHERE

Produktdetails:

- 9 cm Gesamtlänge
- Gebogene Schneide 16 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 800	CE

30 NAGELSCHERE

Produktdetails:

- 9,5 cm Gesamtlänge
- Gebogene Schneide 16 mm
- Edelstahl



Bestell.-Nr.	MP
309 210 900	CE



3031 R, PINZETTEN-HAUTZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Schneide 3 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 116 200	CE



3039 R, PINZETTEN-HAUTZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Schneide 5 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 116 000	CE



3032 R, PINZETTEN-HAUTZANGE

Produktdetails:

- 10 cm Gesamtlänge
- Schneide 7 mm
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
310 116 100	CE



AUGENBRAUEN- PINZETTE R

Produktdetails:

- 9 cm Gesamtlänge
- Rostfrei

Bestell.-Nr.	MP
310 115 000	CE

AESCLAP STERILIT



Produktdetails:

- Instrumenten-Öl
- 50-ml-Flasche
- Zur Pflege von Zangen und Scheren
- Verwendung vor der Sterilisation

Bestell.-Nr.	MP
317 120 200	CE



AESCLAP STERILIT ÖLSPRAY

Produktdetails:

- 300 ml Spraydose
- (FCKW-frei), zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation
- Sterilisationstemperatur max. 180° C

Bestell.-Nr.	MP
317 120 300	CE



AESCULAP Skalpell-
klingen mit verbesserter
Spitze

SKALPELLGRIFFE AESCULAP

In der Fußpflege ist die fachlich einwandfreie Entfernung von Hornhaut und Hühneraugen an besonders belasteten Stellen des Fußes tägliche Routine.

Durch den Einsatz der richtigen Skalpelle, Klingen und handlicher Klingenhalter ist eine schnelle und schmerzlose Behandlung gegeben. Wählen Sie aus den vorhandenen Modellen aus.



BB 63 FÜR KLINGEN BB 10-15

Produktdetails:

- Rundgriff
- Edelstahl
- 14,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
BB 63	311 100 300	1	CE



BB 73 FÜR KLINGEN BB 6-15

Produktdetails:

- Edelstahl
- 12,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
BB 73	311 100 100	1	CE



BB 84 FÜR KLINGEN BB 18-23


Produktdetails:

- Edelstahl
- 13,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
BB 84	311 100 200	1	CE

Preisvorteil bei Klingengrosspackungen 100 Stück

Bitte Mengenangaben nicht vergessen!



BY AESCULAP SKALPELLKLINGEN STERIL



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
BB 6	311 100 600	10	CE
		100	CE
BB 10	311 103 100	100	
BB 11	311 103 200	100	
BB 13	311 103 300	100	
BB 15	311 103 400	100	
BB 18	311 103 500	100	
BB 19	311 103 600	100	
BB 20	311 103 700	100	
BB 21	311 103 800	100	
BB 22	311 103 900	100	
BB 23	311 104 000	100	



Einzel eingeschweißt und steril verpackt in der Spenderbox

Preisvorteil bei Klingengrosspackungen 100 Stück

Bitte Mengenangaben nicht vergessen!



PARAMOUNT SKALPELLKLINGEN STERIL

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 10	311 301 000	10	CE
		100	CE
Größe 11	311 301 100	10	CE
		100	CE
Größe 13	311 301 300	10	CE
		100	CE
Größe 15	311 301 500	10	CE
		100	CE
Größe 18	311 301 800	10	CE
		100	CE
Größe 20	311 302 000	10	CE
		100	CE
Größe 21	311 302 100	10	CE
		100	CE
Größe 22	311 302 200	10	CE
		100	CE
Größe 23	311 302 300	10	CE
		100	CE

WECHSELSKAPPELLE

Zur Entfernung von

- Hühneraugen
- Hornhaut
- Schwielen



Hühneraugenentfernung mit einem Skalpell.



Das Skalpell wird bei gestraffter Haut unter gleichzeitig leichtem Druck geführt.



Hornhautentfernung am Vorderfuß mit dem Skalpell.



OR-SKAPPELL-GRIFF

FÜR KLINGEN 01001/00-6

Produktdetails:

- Edelstahl
- 14,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0 1001/A/1	311 129 800	1	CE

01001/00



01001/0



01001/1



01001/2



01001/3



01001/6



OR-SKAPPELLKLINGEN STERIL

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0 1001/00	311 129 901	10	CE
	311 129 900	100	CE
0 1001/0	311 120 001	10	CE
	311 120 000	100	CE
0 1001/1	311 120 101	10	CE
	311 120 100	100	CE
0 1001/2	311 120 201	10	CE
	311 120 200	100	CE
0 1001/3	311 120 301	10	CE
	311 120 300	100	CE
0 1001/6	311 120 601	10	CE
	311 120 600	100	CE

SKALPELLKLINGEN-ENTFERNER UND -SAMMLER



Produktdetails:

- Geeignet für Klingen der Halter BB 73, BB 84, 85 x 25 x 55 mm
- Verhindert den direkten Kontakt des Personals mit den Klingen und verhindert somit mögliche Infektionen
- Einmalprodukt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Skalpellklingen-Entferner und Sammler	311 150 400	1	

KLINGEN-ENTFERNER, UNIVERSAL

Produktdetails:

- Für sicheren Klingenwechsel
- Aus Edelstahl



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Klingen-Entferner universal	311 401 000	1	

KLINGEN-SAMMELBOX 500

Produktdetails:

- Zur sicheren, problemlosen Entsorgung
- Praktikabler Behälter zur sicheren und anwenderfreundlichen Entsorgung von spitzen, scharfen und grundsätzlich gefährlichen Gegenständen
- Kein Zurückfedern der Verschlusskappe
- Geprüft nach TRBA 250, UN 3291 und ISO 23907



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Entsorgungsbox für Skalpellklingen	311 150 300	1	

HOHLMEISSELKLINGEN



Mit Hohlmeißelklingen lassen sich viele Fußprobleme besonders effektiv und präzise behandeln. Die Bleistift-Haltung erlaubt eine besonders feinfühligere Behandlung von Problemstellen. Der exakte Schliff der Klingen ermöglicht einen tiefen und sauberen Schnitt. Hohlmeißelklingen sind leicht auswechselbar, einzeln steril verpackt und stellen somit einen hygienischen Standard sicher. Je nach Problem stehen verschiedene Größen zur Verfügung.

Größe 1-3

Die Größen 1 – 3 eignen sich hervorragend für das Abtragen verschiedener Clavi und insbesondere für filigrane Arbeiten im Nagelfalz sowie bei eingewachsenen Nägeln. Die feingearbeiteten Klingen lassen sich mit einer drehenden Bewegung von links nach rechts oder umgekehrt führen. Ebenso können damit problemlos Hühneraugen wie bspw. Clavus durus abgetragen werden.

Größe 5-8

Für die Entfernung von Verhornungen am Fuß beispielsweise bei der Behandlung

von Rhagaden sowie flächiger und strangförmiger Hornhaut arbeitet man am besten mit den Klingengrößen 5-8.

Größe 10-12

Die Klingen der Größe 10 und 12 eignen sich gut für die Entfernung starker und flächiger Verhornungen.

Tip:

Besonders gut lässt sich Hornhaut abtragen, wenn diese mit GEHWOL Hornhaut-Gelee oder auch GEHWOL FUSSKRAFT Hornhauterweicher-Schaum vorbehandelt wurde.

BEI HÜHNERAUGEN



Bei Arbeiten mit der Hohlmeißelklinge unterstützt die Schreibhaltung die Feinmotorik des Anwenders und ermöglicht ein wesentlich feinfühligeres, filigraneres Arbeiten.



Der Mittelfinger unterstützt bei feinen Arbeiten, wie hier am Nagelfalz, durch sichere und bessere Führung Ihre sensible Behandlung.



Entfernen eines Hühnerauges mit kleiner Klinge. Der Kern wurde bereits entfernt.



Die umgebende Hornhaut wird bequem mit dem Hohlmeißel abgetragen.



Mit dem Hohlmeißel erreicht man leicht die schwer zugänglichen Problemstellen des Zwischenzehenbereiches.



Herauslösen und Entfernen eines Hühnerauges unter der großen Zehe mit Hohlmeißelklingen der Nummer 1 oder 2.



Nach dem Klingewechsel erfolgt die Nachbearbeitung des Bereiches mit einer Hohlmeißelklinge der Nummer 3 oder 5.

BEI HORNHAUT



Druckstellen an der 2. Zehe werden mit einer breiten Hohlmeißelklinge bearbeitet.



Sichere Instrumentenführung bei Hornhautabtragung im Zwischenzehenbereich.



So einfach lassen sich Druckstellen am Vorderfuß entfernen.



HOHLMEISSELKLINGEN-HALTER CAPRON

Produktdetails:

- Edelstahl
- 13,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Hohlmeißelklingen-Halter CAPRON	311 140 000	1	CE
		3	CE

Preisvorteil
bei Klingen-
grosspackungen
100 Stück

Bitte Menge-
angaben
nicht
vergessen!

Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 5



Größe 8



Größe 10



Größe 12



KLINGEN FÜR HALTER CAPRON

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	311 140 100	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 2	311 140 200	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 3	311 140 300	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 5	311 140 500	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 8	311 140 800	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 10	311 141 000	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 12	311 141 200	20	CE
		60	CE
		100	CE



HOHLMEISSELKLINGEN-HALTER PARAMOUNT

Produktdetails:

- Edelstahl
- 14,5 cm Gesamtlänge

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Hohlmeißel-Klingen-Halter PARAMOUNT	311 160 000	1	CE
		3	CE

KLINGEN FÜR HALTER PARAMOUNT



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	311 160 100	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 2	311 160 200	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 3	311 160 300	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 5	311 160 500	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 8	311 160 800	20	CE
		60	CE
		100	CE
Größe 10	311 161 000	20	CE
		60	CE
		100	CE



DOPPELINSTRUMENT HH 106 R

Produktdetails:

- 14,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 120 600	CE



TAMPONSTOPFER DC 200 R

Produktdetails:

- 17 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 172 000	CE



TAMPONSTOPFER 87035-160

Produktdetails:

- 16 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
312 210 100	



LÖFFEL DOPPELT DC 241 R

Produktdetails:

- 17 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 143 800	CE



LÖFFEL DOPPELT 87034-160

Produktdetails:

- 16 cm Gesamtlänge
- Edelstahl

Bestell.-Nr.	MP
312 210 200	





HORNHAUTHAKEN HH 120 R

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge, stumpf
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 132 000	CE



LÖFFEL HH 118 R

Produktdetails:

- 12,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 143 700	CE



ECKENFEILE HH 125 R

Produktdetails:

- 13,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.	MP
312 152 500	CE



ECKENFEILE G 540 R

Produktdetails:

- 17,5 cm Gesamtlänge
- Edelstahl, AESCULAP

Bestell.-Nr.

MP

312 153 400



HUFSTÄBCHEN

Produktdetails:

- 11 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

MP

318 010 000



Neu

Medizin-
produkt

ANAMNESE SET

Anamnese Set zur neurologischen Untersuchung bei Diabetikern.

Produktdetails:

- Monofilament zur Untersuchung der Sensibilität in den Füßen und Beinen
- Warm-Kalt-Untersuchungsstift zur Kontrolle des Temperaturempfindens beim Diabetiker
- Stimmgabel nach Rydell-Seiffer zur Feststellung von Polyneuropathien beim Diabetiker

Bestell.-Nr.

318 010 600

MP

CE



Neu

Medizin-
produkt

MONOFILAMENT

Produktdetails:

- Monofilament zur Untersuchung der Sensibilität in den Füßen und Beinen

Bestell.-Nr.

313 260 201

MP

CE



Neu

Medizin-
produkt

WARM-KALT-UNTERSUCHUNGSSTIFT

Produktdetails:

- Warm-Kalt-Untersuchungsstift zur Kontrolle des Temperaturempfindens beim Diabetiker

Bestell.-Nr.

313 260 101

MP

CE



Medizin-
produkt

STIMMGABEL NACH RYDELL-SEIFFER

Produktdetails:

- Vibrationsmessgerät zur Feststellung von Polyneuropathien beim Diabetiker
- 23,5 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

312 260 000

MP

CE



HORNHAUTFEILE AUS HOLZ

Produktdetails:

- Doppelseitig (60er u. 100er Korn)
- 27 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

MP

312 230 501



HORNHAUTFEILE AUS EDELSTAHL

Produktdetails:

- 23,5 cm Gesamtlänge
- Schneller Wechsel bei jedem neuen Patienten
- Der Edelstahlgriff lässt sich problemlos sterilisieren
- Für sterile, einzeln verpackte Schleiffolien in grob und mittel
- Schleiffolien separat bestellen

Bestell.-Nr.

MP

312 230 600



SCHLEIFFOLIEN GROB, KORN 60

Produktdetails:

- 80 Stück
- Einzeln und steril im Dispenser verpackt

Bestell.-Nr.

MP

312 230 601



SCHLEIFFOLIEN MITTEL, KORN 100

Produktdetails:

- 80 Stück
- Einzeln und steril im Dispenser verpackt



Bestell.-Nr.

MP

312 230 602



AUFLAGEBÄNKCHEN FÜR HORNHAUTFEILE

Produktdetails:

- Verhindert Verkratzen der Schrankarbeitsfläche

Bestell.-Nr.

312 230 700

MP



HORNHAUTFEILE DOPPELFEILE

Produktdetails:

- 23 cm Gesamtlänge
- Kunststoffgriff

Bestell.-Nr.

312 230 400

MP



CREDO KERAMIK-HORNHAUTRASPEL

Produktdetails:

- 20 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

312 100 900

MP



SECORA HORNHAUTHOBEL, 0,50 MM

Produktdetails:

- 17,3 cm Gesamtlänge
- Rot
- Sterilisierbar

Bestell.-Nr.

312 101 200

MP



SECORA HORNHAUTHOBEL, 0,25 MM

Produktdetails:

- 17,3 cm Gesamtlänge
- Anthrazit
- Sterilisierbar

Bestell.-Nr.

MP

312 101 300



CREDO HORNHAUT-LÄNGSHOBEL

Produktdetails:

- 14,5 cm Gesamtlänge
- Sterilisierbar

Bestell.-Nr.

MP

312 100 400



CREDO PROFI-ERSATZKLINGEN

Produktdetails:

- Für Quer- und Längshobel
- Auch für Secora Hornhauthobel passend

Bestell.-Nr.

MP

312 100 201 (10 Stück)

312 100 201 (100 Stück)



MALTESER ERSATZKLINGEN

Produktdetails:

- M 5 (10 Stück)
- Für Quer- und Längshobel

Bestell.-Nr.

MP

312 101 100

CE



PEDI ERSATZKLINGEN

Produktdetails:

- 10 Stück
- Für Quer- und Längshobel

Bestell.-Nr.

312 100 300

MP

CE



EXCELLENT HORNHAUT-LÄNGSHOBEL

Produktdetails:

- 07202/140 sterilisierbar
- 14 cm Gesamtlänge
- 2,8 cm Schneide

Bestell.-Nr.

312 210 500

MP



CREDO HORNHAUT-FLACHRASPEL

Produktdetails:

- 19 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

312 100 500

MP



SAPHIR-NAGELFEILE

Produktdetails:

- 17,4 cm Gesamtlänge
- Kunststoffgriff
- Spitz

Bestell.-Nr.

312 230 200

MP



SANDPAPIERFEILE

Produktdetails:

- 17 cm Gesamtlänge
- 6 Stück

Bestell.-Nr.

318 020 000

MP



NAGELFEILE, GEKERBT

Produktdetails:

- 15 cm Gesamtlänge
- Edelstahl
- Spitz

Bestell.-Nr.

312 226 600

MP

CE



NAGELKORREKTUR

SYSTEME DER WAHL

Ob eingewachsene Nägel oder Rollnägel – Nagelkorrektur-Systeme verschaffen Betroffenen schnell und nachhaltig Linderung. Das Naspan® Platinum Korrektursystem lässt sich schnell anlegen, erfordert wenig bis kein Nacharbeiten und bewirkt bereits nach wenigen Tagen eine Besserung. In unserem Sortiment finden Sie jedoch auch das VHO-Osthold-Spangensystem und die B/S-Spangentechnik mit allem Zubehör.



Die Verpackung des Naspan®-Platinum-Korrektursystems in Buchform beinhaltet ein praktisches Rondell mit dem Sie die passende Spange für den ausgemessenen Nagel entnehmen können. Die in der Verpackung verbleibenden Spangen bleiben dabei ungeöffnet geschützt.

NASPAN®-PLATINIUM-KORREKTURSYSTEM

DIE NASPAN®-PLATINIUM-SPANGE VON GEHWOL TECH

So einfach war das Setzen einer Nagelspange noch nie. Die Naspan®-Platinum-Spange von GEHWOL TECH setzt Maßstäbe. Sie ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und kann auf diese Weise schnell am betroffenen Nagel angebracht werden. Durch die Eigenschaft der Selbstregulation und die hervorragende Wirkung hat sie das Potenzial zum echten Star.

Vorteile auf einen Blick:

- Sekundenschnelles Anlegen
- Kaum Nacharbeiten nötig
- Nagelverbesserung bereits nach wenigen Tagen
- Medizinprodukt Klasse 1



Im Slowenischen bedeutet das Wort Naspan „ausgeschlafen“. Bezogen auf die Naspan®-Platinum-Spange von GEHWOL TECH lässt sich daraus das Attribut „ausgereift“ ableiten. Denn ihre Entwicklung stammt komplett aus der Branche. Die Podologen Inge Blind und Norbert Cohrs hatten die Idee dazu und entwickelten die Naspan über mehrere Jahre gemeinsam mit Hermann Bürtlmaier.

In umfangreichen Tests wurde das geschützte Produkt erprobt. „Wir haben über neun Monate die neue Spange sehr intensiv getestet“, erklärt Norbert Cohrs. „Die Handhabung ist sehr einfach und spart im Fußpflegealltag enorm viel Zeit. Wir haben mit ihr herausragende Ergebnisse erzielt.“ Das wiederum liegt an der intelligenten Konstruktion. Die Naspan®-Platinum ist komplett vorgefertigt. Auch die

Häkchen müssen nicht eigens mit einer Zange zurechtgebogen werden. Lediglich in Einzelfällen ist das Nacharbeiten der Häkchen und Schenkel erforderlich.

Die einteilige Spange ist wie eine Sinuskurve geformt und erzeugt dadurch eine einmalige Rückstell- und Hebelwirkung. Für die unterschiedlichen Nägel gibt es verschiedene Größen.

Um die richtige Passform zu wählen, wird der Nagel zunächst ausgemessen. Ein vorheriger Abdruck ist nicht nötig. Beim Setzen kann die Spange um 1 bis 3 Millimeter gedehnt werden. Sie zieht sich nach dem Setzen automatisch wieder in die Ursprungsgröße zurück. „Die Naspan®-Platinum reguliert sich quasi selbst und passt sich dem Nagel an“, so Cohrs. Dadurch

braucht es keine Aktivierung oder ein Zusammendrehen wie bei anderen Spangen. Auch an problematischen Stellen ist die Spange ganz einfach und schmerzfrei zu applizieren.

GEHWOL TECH bietet die Spange im Set an. Sie ist komplett vorgefertigt. Sie brauchen für den Einsatz der Naspan®-Platinum keine

weiteren Instrumente. Für eventuell anfallende Nacharbeiten wie das Einkürzen der Häkchen oder das Entgraten können Sie vorhandene Instrumente verwenden.

Die Anwendung der Naspan®-Platinum ist ausschließlich qualifizierten Podologen, Fußpflegern und Ärzten vorbehalten.

EINZIGARTIG EINFACH UND WIRKSAM

Sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden ist die Naspan®-Platinum eine Wohltat. Ob bei eingewachsenen Nägeln oder Rollnägeln – die Spange verschafft schnell und nachhaltig Linderung. Das Nagelkorrektursystem lässt sich ganz einfach applizieren und ist schmerzfrei für den Betroffenen.

Nagelkorrekturen mit der Naspan®-Platinum tragen auf diese Weise zu einem entspannten Arbeiten in der Praxis oder der mobilen Fußpflege bei. Fußpfleger, Podologen und Ärzte, die Erfahrung in der Spangentechnik haben, können diese sofort nutzen. Wer sich dabei unsicher ist und die Technik im Detail erlernen möchte, für den werden vom Hersteller Seminare angeboten.



Wie die Naspan®-Platinum-Spange funktioniert, können Sie sich ganz einfach in einem eigens dafür produzierten Film anschauen.

Dieser finden Sie im Internet unter:
https://youtu.be/ODqx_bZsl9o



Oder besuchen Sie ein Seminar zu Naspan®-Platinum-Korrektursystem. Termine finden Sie unter:
<https://podosem.de/events/>




1. NAGELVORBEREITUNG

Stellen Sie den Bedarf einer Nagelkorrektur fest, ist bei allen Spangen die obligatorische Nagelvorbereitung der erste Schritt. Dazu werden der Nagelfalz (Sulcus) von Hornhaut befreit und die Nagelränder geglättet.



4. SPANGE DESINFIZIEREN

Bevor die Spange angebracht wird, ist – wie bei allen Spangen – eine Desinfektion nötig. Verwenden Sie dazu nur Desinfektionsmittel, die vom Bundesgesundheitsamt/Robert-Koch-Institut oder vom Verbund für Angewandte Hygiene e.V. gelistet sind.




7. NAGEL TAMPONIEREN

Im letzten Schritt tamponieren Sie den Nagel. Versorgen Sie vorab Nagelwall und -falz mit einem Tropfen GEHWOL Fluid. Das Pflege-Fluid desinfiziert, beruhigt die gereizte Haut und macht Nagel- und Nagelhaut geschmeidig. So können Sie jetzt leichter einen dünnen Streifen Zellstoffmull mit einem Tamponstopfer in den Nagelwall einbringen.




2. NAGEL AUSMESSEN

Für die Auswahl der richtigen Spangengröße ist es wichtig, den Nagel vorher auszumessen. Das dazu benötigte Maßband wird bei der Naspan®-Platinum automatisch mitgeliefert. Ein Abdruck des Nagels ist hierbei nicht nötig.



5. SPANGE AUFSETZEN

Nun kann die komplett vorgefertigte Spange aufgesetzt werden. Schieben Sie dazu das Häkchen einer Seite entweder unter dem seitlichen Nagelrand entlang bis zur gewünschten Position oder haken Sie die Spange direkt dort ein. Danach folgt das Häkchen der anderen Seite in gleicher Weise. Die Spange können Sie für das Aufsetzen um circa 1 bis 3 Millimeter dehnen. Anschließend zieht sie sich automatisch in ihre Ausgangsposition zurück. In manchen Fällen kann ein Kürzen der Häkchen oder eventuell ein leichtes Anpassen der Schenkel nötig sein. Nutzen Sie dafür eine vorhandene Drahtschneidezange. Achten Sie aber immer darauf, gekürzte Häkchen zu entgraten, am besten mit einem Korund- oder einem feinen Diamantschleifer. Nach etwa vier bis maximal sechs Wochen sollte die Naspan®-Platinum-Nagelspange entfernt werden. Hierfür wird sie ganz einfach mit der Drahtschneidezange durchtrennt und herausgenommen. Ob und wie viele Folgeanwendungen notwendig sind, hängt vom Schweregrad der Nageldeformierung ab.



3. NAGELSPANGE AUSWÄHLEN

Wählen Sie nun die richtige Spangengröße aus. Dazu verschieben Sie den Deckel des Rondells bis zur Öffnung der passenden Spange. Die übrigen Spangen im Rondell bleiben dadurch geschützt. Verwenden Sie bei dünnen bis normalen Nägeln die Naspan®-Platinum soft und bei normalen bis kräftigen Nägeln die Naspan®-Platinum extra. Bei sehr stark gerollten Nägeln sollten Sie mit der „soft“ beginnen und nach der zweiten Behandlung auf „extra“ wechseln.



6. SPANGE FIXIEREN

Um die Spange zu fixieren, verwenden Sie am besten GEHWOL Nail repair Gel. Entfetten Sie aber vorab den Nagel mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner. Fixieren Sie die Spange an den drei Punkten, wie dies im Bild zu sehen ist. Härten Sie die Fixpunkte zwei Minuten unter UV-Licht aus. Entfernen Sie dann mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner die entstandene Dispersionsschicht und Kleberückstände auf dem Nagel.




NASPAN®-PLATINIUM-KORREKTURSYSTEM SET, SOFT

Produktdetails:

- 5 verschiedene Spangengrößen mit einem Griff zur Hand
- Für Nagelgrößen von 1,5 bis 3,0 cm geeignet
- Praktische, verschließbare, nach Größen geordnete Verpackung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set „soft“	313 381 001	1	

NASPAN®-PLATINIUM-KORREKTURSPANGE, SOFT



Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	313 381 011	5	CE
Größe 2	313 381 022	5	CE
Größe 3	313 381 033	5	CE
Größe 4	313 381 044	5	CE
Größe 5	313 381 055	5	CE
Größe 6	313 381 066	5	CE
Größe 7	313 381 077	5	CE




NASPAN®-PLATINIUM-KORREKTURSYSTEM SET, EXTRA

Produktdetails:

- Für alle Nägel, die etwas “extra-Zugkraft” benötigen
- 5 verschiedene Spangengrößen mit einem Griff zur Hand
- Für Nagelgröße von 1,5 bis 3,0 cm geeignet
- Praktische, verschließbare, nach Größen geordnete Verpackung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set „extra“	313 382 001	1	



Medizin-
produkt

NASPAN®-PLATINIUM-KORREKTURSPANGE, EXTRA

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	313 382 011	5	CE
Größe 2	313 382 022	5	CE
Größe 3	313 382 033	5	CE
Größe 4	313 382 044	5	CE
Größe 5	313 382 055	5	CE
Größe 6	313 382 066	5	CE
Größe 7	313 382 077	5	CE



NASPAN®-PLATINIUM-KORREKTURSYSTEM SET, SMALL

Produktdetails:

- Nagelspange für die kleineren Nägel der 2. bis 5. Zehe
- 5 verschiedene Spangengrößen mit einem Griff zur Hand
- Praktische, verschließbare, nach Größen geordnete Verpackung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set „small“	313 384 001	1	

NASPAN®-PLATINIUM-KORREKTURSPANGE, SMALL



Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 1	313 384 011	5	CE
Größe 2	313 384 022	5	CE
Größe 3	313 384 033	5	CE
Größe 4	313 384 044	5	CE
Größe 5	313 384 055	5	CE

NASPAN®-MINIMASSBAND

Produktdetails:

- Sehr flexibel, passt sich gut der Nagelform an
- Desinfizierbar
- 0 – 6 cm lang, Einteilung in Millimeter-Schritten



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Minimaßband	313 383 000	1	

NASPAN®-PINZETTE

Produktdetails:

- Mit geriffelter Grifffläche für einen besseren Halt
- Desinfizierbar
- 12 cm Gesamtlänge



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Pinzette	313 383 100	1	

GTO-NAGELSPANGE GTO-SCHLAUFE

Eine weitere Möglichkeit für die Nagelkorrektur bietet die GTO-Nagelspange. Namenhafte Mediziner und Podologen sind von der qualitativ sehr hochwertigen Spange und den damit erzielten Therapieerfolgen überzeugt.

Die GTO-Schleife hat in ihrer Verwendung viele Vorteile:

- Anwendbar bei allen gängigen dreiteiligen Spangentypen am Markt
- Unabhängig von der Spangen-Schenkellänge
- Durch die bauchige U-Form trifft der Therapeut automatisch den korrekten Zug- und Hebelpunkt für die Krafteinwirkung auf die Spangenschenkel auf dem Nagel
- Durch leichtes Ausrichten des Windehakens – mehr nach links oder mehr nach rechts – kann dieser Zug- und Hebelpunkt spielend einfach verlagert werden
- Extrem reißfest




Fixierte GTO-Nagelspange

Das richtige Setzen, die korrekte Behandlung mit der dreiteiligen Spange, ist eminent wichtig. Sämtliche auf einer dreiteiligen Orthonyxie-Spange ausgebildeten Therapeuten können ohne erneute Ausbildung die „GTO-Nagelspange“ bestellen.

- 1 Omega (hier vertikal) liegt später auf dem Nagel auf und zeigt dann zum Nagelbett
- 2 Nase zum besseren Halten
- 3 Öse

- 4 GTO-Schleife
- 5 S-Biegung (hinter dem Omega) dient als Führung für die Schleife
- 6 Spangenende



GTO-Nagelspange und -Schleife


KURZANLEITUNG ZUM ANLEGEN



1. Maßnahmen für den Spangenschkel



2. Kürzung des gebogenen Spangenenendes



3. Gekürzter Spangenschkel



4. Richtig angelegte Spangenschkel



5. Schenkelverbindung mit der GTO-Schlaufe




6. Resultat nach dem Anziehen der Schlaufe



7. Nach Entfernen sämtlicher Drahtenden



8. Endresultat



Medizin-
produkt

GTO-NAGELSPANGE

Produktdetails:

- Drahtdicke in 0,3 mm oder 0,4 mm verfügbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0,3 mm	313 340 100	5	CE
0,4 mm	313 340 200	5	CE



Medizin-
produkt

GTO-SCHLAUFE

Produktdetails:

- Drahtdicke in 0,3 mm oder 0,4 mm verfügbar

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0,3 mm	313 340 300	5	CE
0,4 mm	313 340 400	5	CE



WINDEHAKEN

Produktdetails:

- Aus Edelstahl; 15,5 cm Gesamtlänge
- Rostfrei und desinfektionsmittelbeständig
- Zum Zusammendrehen der beiden Haken der Spange mit der Schlaufe

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Windehaken	313 270 000	1	

DIE VHO-OSTHOLD-SPANGE PERFECT IST MEDIZINISCH BEI FOLGENDEN NAGEL-VERÄNDERUNGEN INDIZIERT:


- Eingewachsene Zehennägel (Unguis incarnatus), z. B. nach falscher Nagelpflege oder bei Hallux valgus
- Nagelfehlstellungen bei Diabetikern zur Vermeidung einer Operation
- Zangen- und Rollnägel
- Bei Wachstumsstörungen des Nagels, z. B. in Folge von Psoriasis (Schuppenflechte), chronischer Polyarthrit, Krallennagel (Onychogrypose) mit Verdickung der Nagelplatte
- Nagelfehlwachstum nach traumatischem Nagelverlust oder bei genetischer Veranlagung
- Nagelpilz (Onychomykose) mit Verdickung der Nagelplatte und eingegrabenen Nagelrändern
- Entzündungen im Nagelfalz oder -bett (Paronychie)
- Hühneraugen im Nagelfalz

DAS PRINZIP DER VHO-OSTHOLD-SPANGE PERFECT

Im Unterschied zu anderen Spangentechniken beruht der Erfolg der VHO-Osthold-Spange auf der Wechselwirkung von Hebel und Zug. Nur so lässt sich die enorme Rückstellkraft des Nagels, die bei einem Erwachsenen bis zu 10 kg betragen kann, überlisten. Während herkömmliche Spangen lediglich die elastischen Rückstellkräfte eines vorgebogenen Federstahldrahtes ausnutzen, der bestrebt ist, seine ursprüngliche Form wieder einzunehmen, kommt die Kraft der VHO-Osthold-Spange PERFECT aus der Verdrillung der Mittelschlaufe und der damit verbundenen Längenverkürzung der Spange. Diese Längenverkürzung hat eine Formveränderung des Nagels zur Folge, welche dazu führt, dass die Nagelränder aus dem Wundgebiet gehoben werden. Das bedeutet eine sofortige Linderung der Schmerzen sowie eine bessere Einwirkung entzündungshemmender, pilz- und bakterienabtötender Mittel. Bei Anwendung der VHO-Osthold-Methode ist selbst die Behandlung einer stark entzündeten und vereiterten Nagelumgebung nahezu schmerzlos.



Aufgesetzte, gespannte Nagelspange.



Nagelspange mit Onycholit fixiert.



Fixierte Nagelspange. Nagelfalztamponade und Medikamentengabe bei Granulationsgewebe.


Erkundigen Sie sich bei Ihrem Berater im GERLACH Außendienst nach einem Tages-Schulungsseminar.

Die Spangen gibt es:


- In 3 Spangengrößen – mini, midi, maxi – sowie eine micro-Spange für extrem kleine Nägel (z. B. Kinder)
- In 9 Schlaufengrößen (2–10 mm)
- In Drahtstärken 0,3, 0,4 und 0,5 mm
- Mit Schlaufen in den Stärken 0,3 mm für schwächere Nägel und zum Vorspannen sowie 0,4 mm für stärkere Nägel und zum Nachspannen

ANWENDUNG DER VHO-OSTHOLD-SPANGE PERFECT

Zwei mit Häkchen versehene Federstahldrähte werden schmerzlos in die Nagelränder eingehängt und mit einer Schlaufe zusammengezogen. Die Nagelränder werden dadurch aus dem entzündeten Nagelfalz herausgehoben. Es sind keine aufwändigen Silikonabdrücke und Gipsmodelle und damit auch keine Wartezeiten erforderlich.




- Die VHO-Spange besteht aus 3 Teilen: a, b und c. a und b sind zwei vorgeformte Hebel, die rechts und links an einem Federstahldräht gefertigt sind. In der Mitte ist eine Formbiegung, die zur Führung mit den 3 Fingern der linken Hand bestimmt ist. a und b werden später auf der Nagelplatte mit der Schlaufe c durch Drehen fest miteinander verbunden, abgeschnitten und verklebt.




- Der kleine Hebel wird für eine Nagelseite genau eingepasst. Sie müssen nur den Draht nach Nagelstärke und Krümmung anpassen und das Häkchen h kürzen. Mit Sekundenkleber fixieren und abschneiden.




- Die andere Seite wird ebenfalls genau eingepasst. Sie wird nicht abgeschnitten.



- Die Schlaufe muss nach Augenmaß ausgewählt und um die kleinen Ausbügungen herumgelegt werden. Dabei sollte der Ösenanfang zu Ihnen schauen. Die Schlaufen werden ein wenig zueinander gedrückt.



- Der Windehaken wird durch beide Ösen gesteckt und in senkrechte Stellung gebracht.



- Durch Drehen mit dem Windehaken (im Uhrzeigersinn) werden die drei Teile der VHO-Spange fest miteinander verbunden.



- Alle überstehenden Drahtteile werden so kurz wie möglich abgeschnitten.




- In einen dicken Tropfen Kunstnagelmaterial werden alle spitzen Teile eingeschlossen. Bei sehr hochgewölbten, gerollten Nägeln kann der Verschluss der Drahtteile mit dem Kunstnagelmaterial auch an die Seite, ganz rechts oder ganz links verlegt werden.

VHO-OSTHOLD-SPANGE PERFECT

Produktdetails:

- Länge der MINI-Spange: 7,5 mm
- Länge der MIDI-Spange: 10 mm
- Länge der MAXI-Spange: 12 mm
- Länge der MEZZO-Spange: 7,5 mm



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0,3 mm MEZZO	313 280 002	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm MINI	313 280 202	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm MIDI	313 280 302	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm MAXI	313 280 402	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,5 mm MIDI	313 290 302	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,5 mm MAXI	313 290 402	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE

Medizin-
produkt

VHO-TEST-SET (OHNE KASTEN)

Produktdetails:

Inhalt Spangen:

- 1 Stück 0,3 MEZZO
- 1 Stück 0,4 MINI
- 2 Stück 0,4 MIDI
- 1 Stück 0,4 MAXI
- 2 Stück 0,5 MIDI
- 1 Stück 0,5 MAXI



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set	313 320 102	1	CE

Medizin-
produkt

VHO-OSTHOLD-SCHLAUFE PERFECT

Produktdetails:

- Drahtdicke in 0,3 oder 0,4 mm Stärke
- Breiten (Gr.) von 2 bis 10 mm

0,3 mm Stärke



Gr. 2 2 mm **Gr. 4** 4 mm **Gr. 6** 6 mm **Gr. 8** 8 mm **Gr. 10** 10 mm

0,4 mm Stärke



Gr. 3 3 mm **Gr. 5** 5 mm **Gr. 7** 7 mm **Gr. 9** 9 mm

Medizin-
produkt

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
0,3 mm Größe 2	313 300 202	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,3 mm Größe 4	313 300 402	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,3 mm Größe 6	313 300 602	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,3 mm Größe 8	313 300 802	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,3 mm Größe 10	313 301 002	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm Größe 3	313 310 302	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm Größe 5	313 310 502	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm Größe 7	313 310 702	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE
0,4 mm Größe 9	313 310 902	5	CE
		ab 10	CE
		ab 25	CE

SORTIMENTSKASTEN FÜR VHO-SYSTEM

Produktdetails:

- 25 Fächer, leer
- Mit praktischen Etiketten zur Kennzeichnung der einzelnen Fächer



Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Sortimentskasten	313 270 200	1	

ONYCLIP


Die bequeme Nagelkorrektur. Nagelkorrektur-System mit exakt dosierbaren Zugkräften, verwendbar für jede Nagelform.

Bei eingewachsenen, einseitig oder beidseitig eingerollten Nägeln, Hypergranulationen, Teilresektionen und Irritationen im Nagelfalz.

Epoxid-beschichtete federbare Edelstahlstreifen mit Klebe-Gel.




1. Maßnahmen am Nagel mit schmalen Maßband.



2. Abschneiden des Onyclip-Streifens auf individuelle Länge – 2 verschiedene Stärken stehen zur Verfügung.



3. Streifen vorformen
Um die Zugkraft einzustellen, können Sie den Onyclip-Streifen mit der Rundzange vorbeugen und der Nagelform anpassen. Berücksichtigen Sie dabei die Federkraft. Vorsicht: Der Streifen darf nicht knicken!



4. Kleber auftragen
Geben Sie jetzt einen kleinen Tropfen des im Onyclip-Set enthaltenen Klebe-Gels auf das eine Ende des Streifens. Zwischen dem Auftragen des Klebers und dem Applizieren dürfen einige Sekunden liegen.



5. Die Zugkraft des federharten kunststoffbeschichteten Edelstahlstreifens wirkt sofort nach dem Aufbringen der Onyclip-Klebespange.



6. Die fertige Onyclip-Spange.


 Medizin-
produkt

ONYCLIP-PACKUNG

Produktdetails:

- Mit je 4 Edelstahlstreifen 0,1 mm und 0,15 mm stark, 10 cm lang
- 1 Mess-Streifen
- 1 Spatel
- 2 x 1 g Klebe-Gel

Bestell.-Nr.
MP

313 250 600

CE



KLEBE-GEL

Produktdetails:

- Die gelartige Beschaffenheit erlaubt ein genaues Dosieren des Klebers und verhindert ein Wegfließen
- Haftet sekundenschnell
- 3 x 1 g

Bestell.-Nr.
MP

313 250 700



ERSATZ-EDELSTAHLSTREIFEN

Produktdetails:

- Nagelkorrektursystem aus Edelstahl
- Zugkräfte können genau dosiert werden
- Für alle Nagelformen geeignet
- 0,1 mm stark, 8 Stück
- 0,15 mm stark, 8 Stück

Bestell.-Nr.
MP

313 250 601

CE

313 250 602

CE

 Medizin-
produkt

B/S[®] SPANGE Classic

B/S SPANGEN-SYSTEM

Der „Klassiker“ für den problemlosen Einsatz

Die B/S-Spange ist eine dünne, leicht anzuwendende Kunststoff-Klebestange zur kosmetischen Behandlung von empfindlichen Fußnägeln. Über die gesamte Nagelfläche geklebt, werden die notwendigen Federkräfte bestens verteilt und das betroffene Gewebe entlastet. Die optimale Passform als auch der feste Sitz ermöglichen dem Patienten einen hohen Tragekomfort.



1. Die gründliche Vorbereitung



2. Das sorgsame Entfetten



3. Die exakte Anprobe vom Anfang



4. Die exakte Anprobe bis zum Ende



5. Das Zuschleifen der Spangenenenden



6. Das Auftragen des B/S-Aktivators



7. Das Auftragen des B/S-Basic-Klebers



8. Die korrekte Mittenfixierung



9. Das Andrücken der B/S-Spange rechts



10. Das Andrücken der B/S-Spange links



11. Das Angleichen der Spangenübergänge



12. Die individuelle Spannungskorrektur



13. Die gewissenhafte Abschlussreinigung



14. Die abschließende Versiegelung



15. Das überzeugende Ergebnis



B/S CLASSIC STARTER-SET

Produktdetails:

- B/S-Starter-Set enthält: 40 Spangen (je 10 Stück in Gr. 16, 18, 20, 22), 5 Übungsspangen, 1 Applikator, 1 Aktivator 3 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Starter-Set	313 210 010	1	
Basic-Pinselkleber	313 210 400	1	



B/S CLASSIC PROFI-SET

Produktdetails:

- B/S-Profi-Set enthält: 60 Spangen (je 10 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 5 Übungsspangen, 1 Applikator, 1 Aktivator 3 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Profi-Set	313 210 210	1	
Basic-Pinselkleber	313 210 400	1	



B/S APPLIKATOR

Produktdetails:

- Zum Applizieren und Andrücken der Nagelspange auf dem Nagel

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Applikator	313 210 300	1	



Bilder: © Bernd Stolz GmbH

B/S BASIC-PINSELKLEBER, 5 G

Produktdetails:

- B/S-Pinselkleber zur Fixierung von B/S-Spangen Classic & Magnet

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Basic-Pinselkleber	313 210 400	1	



Bilder: © Bernd Stolz GmbH

B/S REINIGER CLEAN-EX, 25 ML

Produktdetails:

- Zum Entfetten der Nagelplatte vor dem Kleben einer B/S-Spange
- 25-ml-Flasche

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Reiniger Clean-Ex	313 210 100	1	



Bilder: © Bernd Stolz GmbH

B/S CLASSIC AKTIVATOR

Produktdetails:

- Schnelltrocknend
- Die Stiftform ermöglicht eine gezielte Applikation
- 8 ml

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Classic Aktivator	313 210 800	1	



© Eduard Gerlach GmbH

© Bernd Stolz GmbH

B/S CLASSIC SPANGEN (STÄRKE: 0,26 MM)

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 14	313 211 400	10	
Größe 16	313 211 600	10	
Größe 18	313 211 800	10	
Größe 20	313 212 000	10	
Größe 22	313 212 200	10	
Größe 24	313 212 400	10	

B/S[®] SPANGE Magnet

B/S SPANGE MIT MAGNETAPPLIKATOR

Die komfortable Arbeitsmethode

Der Magnetapplikator sorgt für ein noch einfacheres, noch schnelleres und noch sicheres Aufbringen der B/S-Spange Classic auf den Nagel. Die B/S-Spange wurde mit einem Magnetpoint, der B/S-Applikator mit einem Magneten versehen. Dadurch ist die Handhabung erheblich einfacher und unkomplizierter. Zwei unterschiedliche Applikationsmöglichkeiten anwendbar.



1. Nagelvorbereitung



2. Entfetten des Nagels



3. Ausmessen von
Nagelrand



4. zu Nagelrand



5. Zuschleifen der Spangenenden




6. Auftragen des B/S-
Aktivators



7. Auftragen des B/S-
Basic Klebers



8. Applizieren der
B/S-Spange links, an-
drücken ca.
10 Sekunden



9. Weiterführung über
den Nagel



10. bis zum Nagelrand
rechts, andrücken
ca. 10 Sekunden



11. Abschließendes
Versiegeln für
funktionelles Finish



B/S MAGNET STARTER-SET

Produktdetails:

- Starter-Set enthält: 40 Spangen (je 10 Stück in Gr. 16, 18, 20, 22), 5 Übungsspangen, 3 Magnetapplikatoren, 1 Aktivator 3 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Starter-Set	313 242 512	1	
Basic-Pinselkleber	313 210 400	1	



Bild: © Bernd Stolz GmbH

B/S MAGNET PROFI-SET

Produktdetails:

- Profi-Set enthält: 60 Spangen (je 10 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 5 Übungsspangen, 3 Magnetapplikatoren, 1 Aktivator 3 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Profi-Set	313 242 511	1	
Basic-Pinselkleber	313 210 400	1	



Bild: © Bernd Stolz GmbH

B/S MAGNETAPPLIKATOR-SET, 3 GRÖSSEN

Produktdetails:

- Erleichtert das Aufsetzen der Spange auf den Nagel in einem Zug
- Für die Spangengrößen 14/16, 18/20 sowie 22/24

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Set in 3 Größen	313 211 000	1	
Größe 14/16	313 211 100	1	
Größe 18/20	313 211 200	1	
Größe 22/24	313 211 300	1	



Bild: © Bernd Stolz GmbH

B/S RONDELL, MAGNET SPANGEN STARTER

Produktdetails:

Inhalt:

- Je 10 Stangen Größe 16, 18, 20, 22
- 5 Übungsspangen Größe 18

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Rondell	313 242 503	1	



© Eduard Gerlach GmbH

© Bernd Stolz GmbH

B/S MAGNET SPANGEN

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 14	313 242 514	10	
Größe 16	313 242 516	10	
Größe 18	313 242 518	10	
Größe 20	313 242 520	10	
Größe 22	313 242 522	10	
Größe 24	313 242 524	10	

B/S[®] SPANGE Quick

B/S QUICK-SPANGE

Die fingergerechte Applikationsmethode

Eine besonders leicht und schnell anwendbare Nagelkorrektur-Spange. Ideal für den Anfänger. Nagel vorbereiten, Schnellkleber auftragen und Nagelspange aufsetzen.

Nur 10 Sekunden werden für das Aufkleben dieser Nagelspange benötigt. Kein Instrument notwendig.



1. Nagelvorbereitung



2. Nagelbreite abmessen



3. Abschneiden der Trägerfolie mit B/S-Spange



4. Dünner schleifen der B/S-Spange vor der Applikation



5. Aktivatorauftrag auf den Nagel



6. Auftragen des B/S-Basic Klebers auf die Spange



7. Anfangsfixierung der B/S-Spange



8. Andrücken an den gesamten Nagel



9. Abziehen des Trägers vom Nagel



10. Egalisieren der Übergänge / Spannungskorrektur



11. Abschließendes Versiegeln für funktionelles Finish

B/S QUICK PROFI-SET

Produktdetails:

- Profi-Set enthält: 30 Spangen (je 5 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 3 Übungsspangen, 1 Aktivator 3 ml, 1 Reiniger 25 ml
- QR-Code für Schulungsvideos auf der Umverpackung und in der Anleitung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Profi-Set	313 240 010	1	
Basic-Pinselkleber	313 210 400	1	





KLEBFIX SABESTO, 5 G

Produktdetails:

- Cleverer Spezial-Drehverschluss ermöglicht eine genaue Dosierung und verhindert das Verkleben der Spitze
- Sofortige Klebewirkung

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Klebfix	313 330 000	1	




© Eduard Gerlach GmbH

© Bernd Stolz GmbH

B/S QUICK SPANGEN

Produktbezeichnung	Bestell.-Nr.	Stück	MP
Größe 14	313 241 400	5	
Größe 16	313 241 600	5	
Größe 18	313 241 800	5	
Größe 20	313 242 000	5	
Größe 22	313 242 200	5	
Größe 24	313 242 400	5	



ORTHONYXIE

BEDARF

Die Ursachen für eingewachsene Nägel und Rollnägeln sind vielfältig: Deformationen wie Hallux valgus, Wachstumsstörungen, übermäßige Länge der Zehen, falsches Schuhwerk und falsches Schneiden der Nägel. Die Orthonyxie beschreibt eine schonende Alternative zur häufig noch gängigen Operation. Die Spangentherapie gehört somit für den Fußspezialisten zu einem sinnvollen Bestandteil des Leistungsangebotes.

Das Produktprogramm von GEHWOL TECH bietet Ihnen dabei eine Variation an Nagelkorrektursystemen, die Lösungen für die unterschiedlichen Nageldeformitäten bieten.

Medizin-
produkt

SPANGENHALTER BM 360R

Produktdetails:

- Für den sicheren Halt der Nagelspange bei allen Arbeitsvorgängen
- AESCULAP-Qualitätsinstrument
- Aus Edelstahl
- 14 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

313 126 000

MP

CE

Medizin-
produkt

DRAHTFASSZANGE DP 031R

Produktdetails:

- Unentbehrlich zur Herstellung von Nagelspangen sowie zur Formung und Anpassung der Spange
- AESCULAP-Qualitätsinstrument
- Aus Edelstahl
- 15 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

313 103 100

MP

CE



ORTHONYXIE-3-STUFEN-ZANGE

Produktdetails:

- 3 unterschiedlich große Schlaufenbiegevorrichtungen sowie spitzes Zangenmaul
- 14 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

313 124 110

MP



SCHLAUFENBIEGEZANGE

Produktdetails:

- 7 unterschiedliche Biegestufen in einer Zange
- Für Federdraht bis \varnothing 0,7 mm
- Aus Edelstahl
- AESCULAP-Qualitätsinstrument
- 14 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

MP

313 124 200

RUND-HAMMER

Produktdetails:

- Zur Abflachung der Nagelspannhaken
- 30 cm Gesamtlänge



Bestell.-Nr.

MP

313 260 300

DRAHTSCHNEIDEZANGE R

Produktdetails:

- Mit Hartmetalleinsätzen an den Schneiden
- Sterilisierbar und rostfrei
- 13 cm Gesamtlänge



Bestell.-Nr.

MP

313 128 000



BRETTEISEN

Produktdetails:

- Zur Abflachung von Nagelspangen
- Größe: 6 x 6 cm

Bestell.-Nr.

MP

313 260 400



FEDERSTAHLDRAHT

Produktdetails:

- Zur Herstellung bzw. Anpassung von Ross-Fraser-Spangen
- 0,5 mm x 50 m

Bestell.-Nr.

MP

313 150 500

Beispiele verschiedener individuell angefertigter Silikonorthesen:



a) Reiterzehenorthese



b) Zwischenzehenkeil



c) Ballenschale



Medizin-
produkt

ERKOTON 20

SILIKON ZUR HERSTELLUNG VON INDIVIDUELLEN ORTHESEN INKL. HÄRTERPASTE 2 X 100 G

Produktdetails:

- Weich – 20 Shore
- Einfache Handhabung
- Hochelastisch bei sehr guter Reißfestigkeit
- Nach Aushärtung optimal bearbeitbar

Bestell.-Nr.

313 201 000

MP

CE



Medizin-
produkt

ERKOTON 30

SILIKON ZUR HERSTELLUNG VON INDIVIDUELLEN ORTHESEN INKL. HÄRTERPASTE 2 X 100 G

Produktdetails:

- Mittel – 30 Shore
- Einfach in der Handhabung
- Hochelastisch
- Nach dem Aushärten sehr einfach bearbeitbar

Bestell.-Nr.

313 202 000

MP

CE



ONYCHOLIT PULVER, ROSA

Produktdetails:

- 2-Phasenkunststoff für Nagelprothetik und Sicherung von Nagelspangen, 30 g
- Zur Reparatur von beschädigten oder krankhaften Nägeln
- Zur Herstellung von Modellnagelplatten
- Zur Befestigung von Nagelspangen

Bestell.-Nr.

MP

313 250 800



ONYCHOLIT PULVER, KLAR

Produktdetails:

- 2-Phasenkunststoff für Nagelprothetik und Sicherung von Nagelspangen, 30 g
- Zur Reparatur von beschädigten oder krankhaften Nägeln
- Zur Herstellung von Modellnagelplatten
- Zur Befestigung von Nagelspangen

Bestell.-Nr.

MP

313 250 900



ONYCHOLIT FLÜSSIGKEIT

Produktdetails:

- 2-Phasenkunststoff für Nagelprothetik und Sicherung von Nagelspangen, 25 ml
- Zur Reparatur von beschädigten oder krankhaften Nägeln
- Zur Herstellung von Modellnagelplatten
- Zur Befestigung von Nagelspangen

Bestell.-Nr.

MP

313 251 100

LISKO POLIERSCHEIBEN FEIN

Produktdetails:

- Zur schonenden Nachbearbeitung von Silikonorthesen
- Farbe: weiß
- 10 Stück, mit Träger



Bestell.-Nr.

MP

313 360 200 (1 VE = 10 Stück)

NAGELFALZ-TAMPONADE

Produktdetails:

- Vlies-Tamponade für sensible Arbeiten im Nagelfalz
- Dünn 1,4 cm x 10 m
- Mittel 1,4 cm x 4 m
- 10 Rollen



Bestell.-Nr.

MP

316 402 700

316 402 600

ANMISCHBECHER FÜR HARTGIPS

Produktdetails:

- Anmischbecher aus flexiblem Kunststoff
- Fassungsvermögen: 200 ml
- Farbe: blau



Bestell.-Nr.

MP

313 170 000



EINMAL-ANMISCHBECHER

Produktdetails:

- Zum Anmischen unterschiedlicher Flüssigkeiten oder Pasten wie z. B. Onycholit
- Mit 3 Halteringen zur besseren Handhabung sowie 3 Kunststoffspateln

Bestell.-Nr.

MP

313 360 300 (1 VE = 50 Stück)



ABDRUCKLÖFFEL NACH ECKLE

Produktdetails:

- Praktisch für Nagelabdrücke zur Herstellung von Orthonyxie-Spangen

Bestell.-Nr.

MP

313 360 100 (1 Paar)



SUPER-HARTGIPS

Produktdetails:

- Zum Ausgießen von Abdrücken und Erstellen von Gipsmodellen im Rahmen der Nagelprothetik
- Sehr gute Detailwiedergabe durch extrem glatte Oberfläche

Bestell.-Nr.

MP

313 160 000 (1 kg)



WINDEHAKEN

Produktdetails:

- Edelstahl-rostfrei
- Spezialinstrument zum Setzen der VHO-Osthold-Spange
- Zum Zusammendrehen der Spangen-Häkchen mit der Schlaufe
- 15,5 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

MP

313 270 000



DELFINZANGE DP 501 R

Produktdetails:

- Zum Zusammenbiegen des Häkchens auf die benötigte Nagelstärke und zum Erstellen der Gesamtneigung der Spange
- Edelstahl
- AESCULAP-Qualitätsinstrument
- 15,5 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

MP

313 260 600

CE

Medizin-
produkt



RUND-/SPITZZANGE

Produktdetails:

- Spezialzange, um Spangen-Häkchen anzupassen und in die sogenannte „Demutshaltung“ zu biegen
- Verchromt
- 11,5 cm Gesamtlänge

Bestell.-Nr.

MP

313 260 500

LEHRBUCH UND BILDATLAS FÜR DIE PODOLOGIE

VIERTE AKTUALISIERTE UND ERWEITERTE NEUAUFLAGE

Diese Neuerscheinung soll eine Brücke schlagen zwischen dem „traditionellen medizinischen Fußpfleger“ in Deutschland und dem neu geschaffenen Berufsbild des Podologen. Der Schwerpunkt des Titels liegt in der praktischen Anwendung der verschiedensten podologischen Techniken, die durch umfangreiches podologisches Basiswissen begründet werden. Zum besseren Verständnis sind die einzelnen Behandlungsschritte und krankhafte Veränderungen reichlich fotografisch dokumentiert oder schematisch erläutert. Fremdwörter werden sofort im laufenden Text erklärt und sind zusätzlich in einem kleinen Lexikon erläutert. Der Autor kombiniert die ärztliche Erfahrung aus seiner Fuß-Schwerpunkt-Praxis und seine Kenntnisse aus der Anwendung der verschiedensten Spangentechniken mit seiner Erfahrung als medizinischer Fußpfleger.




PRÜFUNGSFRAGEN FÜR DIE PODOLOGIE

Dieses Buch bietet einen Überblick über die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Podologinnen und Podologen. Die hier zusammengestellten Fragen ermöglichen eine Vertiefung und den Ausbau des Wissens zum Thema Podologie. Durch ausführliche Beantwortung und Kommentierung der einzelnen Fragen bietet das Buch eine hilfreiche und nützliche Ergänzung zum „Lehrbuch und Bildatlas für die Podologie“.

EXTREMFÄLLE AUS DER PODOLOGISCHEN PRAXIS

In dem neu erschienen Band „Extremfälle aus der podologischen Praxis“ stellt der Autor Dr. med. Norbert Scholz 100 podologische Fälle in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Arzt und Podologe vor. Dabei versteht er den Begriff „Podologie“ in seiner eigentlichen Bedeutung als „Lehre vom Fuß“, denn Podologie ist für ihn mehr als nur Nägel schneiden und Hornhaut entfernen.

So beschreibt das Buch die Verläufe von Extremfällen, die in der podologischen Praxis nicht alltäglich sind, aber auftreten können. Die Verläufe sind zum Teil über mehrere Jahre fotografisch dokumentiert. Den meisten Fußexperten ist es nicht möglich, den Krankheitsverlauf ihrer Patienten über so lange Zeit genau zu beobachten und den Heilungsprozess – aber auch mögliche Misserfolge – bis zum Schluss zu verfolgen. Das Buch bietet diesen Vorteil und ist das Einzige, das in dieser Form bisher auf dem Markt erschienen ist. Es ist deshalb sowohl für Anfänger in der medizinischen Fußpflege als auch für erfahrene Podologen und Ärzte zu empfehlen.



© Erlen-Zimmer GmbH & Co. KG

Bestell.-Nr.

318 101 500	Lehrbuch und Bildatlas für die Podologie 630 S., 2. Aufl., 20,5 x 27,5 cm, ISBN 3-937346-04-X
318 101 600	Prüfungsfragen für die Podologie 497 S., 12,5 x 19,0 cm, ISBN 3-937346-05-8
318 101 800	Extremfälle aus der podologischen Praxis 400 S., 17,5 x 21,5 cm, ISBN 3-937346-19-8
720 080 600	Schautafel Fuß und Fußgelenke 70 cm breit, 100 cm hoch, Kunststoff, mit Metallbeileistung und Aufhängekordel, desinfizierbar, wasserfest

SCHAUTAFEL

Mehrfarbdruck als Information für Schüler und Patienten.

SULCI-PROTEKTOREN

Zum Begradigen, Ergänzen und Formen des seitlichen Nagelrandes sowie zum Abpolstern des Nagels gegen einen gereizten oder entzündeten Nagelwall eignen sich Sulci-Protectoren ideal. Besonders beim eingewachsenen Nagel bieten sie gegenüber Tamponaden Vorteile.

Die Verweildauer beträgt bis zu 8 Wochen (Neu-Fixierung nach 4 Wochen). Die Schienen polstern nicht nur, sondern bewirken auch, dass der Nagel am freien Rand seine breite Form behält. Das beugt Veränderungen des Nagelbettes, Aufwölbungen des Nagelwalls und daraus

entstehenden Verformungen und Wachstumsstörungen des Nagels vor. Sulci-Protectoren können mit einer Pinzette oder einem Sulci-Injektor angesetzt werden. Diese gibt es in 3 verschiedenen Größen. GEHWOL Nagelmasse fixiert den Protektor.



1. Beim eingewachsenen Nagel drückt der seitliche Nagelrand – oft mit Ecken oder Dornen – tief in den Falz, der mit schmerzhaften Entzündungen reagiert.



2. Zunächst gilt es, den Nagelrand zu begradigen und zu glätten – z. B. mit Hilfe einer Eckenfeile.



3. Die kleinen Schienen aus weichem Kunststoff sind in Längsrichtung offen. Sie werden auf die passende Länge zugeschnitten und am kurzen Rand geglättet.



4. Nach dem Desinfizieren und Entfetten des Nagels den Sulci-Protecteur mit der Pinzette über den freien seitlichen Nagelrand schieben.



5. Der fertig eingesetzte Sulci-Protecteur.



6. Den sichtbaren, auf der Nagelplatte liegenden Teil des Sulcis mit GEHWOL Nagelmasse fixieren.

SULCI-INJEKTOR MK 2

Produktdetails:

- Zum Einbringen der Protectoren in die Sulci



Bestell.-Nr.
313 370 000

MP

SULCI-PROTEKTOREN MK 3

Produktdetails:

- Klein, weiß



Medizin-
produkt

Bestell.-Nr.

313 370 200 (1 VE = 100 Stück)

MP

CE

SULCI-PROTEKTOREN MK 2

Produktdetails:

- Mittel, pink



Medizin-
produkt

Bestell.-Nr.

313 370 300 (1 VE = 100 Stück)

MP

CE

SULCI-PROTEKTOREN MK 1

Produktdetails:

- Groß, gelb



Medizin-
produkt

Bestell.-Nr.

313 370 400 (1 VE = 100 Stück)

MP

CE

NAGELPROTHETIK MIT GEHWOL NAGELMASSE

Eine Verstärkung des Nagels oder das Anfertigen einer schützenden Nagelteilprothese ist bei vielen Nagelproblemen sinnvoll:


- Nach der apparativen Behandlung von Nagelpilz zum Ersatz abgefräster Nagelpartien
- Nach der Entfernung von Hühneraugen unter dem Nagel
- Bei brüchigen, eingerissenen, scharfkantigen oder dünnen Nägeln
- Bei zu kurzen oder verletzten Nägeln
- Bei deformierten Nagelplatten

Eine Nagelteilprothese aus GEHWOL Nagelmasse lässt sich leicht und ohne aufwändige Gipsmodelle herstellen. Das elastische, atmungsaktive Material schützt das Nagelbett vor mechanischen Einwirkungen; eingearbeitete Desinfektionsmittel verhüten Entzündungen und Pilzbefall. Mit GEHWOL Nagelmasse entsteht ein kosmetisch einwandfreier und optisch »normaler« Nagel, der mitwächst und sich wie ein natürlicher Nagel schneiden, feilen, pflegen und auf Wunsch lackieren lässt.

Durch das Ergänzen fehlender Nagelteile gelingt es, einer Verformung des Nagelbettes und des Zehennagels vorzubeugen und den Restnagel zu stabilisieren. Folgeschäden, z. B. Wachstumsstörungen durch einen sich aufwölbenden distalen Nagelwall oder Verhornungen des Nagelbettes, lassen sich so vermeiden. Der Nagel kann ungehindert nachwachsen.

Nachbehandlung:

Um auch die nicht mit Nagelmasse bedeckten Partien des Nagels vor Pilzbefall zu schützen, empfiehlt sich die tägliche Anwendung von GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Creme oder -Öl. Beide Produkte wirken antimyketisch, fördern das Wachstum und sorgen für gesunde, elastische Nägel.



1. Ein Nagelpilz im fortgeschrittenen Stadium der Infektion.



2. Lose Nagelteile, bei Nagelpilz alle befallenen Partien, gründlich mit einem Fräser bis herunter auf das Nagelbett abtragen.



3. GEHWOL Nagelmasse in dünnen Schichten mit einer Trockenzeit von jeweils ca. fünf Minuten auftragen.



4. Die Nagelprothese bei Bedarf je nach Nageldicke durch 1-2 Lagen Vlies verstärken.



5. Mit dem nassen Finger oder nassen Instrument lässt sich die noch feuchte Prothese leicht modellieren und glätten. Das Ergebnis: ein optisch einwandfreier Nagel mit »naturidentischen« Eigenschaften.

GEHWOL® NAGELMASSE

FÜR VERSCHÖNERUNG, SCHUTZ UND REPARATUR DER ZEHEN- UND FINGERNÄGEL

Produktdetails:

- Stark haftend, dauerelastisch zur Glättung unebener und zur Festigung eingerissener Nägel sowie zur Fixierung künstlicher Nägel
- Zum Schutz vor Nagelpilz
- Gibt dem Nagel ein schönes und natürliches Aussehen
- Nagellack kann zusätzlich verwendet werden



Dermatologisch
geprüft

Bestell.-Nr.

MP

102 520 100

GEHWOL MED® NAGEL- UND HAUTSCHUTZ-ÖL

ZUR PFLEGE DER NÄGEL UND HAUT SOWIE ZUM SCHUTZ VOR PILZBEFALL

Produktdetails:

- Enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- Brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.

MP

104 020 100

104 020 300

GEHWOL MED® NAGEL- UND HAUTSCHUTZ-CREME

ZUR PFLEGE DER NÄGEL UND HAUT SOWIE ZUM SCHUTZ VOR PILZBEFALL

Produktdetails:

- Enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol
- Brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz
- Clotrimazol verhindert Pilzbefall



Dermatologisch
geprüft

Für Diabetiker
geeignet

Bestell.-Nr.

MP

104 030 100



BOHRER

UND FRÄSER

Mit jedem Patienten wechseln die Fuß- und Hautprobleme. Nur mit hochwertigen Bohrern und Fräsern lassen sie sich optimal behandeln. Im umfangreichen Angebot von GEHWOL TECH finden Sie garantiert das passende Instrument.



GERLACH bietet aus hygienischen Gründen nur noch Fräser, Diamantschleifer und Schleifkörper in rost sicherer Qualität an!

DARUM DREHT SICH'S: BESTÄNDIGE WERTE

Bohrer, Fräser und Schleifkörper sind in der professionellen Fußpflege zur schonenden und effektiven Bearbeitung von Hornhaut und Nägeln unverzichtbar. Der richtige Umgang mit den rotierenden Instrumenten verlängert ihre Lebensdauer und erspart dem Patienten Schmerzen. Diamantierte Schleifkörper, Edelstahl-Instrumente und Hartmetallfräser sind im Hinblick auf die sachgerechte medizinische Hygiene besonders zu empfehlen.

Die Auswahl von Größe, Form und Durchmesser eines rotierenden Instrumentes wird u. a. davon bestimmt, ob eine großflächige oder eine punktuelle Behandlung erfolgen soll. Wichtig ist auch die materialabtragende Eigenschaft eines Instrumentes, die Schleifkraft (Abrieb, Abrasivität). Sie hängt von der Umdrehungsgeschwindigkeit ab und von der Größe der Strukturen bzw. Körnchen auf der Instrumentenoberfläche. Grobe Oberflächen und scharfkantiges Material bewirken allgemein einen stärkeren Abrieb.

TEMPOLIMIT BEACHTEN!

Für jedes rotierende Instrument gilt eine vom Hersteller vorgegebene maximale Drehzahl. Diese wichtige sicherheitsrelevante Angabe finden Sie in diesem Katalog für jedes rotierende Instrument. Diese maximale Drehzahl darf auf keinen Fall überschritten werden!

Die optimale Drehzahl in der Anwendungspraxis ist in der Regel deutlich niedriger. Sie hängt von der Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck und von Art und Größe des Instruments ab.

Allgemein gilt: Je größer der Durchmesser eines rotierenden Instrumentes, desto niedriger die Drehzahl.

Das Arbeiten mit zu hohen Drehzahlen kann, durch die entstehende Reibungswärme, schmerzhafte Verbrennungen beim Patienten verursachen. Zudem können die entstehenden Fliehkräfte und Vibrationen auf Dauer den Fräser und das Handstück beschädigen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch die Empfehlungen zur maximalen Fräsergröße in der Gebrauchsanleitung Ihres Fußpflegegerätes.

Für viele Anwendungen sind Drehzahlen um die 15.000 U/min vollkommen ausreichend. Große Schleifkörper, Kappenschleifer und Hartmetallsplitterfräser sollten nicht mit über 10.000 U/min verwendet werden. Eine Ausnahme bilden schneidende Hartmetallfräser, die höhere Drehzahlen brauchen, damit die Schneiden sich nicht zusetzen.

NICHT UNTER DRUCK ARBEITEN!

Die ideale Umdrehungszahl hängt wesentlich von der Haut- und Nagelbeschaffenheit des Kunden, vom Anpressdruck sowie der Größe des Instruments ab. Zuviel Druck beim Schleifen ist für den Kunden unangenehm und kann Hitze Probleme hervorrufen. Starkes Andrücken bewirkt auch eine hohe Belastung des Mikromotors, der Spannvorrichtung im Handstück sowie der Fräser und Schleifkörper. Fräser oder Schleifkörper sollten deshalb nur mit leichtem Druck aufgesetzt werden. Ein scharfes, intaktes Instrument zieht sich wie von selbst durch das Behandlungsfeld. Verzahnte (schneidende) Instrumente dürfen nur rechtsdrehend eingesetzt werden.

WICHTIG: EIN SAUBERER DREH!

Ebenso wie Zangen und Scheren müssen auch rotierende Instrumente vor jedem Einsatz am Patienten hygienisch aufbereitet werden, um die Übertragung von Pilzen und anderen Mikroorganismen zu vermeiden. Da Desinfektion, Reinigung und z. T. auch Sterilisation (Autoklav) im feuchten Milieu stattfinden, ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit des Materials von großer Bedeutung.

Um eine hygienisch einwandfreie medizinische Fußpflege zu ermöglichen, bietet Gerlach alle rotierenden Metall-Instrumente in rostfreier Ausführung aus Edelstahl oder Hartmetall an. Ebenso wie Diamantschleifer (mit Edelstahlschaft) weisen diese Instrumente eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf, sind somit leichter zu pflegen, länger einsetzbar und damit langfristig gesehen auch wirtschaftlicher.

WICHTIG: EINSATZ VON INSTRUMENTEN IN FUSSPFLEGEGERÄTEN

Beim Einsatz der Instrumente in Fußpflegegeräten achten Sie bitte stets auf die vom Hersteller ausgewiesene Produktkategorie sowie die Kompatibilität. Für medizinische Anwendungen im Rahmen der Podologie nutzen Sie bitte Fußpflegegeräte, die Medizinprodukte darstellen und kombinieren Sie diese wiederum mit Instrumenten, die ebenfalls Medizinprodukte sind. Für Anwendungen außerhalb der Medizin, also in der kosmetischen Fußpflege, ist der Einsatz eines Fußpflegegerätes in Form eines Medizinproduktes nicht erforderlich. Bitte beachten Sie jedoch, dass ein Fußpflegegerät, welches kein Medizinprodukt darstellt, nicht dazu bestimmt ist, mit Instrumenten angewendet zu werden, die Medizinprodukte darstellen. Bitte kombinieren Sie Ihr Fußpflegegerät daher in diesem Fall nur mit Instrumenten, die keine Medizinprodukte darstellen.

Die insoweit notwendigen Informationen zur Kategorisierung bzw. dem Medizinproduktstatus der Fußpflegegeräte und Instrumente finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten in unserem Katalog. Im Rahmen der nachfolgenden Darstellung der Instrumente steht die Abkürzung MP für „Medizinprodukt“. Sofern in der jeweiligen Zeile ein CE-Kennzeichen vorhanden ist, bedeutet dies, dass es sich bei dem bezeichneten Instrument um ein Medizinprodukt handelt.

PFLEGEHINWEIS

Sind in der Praxis außerdem noch rotierende Instrumente aus normalem Stahl im Einsatz, gilt es Folgendes zu beachten:

- Damit Rostpartikel nicht auf intakte Instrumente übergehen (Flugrost), sollten normale Stahlinstrumente immer getrennt von Edelstahl-Instrumenten aufbereitet werden.
- Desinfektionsmittel mit Korrosionsschutz verwenden!
- Vor der Sterilisation sind Stahlinstrumente auch in den feinen Verzahnungen vollständig zu trocknen!
- Nach der Sterilisation Instrumente im Sterilisator abkühlen lassen!
- Stahlinstrumente nur dort lagern, wo keine großen Temperaturschwankungen auftreten und wo die Luftfeuchtigkeit gering ist!
- Ein sterilisierbares Rostschutzspray schützt während und nach der Sterilisation im Autoklaven vor Rostbildung.



DIAMANTIERTE SCHLEIFKÖRPER


Diamantierete Schleifkörper sind die optimalen Arbeitsgeräte zum Abtragen von Hornhaut und Nägeln – sowohl für die Absaug- als auch für die Spraytechnik. Auch die an Spitzen und Rändern gleichmäßige und dichte Diamant-Verteilung bewirkt, dass die Schleifkörper vibrationsarm und für den Patienten angenehm laufen. Die Gefahr von Verletzungen ist dabei

sehr gering, obwohl sie in puncto Schleifleistung (Abrasivität) andere Schleifkörper übertreffen.


Durch ihre präzise, stabile Form mit exakt gedrehten Schäften aus rosticherem Stahl erhalten diamantierete Schleifkörper eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Sie sind deshalb für den Einsatz in hoctourigen Handstücken besonders geeignet.

Eine breite Palette unterschiedlicher, anwendungsspezifischer Formen und Körnungen steht zur Auswahl – für Feinst- ebenso wie für Grobarbeiten. Diamantkristalle (Naturdiamanten) sind galvanisch aufgebracht oder im festen, besonders haltbaren Metallverbund verarbeitet. Beide Varianten arbeiten sehr effektiv, allerdings verfügen Naturdiamanten aufgrund der unregelmäßigen Kristalloberflächen bei gleicher Korngröße über eine noch größere Schleifkraft.

Diamantschleifkörper stellen aufgrund ihrer langen Lebensdauer eine besonders wirtschaftliche Alternative zu Kappenschleifern und Keramischleifkörpern dar. Da sie korrosionsbeständig sind, eignen sie sich für alle in der Fußpflege gebräuchlichen Sterilisations- und Reinigungsverfahren.



Diamantschleifer: Die Oberflächen von Industriediamanten sind regelmäßiger. Deshalb darf die Körnung ruhig gröber gewählt werden (REM-Aufnahme)



Diamantierter Schleifkörper mit Naturdiamanten: Die unregelmäßige Oberfläche der Kristalle bewirkt eine enorme Schleifkraft (REM-Aufnahme)



Industriediamanten in einem Diamantschleifer: Die besonders langlebige galvanische Bindung umschließt einen Großteil der Kristalle.



HARTMETALLFRÄSER

Die äußerst langlebigen, rostfreien Hartmetallfräser erweisen sich als besonders effektiv. Durch maßgenaue Verarbeitung, bleibende Schärfe des exakten, computergesteuerten Schliffs und hohe Rundlaufgenauigkeit ermöglichen sie ein angenehmes, vibrationsarmes Arbeiten.



KERAMISCHE SCHLEIFKÖRPER

Keramische Schleifkörper bestehen aus ausgewähltem Edelkorund, der keramisch auf einen rosticheren Träger (Schaft) gebunden ist. Sie eignen sich zum Abschleifen von Nägeln und Hornhaut sowie zum Glätten.

Im Gegensatz zu Stahlfräsern und Diamantschleifern dürfen keramische Schleifkörper nicht in alkalischen Bohrerbädern desinfiziert werden, denn die Fräserköpfe lösen sich darin auf. Die Reinigung kann mit einer Messingdrahtbürste, besser aber im Ultraschall-Reinigungsbad durchgeführt werden.



KAPPENSCHLEIFER

Auf Gummikappenträger unterschiedlicher Durchmesser können Schleifkappen verschiedener Körnung aufgebracht werden. Sie eignen sich zum Abschleifen von Hornhaut, allerdings nur bei trockenem Arbeiten mit Absaugtechnik.

Ein hoctouriges Arbeiten ist mit Schleifkappen von 13 oder 16 mm Durchmesser nicht möglich. Da sie sich nicht desinfizieren und sterilisieren lassen, sind Schleifkappen ausschließlich als Einmal-Artikel zu verwenden!



KERAMIKFRÄSER

Keramikfräser sind vibrationsarm und erlauben hoctouriges Arbeiten. Durch ihre unterschiedlichen Formen lassen sie sich flexibel einsetzen. Die Keramikfräser gibt es in drei Ausführungen: die Birnenform, die Zylinderform und die Spitzform. Damit arbeiten Sie von der großen Fläche bis in die kleinsten Bereiche präzise und schonend.

DIAMANT-SCHLEIFKÖRPER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Hornhaut, Hühneraugen und Nägeln
- Alle Diamantschleifer, Bohrer, Fräser, Polierer und Schleifkörper sind rostsicher und hygienisch
- Diamantierte Schleifkörper haben je nach Anwendung eine mindestens 5-mal längere Lebensdauer als Stahlfräser
- Die Diamanten tragen Hornhaut- und Nagelteile bei verminderter Verletzungsgefahr sofort ab
- Besonders gut geeignet für hochtourige Handstücke und Spraytechnik



Reinigung des Nagelfalzes mit D 407H/010 mittel



Reinigung der Nageloberfläche mit D 407LH/010 mittel



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
D 407H/010 mittel 50.000 max.	307 204 000	1	CE
D 407LH/010 mittel 50.000 max.	307 204 100	1	CE
860LH/010 mittel 50.000 max.	307 150 800	1	CE
861LH/010 mittel 50.000 max.	307 150 900	1	CE
801/009 mittel 50.000 max.	307 140 100	1	CE
801G/010 grob 50.000 max.	307 140 200	1	CE
		ab 2	CE
801G/014 grob 50.000 max.	307 140 400	1	CE
		ab 2	CE
801G/016 grob 50.000 max.	307 140 500	1	CE
		ab 2	CE
801G/018 grob 50.000 max.	307 140 600	1	CE
		ab 2	CE
801G/023 grob 50.000 max.	307 140 800	1	CE
849G/014 grob 50.000 max.	307 150 300	1	CE
849G/016 grob 50.000 max.	307 150 400	1	CE
850G/018 grob 50.000 max.	307 150 500	1	CE
850G/023 grob 50.000 max.	307 150 600	1	CE
858G/018 grob 120.000 max.	307 150 700	1	CE
868G/012 mittel 50.000 max.	307 143 100	1	CE

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

DIAMANT- SCHLEIFKÖRPER

Alle Diamantschleifer, Bohrer, Fräser, Polierer und Schleifkörper sind

- Rostsicher
- Hygienisch
- Langlebig
- Wirtschaftlich



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
879 H/047 super grob 35.000 max.	307 142 100	1	CE
879 S 104 050 super grob 35.000 max.	307 173 100	1	CE
878/060 mittel 35.000 max.	307 192 200	1	CE
879 H/060 super grob 35.000 max.	307 142 200	1	CE
875/045 mittel 45.000 max.	307 201 800	1	CE
875 G/055 grob 40.000 max.	307 202 100	1	CE
875 S 104 065 super grob 30.000 max.	307 172 900	1	CE
875/060 mittel 35.000 max.	307 172 200	1	CE



Arbeiten an der Nagelfalz mit
879 S 104 050

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

**Medizin-
produkt**

Abbildungen in Originalgröße

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

DIAMANT- SCHLEIFKÖRPER

Produktdetails:

- Kopfbeschichtet mit abgerundeten Kanten
- Seitenbeschichtet



Glätten der Nagelkante mit
839 H 050 super grob



Glätten der Nageloberfläche mit
837 H/050 super grob



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
839/050 mittel 40.000 max.	307 225 000	1	CE
839 W 050 Top Grip grob 40.000 max.	307 225 500	1	CE
837 W 055 Side Grip grob 35.000 max.	307 225 600	1	CE
847/033 mittel 50.000 max.	307 161 300	1	CE
847/040 mittel 50.000 max.	307 143 000	1	CE
835/035 mittel 50.000 max.	307 220 200	1	CE
837 RG 104 055 grob 35.000 max.	307 225 400	1	CE
837 R 104 055 mittel 35.000 max.	307 225 300	1	CE
837 RF 104 055 fein 35.000 max.	307 225 200	1	CE
837 S 104 060 super grob 35.000 max.	307 172 700	1	CE
837 104 060 mittel 35.000 max.	307 172 600	1	CE
837 F 104 060 fein 35.000 max.	307 172 500	1	CE
837 H/050 super grob 35.000 max.	307 141 500	1	CE
837 H/060 super grob 35.000 max.	307 141 800	1	CE
837 XL/100 mittel 30.000 max.	307 141 400	1	CE

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

DIAKAP



Hornhautabtrag an der Ferse mit DiaKap
881 PS 104 085 mega grob



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
881 PS 104 085 mega grob 5.000 max.	307 224 100	1	CE
881 PS 104 095 mega grob 5.000 max.	307 224 200	1	CE

MEIKAP



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
80Z4 104 095 5.000 max.	307 300 500	1	CE

MEIGRIT FRÄSER

Produktdetails:

- Hartmetallsplitterfräser mit besonders grober Beschichtung
- Ideal für die Bearbeitung starker Hornhaut
- Auch nach einem reinigenden Fußbad ideal einzusetzen



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
HM 72 L Z5 H095 grob 10.000 max.	307 300 300	1	CE

ONY-CLEAN

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Hühneraugen



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
407/012 12.000 max.	306 204 000	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Medizin-
produkt

Abbildungen in Originalgröße

HARTMETALL-FRÄSER

Produktdetails:

• Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut

Empfehlung:

Um das beste Arbeitsergebnis zu erreichen, betreiben Sie Hartmetall-Fräser mit min. 16.000 bis 18.000 1/min. Kleinere Fräser z. B. HM 296 GX 040 mittel mit min. 25.000 1/min, möglichst mit höherer Geschwindigkeit von 40.000 1/min verwenden.



Hornhautabtrag an der Ferse mit HM 251 SX 060



Arbeiten am Nagel mit HM 251 SX 060



Hornhautabtrag am Unterfuß mit HM 251 GM 060



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
HM 72 FS 060 Hornclean 30.000 max.	306 261 200	1	CE
HM 251 SX 060 super grob 30.000 max.	306 210 200	1	CE
HM 251 GM 060 mittel 30.000 max.	306 251 200	1	CE
HM 251 FS 104 060 Nailclean 30.000 max.	306 260 900	1	CE
HM 251 DF 104 060 Doppelklinge fein 20.000 max.	306 261 000	1	CE
HM 79 GX 104 060 mittel 30.000 max.	306 250 600	1	CE
HM 75 GX 104 060 mittel 30.000 max.	306 250 400	1	CE
HM 75 GX 104 040 mittel 50.000 max.	306 250 300	1	CE
HM 79 GX 104 040 mittel 50.000 max.	306 250 500	1	CE
HM 79 FM 040 mittel 50.000 max.	306 251 100	1	CE
HM 79 FX 104 040 fein 50.000 max.	306 210 300	1	CE
HM 23 FX 023 fein 50.000 max.	306 250 200	1	CE

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

HARTMETALL-FRÄSER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
HM 141 F/014 fein 50.000 max.	306 240 200	1	CE
HM 141 F/018 fein 50.000 max.	306 240 300	1	CE

ROSENBOHRER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut
- Rosenbohrer werden in Einheiten **je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
1/005 50.000 max.	306 017 600	2	CE
1/007 50.000 max.	306 017 800	2	CE
1/009 50.000 max.	306 018 000	2	CE
1/010 50.000 max.	306 018 100	2	CE
1/012 50.000 max.	306 018 200	2	CE
1/014 50.000 max.	306 018 300	2	CE
1/016 50.000 max.	306 015 300	2	CE
1/018 45.000 max.	306 015 500	2	CE
1/021 40.000 max.	306 018 400	2	CE
1/023 35.000 max.	306 015 900	2	CE
1/029 25.000 max.	306 016 000	2	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Medizin-
produkt

Abbildungen in Originalgröße

QUERHIEBBOHRER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Hühneraugen, Nägeln und Nagelfalz
- **Querhiebborhrer werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Behandlung am Hühnerauge mit 11/023



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
11/009 50.000 max.	306 022 000	2	CE
11/010 50.000 max.	306 022 100	2	CE
11/012 50.000 max.	306 022 200	2	CE
11/014 50.000 max.	306 022 300	2	CE
11/016 50.000 max.	306 022 800	2	CE
11/018 45.000 max.	306 023 000	2	CE
11/021 40.000 max.	306 022 400	2	CE
11/023 35.000 max.	306 023 400	2	CE
11/031 30.000 max.	306 023 600	2	CE

FISSUREN-FRÄSER

Produktdetails:

- Für Arbeiten am Nagelfalz
- **Fissuren-Fräser werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
39/008 50.000 max.	306 031 900	2	CE
39/009 50.000 max.	306 032 000	2	CE
39/010 50.000 max.	306 032 300	2	CE
39/012 50.000 max.	306 032 500	2	CE
39/014 50.000 max.	306 032 100	2	CE
39/016 50.000 max.	306 032 800	2	CE

FISSUREN-FRÄSER

Produktdetails:

- Für Arbeiten am Nagelfalz
- **Fissuren-Fräser werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
39/018 45.000 max.	306 032 200	2	CE

SPEZIALFRÄSER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut




Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
128/070 10.000 max.	306 046 300	1	CE

SPEZIALFRÄSER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Nägeln und Schwielen




Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
136/100 8.000 max.	306 047 300	1	CE
138/100 8.000 max.	306 047 100	1	CE
159/018 45.000 max.	306 046 100	1	CE

FRÄSER MIT QUERHIEB

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
81/050 15.000 max.	306 093 000	1	CE
82/040 20.000 max.	306 093 100	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Medizin-
produkt

Abbildungen in Originalgröße

FRÄSER MIT QUERHIEB

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Abtragen eines mykotischen Nagels mit 85/060



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
--------------------------------------	--------------	------	----

82/060 12.000 max.	306 062 300	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



85/050 18.000 max.	306 092 100	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



85/060 12.000 max.	306 092 300	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



85/070 10.000 max.	306 092 500	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



95/040 18.000 max.	306 121 700	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



95/050 18.000 max.	306 094 100	1	CE
-----------------------	-------------	---	----

LANGLOCH- HOHLFRÄSER

Produktdetails:

- Mit gezackter Schneide
- Für Arbeiten am Nagel



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
--------------------------------------	--------------	------	----

224/018 3.000 max.	306 130 600	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



224/023 3.000 max.	306 130 800	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



224/027 3.000 max.	306 131 000	1	CE
-----------------------	-------------	---	----

Produktdetails:

- Mit glatter Schneide
- Für Arbeiten an Hühneraugen und Hornhaut



Behandlung eines Hühnerauges mit 225/021



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
--------------------------------------	--------------	------	----

225/014 8.000 max.	306 140 600	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



225/018 8.000 max.	306 140 800	1	CE
-----------------------	-------------	---	----



225/021 8.000 max.	306 141 000	1	CE
-----------------------	-------------	---	----

SCHLEIFKÖRPER

Produktdetails:

- Montiert
- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
620/050 35.000 max.	307 102 000	1	CE
		ab 2	CE
624/060 50.000 max.	307 102 400	1	CE
		ab 2	CE
637/020 50.000 max.	307 103 700	1	CE
		ab 2	CE
638/025 50.000 max.	307 103 800	1	CE
		ab 2	CE
639/035 50.000 max.	307 103 900	1	CE
		ab 2	CE
640/050 50.000 max.	307 104 000	1	CE
		ab 2	CE

KERAMISCH GEBUNDENE SCHLEIFSTIFTE

Produktdetails:

- Ø 10 mm
- Für Arbeiten an Hornhaut

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.
















Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
Schleifstift, zylindrisch 20.000 max.	307 130 100	1	
Schleifstift, rund 20.000 max.	307 130 200	1	
Schleifstift, spitz 20.000 max.	307 130 300	1	

SCHLEIFKÖRPER

Produktdetails:

- Montiert
- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut

Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
 ★	648/020 50.000 max.	307 104 800	1 CE
		ab 2	CE
	649/025 50.000 max.	307 104 900	1 CE
		ab 2	CE
	650/028 50.000 max.	307 105 000	1 CE
		ab 2	CE
 ★	733/035 30.000 max.	307 105 200	1 CE
		ab 2	CE
	661/025 50.000 max.	307 106 100	1 CE
		ab 2	CE
	662/035 50.000 max.	307 106 200	1 CE
		ab 2	CE
 ★	663/060 50.000 max.	307 106 300	1 CE
		ab 2	CE
	666/025 50.000 max.	307 106 600	1 CE
		ab 2	CE
	667/035 50.000 max.	307 106 700	1 CE
		ab 2	CE
 ★	671/060 50.000 max.	307 107 100	1 CE
		ab 2	CE
 ★	732/050 50.000 max.	307 125 500	1 CE
		ab 5	CE
	731/065 50.000 max.	307 125 400	1 CE
 ★	453/100 50.000 max.	307 125 300	1 CE
		ab 5	CE

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

NAGELPOLIERER

Produktdetails:

- Für die Politur von Nägeln
- Aus hochwertigem Feinstschleif- und Poliermittel in einer resistenten, elastischen Bindung aus Polysiloxan und Kautschuk, welche auf rostfreien Schäften montiert sind
- Garantieren ein sauberes, geruchloses und glänzendes Polierergebnis bei geringster Wärmeentwicklung



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
9669 fein 7.000 max.	306 201 200	1	CE
9569 mittel 7.000 max.	306 201 300	1	CE
9769 grob 7.000 max.	306 201 400	1	CE
9679 fein 6.000 max.	306 201 500	1	CE
9579 mittel 6.000 max.	306 201 600	1	CE
9779 grob 6.000 max.	306 201 700	1	CE
9571 P 065 mittel 7.000 max.	306 201 800	1	CE
9577 P 080 mittel 7.000 max.	306 202 000	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

**Medizin-
produkt**

Abbildungen in Originalgröße

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

DIAMANT- SCHLEIFKÖRPER „PREMIER“

Produktdetails:

- Natürliche Rohdiamantkristalle in besonders stabilem, unablöslischen Metallverbund auf einteiligen, ausgehärteten Edelstahlschäften
- Gleichmäßige und dichte Verteilung der Diamantkristalle an den Spitzen und Rändern
- Körnungen: mittel, grob und extra grob
- Durch optimale Anordnung der Rohdiamantkristalle können Patienten angenehmer behandelt werden, da weniger Erschütterungs- und Vibrationsbelastigung auftritt



Behandlung mit Premier 150/070 mittel



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
150/070 mittel 30.000 max.	307 180 300	1	CE
153/071 grob 30.000 max.	307 180 400	1	CE
156/072 extra grob 30.000 max.	307 181 400	1	CE
168/068 mittel 30.000 max.	307 180 500	1	CE
020/031 grob 40.000 max.	307 181 000	1	CE
030/020 grob 40.000 max.	307 181 100	1	CE
040/046 grob 40.000 max.	307 181 200	1	CE
045/103 grob 20.000 max.	307 181 300	1	CE

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

GELOCHTE DIAMANT-SCHLEIF- KÖRPER

Produktdetails:

- Gelochte Ausführung für bessere Verteilung des Sprays
- Fräser mit grober oder super grober Körnung eignen sich besonders gut zum Abtragen verdickter Nägel oder Hornhaut
- U.a. in der beliebten Kappenform




Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
115H D 427 grob 15.000 max.	307 145 400	1	CE
10 x 15 D 252 mittel 15.000 max.	307 140 000	1	CE
10 x 15 D 427 grob 15.000 max.	307 145 000	1	CE
10 x 15 D 602 super grob 15.000 max.	307 145 700	1	CE



DIAMANT- SCHLEIFKÖRPER FG

Produktdetails:

- Für hochoberflächige Winkelhandstücke
- Schaft Ø 1,6 mm



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
FG 801/008 mittel 300.000 max.	307 250 000	1	CE
FG 801/010 mittel 300.000 max.	307 250 200	1	CE
FG 801G/016 grob 280.000 max.	307 250 500	1	CE
FG 830/018 mittel 250.000 max.	307 260 600	1	CE
FG 837/012 mittel 300.000 max.	307 270 300	1	CE
FG 849/012 mittel 300.000 max.	307 260 300	1	CE
FG 850/012 mittel 300.000 max.	307 240 300	1	CE
FG 860/010 mittel 300.000 max.	307 290 200	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Medizin-
produkt

Abbildungen in Originalgröße

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

KERAMIKFRÄSER VON GEHWOL TECH

Die Keramikfräser sind vibrationsarm und erlauben hochoberflächiges Arbeiten. Durch ihre unterschiedlichen Formen lassen sie sich flexibel einsetzen.

Zum Beispiel eignet sich die Birnenform in den Stärken grob, mittel und fein für eine Bearbeitung großer Flächen und die zylindrische Form für die Nagelränder.

Bei den Zylinderfräsern wurde darüber hinaus eine Schutzfase eingearbeitet, die durch abgerundete Kanten vor Verletzungen schützt.

Mit dem richtigen Umgang sind die Fräser äußerst langlebig. Achten Sie darauf, dass die Keramik nicht gegeneinander stößt, da feine Risse entstehen könnten.

Nutzen Sie nach der Reinigung für die weitere Aufbereitung einen autoklavierbaren Ständer, wie etwa den Fräserständer aus Edelstahl.



KERAMIKFRÄSER. FORMVEREDELT.

Die Keramikfräser gibt es in drei Ausführungen:

- die Birnenform
- die Zylinderform
- die Spitzform.

Damit arbeiten Sie von der großen Fläche bis in die kleinsten Bereiche präzise und schonend.

KERAMIK IN HOCHWERTIGER QUALITÄT

Keramikfräser zeichnen sich durch hochwertige Qualität, herausragende Eigenschaften sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Die Fräser sind sehr vibrationsarm. Mit ihnen lässt sich je nach Anwendung in Drehzahlbereichen von bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten.

Die erzielten Ergebnisse, etwa beim Glätten der Nagelplatte, sind herausragend. Die Fräser zeichnen sich zudem durch Beständigkeit und Härte aus.

KERAMIKFRÄSER

Produktdetails:

- Mit Schutzfase
- Äußerst langlebig



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
Kreuzverz. Birnenform mittel 30.000 max.	306 275 000	1	CE
★ Kreuzverz. Zylinder- form mittel 30.000 max.	306 275 100	1	CE
Kreuzverz. Birnenform grob 30.000 max.	306 275 200	1	CE
Kreuzverz. Zylinder- form grob 30.000 max.	306 275 300	1	CE
Einfachverz. Birnen- form QH 30.000 max.	306 275 400	1	CE
★ Einfachverz. Zylinder- form QH 30.000 max.	306 275 500	1	CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Medizin- produkt

Abbildungen in Originalgröße

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

QUERHIEBBOHRER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Hühneraugen, Nägeln und Nagelfalz
- **Querhiebbohrer werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
11/010 50.000 max.	306 022 105	2	
11/014 50.000 max.	306 022 305	2	
11/016 50.000 max.	306 022 805	2	
11/023 35.000 max.	306 023 405	2	
11/031 30.000 max.	306 023 605	2	

FISSUREN-FRÄSER

Produktdetails:

- Für Arbeiten am Nagelfalz
- **Fissuren-Fräser werden in Einheiten zu je 2 Stück geliefert**



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
39/010 50.000 max.	306 032 305	2	
39/016 50.000 max.	306 032 805	2	

FRÄSER MIT QUERHIEB

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut



Abtragen eines mykotischen Nagels mit 85/060



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
85/060 12.000 max.	306 092 305	1	

LANGLOCH- HOHLFRÄSER

Produktdetails:

- Mit glatter Schneide
- Für Arbeiten an Hühneraugen und Hornhaut



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
225/014 8.000 max.	306 140 605	1	
225/018 8.000 max.	306 140 805	1	



Behandlung eines Hühnerauges mit 225/021

NAGELPOLIERER

Produktdetails:

- Für die Politur von Nägeln
- Aus hochwertigem Feinstschleif- und Poliermittel in einer resistenten, elastischen Bindung aus Polysiloxan und Kautschuk, welche auf rostfreien Schäften montiert sind
- Garantieren ein sauberes, geruchloses und glänzendes Polierergebnis bei geringster Wärmeentwicklung



Produktbezeichnung / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
9569 mittel 7.000 max.	306 201 305	1	
9579 mittel 6.000 max.	306 201 605	1	
9577 P 080 mittel 7.000 max.	306 202 005	1	

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

HARTMETALL-FRÄSER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut

Empfehlung:

Um das beste Arbeitsergebnis zu erreichen, betreiben Sie Hartmetall-Fräser mit min. 16.000 bis 18.000 1/min. Kleinere Fräser z. B. HM 296 GX 040 mittel mit min. 25.000 1/min, möglichst mit höherer Geschwindigkeit von 40.000 1/min verwenden.



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
HM 251 FS 104 060 ★ Nailclean 30.000 max.	306 260 905	1	
HM 72 FS 060 ★ Hornclean 30.000 max.	306 261 205	1	

ONY-CLEAN DREIKANTFRÄSER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Hühneraugen



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
★ 407/012 12.000 max.	306 204 005	1	

DIAMANT-SCHLEIFKÖRPER

Produktdetails:

- Für Arbeiten an Hornhaut, Hühneraugen und Nägeln
- Alle Diamantschleifer, Bohrer, Fräser, Polierer und Schleifkörper sind rostsicher und hygienisch
- Diamantierte Schleifkörper haben je nach Anwendung eine mindestens 5-mal längere Lebensdauer als Stahlfräser
- Die Diamanten tragen Hornhaut- und Nagelteile bei verminderter Verletzungsgefahr sofort ab
- Besonders gut geeignet für hoctourige Handstücke und Spraytechnik



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
★ 868G/012 mittel 50.000 max.	307 143 105	1	
850G/023 grob 50.000 max.	307 150 605	1	
★ 878/060 mittel 35.000 max.	307 192 205	1	



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
★ D 407H/010 mittel 50.000 max.	307 204 005	1	
★ 837 R 104 055 mittel 35.000 max.	307 225 305	1	
★ 837 RG 104 055 grob 35.000 max.	307 225 405	1	

Abbildungen in Originalgröße

★ Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

KERAMIKFRÄSER

Produktdetails:

- Mit Schutzfase
- Äußerst langlebig



Produktbezeichng. / Körnung / 1/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
Birnenform fein 30.000 max.	306 271 000	1	
Birnenform mittel 30.000 max.	306 271 100	1	★
Birnenform grob 30.000 max.	306 271 200	1	
Birnenform, links- händisch mittel 30.000 max.	306 271 300	1	
Birnenform, links- händisch grob 30.000 max.	306 271 400	1	
Zylinderform mit Schutzfase mittel 30.000 max.	306 271 500	1	
Zylinderform mit Schutzfase grob 30.000 max.	306 271 600	1	
Zylinderform mit Schutzfase extra grob 30.000 max.	306 271 700	1	
Spitzfräser Vollkeramik mittel 30.000 max.	306 271 800	1	★
Zylinderfräser Voll- keramik rund mittel 30.000 max.	306 271 900	1	★
Zylinderform mit Kuppe grob, Ø 8mm 30.000 max.	306 272 000	1	★
Zylinderform mit Kuppe grob, Ø 6mm 30.000 max.	306 272 100	1	

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.


EFFEKTIVES KORN

Hygienisch, effektiv und preiswert – Einmalinstrumente haben sich zu einer echten, wirtschaftlichen Alternative bei rotierenden Instrumenten entwickelt. Die exklusiv bei GEHWOL TECH erhältlichen Schleifkappen von Lukas im Tonnenformat erweisen sich als noch effektivere Instrumente für die Praxis.

Die Lukas-Schleifkappen sind zylindrisch geformt und eignen sich besonders gut für das schnelle und großflächige Entfernen übermäßiger Hornhaut.

Auch das Glätten von angerauten Stellen gelingt mit den Einmalinstrumenten ohne Probleme. Wie gewohnt bestehen die Schleifer in Tonnenform im Sortiment von GEHWOL TECH aus robustem Schleifgewebe und werden zum ausschließlichen Einsatz auf den dazugehörigen Schleifkappenträgern passgenau hergestellt.

Die Kappen gibt es in den Körnungen 80 grob und 60 supergrob. Durch das grobe und supergrobe Korn erzielen die Schleifer eine sehr hohe Schleifleistung, wodurch auch extrem dicke und spröde Verhornungen problemlos beseitigt werden können. Die preiswerte Alternative unter den rotierenden Instrumenten gewährleistet dabei die erforderliche Flexibilität im Einsatz.



Die plane Arbeitsfläche des Tonnenformats ist im Vergleich zu kuppelförmigen Kappenschleifern deutlich größer. Große Hautareale können schneller bearbeitet werden.

Gutes Handling

Das zeigen auch erste Erfahrungen von Fußspezialisten im Umgang mit den Schleifkappen, die ein positives Feedback ergeben haben. Hervorgehoben wird unter anderem die gute Handhabung. Die Tonnenform der Schleifkappen bietet eine größere Schleiffläche, mit der am Fuß des Klienten gearbeitet werden kann.

Das wiederum erhöht die Effektivität beim Schleifen, zumal die Kappen auch in einer verlängerten Variante (22 mm) erhältlich sind.

So bietet das Tonnenformat bei 22 Millimetern Länge und 10 Millimetern Durchmesser 100 Prozent mehr plane Arbeitsfläche als ein klassisches Kuppelformat mit 15 Millimetern Länge und gleichem Durchmesser (siehe Grafik).

Die Form bestimmt maßgeblich auch die Einsatzmöglichkeiten. So lassen sich mit der zylindrischen Tonnenform großflächige Hornhautstellen genauso leicht bearbeiten wie punktuelle Problembereiche.



Abb. 1



Abb. 2

Variabler Einsatz: Großflächige Verhornungen lassen sich mit der planen Arbeitsfläche schnell und effektiv bearbeiten (Abb. 1). Die leicht abgeflachte Kante des Tonnenformats wiederum eignet sich sehr gut für punktuelle Arbeiten wie etwa an der Zehenkuppe (Abb. 2).

Der angebotene Durchmesser von zehn Millimetern erweist sich ferner als ideal für die schonende Nutzung des Fußpflegegerätes.

Optimierte Rotation

Die größere Arbeitsfläche der Schleifer hat Einfluss auf die Umdrehungszahlen. Bei einer größeren Fläche und hohen Umdrehungszahlen steigt die Geschwindigkeit des Schleifers auf der Haut. Entsprechend hoch sind Reibung und Abrasion. Die Instrumente erreichen daher auch bei niedriger Drehzahl eine hohe Effektivität. Die maximale Umdrehungszahl (20.000 U/Min.) sollte nicht überschritten werden.

Präzise Verarbeitung ...

Die hochwertige Qualität der Kappen, deren Schleifpartikel aus dem mineralischen Korund bestehen, ergibt sich aus ihrer professionellen Herstellung. Diese erfolgt in mehreren Arbeitsschritten, dem sogenannten Multibond-Verfahren.

Die Kappen werden zunächst imprägniert und dann zweimal gebrannt. Eine wasserfeste Grundbindung fixiert die Schleifpartikel des synthetisch erzeugten Edelkorns auf den Gewebeträger. Dieser wird dann durch den ersten Brennvorgang stabilisiert.

Das sagen unsere Anwender

„Die Tonnenform bewirkt schnelleres und effektiveres Arbeiten. Auch die Verletzungsgefahr minimiert sich.“

„Die Handhabung ist sowohl in Korn 60 als auch in Korn 80 sehr gut.“

„Mit einem Durchmesser von 10 mm schonen die Kappenschleifer auch das Handstück.“

„Die Arbeitsfläche nimmt durch die Form deutlich zu.“

„Die Tonnenform eignet sich sehr gut zum Abtragen und Glätten der Hornhaut – auch an der Zehenkuppe.“

„Besonders positiv ist, dass man auch schwierige Stellen, zum Beispiel am Nagelfalz, bearbeiten kann.“

... für eine wirtschaftliche Leistung

Eine farbige Deckbindung aus hochwertigem, speziellem Phenolharz füllt die Zwischenräume der Schleifpartikel aus und führt nach dem zweiten Brennvorgang zu einer extrem strapazierfähigen Schleifkappenoberfläche.

Auf diese Weise entstehen äußerst hochwertige und zudem optisch ansprechende Schleifkappen. Diese erreichen zudem eine hohe Rundlaufgenauigkeit, die das wertvolle Handstück zusätzlich vor Beschädigung schützt.

Achtung: Aus Gründen der besseren Bildoptik wurde auf Arbeitshandschuhe verzichtet. Im Arbeitsalltag sind grundsätzlich immer Schutzhandschuhe zu tragen.

**SCHLEIFKAPPEN
(MEDIZINPRODUKT)**

Dank hochmoderner Technologie ist die Schleifkappe deutlich effektiver als vergleichbare Instrumente. Resultat: Hornhautentfernung gelingt erheblich schneller und schonender. Zurück bleibt wunderbar glatte und schöne Haut.

Bereits geringer Druck genügt beim Arbeiten mit der blauen Schleifkappe. Die behandelte Hautstelle wird weniger strapaziert – eine Wohltat für die Patienten. Der Antihaft-Effekt sorgt dafür, dass sich auf der Kappenoberfläche praktisch keine Hautreste absetzen. Selbst große Mengen Hornhaut lassen sich ohne umständlichen, zeitraubenden Werkzeugwechsel entfernen.

Der Schleifkappenträger bietet der Schleifkappe hohe Passgenauigkeit. Die Kappe bleibt während der Behandlung verlässlich fest auf dem Träger. Bei Bedarf kann sie problemlos abgenommen und gewechselt werden. Bitte beachten Sie, dass die CE-Konformität der Kappe nur erhalten bleibt, wenn Sie diese mit einem CE-konformen Träger verwenden.


Weitere Vorteile:

Einfachere und schnellere Behandlung: Das eingesetzte Korundkorn in drei Feinheitsgraden ist deutlich effektiver als bei vergleichbaren Werkzeugen.

Sanftere Anwendung: Die Schleifkappe benötigt nur wenig Anpressdruck. Das Arbeiten ist ermüdungsfreier. Die Haut wird nicht so stark beansprucht.

Antihaft-Effekt: Der Antihaft-Effekt verringert das lästige und unhygienische Zusetzen der Kappenoberfläche mit Hautrückständen.

blaue Schleifkappe




Wichtiger Hinweis!
Bitte denken Sie an den entsprechenden Gummiträger.

SCHLEIFKAPPEN




Produktbezeichnung / Körnung / U/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
Kappe blau mittel 11.000 max.	307 133 110	10	CE
		100	CE
Kappe blau grob 11.000 max.	307 133 210	10	CE
		100	CE
Kappe blau mittel 11.000 max.	307 133 610	10	CE
		100	CE
Kappe blau grob 11.000 max.	307 133 710	10	CE
		100	CE
Kappe blau mittel 11.000 max.	307 134 110	10	CE
		100	CE
Kappe blau grob 11.000 max.	307 134 210	10	CE
		100	CE
Kappe blau supergrob 11.000 max.	307 134 510	10	CE
		100	CE

SCHLEIFKAPPEN

		Produktbezeichnung / Körnung / U/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
13 mm Ø		Kappe blau fein 11.000 max.	307 135 210	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau mittel 11.000 max.	307 135 310	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau grob 11.000 max.	307 135 410	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau supergrob 11.000 max.	307 135 010	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau fein 11.000 max.	307 136 210	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau mittel 11.000 max.	307 136 310	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau grob 11.000 max.	307 136 410	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau mittel 11.000 max.	307 136 710	10	CE
				100	CE
13 mm Ø		Kappe blau grob 11.000 max.	307 136 810	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau mittel 11.000 max.	307 136 910	10	CE
				100	CE
16 mm Ø		Kappe blau grob 11.000 max.	307 137 010	10	CE
				100	CE

Wichtiger Hinweis!
Schleifkappen mit 13 und 16 mm Ø
sind für hochtourige Handschleifer
nicht geeignet.

Die angegebene Maximalumdrehungs-
zahl entspricht nicht der optimalen.
Diese hängt von der jeweiligen Haut- und
Nagelbeschaffenheit, dem Anpress-
druck sowie der Größe der Instrumente
ab. Sollte der Kopf des Instruments
vibrieren, ist die Umdrehungszahl de-
finitiv zu hoch.



Noch strapazierfähiger und in optisch ansprechender Farbe – die Schleifkappen entfernen Hornhaut perfekt

SCHLEIFKAPPEN

11 mm Ø



11 mm Ø



11 mm Ø



10 mm Ø
L 15 mm



10 mm Ø
L 15 mm



10 mm Ø
L 22 mm



10 mm Ø
L 22 mm



Produktbezeichnung / Körnung / U/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
--	--------------	------	----

Kappe blau fein 11.000 max.	307 139 010	10	CE
-----------------------------------	-------------	----	----

Kappe blau mittel 11.000 max.	307 139 110	10	CE
-------------------------------------	-------------	----	----

Kappe blau grob 11.000 max.	307 139 210	10	CE
-----------------------------------	-------------	----	----

Kappe blau grob 20.000 max.	307 138 010	10	CE
-----------------------------------	-------------	----	----

100 CE

Kappe blau extra grob 20.000 max.	307 138 210	10	CE
---	-------------	----	----

100 CE

Kappe blau grob 20.000 max.	307 138 610	10	CE
-----------------------------------	-------------	----	----

100 CE

Kappe blau extra grob 20.000 max.	307 138 810	10	CE
---	-------------	----	----

100 CE

Kappen blau, in Box	300 000 707	1	
------------------------	-------------	---	--

Aufbewahrungsbox, leer	720 280 612	1	
---------------------------	-------------	---	--

Abbildungen in Originalgröße

Medizin-
produkt

SCHLEIFKAPPEN IM SET

Produktdetails:

- 150 Schleifkappen in sechs gängigen Größen, fertig sortiert
- Praktische Aufbewahrungsbox gratis



Abgebildet nur grobe Kappen

THERMO-SCHLEIFKAPPEN

SICHERE MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE DANK FARBWECHELTECHNOLOGIE.

Produktdetails:

- Patentierte Farbwechseltechnologie signalisiert frühzeitig die Gefahr einer Überhitzung der Haut und schließt somit das Risiko einer Hautschädigung durch Überhitzung nahezu aus
- Mehr Sicherheit für Anwender und Patienten in der Podologie und Fußpflege
- Insbesondere geeignet für Diabetiker, da sie oft nur über eine reduzierte Wahrnehmung von Temperatur und Schmerz (Neuropathie) verfügen
- Angenehme Behandlung für den Patienten – ohne Kribbeln oder Schmerzen
- Empfohlene Drehzahl 1/min 7.000 - 10.000 (max. 11.000)



7 mm Ø



Produktbezeichnung /
Körnung /
U/min

Thermo-Schleifkappe
mittel
11.000 max.

Bestell.-Nr. Stk. MP

307 130 020 10 CE

7 mm Ø



Thermo-Schleifkappe
grob
11.000 max.

307 130 030 10 CE

10 mm Ø



Thermo-Schleifkappe
mittel
11.000 max.

307 130 040 10 CE

10 mm Ø



Thermo-Schleifkappe
grob
11.000 max.

307 130 050 10 CE

13 mm Ø



Thermo-Schleifkappe
mittel
11.000 max.

307 130 080 10 CE

13 mm Ø



Thermo-Schleifkappe
grob
11.000 max.

307 130 090 10 CE

11 mm Ø



Thermo-Schleifkappe
konisch mittel
11.000 max.

307 130 060 10 CE

11 mm Ø



Thermo-Schleifkappe
konisch grob
11.000 max.

307 130 070 10 CE

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Wichtiger Hinweis!
Schleifkappen mit 13 und 16 mm Ø
sind für hochtourige Handschleifer
nicht geeignet.

GUMMITRÄGER FÜR KAPPENSCHLEIFER

Produktvorteile:

- Schneller Wechsel der Schleifkappen
- Längere Haltbarkeit
- Besonders gehärtete und magnetische Edelstahlschäfte
- Problemlose Reinigung/ Desinfektion im Ultraschallbad

5 mm Ø



Produktbezeichnung /
Körnung /
U/min

Bestell.-Nr. Stk. MP

Gummiträger GT 5 R,
Ø 5 mm

307 133 000

1 CE

7 mm Ø



Gummiträger GT 7 R,
Ø 7 mm

307 133 500

1 CE

10 mm Ø



Gummiträger GT 10 R,
Ø 10 mm

307 134 000

1 CE

13 mm Ø



Gummiträger GT 13 R,
Ø 13 mm

307 134 900

1 CE

16 mm Ø



Gummiträger GT 16 R,
Ø 16 mm

307 135 900

1 CE

GUMMITRÄGER FÜR KAPPENSCHLEIFER

Produktvorteile:

- Schneller Wechsel der Schleifkappen
- Längere Haltbarkeit
- Besonders gehärtete und magnetische Edelstahlschäfte
- Problemlose Reinigung/ Desinfektion im Ultraschallbad

13 mm Ø



16 mm Ø



11 mm Ø



10 mm Ø



10 mm Ø



Produktbezeichnung / Körnung / U/min	Bestell.-Nr.	Stk.	MP
--	--------------	------	----

Gummiträger GT 13 S, Ø 13 mm	307 136 500	1	CE
---------------------------------	-------------	---	----

Gummiträger GT 16 S, Ø 16 mm	307 136 600	1	CE
---------------------------------	-------------	---	----

Gummiträger GT 11, Ø 11 mm, konisch	307 130 010	1	CE
--	-------------	---	----

Gummiträger GT 10, Ø 10 mm, L=15 mm	307 138 000	1	CE
--	-------------	---	----

Gummiträger GT 10, Ø 10 mm, L=22 mm	307 138 500	1	CE
--	-------------	---	----

SCHLEIFKAPPEN, BRAUN

Produktvorteile:

- Zum Abschleifen von Hornhaut
- Schneller Wechsel der Schleifkappen
- Längere Haltbarkeit
- Verschiedene Körnungen
 fein = Korn 320 zum Glätten der Haut
 mittel = Korn 150 zum Abschleifen feinerer, nicht so grober Hornhaut
 grob = Korn 80 zum Abschleifen gröberer Hornhaut
 supergrob = Korn 60 zum Abschleifen sehr grober, extremer Hornhaut

5 mm Ø



Produktbezeichnung /
Körnung /
U/min

Bestell.-Nr.

Stk.

MP

Kappe braun
mittel
11.000 max.

307 129 000

10

100

5 mm Ø



Kappe braun
grob
11.000 max.

307 129 010

10

100

7 mm Ø



Kappe braun
mittel
11.000 max.

307 129 020

10

100

7 mm Ø



Kappe braun
grob
11.000 max.

307 129 030

10

100

10 mm Ø



Kappe braun
mittel
11.000 max.

307 129 040

10

100

10 mm Ø



Kappe braun
grob
11.000 max.

307 129 050

10

100

10 mm Ø



Kappe braun
supergrob
11.000 max.

307 129 060

10

100

10 mm Ø
L 15 mm



Kappe braun
grob
11.000 max.

307 129 070

10

100

10 mm Ø
L 15 mm



Kappe braun
extra grob 1
1.000 max.

307 129 080

10

100

10 mm Ø
L 22 mm



Kappe braun
grob
11.000 max.

307 129 090

10

4,70

100

10 mm Ø
L 22 mm



Kappe braun
extra grob
11.000 max.

307 129 100

10

100

13 mm Ø



Kappe braun
fein
11.000 max.

307 129 120

10

100

13 mm Ø



Kappe braun
mittel
11.000 max.

307 129 130

10

100

13 mm Ø



Kappe braun
grob
11.000 max.

307 129 140

10

100

13 mm Ø



Kappe braun
supergrob
11.000 max.

307 129 110

10

100

Medizin-
produkt








Abbildungen in Originalgröße

**Produktbezeichnung /
Körnung /
U/min**

Bestell.-Nr.

Stk.

MP

16 mm Ø		Kappe braun fein 11.000 max.	307 129 150	10
100				
16 mm Ø		Kappe braun mittel 11.000 max.	307 129 160	10
100				
16 mm Ø		Kappe braun grob 11.000 max.	307 129 170	10
100				
13 mm Ø		Kappe braun mittel 11.000 max.	307 129 180	10
100				
13 mm Ø		Kappe braun grob 11.000 max.	307 129 190	10
100				
16 mm Ø		Kappe braun mittel 11.000 max.	307 129 200	10
100				
16 mm Ø		Kappe braun grob 11.000 max.	307 129 210	10
100				
Kappen braun, in Box			300 000 708	1
Aufbewahrungsbox, leer			720 280 612	1

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

**Medizin-
produkt**

Abbildungen in Originalgröße



GERLACH STAUBSCHUTZRING FÜR ABSAUGHANDSTÜCK

Der Staubschutzring reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln erheblich und verhindert das Verschmutzen der inneren Lager. Verschmutzte Lager führen zu Funktionsausfall.

Der Staubschutzring schützt wirkungsvoll vor Verschmutzung und trägt zu einer Verlängerung der Lebensdauer des Handstücks bei.

Der Staubschutzring kann bei Reinigung oder Sterilisation im Autoklaven o. ä. auf dem Fräferschaft belassen werden. Eventuell Position korrigieren.



Positionieren Sie den Staubschutzring ca. 5 mm am unteren Ende des Fräferschaftes. Schieben Sie den Fräser mit dem Staubschutzring bis zum Anschlag in das Handstück hinein.



Der Staubschutzring muss vollständig auf der rotierenden Kappe des Handstückes aufliegen.

FRÄSERPRÜFLEHRE

Zur einfachen, schnellen und problemlosen Überprüfung der Rundlaufgenauigkeit Ihrer Fräser und Schleifkörper.



GERLACH ABTROPFKAPPE



Produktdetails:

- Schützt wirkungsvoll vor Verschmutzung und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Handstück

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
GERLACH Abtropfkappe	704 210 503	10	

GERLACH STAUBSCHUTZRING



Produktdetails:

- Reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln erheblich und verhindert das Verschmutzen der inneren Lager
- Der Staubschutzring kann bei Reinigung oder Sterilisation im Autoklaven, Heißluftsterilisator oder im Ultraschallbad auf dem Fräserschaft belassen werden

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
GERLACH Staubschutzring	704 207 406	12	

PRÜFLEHRE FÜR FRÄSER



Produktdetails:

- Zur einfachen, schnellen und problemlosen Überprüfung der Rundlaufgenauigkeit der Fräser und Schleifkörper

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Prüflehre für Fräser	704 207 322	1	

PRÜFSTIFTE



Produktdetails:

- Zur Überprüfung einer erforderlichen Handstückreinigung mit sichtbaren Prüfmarkierungen
- Schutzfunktion bei Nichtbenutzung und Transport

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Prüfstift für Handstücke	705 110 200	1	
Prüfstift für Spannzange	705 470 500	1	

STERI-BLOCK-MAXI

Der Steri-Block-Maxi eignet sich für die übersichtliche Platzierung der Fräser für Ihre Arbeit. Egal ob Grundsoriment oder spezielle, z. B. Diabetiker- oder Nagel-Sets. Bei der Behandlung klappen Sie einfach diesen stabilen Fräserständer auf und haben alle rotierenden Instrumente übersichtlich und griffgerecht bereit. So wie Sie es gewohnt sind. Einfacher und schneller geht es nicht.

Praktisch ist der Ständer auch für die Reinigung und Desinfektion des Fräsersortiments – einfach zusammenklappen und zur intensiven Reinigung in das Ultraschallbad legen.

Beim Schließen sollten Sie darauf achten, den schwenkbaren Sicherheitsbügel gut zu arretieren, um ein Herausfallen der Fräser zu verhindern.

Der Steri-Block-Maxi ist in liegender Position für die Verwendung in einem Autoklaven bis zu einer Temperatur von maximal 134 °C geeignet. Die speziell abgerundeten Ecken verhindern ein Durchstoßen der Sterilisierbeutel.

In Verbindung mit der Instrumentenbox eignet sich der Ständer ideal für die Desinfektion und Reinigung von Fräsern im ambulanten Einsatz.

Die dicht schließende Box passt genau in das dafür vorgesehene Fach aller Fußpfle-

gekofter von GEHWOL TECH, sodass ein Auslaufen während des Transports ausgeschlossen werden kann.

Die Instrumentenbox muss nur halb mit Desinfektions- und Reinigungslösung gefüllt werden, da die Fräser so platziert werden, dass sie beim Tragen des Koffers automatisch auf die Kopfseite rutschen und von der Flüssigkeit umspült werden. Zur Behandlung können Sie die Fräser optimal entnehmen, da sich die Flüssigkeit am Boden der Box sammelt.

Der Steri-Block-Maxi sorgt mit seinen vorteilhaften 27 Einsteckmöglichkeiten, zusammen mit der Instrumentenbox, für eine gute, staubfreie und griffbereite Lagerung Ihrer wichtigsten Fräser.



Abb. Steri-Block-Maxi mit Normenschale



Abb. Steri-Block-Maxi



Abb. Steri-Block-Maxi in Instrumentenbox



STERI-BLOCK-MAXI

Produktdetails:

- Bohrerständer für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsmethoden (nicht befüllt, ohne Box)
- 27 Einsteckmöglichkeiten für Fräser mit 2,35 mm Schaftdurchmesser
- Schwenkbarer Sicherheitsbügel gegen Herausfallen der Fräser
- Maße 10 x 3,6 cm (L x B)

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Steri-Block-Maxi (ohne Box)	308 119 501	1	



STERI-BLOCK-MAXI MIT BOX

Produktdetails:

- Bohrerständer für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsmethoden (nicht befüllt)
- 27 Einsteckmöglichkeiten für Fräser mit 2,35 mm Schaftdurchmesser
- Schwenkbarer Sicherheitsbügel gegen Herausfallen der Fräser
- Klarsichtbox für hygienischen Transport bei Hausbesuchen und für staubfreie Lagerung

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Steri-Block-Maxi (mit Box)	308 119 500	1	



KLARSICHTIGE INSTRUMENTENBOX

Produktdetails:

- Klarsichtbox für hygienischen Transport bei Hausbesuchen und für staubfreie Lagerung

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Klarsichtige Instrumentenbox	317 105 000	1	



NORMENSCHALE AUS OPALGLAS

Produktdetails:

- Bietet eine gute Ablagemöglichkeit z. B. für gebrauchte Fräser
- Maße 10 x 5,0 x 2,2 cm (L x B x T)

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Normenschale aus Opalglas	317 104 700	1	

FRÄSERSÄTZE

Sie haben in der Fußpflege mit unterschiedlichen Situationen und Problemen am Fuß zu tun, die mit den verschiedensten Arten von Fräsern bearbeitet werden können. Sie können diese Werkzeuge aus unserem reichhaltigen Angebot auswählen. Um es Ihnen bequemer zu machen, haben wir nach unseren Erfahrungswerten folgende Fräsersätze zusammengestellt:

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



EINSTEIGER-SET

Produktdetails:

- Die Fräserauswahl erlaubt die Bearbeitung aller gängigen Probleme am Fuß, wie Hühneraugen und Hornhaut, am Nagel und im Nagelfalz



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Fräser RS 407/012	306 204 000	1	CE
Querhiebböhrer RS 11/014	306 022 300	2	CE
Querhiebböhrer RS 11/031	306 023 600	2	CE
Fräser Querhieb Knospe RS 85/070	306 092 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 850G/018	307 150 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 837H/050	307 141 500	1	CE
Gummiträger 10 mm Ø	307 134 000	1	
Kappe mittel	307 134 110	10	CE
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Einsteiger-Set	300 001 026	1	

PODOLOGIE-SET

Produktdetails:

- Eine fachkundige Zusammenstellung von Profiinstrumenten für die in der Podologie anfallenden Spezialanwendungen an Haut und Nägeln




Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Diamantierter Schleifkörper 837 H/050 grob	307 141 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 837 F 104 060 fein	307 172 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 878/060 mittel	307 192 200	1	CE
Diamantierter Schleifkörper D 407 H 010	307 204 000	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 860 LH 010	307 150 800	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 861 LH 010	307 150 900	1	CE
DiaKap 881 PS 104 095	307 224 200	1	CE
Ony-Clean 407/012	306 204 000	1	CE
Hartmetallfräser HM 141 F/014	306 240 200	1	CE
Hartmetallfräser HM 141 F/018	306 240 300	1	CE
Hartmetallfräser HM 79 GM 040	306 251 100	1	CE
Hartmetallfräser 251 GM 060	306 251 200	1	CE
Langloch-Hohlfräser 225/023 glatte Schneide	306 140 800	1	CE
Schleifkörper Meikap 80Z4 104 095 mittel	307 300 500	1	CE
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Podologie-Set	300 001 030	1	

HORNHAUT-SET

Produktdetails:

- Eine Zusammenstellung von Fräsern und Schleifkörpern zur Bearbeitung dicker, harter Hornhaut an den Füßen sowie im Nagelfalz



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
39/014 Fissuren-Fräser RS	306 032 100	2	CE
Diamantierter Schleifkörper 868/012	307 143 100	1	CE
Diamantierter Schleifkörper DiaKap 881PS 104 095	307 224 200	1	CE
Hornclean HM 72 FS 060	306 261 200	1	CE
Keramikfräser Kreuzver. Birne grob	306 275 200	1	CE
Schleifkörper Meikap 80Z4 104 095 mittel	307 300 500	1	CE
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Hornhaut-Set	300 001 037	1	



Abbildung ähnlich

NAGEL-SET

Produktdetails:

- Werkzeuge für alle Arbeiten an verdickten, deformierten Nägeln, zum Glätten und Polieren sowie für den Gebrauch im Nagelfalz

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Fräser 407/012 RS	306 204 000	1	CE
Hartmetallfräser HM 141 F/014	306 240 200	1	CE
Hartmetallfräser HM 79 FX 104 040	306 210 300	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 850G/018	307 150 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 837H/050	307 141 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 878/060	307 192 200	1	CE
Schleifkörper 648/104	307 104 800	1	CE
Schleifkörper 640/050	307 104 000	1	CE
Schleifkörper 453/100, weiß	307 125 300	1	CE
Nagelpolierer 9579 mittel, grau	306 201 600	1	CE
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Nagel-Set	300 001 029	1	

HÜHNERAUGEN-SET

Produktdetails:

- Zusammenstellung spezieller Fräser für unterschiedliche Arten und Sitz der Hühneraugen
- Kleine Fräserköpfe ermöglichen eine saubere und vollständige Entfernung der Wurzel eines Hühnerauges in tieferen Regionen



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Rosenbohrer 1/010 RS	306 018 100	2	CE
Rosenbohrer 1/014 RS	306 018 300	2	CE
Querhiebbohrer 11/009 RS	306 022 000	2	CE
Querhiebbohrer 11/032 RS	306 023 600	2	CE
Diamantierter Schleifkörper 801G/020	307 140 200	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 801G/016	307 140 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 879H/047	307 142 100	1	CE
Langloch-Hohlfräser 225/018 RS	306 140 600	1	CE
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Hühneraugen-Set	300 001 028	1	

DIABETIKER-SET

Produktdetails:

- Dieser Instrumentensatz ist speziell für die sicherheitsbetonte Arbeit am diabetischen Fuß geeignet
- Sowohl Formen zum Abtragen und Glätten von Hornhaut als auch die Form für die Arbeit im Nagelfalz sind zuverlässig abgerundet und in ihrer Körnung auf die besondere Hautbeschaffenheit eingestellt
- Die extra feine Körnung erlaubt das Arbeiten selbst an sehr empfindlicher Haut und das Polieren der Nägel



Abbildung ähnlich

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Diamantierter Schleifkörper 10 x 15 D 427, gelocht	307 145 000	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 835/035	307 220 200	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 878/060	307 192 200	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 801G/016	307 140 500	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 868/012	307 143 100	1	CE
Diamantierter Schleifkörper 847/040	307 143 000	1	CE
Fräser 407/012 RS	306 204 000	1	CE
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	1	
Summe Diabetiker-Set	300 001 031	1	



UVEX SCHUTZBRILLE

Produktdetails:

- Zum Tragen bei Verwendung von grobkörnigen Schleifkörpern/ Diamantschleifern



Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
UVEX Schutzbrille	316 710 200	1	



UVEX SCHUTZBRILLE FÜR BRILLENTRÄGER

Produktdetails:

- Überbrille für Brillenträger konventioneller Korrektionsbrillen
- Äußerst flexible, metalllose Bügel sorgen für einen angenehmen Sitz
- Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
UVEX Schutzbrille für Brillenträger	316 710 300	1	



RS-SPRAY

Produktdetails:

- Sterilisierbares Rostschutzspray für Stahlinstrumente
- Verhindert zuverlässig die Bildung von Rost während und nach der Sterilisation
- Für alle Sterilisationsverfahren geeignet

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
RS-Spray	317 120 100	1	

DIAMANT REINIGUNGSSTEIN OHNE BOX



Produktdetails:

- Für die Reinigung von Diamantfräsern
- Den Fräser einspannen, laufen lassen und auf den vorher gut gewässerten Reinigungsstein drücken
- Ohne Box, Maße 7,5 x 2,5 x 0,8 cm (L x B x H)

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Diamant Reinigungsstein ohne Box	307 210 300	1	

DIAMANT REINIGUNGSSTEIN MIT BOX



Produktdetails:

- Für die Reinigung von Diamantfräsern
- Den Fräser einspannen, laufen lassen und auf den vorher gut gewässerten Reinigungsstein drücken
- Mit Box, Maße (ohne Box) 10 x 1,5 x 1 cm (L x B x H)

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Diamant Reinigungsstein mit Box	307 210 100	1	

FRÄSERSTÄNDER 115



Produktdetails:


- Mit Klarsichtdeckel aus Kunststoff
- Cremefarben
- 144 Loch
- Schrägeinschub
- Maße 5 x 11,5 x 6,5 cm (L x B x H)

Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Fräserständer 115	308 119 000	1	

FRÄSERKASTEN 130

Produktdetails:

- Mit Deckel, leer
- Weiß
- Für 28 Fräser
- Maße: 13 x 6 x 4 cm (L x B x H)



Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Fräserkasten 130	308 119 100	1	

FRÄSERSTÄNDER AUS KUNSTSTOFF

Produktdetails:

- Ständer für Aufbewahrung und Transport
- 18 Einsteckmöglichkeiten für Fräser mit 2,35 mm Schaftdurchmesser
- Maße inkl. Deckel: 8,3 x 5,6 x 7,2 cm (L x B x H)



Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Fräserkasten aus Kunststoff	306 900 100	1	

FRÄSERSTÄNDER AUS EDELSTAHL

Produktdetails:

- Ständer für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsmethoden
- 17 Einsteckmöglichkeiten für Fräser mit 2,35 mm Schaftdurchmesser
- Schwenkbarer Sicherheitsbügel gegen Herausfallen der Fräser
- Maße 7 x 2,8 x 5,87 cm (L x B x H)



Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Fräserständer Edelstahl	308 119 600	1	

ZIEGENHAAR-REINIGUNGSBÜRSTE 564

Produktdetails:

- Zur Vorreinigung von Instrumenten



Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564	308 106 400	1	

TRÄGER FÜR ZIEGENHAARBÜRSTE 303/050 RS

Produktdetails:

- Zur Verwendung mit der Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564 (Artikelnummer 308 106 400)



Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Träger für Ziegenhaarbürste 303/050 RS	308 100 300	1	

Medizin-
produkt

NYLONFASER-REINIGUNGSBÜRSTE

Produktdetails:

- Mit einstellbarer Härte
- Austauschbare Nylon-Ersatzbürste



Produktbezeichnung	Bestell.Nr.	Stk.	MP
Nylonfaser-Reinigungsbürste	308 106 600	1	
Nylon-Ersatzbürste	308 106 700	1	

A close-up photograph of a hand holding a single, light-colored cardboard puzzle piece. The word "INFO" is printed in a bold, black, sans-serif font in the center of the piece. The hand is positioned on the left side of the frame, with fingers gripping the edges of the puzzle piece. The background is a soft, out-of-focus light blue and white. The puzzle piece has several interlocking tabs and blanks, with the word "INFO" centered on its main rectangular body.

INFO

SONSTIGE

INFORMATIONEN

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Informationen, wie Arzneimittelinformationen, Pflichttexte, unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie das Stichwortregister in alphabetischer Reihenfolge.

Hühneraugen Tinktur

Pflichtangaben nach § 4 HWG
GEHWOL® Hühneraugen-Tinktur 14 g/100 g
Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Wirkstoff: Salicylsäure.

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten 14,0 g Salicylsäure.
Sonstige Bestandteile: Essigsäure 99 %, Pyroxylin, 2-Ethoxyethanol, natives Rizinusöl, Levomenthol, Ethylacetat, Ether, Ponceau 4R (E 124).

Anwendungsgebiete:
Hornhautlösendes Mittel zur äußerlichen Anwendung gegen Hühneraugen.

Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate oder einen der sonstigen Bestandteile, Säuglinge und Kleinkinder, Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion (Niereninsuffizienz). Während der Schwangerschaft darf GEHWOL Hühneraugen-Tinktur nur kleinflächig (Fläche kleiner als 5 cm²) angewendet werden. Während der Stillzeit darf GEHWOL Hühneraugen-Tinktur nicht an der Brust angewendet werden, um die zufällige Aufnahme von Salicylsäure durch den Säugling zu vermeiden.

Nebenwirkungen:
Selten: Lokale Hautreizungen (Brennen und Rötung). Sehr selten: Allergische Hautreaktionen. Warnhinweis: Kontakt mit den Augen vermeiden.

Pharmazeutischer Unternehmer:
EDUARD GERLACH GmbH
Bäckerstraße 4-8
32312 Lübbecke

Zul.-Nr. 6495467.00.00
PZN 02159360

Stand 06/2018

Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure

Wirkstoff: Salicylsäure

Zusammensetzung:
Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 Pflaster mit einem Kerngewicht von 80 mg enthält: Salicylsäure 24 mg
Sonstige Bestandteile:
Copolymerharz (Evatane), Wollwachs.
Trägermaterial: Pflasterstoff, starr, einseitig mit Acrylat beschichtet, Paramoll, getrocknetes Polyacrylat mit Polybutyltitanat als Vernetzer, Hydroabietylalkohol als Kleber, Copolymeres auf Acrylatbasis (Acronal).

Anwendungsgebiete:
Gegen Hornhaut und Hühneraugen

Gegenanzeigen:
Das Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure darf nicht angewendet werden:
• bei Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.
• bei Säuglingen und Kindern.
• bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.

In der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 10 cm Ø) und nicht mehr als in 1%-iger Konzentration anwenden. Zur Behandlung von Hühneraugen (kleiner als 5 cm Ø) darf maximal eine Konzentration von 60 % verwendet werden, dies entspricht maximal 2 Pflastern in Originalgröße.
Nicht an der stillenden Brust anwenden.

Nebenwirkungen:
Selten treten lokale Hautreizungen (Brennen und Rötung) auf. In Einzelfällen kann es bei Kontakt mit dem Arzneimittel zu allergischen Hautreaktionen kommen.

Warnhinweis:
Enthält Wollwachs.

Packungsbeilage beachten.

Pharmazeutischer Unternehmer:
EDUARD GERLACH GmbH
Bäckerstraße 4-8
32312 Lübbecke

Zul.-Nr. 6002855.00.00
PZN 06812928

Stand 03/2014

Sterillium

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:
Zur hygienischen und chirurgischen Hände-Desinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen.

Gegenanzeigen:
Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:
Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:
Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23°C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach dem Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO² löschen. Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden.

Stand 19.9.2014

Sterillium classic pure

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat (INN) 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Myristylalkohol, Glycerol, Levomenol, Dexpanthenol, Lanolinalkohol, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion. Haut-Desinfektion vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Impfungen. Hepatitis B-Prophylaxe.

Gegenanzeigen:

Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Warnhinweise:

Flammpunkt nach DIN 51755: 23 °C. Entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen anwenden. Anwendungshinweise und Sicherheitsregeln für alkoholische Desinfektionsmittel beachten.

Stand 19.9.2014

Sterillium Desinfektionstuch

Zusammensetzung:

1 Feuchttuch mit einem Gesamtgewicht von ca. 4,2 g enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol 1.341,00 mg, 1-Propanol 894,00 mg, Mecetroniumetilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Myristylalkohol, Glycerol, Geruchsstoffe, Gereinigtes Wasser, Papier.

Anwendungsgebiete:

Zur Desinfektion von vegetativen Bakterien, Mykobakterien und Pilzen an Händen und Haut.

Gegenanzeigen:

Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht anwenden bei Unverträglichkeit gegen Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

Bei sehr häufigem Gebrauch als Hände-Desinfektionsmittel tritt gelegentlich leichte Trockenheit der Haut auf. Als Gegenmaßnahme wird eine regelmäßige Hautpflege wie zum Beispiel die Verwendung von Hautcremes empfohlen.

Warnhinweise:

Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen anwenden.

Stand 19.9.2014

Cutasept F

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion.

Gegenanzeigen:

Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Nebenwirkungen:

Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten.

Warnhinweise:

Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blutleere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Stand 19.9.2014

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim

octenisept® Wund-Desinfektion

Pflichttext octenisept® Wund-Desinfektion - FACHWERBUNG

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG

octenisept® Wund-Desinfektion

Wirkstoffe:

Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.).

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[[3-Kokosfettsäureamidopropyl]dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich.

Stand 03/20

Schülke & Mayr GmbH
D-22840 Norderstedt
Tel. +49 40 52100-666
info@schuelke.com

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR IN DEUTSCHLAND ANSÄSSIGE KUNDEN

(Stand: 2021. Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für in Deutschland ansässige Kunden der Eduard Gerlach GmbH

1. Allgemeines
2. Angebote
3. Preise
4. Zahlungsbedingungen
5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
6. Lieferzeiten
7. Versand
8. Liefermengen
9. Datenschutz
10. Bonität
11. Bonitätsprüfung; SCHUFA-Hinweis
12. Sachmängelansprüche sowie Schadensersatzansprüche und Rücktritt aufgrund sonstiger Pflichtverletzungen
13. Verjährung von Sachmängelansprüchen
14. Rücktrittsrecht
15. Pauschalierter Schadensersatz aufgrund von Pflichtverletzungen des Käufers
16. Eigentumsvorbehalt
17. Ersatzgeräte
18. Entsorgung von Elektro-Altgeräten
19. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

1. Allgemeines

Der Vertrieb von GEHWOL Produkten ist ausschließlich dem Fachhandel (Unternehmer i. S. § 14 BGB) wie z. B. Podologiepraxen, Fußpflegepraxen, Apotheken und Fachdrogerien vorbehalten ist. Die Eröffnung eines Kundenkontos ist nur mit entsprechendem Tätigkeitsnachweis oder einer Ausbildungsbescheinigung möglich. Eine Belieferung von Verbrauchern i. S. § 13 BGB ist somit ausgeschlossen.

Für die Lieferung unserer Erzeugnisse sind ausschließlich die nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend, sofern nicht eine von uns schriftlich verfasste oder bestätigte andere Vereinbarung getroffen worden ist. Diese Bedingungen gelten für unseren gesamten Geschäftsverkehr. Widersprechende, anderslautende und/oder weitergehende allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden nicht anerkannt. Ihrer Geltung wird ausdrücklich widersprochen. Schweigen unsererseits auf die Übersendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers gilt nicht als Zustimmung zur Einbeziehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung werden, soweit diese einmal wirksam vereinbart wurden, bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch Bestandteil aller zukünftigen Verträge, ohne dass es im Einzelfall noch eines ausdrücklichen Hinweises bedarf, auch wenn diese Bedingungen auf einzelne Geschäfte ausnahmsweise ganz oder teilweise unanwendbar sein sollten, weil für diese Geschäfte abweichende Vereinbarungen getroffen wurden. Für Geschäfte und Verkäufe in das Ausland gelten die internationalen Verkaufsbedingungen für nicht in Deutschland ansässigen Kunden.

2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. An mündliche Absprachen sind wir erst nach weiterer schriftlicher Bestätigung gebunden. Erklärungen unserer Mitarbeiter, Reisenden oder Handelsvertreter bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Preise

Die Preise in unserem Katalog sind unverbindlich. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten allein die Preise am Tag der Bestellung. Die Gültigkeit der Preise erlischt mit der Herausgabe der neuen Preise. Alle unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei Bestellungen über unseren Internet-Shop gelten die dort zum Zeitpunkt der Bestellung angegebene Preise. Maßgeblich ist der im Menü „Kasse“ angegebene Endpreis unter Berücksichtigung dort etwa angegebener Aufschläge (z. B. Mindermengenzuschlag, Versandkosten) oder Abzüge (z. B. Rabatte).

4. Zahlungsbedingungen

Für die Bezahlung unserer Rechnungen gelten folgende Konditionen:

Vorkasse oder Bankeinzugsverfahren: 3 % Skonto

Zahlung innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum oder Nachnahme: 2 % Skonto

Zahlung innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum: ohne Abzug

Reparaturen inklusive benötigter Ersatzteile sowie sonstige gelieferte Ersatzteile sind sofort zahlbar: ohne Abzug

Wechsel und Schecks werden, wenn überhaupt, nur erfüllungshalber und vorbehaltlich der Diskontierungsmöglichkeit entgegengenommen. Alle anfallenden Spesen sind von dem Käufer zu tragen, ebenso im Falle der Nichteinlösung von Banklastschriften die Bankgebühren und Auslagen. In diesen Fällen werden vorher gutgeschriebene Skontobeträge rückbelastet. Die Annahme eines Wechsels nach Fälligkeit oder Prolongation stellt keine Stundung dar. Wir behalten uns vor, Wechsel oder Schecks jederzeit zurückzugeben. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, ohne besonderen Nachweis Verzugszinsen von 9 % p. a. zuzüglich des gesetzlichen Basiszinssatzes (§ 247 Abs. 1, Satz 1 BGB) ab Verzugseintritt zu berechnen und für jede Mahnung Mahngebühren in Höhe von 5 Euro zu erheben. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens im Einzelfall bleibt vorbehalten. Falls der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt oder einen Wechsel oder Scheck zu Protest gehen lässt oder falls sonstige Umstände bekannt werden, die die Erfüllung der Verbindlichkeit des Käufers uns gegenüber gefährdet erscheinen lassen, werden ohne Rücksicht auf vorher getroffene Zahlungsvereinbarungen alle unsere Forderungen aufgrund erfolgter Lieferungen sofort fällig. Noch ausstehende Lieferungen

unsererseits an den Käufer können dann von uns per Nachnahme vorgenommen oder von der Gestellung geeigneter Sicherheiten abhängig gemacht werden, bis zu deren Leistung unsere Lieferverpflichtung ruht. Der Käufer ist berechtigt, anstelle einer geeigneten Sicherheitsleistung auch vor auszuzahlen. Wird die geforderte Sicherheitsleistung nicht vor Ablauf einer Woche geleistet, können wir vom Vertrag zurücktreten. Sind Teilzahlungen vereinbart, ist der jeweilige Restbetrag sofort fällig, wenn der Käufer mit einer Rate mit mehr als 7 Tagen in Verzug gerät. Zahlungen an Dritte, insbesondere an Handelsvertreter oder -reisende, werden nicht anerkannt, es sei denn, diese Personen sind ausdrücklich inkassobevollmächtigt.

5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

Die Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist, soweit die Gegenforderung nicht aus demselben vertraglichen Verhältnis herrühren, nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Käufers zulässig. Das Zurückbehaltungsrecht wegen anderer nicht aus demselben Vertragsverhältnis stammender Ansprüche des Käufers gegen uns ist ausgeschlossen.

6. Lieferzeiten

- a) Die Angabe von Lieferfristen ist freibleibend, es sei denn, dass eine ausdrückliche Vereinbarung über einen Fixtermin schriftlich getroffen wurde. Ferner stehen unsere Lieferfristen unter den Vorbehalten der Selbstbelieferung, der Liefermöglichkeit und von Zwischenverkäufen. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Beststellungsannahme durch uns, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Ausführungs Einzelheiten.
- b) Die Lieferfrist ist mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft eingehalten, wenn uns die Absendung ohne eigenes Verschulden unmöglich ist. Als Liefertag gilt der Tag der Versendung, bei vereinbarter Abholung der Tag der Absendung der Meldung der Versandbereitschaft. Überschreiten wir bei einer bestellten Ware einen unverbindlichen Liefertermin oder eine unverbindliche Lieferzeit um mehr als 30 Tage, so hat der Käufer das Recht, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Mit dieser Mahnung werden wir in Verzug gesetzt.
- c) Bei Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung oder von uns nicht zu vertretenden Betriebsstörungen, auch bei unseren Lieferanten, verlängert sich die Leistungszeit um den Zeitraum bis zur Behebung der Störung, soweit die Störung auf die Fertigung oder Auslieferung des Liefergegenstandes Einfluss hat. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer baldmöglichst mit. Bei dauerhaften von uns nicht zu vertretenden Betriebsstörungen, zu denen auch der Fall gehört, dass wir von unseren Vorlieferanten ohne unser Verschulden nicht beliefert werden, haben sowohl der Käufer als auch wir das Recht, unter Ausschluss jedweder Ersatzansprüche ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Betriebsstörungen sind dauernd, wenn sie mindestens zwei Monate andauern.
- d) Schadensersatzansprüche gegen uns aus dem Gesichtspunkt des Lieferverzuges können nur unter den Voraussetzungen der nachstehenden Punkte 12 c) bis e) geltend gemacht werden.

7. Versand

Die Lieferung erfolgt nach unserer Wahl durch ein üblicherweise geeignetes Beförderungsmittel und auf Rechnung des Käufers zuzüglich der Verpackungs- und Versicherungskosten, es sei denn, dass sich aus unserer jeweils gültigen Preisliste etwas anderes ergibt. Transportversicherungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers abgeschlossen. Die Lieferungen erfolgen – auch wenn wir die Frachtkosten tragen – stets auf Gefahr des Käufers, es sei denn, dass wir den Transport mit eigenen Fahrzeugen und eigenem Personal durchführen und die Schäden nicht von Dritten verursacht werden. Für eventuell sich daraus ergebende Schadensersatzansprüche gegen uns gelten die Regelungen unter Punkt 12 c) bis e) dieser Bedingungen. Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an die Post, den Paketdienst, den Spediteur oder den Frachtführer, spätestens aber mit dem Verlassen des Werks oder Lagers auf den Käufer über. Dies gilt insbesondere auch für Verkäufe, bei denen CIF, CFR, FAC, FAS oder FOB vereinbart wurde. Für Lieferungen ins Ausland gelten die gesondert angegebenen Versandkonditionen.

8. Liefermengen

Abweichungen zwischen Bestellung und der Lieferung bezüglich des Gewichts, der Stückzahl und Abmessungen sind in einem Umfang von bis zu 10 % sowohl hinsichtlich der gesamten Lieferung wie auch hinsichtlich eines Teils der Lieferung gestattet, soweit die von der Firma Eduard Gerlach GmbH verwendeten Verpackungsgrößen bzw. Verpackungseinheiten eine genaue Ausführung der Bestellung nicht ermöglichen. Mehr- oder Mindermengen werden bei der Fakturierung entsprechend berücksichtigt. Einwendungen können nur binnen 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung schriftlich erhoben werden. Die Rücknahme einer Mehrlieferung ist nur insoweit möglich, als nur vollständige Verpackungseinheiten zurückgegeben werden.

9. Datenschutz

Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen weitergegeben. Die Weitergabe und Nutzung der Daten erfolgt nur, wie dies für die Durchführung des abgeschlossenen Geschäftes und die Pflege der daraus resultierenden Kundenbeziehung notwendig ist, gesetzlich zulässig und vom Kunden gewünscht ist. Bei der Datenverarbeitung werden schutzwürdige Belange der Kunden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten. Sofern einer Löschung gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten oder sonstige gesetzliche Gründe entgegenstehen, werden die Daten gesperrt.

10. Bonität

Die Eduard Gerlach GmbH behält sich nach dem Ergebnis einer Bonitätsprüfung (vgl. 11.) den Ausschluss bestimmter Zahlungsarten, die Nichtannahme des Kundenauftrags oder die Verweigerung der Leistung nach § 321 BGB vor, soweit der Kaufpreisanspruch der Eduard Gerlach GmbH gefährdet ist.

11. Bonitätsprüfung; SCHUFA-Hinweis

Der Kunde willigt ein, dass die Eduard Gerlach GmbH seine Daten, die er ihr im Rahmen der Kaufanbahnung und der Abwicklung des Kaufvertrages zur Verfügung stellt (Personendaten), an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, zum Zwecke der Bonitätsprüfung übermittelt. Unabhängig davon

übermittelt Gerlach der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung bei unbestrittener Forderung). Bis zur endgültigen Abwicklung der Geschäftsbeziehung, insbesondere aber für die Dauer einer Ratenzahlungsvereinbarung, kann die Eduard Gerlach GmbH hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten für Bonitätsanfragen an ihre Vertragspartner in der EU. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adresdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Die Daten werden nur dann zur Verfügung gestellt, wenn ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft dargelegt wurde. Auskunft über die zu der Person des Kunden bei der SCHUFA gespeicherten Daten kann der Kunde bei der SCHUFA erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Ebenso kann sich der Kunde über die SCHUFA im Internet unter www.schufa.de informieren. Die Service-Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

12. Sachmangelansprüche sowie Schadensersatzansprüche und Rücktritt aufgrund sonstiger Pflichtverletzungen

- Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt die Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Darüber hinaus stehen dem Käufer die weiteren gesetzlichen Ansprüche auf Rücktritt vom Vertrag und Minderung zu, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. § 377 HGB bleibt unberührt.
- Soweit ausnahmsweise nach den gesetzlichen Bestimmungen Rückgriffsansprüche des Käufers nach § 478 BGB bestehen, bestehen diese nur insoweit, als der Käufer seinem Abnehmer keine Rechte gewährt, die über die gesetzlichen Rechte aufgrund von Sachmängeln hinausgehen.
- Schadensersatzansprüche des Käufers bestehen nach den gesetzlichen Bestimmungen in unbegrenzter Höhe, wenn diese auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen und sie durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung durch uns, einen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht sind oder auf dem Produkthaftungsgesetz beruhen oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen oder auf Arglist beruhen oder wir ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie übernommen haben und deshalb haften.
- Beruhet ein Schaden nur auf fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, haften wir ebenfalls auf Schadensersatz, jedoch der Höhe nach beschränkt auf den typischerweise entstehenden und vorhersehbaren Schaden, es sei denn, wir haften nach Abschnitt c) dieses Paragraphen unbegrenzt.
- Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) im Sinne der vorstehenden Regelungen sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Ferner sind vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) solche, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastverteilung. Weitere Schadensersatzansprüche gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, gleich auf welchem Rechtsgrund sie beruhen.

13. Verjährung von Sachmangelansprüchen

Ansprüche des Käufers aufgrund von Sachmängeln verjähren in einem Jahr, es sei denn,

- es handelt sich um Ansprüche der in § 478 BGB geregelten Art oder
- der Mangel wurde arglistig verschwiegen oder beruht auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen. In den Fällen a) und b) und für Schadensersatzansprüche, die nicht nach Punkt 12 dieser Bedingungen ausgeschlossen sind, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Es bleibt bei den gesetzlichen Bestimmungen über die Hemmung, Ablaufhemmung und über den Neubeginn der Verjährung.

14. Rücktrittsrecht

Wenn nichts Besonderes vereinbart ist, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten, wenn die Kaufsache mangelhaft ist und die gesetzlichen Rücktrittsvoraussetzungen (insbes. § 440 BGB) erfüllt sind. Im Falle einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel der Kaufsache besteht, kann der Käufer darüber hinaus nur vom Vertrag zurücktreten, wenn wir oder unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen die Pflichtverletzung zu vertreten haben und die gesetzlichen Rücktrittsvoraussetzungen erfüllt sind. Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastverteilung. Punkt 6 c) dieser Bedingungen bleibt unberührt. In sonstigen Fällen (z. B. versehentliche Falschbestellung oder sonstige Motivirrtümer des Käufers) kann der Käufer nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung den Vertrag stornieren oder von ihm zurücktreten. Ein Anspruch auf Zustimmung zum Rücktritt besteht nicht. Im Falle unserer Zustimmung ist die Ware dann mit unserer Artikel-Nummer zu versehen und frachtfrei und originalverpackt an uns (Firma Eduard Gerlach GmbH, Carl-Vogeler-Straße 10, 32312 Lübbecke) zurückzusenden. Die Rücksendung erfolgt in diesen Fällen stets auf Gefahr des Käufers. Für die Rücknahme berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 20 % des Auftragswertes, mindestens jedoch 25 Euro, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Haben wir in diesen Fällen für Sonderanfertigungen bereits Material eingekauft, ist dieses in jedem Fall zusätzlich zu den Selbstkosten vom Käufer zu übernehmen, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

15. Pauschalierter Schadensersatz aufgrund von Pflichtverletzungen des Käufers

Verletzt der Käufer seine Pflichten – verweigert er z. B. die Abnahme trotz Aufforderung – und sind wir aus diesem Grunde berechtigt, Schadensersatzansprüche statt der Erfüllung geltend zu machen, sind wir berechtigt, eine Schadenspauschale in Höhe von 25 % des Kaufpreises zu verlangen. Das gilt nicht, sofern und soweit der Käufer nachweist, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt uns vorbehalten.

16. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung und so lange vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt sind. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verarbeiten und weiter zu veräußern, solange er sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen uns gegenüber nicht im Verzug befindet oder seine Zahlungen einstellt. Im Einzelnen gilt Folgendes: Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Durch Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt, vermengt oder verbunden, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache zu einem Anteil, dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Gesamtwert entspricht. Auf die nach

den vorstehenden Bestimmungen entstehenden Miteigentumsanteile finden die für die Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen entsprechend Anwendung. Der Käufer tritt hiermit die Forderungen aus dem Weiterverkauf oder den sonstigen Veräußerungsgeschäften wie z. B. Werkverträgen mit allen Nebenrechten an uns ab und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt oder verbunden oder fest eingebaut ist und wir hieran in Höhe unseres Fakturenwertes Miteigentum erlangt haben. Soweit die Vorbehaltsware verarbeitet, vermischt, vermengt, verbunden oder fest eingebaut ist, steht uns aus dieser Zession ein im Verhältnis vom Fakturenwert unserer Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes entsprechender Bruchteil der jeweiligen Forderung aus der Weiterveräußerung zu. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht von uns gelieferten Waren veräußert, tritt der Käufer hiermit einen Anteil der Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Fakturenwertes unserer Vorbehaltsware an uns ab. Hat der Käufer diese Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er hiermit die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Wird die Forderung aus der Weiterveräußerung durch den Käufer in ein Kontokorrentverhältnis mit seinem Abnehmer gestellt, tritt der Käufer seine Forderungen aus dem Kontokorrentverhältnis hiermit in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen die obigen Abtretungen hiermit an. Der Käufer ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Einziehungsmächtigung erlischt bei Widerruf, der bei Zahlungsverzug des Käufers oder Zahlungseinstellung durch den Käufer erfolgt. In diesem Fall sind wir vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware oder der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen sind wir unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu unterrichten. Übersteigt der realisierbare Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere Gesamtforderung gegen den Käufer um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe unserer Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretung an.

17. Ersatzgeräte

Für die Überlassung von Ersatzgeräten für die gesamte Dauer einer Reparatur eines Gerätes des Kunden wird grundsätzlich eine Mietpauschale in Höhe von 30 Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. erhoben. Wir behalten uns vor, in Einzelfällen auf eine Gebühr zu verzichten. Die Rücksendung eines für die Dauer einer Reparatur überlassenen Ersatzgerätes muss spätestens innerhalb von 7 Werktagen nach Rückkehr des eigenen Gerätes erfolgen. Maßgeblich für die Einhaltung der Rücksendefrist ist der Versandtag. Erfolgt die Rückgabe mehr als 7 Werktage nach Rückkehr des eigenen Gerätes, sind wir berechtigt, ab dem 8. Werktag einen Mietzins in Höhe von 10 Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. pro Werktag zu berechnen. Für beschädigte oder unbrauchbare Ersatzgeräte behalten wir uns vor, die notwendigen Reparatur- oder Wiederbeschaffungskosten zu berechnen. Der Versand eines Ersatzgerätes von uns zum Kunden und zurück erfolgt stets auf Gefahr des Kunden.

18. Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Für den Fall einer Weitergabe hat er eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen.

19. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Käufer ist Lübbecke in Westfalen. Gerichtsstand ist Bielefeld, wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist und zwar auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozess. Wir behalten uns vor, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. Für das Vertragsverhältnis ist ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Die Anwendbarkeit internationaler Gesetze, z. B. das UN-Kaufrecht, ist ausgeschlossen.

Stand 2021

- ALPHABETISCH SORTIERT -

Inhalt	Seite
A	
Abdrucklöffel nach Eckle	398
Absaughandstück SATURN / LUNA AT MICRO	196 f
Academy	6 f
AESCULAP (by) Skalpellklingen steril	349
AESCULAP Instrumente	314 ff.
AESCULAP Skalpellgriff BB 63	348
AESCULAP Skalpellgriff BB 73	348
AESCULAP Skalpellgriff BB 84	348
AESCULAP STERILIT	347
AESCULAP STERILIT Ölspray	347
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingung	456 f
Aluminiumkassette zusätzlich	258
Aluminiumtablett zusätzlich	258
Ambulante Fußpflege	227 ff.
Anamnese Set	360
Anatomische Pinzette BD 023	331
Anatomische Pinzette BD 223R	330
Anatomische Pinzette OC 069R	330
Anatomische Pinzette OC 220	331
Anmischbecher für Hartgips	397
Applikator Nr. 0	309
Arbeitsleuchten	219 ff.
Armhebelspender	279
Arzneimittel-Informationen	454 f
Atemschutzmasken FFP2	292
Aufkleber Hände-Hygiene	160
Auflagebänkchen für Hornhautfeile	362
Aufsteckplakate	151, 156
Augenbrauen-Pinzette R	346
Außendienst	10 f
Außenleuchte	155
Autoklav FD18 B/S	246 f
Autoklav FD23 B/S	246 f
Autoklav MELAtronic® 15 EN+ S-Klasse	254

B	
B/S Applikator	383
B/S Basic-Pinselkleber	384
B/S Classic Aktivator	385
B/S Classic Profi-Set	383
B/S Classic Spangen (Stärke: 0,26 mm)	385
B/S Classic Spangen-System	382 ff.
B/S Classic Starter-Set	383
B/S Magnet Profi-Set	387
B/S Magnet Spangen	387

Inhalt	Seite
B/S Magnet Spangen-System	386 f
B/S Magnet Starter-Set	386
B/S Magnetapplikator-Set, 3 Größen	387
B/S Quick Profi-Set	388
B/S Quick Spangen	389
B/S Quick Spangen-System	388 f
B/S Reiniger Clean-Ex	384
B/S Rondell, Magnet Spangen Starter	387
Bacillo® AF	282
Bacillo® Tissues	283
Behandlungseinheit ATLAS	181
Behandlungseinheit LUNAR	180
Behandlungseinheit POLAR	182 f
Behandlungskarteikarten	150, 160
Behandlungstuch	150
Beistellschrank JUPITER Duomatic S 2 MINI	176
BIB forte eco	286
Bis ins Ziel ohne Blasen und Schwielen!	69
Blechschild	154
Bluterplakat	150
Bode Desinfektionsmittelhalter	279
Eurospender Safety Plus	280
Bode Wandhalter	280
Bodedex® forte	284
Bodenverkaufsdisplays	146
Bomix® plus	285
Bonusheft	159
Bretteisen	394
Broschüre Kinderfüße	159

C	
Chirofix	302
Cilienpinzette HH 225	333
CleanSafe Desinfektionsmittelspender	279
Credo Hornhaut-Flachraspel	364
Credo Hornhaut-Längshobel	363
Credo Keramik-Hornhautraspel	362
Credo Profi-Ersatzklingen	363
Crosstex® Isofluid FogFree®	292
Crosstex® Isofluid®	292
Curaplast® Sensitiv	302
Cutasept® F	275
CUTIPLAST*STERIL	302

D	
Dampfindikatorstreifen für S-Klasse-Autoklaven	249
Deko-Faltschachteln	152, 157
Deko-Tube	152
Dekosockel	157
Dekowürfel	147, 157

Inhalt	Seite
Delfinzange DP 501 R	400
Desinfektion	273 ff.
Diabetesratgeber	159
Diabetiker-Set	447
DiaKap	413
Diamant Reinigungsstein mit Box	449
Diamant Reinigungsstein ohne Box	449
Diamant-Schleifkörper „Premier“	422
Diamant-Schleifkörper (Nicht MP)	428
Diamant-Schleifkörper FG	423
Diamant-Schleifkörper, Meisinger	410 ff.
Doppelinstrument HH 106 R	82, 356
Dosierpumpe für GERLACH	277
Desinfektion 500 ml und 1.000 ml	278
Dosierpumpen für Sterillium®	278
Drahtfasszange DP 031R	392
Drahtschneidezange R	393
Druckerpatrone für Siegelgerät FS 3010 Print	253
Durchlaufsiegelgerät FS 4000	251

E	
Eckenfeile G 540 R	359
Eckenfeile HH 125 R	358
Eckenzange 470	340
Eckenzange 475	336
Eckenzange 476	336
Eckenzange 477	340
Eckenzange 478	337
Eckenzange 479	337
Eckenzange 480	338
Eckenzange 481	337
Eckenzange 483	338
Eckenzange 486	338
Eckenzange 490	339
Eckenzange 491	339
Eckenzange 492	339
Eckenzange G 490	324
Eckenzange G 491	324
Eckenzange HF 470	324
Eckenzange HF 475	321
Eckenzange HF 476	321
Eckenzange HF 477	321
Eckenzange HF 478	322
Eckenzange HF 479	322
Eckenzange HF 480	323
Eckenzange HF 481	322
Eckenzange HF 482	323
Eckenzange HF 483	323
Edelstahlbehälter	297
Efesol Bohrerbad	284
Einleger Backcard	147

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Einleger für GEHWOL Druckschutzboxen	124 f	Fräser- und Instrumentenboxen	296	GEHWOL Druckschutzboxen	124 f
Einmal-Anmischbecher	398	Fräserkasten 130	450	leer, 6 und 12er-Einteilung	
Einmal-Wickeletui	297	Fräsersätze	444 ff.	GEHWOL Emulsion zur Fußmassage	99
Einmalschürze, weiß	293	Fräserständer 115	449	GEHWOL Fersenpolster G	115, 132
Einsatz 1/2 für 10 Tablett E 130	242	Fräserständer aus Edelstahl	450	GEHWOL Fluid	72, 99
Einsatz 1/6 Siebschale mit Deckel E 451	242	Fräserständer aus Kunststoff	450	GEHWOL Frische-Balsam	61
Einsatz für 7 Zangen E 521/2	241	Fräserzange	297	GEHWOL Frische-Fußbad	63
Einsatz für 8 Tray-Unterteile/ Tabletts E 806/1	242	Funk-Wanduhr	150	GEHWOL FUSSKRAFT BEIN VITAL CREME	44, 91
Einsatz für Instrumente, stehend E 337/1	241	FUSSPFLEGE AKTUELL	162	GEHWOL FUSSKRAFT FRISCHE CREME	43, 90
Einsatz für rotierende Instrumente E 491	241	Fußmanifest	2 f	GEHWOL FUSSKRAFT Hornhautweicher	93
Einsatz/ Sieb mit Deckel für Kleinstteile E 473/2	241	Fußmatte	150	GEHWOL FUSSKRAFT HYDRO LIPID LOTION	45, 92
Einsteiger-Set	444	Fußpflege im Wandel	168 f	GEHWOL FUSSKRAFT INTENSIVE CREME	42, 89
Elastomull®	305	Fußpflege-Absauggerät AT18	193	GEHWOL FUSSKRAFT KRÄUTER BAD	46, 93
Elastomull® haft	305	Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO	189	GEHWOL FUSSKRAFT KRÄUTER SPRAY	46, 92
Eltra®	274	Fußpflege-Absauggerät SATURN AT MICRO	188	GEHWOL FUSSKRAFT NAGEL- UND HAUT- SCHUTZ SPRAY	45
Enbio S	250	Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO	190	GEHWOL FUSSKRAFT PFLEGE CREME	43, 90
Erkoton 20	395	Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO	192	GEHWOL FUSSKRAFT REPAIR CREME	42, 89
Erkoton 30	395	Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO	191	GEHWOL FUSSKRAFT Serie	41 ff.
Ersatz-Edelstahlstreifen	381	Fußpflegegeräte	187 ff	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Butter	32, 86
Ersatz-Kunststoffwanne	211	Fußpflegegeräte auf einen Blick	194 f	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme	36, 86
Ersatzetiketten	249	Fußpflegeschränk AT/NT clean	177	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion	37, 87
Eschenbach LED Ringlupenleuchte	221	Fußpflegeschränk AT/NT clean mini	178	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling	38, 88
Eschenbach-Aufstecklupe 2,5 Dioptrien	295	Fußpflegeschränk AT/NT clean	170 f,	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad	38, 88
Eschenbach-Fassung und Adapter für Auf- stecklupe	295	JUPITER Duomatic S 2	174	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Schaum	37, 87
Excellent Hornhaut-Längshobel	364	Fußpflegeschränk	175	GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Serie	35 ff.
		JUPITER Duomatic S 2 MINI	179	GEHWOL FUSSKRAFT WÄRME CREME	44, 91
		Fußpflegeschränk SMALL	173 ff.	GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad- Konzentrat	47
		Fußpflegeschränke	184 f	GEHWOL Fuß + Schuh Deo	61
		Fußpflegeschränke auf einen Blick		GEHWOL Fußbad	64, 98
				GEHWOL Fußpuder	63
				GEHWOL Hammerzehen-Polster G	115, 133
				GEHWOL Hornhaut-Gelee	101
				GEHWOL Hornhaut-Schwamm	121
				GEHWOL Hornhautweicher	100
				GEHWOL Hühneraugen-Schutzpflaster	117
				GEHWOL Hühneraugen-Schutzpolster- Ring G	106, 126
				GEHWOL Hühneraugen-Tinktur	72, 454
				GEHWOL Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure	117
				GEHWOL Informationen Relaunch	29 ff.
				GEHWOL Kleinzehen-Ballenpolster G	111, 130
				GEHWOL Korrekturring G	106, 126
				GEHWOL Lotion	90, 274
				GEHWOL MED Nagel- und Hautschutz- Creme	54
				GEHWOL MED Antitranspirant	53
				GEHWOL MED Express Pflege-Schaum	50
				GEHWOL MED Fußdeo-Creme	52, 95
				GEHWOL MED Fußpuder	55

F

Fachmessen	13
Fachwissen und Monatsaktionen	163
Fahrbare Fußbadewanne	211
FARO Etikettiergerät	249
FARO Sterilisationsbeutel	252
FARO Thermo-Druckerpapier	249
FARO Ultraschall Testfolien	270
FARO Ultraschall Testsystem	270
Federstahldraht	394
Fensteraufkleber	160
Fissuren-Fräser	416 f,
	426
Fissuren-Fräser (Nicht MP)	426
Fixomull® transparent	306
Fleecy-Web-EXTRA	309
FOCALEX BLAU N	302
FOCALEX ROT N	303
Folien für Heißluftsterilisatoren, PlaSteril A Rolle	258
Fräser mit Querhieb	417 f
Fräser mit Querhieb (Nicht MP)	426

G

Gazofix®	303
GEHWOL // GERLASAN balance Serie	137 ff.
GEHWOL Badesalz	64, 97
GEHWOL balance Bein & Fußlotion	138
GEHWOL balance Fußcreme	138
GEHWOL Ballenpolster G	111, 131
GEHWOL Ballenpolster mit Elastikbinde	112
GEHWOL Ballenpolster mit Zehenteiler	110
GEHWOL Ballenringe oval	120
GEHWOL Ballenringe rund	120
GEHWOL Balsam normale Haut	59
GEHWOL Balsam trockene, spröde Haut	60
GEHWOL Bein-Balsam	59, 97
GEHWOL Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System	116
GEHWOL Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System groß	116
GEHWOL CLASSIC Serie	57 ff.
GEHWOL Creme-Fußbad	65, 98
GEHWOL Druckschutz-Produkte	105 ff.

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
GEHWOL MED Hornhaut-Creme	52	GERLACH Abtropfkappe	441	H	
GEHWOL MED Lipidro Creme	51, 94	GERLACH Fußpflegekoffer AT MICRO	235	Hände-Hygiene	290
GEHWOL MED Nagel- und Hautschutz-Öl	54, 96, 405	GERLACH Fußpflegekoffer NT MICRO	234	Handstück, Zubehör	440
GEHWOL MED Nagelschutz-Stift	53	GERLACH Handschuh-Wandspender	291	Handstückreinigung/ -pflege	197
GEHWOL MED Nagelweicher	55, 96	GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz	229	Hartmetall-Fräser (Nicht MP)	428
GEHWOL MED Schrunden-Salbe	51, 95	GERLACH Koffer NEPTUN NT MICRO	232	Hartmetall-Fräser, Meisinger	414 f
GEHWOL MED Sensitive	50, 94	GERLACH Koffer TRITON AT MICRO	233	Hautzange 460	341
GEHWOL MED Serie	49 ff.	GERLACH Latex-Handschuhe	288	Hautzange 461	341
GEHWOL Nagelmasse	74, 405	GERLACH Mund- und Nasenschutzmaske	291	Hautzange 465	341
GEHWOL Nagelpflege	73	GERLACH Nageluntersuchungsleuchte	224	Hautzange HF 460	325
GEHWOL Nagelweicher	73	GERLACH Nitril-Handschuhe	288	Hautzange HF 461	325
GEHWOL Nail repair Cleaner	80	GERLACH PODO MED 1 (0,7 ltr)	266	Hautzange HF 465	325
GEHWOL Nail repair Gel, H	79	GERLACH PODO MED 3 (1,6 ltr)	267	Helix Test Pro	248
GEHWOL Nail repair Gel, M	79	GERLACH Sattelsitz	216	Hohlmeißelklingen Anwendung	353
GEHWOL Nail repair System	77 ff.	GERLACH Staubschutzring	441	Hohlmeißelklingen-Halter CAPRON	354
GEHWOL Perlmutter-Peeling	58	GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher	281	Hohlmeißelklingen-Halter PARAMOUNT	355
GEHWOL pflegendes FUSSDEO	62	GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher – alkoholfrei	281	Hornhaut-Set	445
GEHWOL pflegendes Fußspray	62	GERLACH TECHNIK Desinfektionstücher BIG – alkoholfrei	281	Hornhautfeile aus Edelstahl	361
GEHWOL Praxisware	85 ff.	GERLACH TECHNIK Flächendesinfektion	280	Hornhautfeile aus Holz	361
GEHWOL Praxisware Druckschutz	123 ff.	GERLACH TECHNIK Flächendesinfektion Konzentrat	282	Hornhautfeile Doppelfeile	362
GEHWOL Schutzpflaster dick zum Zuschneiden	118	GERLACH TECHNIK Instrumentendesinfektion Konzentrat	285	Hornhauthaken HH 120 R	358
GEHWOL Schutzpflaster oval	118	GERLACH TECHNIK Instrumentenreiniger	284	Hufstäbchen	359
GEHWOL Softening-Balsam	58	GERLACH transportable Beinstütze	230	Hühneraugen-Set	446
GEHWOL Spender	102	GERLACH transportable Beinstütze kurz	230	Hybrid-Filter für AeraMax	261
GEHWOL Spezial-Cremes	67 ff.	GERLACH Vinyl-Handschuhe	288	Hygiene	237 ff.
GEHWOL Spezial-Präparate	71 ff.	Gerlachs GEHWOL EXTRA	68	Hygiene und Sauberkeit - Das oberste Gebot	259
GEHWOL Sprayer	103	Gerlachs GEHWOL FUSSKREM	68	Hygiene-Informationen	238 f
GEHWOL TEC - Praxiseinrichtungen	167 ff.	GERLASAN achselfrisch	143		
GEHWOL Vorfuß- und Ballenpolster mit Elastikbinde	112	GERLASAN balance Handcreme	139	I	
GEHWOL Vorfußpolster	113, 132	GERLASAN Handcreme	102, 142, 276	Inhaltsübersicht - GEHWOL TECH	164 f
GEHWOL Vorfußpolster G	113, 131	GERLASAN Händedesinfektion	276	Inhaltsübersicht - Präparate // Werbemittel	32 f
GEHWOL Vorfußpolster mit Bandage	114	GERLASAN SOFT med. Waschgel	101, 274	Ink Test (Tintentest)	253
GEHWOL Vorfußpolster mit Elastikbinde	114	GERLAVIT / GERLASAN	141 ff.	Innovation und Entwicklung	14 ff.
GEHWOL Wärme-Balsam	60	GERLAVIT Moor Vitamin Creme	142	Instrumente	313 ff.
GEHWOL Zehenkappe	108, 128	Geschäftszeitenaufkleber	160	Instrumenten-Desinfektionswanne	271
GEHWOL Zehenkappe G	108, 128	Geschenkgutschein	150	Instrumentenhalter	248
GEHWOL Zehenringe oval	119	Glamox LED Behandlungsleuchte LHH	222	Instrumententablets	296
GEHWOL Zehenringe rund	119	Glamox LED Lupenleuchte LFM	222		
GEHWOL Zehenschutz	107, 127	Greifpinzette	296	K	
GEHWOL Zehenschutzring G	107, 127	GTO Kurzanleitung zum Anlegen	374	Kein Raum für Keime	264 f
GEHWOL Zehenspreizer	133	GTO-Nagelspange	375	Keramikfräser	424 f
GEHWOL Zehenspreizer G	109, 129	GTO-Nagelspange/ GTO-Schlaufe	373	Keramikfräser, KEMMER NAIL (Nicht MP)	429
GEHWOL Zehenteiler	110, 130	GTO-Schlaufe	375	Keramisch gebundene Schleifstifte, LUKAS	419
GEHWOL Zehenteiler G D	109, 129	Gummiträger für Kappenschleifer (Medizinprodukt)	436 f	Klarsichtige Instrumentenbox	443
Geka® Mullbinden	306			Klebe-Gel	381
Gel-Schlauch	134			Klebfix saBesto, 5 g	389
Gelmodellagepinsel	81			Klingen für Halter CAPRON	354
Gelochte Diamant-Schleifkörper	423			Klingen für Halter PARAMOUNT	355
				Klingen-Entferner, universal	352

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Klingen-Sammelbox 500	352	N		Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, small	372
Koffer AT/NT MICRO	228	Nagel- und Eckenzange 2510	340	Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, soft	371
Konditionen	28	Nagel-Set	446	Neodisher IR	243
Korsolex® basic	285	Nagelfalz-Tamponade	303, 397	Neodisher Mediklar special	243
Kugelschreiber	150	Nagelfeile, gekerbt	365	Neodisher Z	243
Kundenbindung und Beratung	162	Nagelhautschere 409	344	Newsletter	163
Kunstlederreiniger skai Hornschuch	200	Nagelhautschere HF 409	329	Normenschale aus Opalglas	296, 443
Langloch-Hohlfräser	418, 427	Nagelhautzange 441	342	Nylonfaser-Reinigungsbürste	451
L		Nagelhautzange 443	342		
LED Koffer-Lupenleuchte mit Adapter	231	Nagelhautzange 445	343	O	
LED Kofferleuchte	225	Nagelhautzange 446	343	octenisept® Gel	275, 304
LED-Leuchte Dekostar XL	223	Nagelhautzange 448	342	octenisept® Wund-Desinfektion	275, 304
LED-Lichthärtegerät BiLED	80	Nagelhautzange HF 441	327	Omnitape®	308
Lehrbücher und Bildatlas für die Podologie	401	Nagelhautzange HF 443	327	ONY-Clean	413, 428
Leukoflex®	307	Nagelhautzange HF 445	327	Onycholit Flüssigkeit	396
Leukomed® - Sterile Wundverbände	306	Nagelhautzange HF 446	328	Onycholit Pulver, klar	396
Leukomed® T plus	306	Nagelhautzange HF 448	326	ONYCHOLIT PULVER, ROSA	396
Leukoplast®	307	Nagelkorrektur-Systeme	367 ff.	Onyclip	380
Leukoplast® Elastic	303	Nagelpolierer	421	Onyclip-Packung	381
Leukoplast® wasserfest	307	Nagelpolierer (Nicht MP)	427	Optiplaste®-C	308
Leukosilk®	307	Nagelprothetik für Optik und Schutz	75, 83	OR-Skalpellgriff	351
LIGASANO Diabetes-Plantarverband	311	Nagelprothetik mit GEHWOL Nagelmasse	404	OR-Skalpellklingen steril	351
LIGASANO Roll mit Kleberand	310	Nagelschere 30	344	Orthonyxie-3-Stufen-Zange	392
LIGASANO Roll ohne Kleberand	310	Nagelschere HF 30	328	Orthonyxiebedarf	391 ff.
LIGASANO Verbandsstoff, unsteril	310	Nagelschere HF 31	329		
LISKO Polierscheiben fein	397	Nagelspaltzange HF 266	326	P	
Löffel doppelt 87034-160	357	Nagelzange 203	334	PARAMOUNT Skalpellklingen steril	350
Löffel doppelt DC 241 R	357	Nagelzange 210	335	Patienten-/ Arbeitsstühle	199 ff.
Löffel HH 118 R	358	Nagelzange 211	335	Patientenstuhl ARCADIA	208
Lubrifiuid 500 Handstückschmiermittel	197	Nagelzange 234	334	Patientenstuhl CONCEPT B2	206
Luftreiniger AeraMax Pro 2	260	Nagelzange 243	334	Patientenstuhl CONCEPT F3	200 f, 204 f
Luftreiniger AeraMax Pro 3	250 f	Nagelzange 245	336	Patientenstuhl CONCEPT F5	200 ff.
Luxo CIRCUS LED Ringlupenleuchte	221	Nagelzange 495	335	Patientenstuhl CONCEPT F5	200 ff.
M		Nagelzange G 345	318	Patientenstuhl CONCEPT F5	200 ff.
Malteser Ersatzklingen	363	Nagelzange G 495	318	Patientenstuhl PLEION	209
Meigrit Fräser	413	Nagelzange HF 203	319	Patientenstuhl S 3.2	207
MeiKap	413	Nagelzange HF 210	320	Patientenstuhl STERN PODIA LYRA	210
MELAflash® - Dokumentations-Set	255	Nagelzange HF 211	320	Patientenstühle auf einen Blick	212 f
MELAfol®-Rollen	256	Nagelzange HF 223	320	Pedi Ersatzklingen	364
MELAseal® 100+ (ohne Rollenhalter)	255	Nagelzange HF 241	319	Pedilen N	276, 304
Messbecher für Desinfektionsmittel	286	Nagelzange HF 243	319	Peha-haft®	308
Mikrobac Tissues®	283	Nagelzange HF 250	318	Peha-soft Latex puderfrei Handschuhe	287
Mikrobac® forte	282	Naspan®-Minimalband	372	Peha-soft nitrile FINO	287
Mikromotor-Handstück PM 1132	196 f	Naspan®-Pinzette	372	Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe	287
Monofilament	360	Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra	371	Pending – Gesunder Rücken	215
Mund-Nasen-Masken, 3-lagig	291	Naspan®-Platinium-Korrekturspange, small	372	Pending Arbeitsstuhl	214
		Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft	371	Pending Arbeitsstuhl kompakt exklusiv	215
		Naspan®-Platinium-Korrektursystem	368 ff.	Pending Arbeitsstuhl kompakt vario	214
		Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, extra	371		

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Pending Arbeitsstuhl Ponso 1	216 f	Schuhlöffel	150	Tischdisplays	147, 156
Pinzetten-Hautzange 3031 R	345	Schutzbrille „Crystal“	295	Träger für Ziegenhaarbürste 303/050 RS	451
Pinzetten-Hautzange 3032 R	345	Schutzbrille „Speed“	294	Tragetasche Papier	150
Pinzetten-Hautzange 3039 R	345	Seal Test für Siegelgeräte	253	Trolley für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz	229
Plakate	148, 153, 158	Secora Hornhauthobel, 0,25 mm	363	Trolley für Koffer AT/NT MICRO	228
PlaSteril A Beutel	258	Secora Hornhauthobel, 0,50 mm	362	Tubifoam	309
PlastiSept eco	283	Service	8 f		
Podologie-Set	445	Servicewerkstätten	12		
Präparateübersicht	22 f	Siegelgerät SL13	251	U	
Proben	149, 153	Skalpellklingen-Entferner und -Sammler	352	Ultraschall-Reinigung	263 ff.
Produktinfos	149, 154	SOFT 1 NEXT	304	Ultraschall-Reinigungsgerät	268
Prüflehre für Fräser	441	Sonstige Informationen	453 ff.	ELMASONIC Easy 10	
Prüfstifte	441	Spangenhalter BM 360R	392	Ultraschall-Reinigungsgerät	269
PSA Latex-Handschuhe	289	Spezialfräser	417	ELMASONIC MED 60	
PSA Nitril-Handschuhe	289	Splitterpinzette BD 303	330	Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1	257
PSA Nitril-Handschuhe High Risk	289	Splitterpinzette BD 312	332	Unternehmen	1, 4 f
		Splitterpinzette BD 963	331	UV-Lampe für die ambulante Fußpflege	81
		Splitterpinzette BD 964	332	Uvex Schutzbrille	294, 448
		Splitterpinzette BD 965	332	Uvex Schutzbrille für Brillenträger	294, 448
		Sprayhandstück SIRIUS NT MICRO mit Licht	196 f		
Q		Spreizfuß Expertise	135	V	
Querhiebbohrer	416	Stammopur DR 8	286	Vegane Rezepturen	24 f
Querhiebbohrer (Nicht MP)	426	Steri-Block-Maxi	443	Verbandschere BC 324	328
		Steri-Block-Maxi Informationen	442	Verbraucherinfos	159
R		Steri-Block-Maxi mit Box	443	VHO-Osthold-Schlaufe PERFECT	379
Reinigungs- und Desinfektionsautomat	240	Sterilisationsfolie	251	VHO-Osthold-Spange PERFECT	378
PG 8582		Sterilisationskammer-Reiniger	248	VHO-Osthold-Spange PERFECT Anwendung	376 ff.
Reinigungs- und Desinfektionsplan	160, 290	Sterilisationsmarker	252	VHO-System-Sortimentskasten	379
Rollenhalter „komfort“	256	Sterillium®	277	VHO-Test-Set (ohne Kasten)	378
Rollenhalter „standard“	256	Sterillium® classic pure	278		
Rollenhalter mit Schneidevorrichtung	252	Sterillium® Desinfektionstuch	280	W	
Rosenbohrer	415	Sterillium® Gel pure	278	Waldmann LED Ringlupenleuchte	220
Rotierende Instrumente	407 ff.	Sterillium® Zehenkuppenschutzpflaster	305	Waldmann LED Ringlupenleuchte Basic	220
Rotierende Instrumente Informationen	408 f	Stimmgabel nach Rydel-Seiffer	360	Warm-Kalt-Untersuchungsstift	360
RS-Spray	448	Studie belegt	26 f	Werbemittel	145 ff.
Rund-/Spitzzange	400	Sulci-Injektor MK 2	402	Windehaken	375, 400
Rund-Hammer	393	Sulci-Protektoren	402 f	Winkelturbine Bora L LED mit Licht	196 f
		Sulci-Protektoren MK 1	403	Wirkstoffe	18 ff.
S		Sulci-Protektoren MK 2	403	Wundlineal	311
Sandpapierfeile	365	Sulci-Protektoren MK 3	403	Wundversorgung	299 ff.
Saphir-Nagelfeile	364	Super-Hartgips	399	Wundversorgung Informationen	300 f
Schaufenster-Dekoration	160				
Schautafel Fuß und Fußgelenke	401	T			
Schlauchverband tg®	308	Tablett (Tray)	248	Z	
Schlaufenbiegezeuge	393	Tamponstopfer 87035-160	356	Zehenspreizer	297
Schleiffolien grob, Korn 60	361	Tamponstopfer DC 200 R	356	Zellstofftupfer	305
Schleiffolien mittel, Korn 100	361	Terminkärtchen	150	Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564	451
Schleifkappen GEHWOL TECH	430 f	Therapie-Kalender	150	Zubehör Thermocare ATV / UTV	244
Schleifkappen, blau (Medizinprodukt)	432 ff.	Thermo-Schleifkappen	435		
Schleifkappen, braun	438 f	Thermocare ATV	244		
Schleifkörper	419 f	Thermocare UTV	244		
Schuh- und Fußüberzieher	293				



EDUARD GERLACH GmbH
Bäckerstraße 4-8 // 32312 Lübbecke // Germany
Telefon +49 5741 330-0 // Fax +49 5741 330-400
info@gehwol.de // www.gehwol.de